

Gebrauchsanweisung

EAN 4002448129318

Scholl In-Balance Einlegesohlen bei Schmerzen von Knie bis Ferse M (40-42)

FUNKTION

Die Einlegesohlen in voller Länge unterstützen die Position des gesamten Fußes und reduzieren die Druckbelastung durch eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung.

HINWEISE / REMARQUES / CONSIGLI DI UTILIZZO

Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass das Produkt gut in den Schuh passt. Nehmen Sie gegebenenfalls die vorhandene Einlegesohle heraus. Die Ferse der Einlegesohle sollte am hinteren Ende des Schuhs anliegen. Wenn nötig, schneiden Sie den Rand entlang der aufgedruckten Linien auf die gewünschte Größe zu. Es kann sein, dass sich die Füße erst an die Einlegesohle gewöhnen müssen. Gewöhnen Sie sich gegebenenfalls schrittweise an die Scholl In-Balance® Einlegesohlen, indem Sie sie jeden Tag etwas länger und schließlich den ganzen Tag tragen. Wenn die Schmerzen anhalten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und lassen Sie sich von einem Arzt beraten.

SCHOLL UND DIABETES

Wenn Sie an Diabetes oder schlechter Durchblutung leiden, lassen Sie sich bitte von einem Arzt oder Podologen beraten, bevor Sie dieses Produkt verwenden.