

Ⓢ Cerotti per vesciche ai talloni, 6 pezzi

Contribuiscono a ridurre la formazione di vesciche, sono lenitivi e favoriscono la guarigione. Cerotti trasparenti, idrocolloidali a tutta superficie.

Il set contiene:

3 pezzi da 44x69 mm e 3 pezzi da 37x55 mm.

Istruzioni per l'uso:

detergere, disinfettare ed asciugare bene la vescica e l'area circostante. Rimuovere la presenza di eventuali creme od oli. Rimuovere il foglietto protettivo e porre il cerotto sulla vescica, senza toccare la parte adesiva.

Premere sul cerotto. Lasciare il cerotto sull'area prescelta, finché non inizi a rimuoversi da solo. A quel punto, rimuovere del tutto il cerotto, tirandolo via lentamente. Il cerotto può rimanere sulla cute per 2-3 giorni oppure essere sostituito prima. Ripetere l'applicazione con un altro cerotto, fino alla guarigione. Consultare un medico, nei casi in cui la guarigione tardasse ad arrivare, si manifestassero irritazioni oppure se la pelle circostante diventasse rossa o si gonfia.

Avvertenze:

adatti solo per ferite suppurative. Non forare le vesciche, per limitare il rischio di infezioni. Non utilizzare su ferite infette. In caso di diabete o di problemi legati alla circolazione, utilizzare solo dopo aver consultato un medico. Non riutilizzare, perché ciò potrebbe condurre ad infezioni. Conservare in luogo fresco e asciutto. Usare preferibilmente entro: vedi fondo.

Prodotto in Cina. Distribuito da dm drogerie markt s.r.l., Via G. Galilei nr. 10, 39100 Bolzano (BZ).

**Markenqualität**

► Hergestellt in China

**0800 3658633**

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Am dm-Platz 1

DE-76227 Karlsruhe

www.dm.de/balea

Vertrieb in Österreich:

dm drogerie markt

AT-5071 Wals

www.dm.at

Mindestens haltbar bis:

siehe Boden



Bevaplast B.V.

Delta 170

NL-6825

MV Arnhem

6384-2

Balea

6 BLASEN PFLASTER FERSE

FRONT

transparente, vollflächige
Hydrokolloid-Pflaster

- + hilft gegen
Blasenbildung
- + direkte
Schmerzlinderung
- + unterstützt die
Heilung

SET ENTHÄLT:

- 3 Fersenblasenpflaster à 44 x 69 mm
- 3 Fersenblasenpflaster à 37 x 55 mm

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

Reinigen Sie die Blase und die umliegende Haut, desinfizieren und trocknen Sie sie gründlich ab. Entfernen Sie jegliche Cremes und Öle von der Haut, da diese die Klebkraft verringern. Entfernen Sie das Schutzpapier und legen Sie das Pflaster auf die Blase, ohne dabei die Klebeseite zu berühren. Drücken Sie das Pflaster richtig auf. Lassen Sie das Pflaster so lange an Ort und Stelle, bis es sich von selbst löst. Ziehen Sie das Pflaster dann langsam von der Haut ab. Das Pflaster kann 2-3 Tage kleben bleiben, oder ersetzen Sie es bei Bedarf früher. Wiederholen Sie die Behandlung, bis die Heilung abgeschlossen ist.

Ziehén Sie einen Arzt zúrate, wenn die Heilung ausbleibt, Reizungen entstehen oder wenn die umliegende Haut rot wird bzw. anschwillt.



HINWEISE

Nur für oberflächliche Wunden geeignet. Stechen Sie Blasen nicht auf, um das Risiko von Infektionen zu verringern. Nicht bei infizierten Wunden verwenden. Bei Diabetes oder schlechter Durchblutung nur mit Zustimmung eines Arztes verwenden. Nicht wiederverwenden, dies kann zu Infektionen führen. Kühl und trocken aufbewahren.

SK Transparentné hydrokoloidné náplasti na plúzgriery na päťách, 6 ks.

Prinášajú úľavu od bolesti, podporujú hojenie a pomáhajú zabrániť tvorbe nových plúzgriery.

- 3 ks 44 x 69 mm
- 3 ks 37 x 55 mm

Návod na použitie:

Dôkladne vyčistite a vydezinfikujte plúzgier a pokožku okolo plúzgriera a nechajte vyschnúť. Odstráňte prípadné krémy a oleje z pokožky, pretože by mohli znížiť schopnosť lepenia. Odstráňte ochranný papier a položte náplast na plúzgier tak, aby ste sa nedotýkali lepiacej časti. Prítlačte náplast. Náplast nechajte na mieste až kým sa nezačne odlepovať. Následne náplast pomaly odlepte od pokožky. Náplast môže zostať nalepená 2-3 dni, prípadne ju vymeňte podľa potreby. Opakujte až kým sa plúzgier nezahehojí. Ak dôjde k podráždeniu, začervenaníu, alebo opuchnutiu okolitej kože, poraďte sa s lekárom.

Upozornenie:

Vhodné len na povrchové rany. Neprepichujte plúzgier, pretože môže dôjsť k infekcii. Nepoužívajte na infikované rany. V prípade cukrovky alebo zlého krvného obehu používajte len so súhlasom lekára. Len na jedno použitie, viacsobné použitie môže viesť k infekcii. Uchovávať v suchu. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Vyrobené v Číne. Distribútor: dm drogerie markt s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava. Spotrebujte do: pozri na obale.

HK Flasteri za žuljeve - za pete, 6 kom.

Transparentní hidrokoloídní flasteri ublažavaju bol i olakšavaju zacjeljivanje rane te mogu sprječiti nastanak novih žuljeva.

Set sadrži:

3 flastera 44x69 mm i 3 flastera 37x55 mm.

Uputa za uporabu:

očistiti žulj i okolnu kožu, dezinficirati ih i dobro osušiti. S kože ukloniti kreme ili ulja jer mogu smanjiti ljepljivost flastera. Ukloniti zaštitni papir, položiti flaster na žulj bez

žodririvanja ljepljive površine te ga pritisnuti. Flaster ostaviti na koži dok se sam od sebe ne odlijepi. Tada ga polagano skinuti s kože. Flaster može ostati na koži 2-3 dana, po potrebi ga zamijeniti i ranije. Ponavljati tretman sve dok rana ne zacijeli. Ako rana ne zacjeljuje, nastupi iritacija, crvenilo ili oticanje okolne kože, zatražiti savjet liječnika. Upozorenje: prikladno samo za površinske rane. Ne bušiti žuljeve kako bi se smanjio rizik od infekcija. Ne koristiti kod inficiranih rana. Kod dijabetesa ili loše cirkulacije upotrebljavati samo uz odobrenje liječnika. Jednom upotrijebljeni flaster ne ponovno koristiti jer to može dovesti do infekcija. Čuvati na suhom i hladnom. Najbolje upotrijebiti prije kraja datuma otisnutog na pakiranju. Broj lota otisnut je na pakiranju.

Zemlja podrijetla: Kina; Proizvođač: Bevaplast B.V., Delta 170, NL-6825 MV Arnhem, Nizozemska; Distributer za HR: dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, 10090 Zagreb; Uvoznik za BiH: dm drogerie markt d.o.o., Lužansko polje 40b, 71 210 Ilidža, Tel. 033/778 300, Fax. 033/ 778 400, info@dm-drogeriemarkt.ba

HU Vízihólyagtapsz sarokra, 6 db

Segít megelőzni a vízihólyag kialakulását, csökkenti a fájdalomt és hozzájárul a gyógyuláshoz. Átlátszó, teljes felületű hidrokolloid tapsz.

3 db 44 x 69 mm-es és 3 db 37 x 55 mm-es tapsz.

Használati útmutató: Tisztítsa meg a vízihólyagot és a körülötte lévő bőrt, majd fertőtlenítsé és alaposan szárítsa meg ezeket. A bőrről távolítsa el az esetleges krém- és olajmaradványokat, mivel ezek csökkentik a tapadást. Távolítsa el a védőpapírt, helyezze a tapszt a hólyagra, közben ne érjen hozzá a tapadófelülethez. Nyomja rá a tapszt a bőrre. A tapszt addig ne vegye le, míg az magától el nem válik a bőrről. Óvatosan húzza le a tapszt. A tapsz 2-3 napig a bőrön marad, szükség esetén korábban is kicserélheti. Ezt addig ismételje, míg a vízihólyag be nem gyógyul. Forduljon orvoshoz, ha a vízihólyag nem gyógyul, illetve irritáció, piros bőr és duzzanat esetén is.

Figyelmeztetés: csak felületi sebek kezelésére alkalmas. A fertőzés elkerülése érdekében ne szúrja ki a hólyagot. Elfertőzött seb kezelésére nem alkalmas. Cukorbetegség és vérkeringési zavarok esetén csak orvosi javaslatra használja. Csak egyszeri használatra alkalmas, ellenkező esetben fertőzés okozhat. Hűvös, száraz helyen tárolandó.

Gyártás helye: Kína. Felhasználható: Id. a csomagoláson (év/hó). Forgalmazza: dm Kft., 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4.