



Vitamin B12 Test

• Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi • Istruzioni per l'uso

Hersteller:
cerascreen GmbH
Güterbahnhofstrasse 16
19059 Schwerin
Germany

www.cerascreen.info
SKU: 99091201

CRS3-VitB12_DACH_000
Gültig ab August 2023

Lieferant | Fournisseur | Fornitore **B:** PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, Germany
D: Sarstedt AG & Co.KG, Sarstedtstraße 1,51588 Nümbrecht, Germany
E: Becton Dickinson GmbH, Tullastrasse 8–12, Postfach 101629, 6900 Heidelberg, Germany

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

DE Vitamin B12 Test

Der cerascreen® Vitamin B12 Test ist ein Probenahme- und Ein- sendekit zur Ermittlung des Vitamin-B12-Spiegels. Der Test dient der Konzentrationsbestimmung des Vitamin B12 bindenden Pro- teinkomplexes Holo-Transcobalamin in humanem Kapillarblut.

Ihr Testkit beinhaltet

A 1 Alkoholtupfer

B 2 Pflaster C€, 1 Tupfer C€

C 1 Transportröhrchen mit Saugvlies

D 1 Microvette 300 µl (Blutauffangröhrchen) C€

E 2 Lanzetten C€ 0050

F 1 Rücksendeumschlag

G 1 Test-ID-Karte mit Aufkleber

Informationen & Hinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Halten Sie sich an die aufgeführten Schritte.

WICHTIG!

- Führen Sie die Probenahme nur von Sonntag bis Diens- tag durch und versenden Sie die Probe noch am Tag der Entnahme. Berücksichtigen Sie etwaige Feiertage.
- Aktivieren Sie vor dem Probenversand Ihren Test unter Angabe Ihrer Test-ID. Nur so kann das Labor Ihre Probe zuordnen, sodass Sie Ihr Testergebnis erhalten. Näheres dazu in Schritt 2.
- Bitte beachten Sie, dass nach einer Vitamin-B12-Injek- tion mindestens vier Wochen bis zur Testdurchführung gewartet werden sollte. Oral eingenommene Präparate hingegen haben keinen Einfluss auf das Testergebnis.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Entnehmen Sie keine Blutprobe direkt nach außergewöhn- lichen Anstrengungen.
- Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Blutentnahme haben oder das Kit unvollständig ist, wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Kundenservice (www.cerascreen.de/fragen).
- Das Produkt dient der einmaligen Anwendung.
- Blutproben mit einem geringeren Volumen als 300 µl können leider nicht ausgewertet werden.

ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN

- Verwenden Sie dieses Kit nicht, wenn Sie an einer durch Blut übertragbaren Erkrankung leiden, wie z. B. Hepatitis oder HIV!

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

- Nach der Blutentnahme können für wenige Tage Druck- schmerzen um die Wunde herum auftreten und/oder sich ein Bluterguss an der Einstichstelle bilden. Des Weiteren ist ggf. die Einstichstelle für wenige Tage sichtbar.
- HINWEIS:** Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt auf- getretenen schwerwiegenden Vorfälle sind unverzüglich dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der*die Anwender*in niedergelassen ist, zu melden.

WARNHINWEISE

- Bewahren Sie das Kit unzugänglich für Kinder auf.
- Die Anwendung darf nur an und durch Erwachsene ab 18 Jahren erfolgen.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, verwenden Sie das Kit nur nach Rücksprache mit Ihren Therapeuten.
- Wenn Sie an einer angeborenen bzw. erworbenen Blut- gerinnungsstörung leiden oder blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen, verwenden Sie das Kit nur nach Rücksprache mit Ihren Therapeuten.
- Verwenden Sie die Lanzetten nur wie in der Gebrauchsan- weisung beschrieben.
- Wenn Sie Probleme beim Anblick oder mit der Abnahme von Blut haben, führen Sie die Entnahme nur im Beisein einer weiteren Person durch oder wenden Sie sich an Ihre*n The- rapeut*in oder Apotheker*in.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie unser Hilfe-Portal (www.cerascreen.de/fragen).

Anleitung

- Prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen für die Probenentnahme gegeben sind. Lesen Sie sich hierzu die Rubrik „Informatio- nen und Hinweise“ aufmerksam durch.
- Sind Sie neu bei uns, dann erstellen Sie sich ein Benut- zerkonto unter my.cerascreen.de oder in der **mein cera- screen®-App**. In unseren „Häufig gestellte Fragen“ auf www.cerascreen.de/fragen finden Sie eine Anleitung für die Erstellung. Damit wir Ihren Ergebnisbericht erstellen kön- nen, loggen Sie sich auf my.cerascreen.de oder in der **mein cerascreen®-App** (Android, iOS) ein. Geben Sie unter „Test aktivieren“ die ID-Nummer gemäß Ihrer Test-ID-Karte ein und folgen Sie den Anweisungen.
- Legen Sie alle im Testkit enthaltenen Utensilien auf eine saubere Unterlage und überprüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten sind. Wählen Sie vorab Ihre Einstichstelle. **TIPP:** Am besten eignen sich Mittelfinger und Ringfinger der linken Hand.
- Öffnen Sie das Blutauffangröhrchen und stellen Sie es auf einer flachen Unterlage bereit. Achten Sie darauf, dass es

- nicht umfallen kann.
- Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und warmem Wasser. Halten Sie die bevorzugte Hand dann **15 Sekunden** unter warmes Wasser, um die Blutgefäße zu erweitern. Trocknen Sie Ihre Hand sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab.
- Kreisen Sie Ihren Arm 5 bis 10 mal mit Schwung, möglichst voll durchgestreckt, in großen Bewegungen, um die Blut- zirkulation anzuregen.
- Entnehmen Sie den Alkoholtupfer aus der Folie und des- infizieren Sie damit die Spitze des bevorzugten Fingers. Warten Sie, bis der Finger wieder trocken ist (15 Sek.).
- Nehmen Sie die Lanzette, drehen Sie die Schutzkappe ein- mal um die eigene Achse (1.) und ziehen Sie sie dann vor- sichtig ab (2.). **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine Lanzette ohne bzw. mit loser Schutzkappe.
- Legen Sie Ihre Hand auf eine feste Unterlage. Setzen Sie die Lanzette, wie in der Abbildung gezeigt, schräg auf die Spitze des Fingers auf. Verwenden Sie die Seite der Finger- spitze als Einstichstelle, um Beschwerden zu minimieren. Drücken Sie die Lanzette fest gegen den Finger, bis sie aus- löst. **ACHTUNG:** Die Lanzette kann nur einmal auslösen!
- Setzen Sie den Daumen der anderen Hand unterhalb der Einstichstelle an und ziehen Sie die Haut leicht zurück.
- Unterstützen Sie die Blutentnahme, indem Sie aufstehen und halten Sie Ihre Hand unterhalb des Herzens. Massie- ren Sie Ihren Finger von der Handinnenfläche hin zur Fin- gerspitze, bis sich ein Tropfen Blut bildet.
- Bevor Sie mit der Blutentnahme beginnen, nehmen Sie den Tupfer (**NICHT den Alkoholtupfer**) und wischen den ersten Blutstropfen ab. Warten Sie, bis sich erneut ein gro- ßer Tropfen gebildet hat.
- Halten Sie Ihren Finger schräg an die Wandung des auf- recht stehenden Blutauffangröhrchens, damit das Blut hineinlaufen kann. Massieren Sie dabei Ihren Finger wei- ter, damit sich ausreichend Blut bildet. Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
- Beenden Sie die Entnahme erst, wenn die Markierung (300 µl) erreicht ist, da die Probe ansonsten nicht aus- wertbar ist.** Klopfen Sie das Röhrchen mehrmals leicht auf den Tisch, damit das Blut nachlaufen kann.
- Nach der Blutentnahme verwenden Sie den Tupfer und das Pflaster zur Wundversorgung.
- Verschließen Sie das Röhrchen mit dem Verschlussdeckel durch festes Aufdrücken, bis die Verschlusskappe einrastet. **Schütteln Sie das Röhrchen gut.**
- Ziehen Sie den quadratischen Code-Aufkleber von der Test-ID-Karte und kleben Sie ihn auf das gefüllte Blutauf- fangröhrchen – **NICHT auf das Transportröhrchen.**
- Schieben Sie das gefüllte Blutauffangröhrchen mit dem Blut in das größere Transportröhrchen, ohne das enthal- tene Saugvlies zu entfernen. Verschließen Sie das Trans- portröhrchen gut.
- Legen Sie das bestückte Transportröhrchen in den Rück- sendeumschlag. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend kostenfrei per Post.
- Überprüfen Sie, ob Sie den Test aktiviert haben und ent- sorgen die benutzten Bestandteile im durchsichtigen Kunststoffbeutel im Hausmüll.

FR Test de la vitamine B12

Le test de la vitamine B12 de cerascreen® est un kit de prélè- vement et d'envoi pour déterminer la concentration de vitamine B12 dans le sang capillaire humain. Le test permet de détermi- ner la concentration du complexe de protéine holotranscobala- mine (Holo-TC) qui se lie à la vitamine B12.

Votre coffret de test contient

A 1 tampon imbibé d'alcool

B 2 sparadraps C€, 1 écouvillon C€

C 1 tube de transport avec voile absorbant

D 1 microvette 300 µl (tube de prélèvement sanguin) C€

E 2 lancettes C€ 0050

F 1 enveloppe de retour

G 1 carte d'identification du test avec autocollant

Informations et instructions

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de commencer, puis suivre les étapes indiquées.

IMPORTANT!

- Les échantillons doivent être prélevés exclusivement entre le dimanche et le mardi (au plus tard) et envoyés le jour même. Veuillez tenir compte des jours fériés.
- Avant d'envoyer votre prélèvement, activez votre test en saisissant votre code d'identification de test. Ce n'est qu'ainsi que le laboratoire peut assigner votre prélève- ment et que vous pourrez obtenir les résultats de votre test. Vous en saurez plus dans l'étape 2.
- Veuillez prendre en compte que, si vous effectuez des injections de vitamine B12, vous devrez attendre au moins quatre semaines après l'injection pour effectu- er ce test. Les compléments alimentaires pris par voie orale n'ont pas d'impact sur ce test.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Ne pas prélever d'échantillon sanguin immédiatement après avoir effectué une activité physique intense.
- Si vous avez des difficultés à prélever l'échantillon sanguin ou si le coffret est incomplet, veuillez contacter notre service client, qui traitera ce sujet de manière confidentielle (<https://help.cerascreen.com/>).
- Produit à usage unique
- Malheureusement, il n'est pas possible d'analyser les échantillons sanguins d'un volume inférieur à 300 µl.

MALADIES CONTAGIEUSES

- Ne pas utiliser ce coffret si vous présentez une maladie contagieuse transmissible par le sang, par exemple une hépatite ou une infection par le VIH.

RISQUES ET EFFETS SECONDAIRES

- La prise de sang peut favoriser l'apparition d'escarres autour de la blessure pendant quelques jours et/ou des hématomes dans le site d'injection. En outre, la piqûre peut être visible pendant quelques jours.
- NOTE:** Tout accident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où demeure l'utilisateur.

MISES EN GARDE

- Conserver le coffret hors de portée des enfants.
- Le coffret ne doit être utilisé que chez les adultes âgés d'au moins 18 ans.
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, veuillez n'utiliser le coffret qu'après avoir consulté votre médecin.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation congénital ou acquis ou si vous êtes traité(e) par un médicament anticoagulant, veuillez n'utiliser le coffret qu'après avoir consulté votre médecin.
- Utilisez les lancettes uniquement selon la manière décrite dans les instructions.
- Si la vue du sang ou le prélèvement de sang vous pose des problèmes, veuillez ne prélever l'échantillon qu'en présence d'une autre personne ou veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

En cas de questions, consultez notre portail d'assistance: <https://help.cerascreen.com/>

Instructions d'utilisation


- Vérifier si les conditions requises sont satisfaites pour effectuer le test. Veuillez lire avec attention le chapitre «Informations et instructions».
- Si vous êtes un nouveau client, veuillez créer un compte sur my.cerascreen.com ou sur l'application **my cerascreen®**. Consultez notre rubrique FAQ sur <https://help.cerascreen.com/> pour plus d'informations. Pour créer votre compte rendu de résultat, connectez-vous par l'application **my cerascreen®** (Android, iOS) ou sur le site my.cerascreen.com. Indiquez votre numéro d'identification sur votre carte d'identification du test sous la mention «activer le test» et suivez les instructions.
- Placez les différents éléments du coffret de test sur une surface propre. Avant de commencer, choisissez l'endroit du prélèvement. **CONSEIL:** le majeur et l'annulaire de la main gauche sont généralement les doigts qui fonctionnent le mieux.
- Ouvrez le tube de prélèvement et placez-le sur une surface plane. Assurez-vous qu'il ne puisse pas tomber.
- Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon. Placez votre main que vous avez choisie dans l'eau chaude pendant au moins **15 secondes** pour stimuler la circulation sanguine. Séchez soigneusement votre main avec un linge propre.
- Faites tourner le bras que vous avez choisi de façon circulaire cinq à dix fois en faisant de larges mouvements et en le maintenant tendu si possible, afin de stimuler la circulation sanguine.
- Retirez le tampon d'alcool de son film, et utilisez-le pour désinfecter l'extrémité du doigt que vous avez choisi. Attendez jusqu'à ce que le doigt soit de nouveau sec (15 secondes).
- Prenez la lancette. (1) Tournez le capuchon protecteur une fois autour de son axe. (2) Retirez le capuchon protecteur avec soin. **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser une lancette dont le capuchon protecteur est mal fixé ou manquant.
- Placez votre main sur une surface solide. Placez la lancette diagonalement sur l'extrémité de votre doigt, comme le montre l'illustration. Pour moins d'inconfort, utilisez uniquement le côté du doigt comme site de prélèvement. Appuyez fermement la lancette contre le doigt jusqu'à ce qu'elle soit libérée. **AVERTISSEMENT:** La lancette ne peut être libérée qu'une seule fois !
- Appuyez le pouce de l'autre main sous l'endroit du prélèvement et tirez légèrement la peau.
- Vous pouvez faciliter le prélèvement de sang en vous levant et en tenant votre main au-dessous du cœur. Massez doucement votre doigt, en allant de la paume de votre main vers le bout de votre doigt, jusqu'à ce qu'une goutte de sang se forme.
- Avant de commencer à prélever le sang, prenez l'écouvillon et essuyez la première goutte de sang. Attendez qu'une autre grosse goutte se forme.
- Maintenez vos doigts diagonalement au bord du tube de prélèvement maintenu à la verticale afin que le sang puisse s'écouler à l'intérieur. Continuer de masser votre doigt pour que le sang continue de couler. Cela peut durer plusieurs minutes.
- Arrêtez de collecter l'échantillon uniquement lorsque le volume de sang atteint la marque indiquant 300 µl.** Autrement, le laboratoire ne pourra pas analyser l'échantillon. Tapotez doucement plusieurs fois sur le tube, afin que le sang s'écoule dans le fond.
- Après avoir prélevé le sang, utilisez l'écouvillon et le pansement pour traiter la plaie.
- Fermez le tube en pressant fermement le capuchon dans l'ouverture jusqu'à ce qu'il se clique. **Secouez bien le tube.**
- Retirez l'étiquette carrée portant le code de la carte d'identification du test et collez-la sur le tube de prélèvement sanguin rempli – **PAS sur le tube de transport.**

- Glissez le tube de prélèvement rempli dans le tube de transport plus large sans retirer la feutrine absorbante. Fermez correctement le tube de transport.
- Placez le tube de transport contenant le tube de prélèvement dans l'enveloppe de retour. Fermez l'enveloppe avec soin et envoyez-la immédiatement.
- Après avoir vérifier la bonne activation du test, procéder à l'élimination des matériaux en les plaçant dans un sac transparent pour les déchets ménagers.

IT Test vitamina B12

Il cerascreen® Vitamina B12 è un kit di campionamento e di invio per la determinazione dei livelli di vitamina B12 nel sangue capillare umano. Il test serve a determinare la concentrazione di olotranscobalamina (Holo TC), complesso protenico che fissa la vitamina B12.

Il kit per il test contiene



Informazioni e note



Leggere le Istruzioni per l'Uso attentamente prima di iniziare e seguire i passaggi indicati.

IMPORTANTE!

- Il campione andrebbe prelevato tra la domenica e (non oltre) il martedì, e inviato il giorno stesso. Si prega tenere presente gli eventuali giorni festivi.
- Potremo analizzare il suo campione soltanto dopo che avrà attivato il suo test utilizzando l'ID riportato sulla scheda realtiva al test. Per maggiori informazioni fare riferimento al passaggio 2.
- Segnaliamo che, in caso siano state somministrate iniezioni di vitamina B12, prima di effettuare il test è necessario attendere almeno quattro settimane dall'ultima iniezione. Gli integratori assunti per via orale non pregiudicano l'esito del test.

INFORMAZIONI GENERALI

- Non prelevare immediatamente il campione di sangue dopo una strenua attività fisica.
- In caso di difficoltà nel prelevare il campione di sangue o se il kit è incompleto, contattare il nostro servizio clienti che si occuperà del problema in modo confidenziale (<https://help.cerascreen.com/>).
- Il prodotto è monouso.
- Purtroppo non è possibile analizzare campioni di sangue di volume inferiore a 300 µl.

MALATTIE CONTAGIOSE

- Non utilizzare il kit se si soffre di una malattia contagiosa a trasmissione ematica quale l'epatite o l'HIV.

RISCHI ED EFFETTI COLLATERALI

- Dopo il prelievo di sangue, il dolore alla pressione intorno alla ferita può verificarsi per alcuni giorni e/o si forma un livido nel sito di iniezione. Inoltre, il sito di iniezione potrebbe essere visibile per alcuni giorni.
- NOTA:** Qualsiasi incidente grave correlato al prodotto deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente è stabilito.

AVVERTENZE

- Conservare il kit lontano dalla portata dei bambini.
- Il kit può essere utilizzato esclusivamente da adulti con età dai 18 anni in su.
- Se si è incinta o si allatta, utilizzare il kit solo dopo aver consultato il proprio medico.
- Se soffre di un difetto congenito o di un disturbo acquisito della coagulazione o se sta assumendo anticoagulanti, utilizzare il kit solo dopo aver consultato il proprio medico.
- Utilizzare le lancette solo come descritto nelle istruzioni per l'uso.
- In caso di problemi con la vista del sangue o con il prelievo, prelevare il campione solo in presenza di un'altra persona o contattare il proprio medico o farmacista

Per qualsiasi domanda ti invitiamo a visitare il nostro portale di supporto: <https://help.cerascreen.com/>

Indicazioni per l'uso

- Verificare che tutti i requisiti per il campionamento siano soddisfatti. Leggere attentamente la sezione «Informazioni e note».
- I nuovi clienti sono pregati di creare un account su my.cerascreen.com o tramite l'app **my cerascreen®**. Per le istruzioni consultare la sezione FAQ su <https://help.cerascreen.com/>. Per ricevere il rapporto dei risultati è necessario accedere

all'App **my cerascreen®** (Android, iOS) o a my.cerascreen.com. Digitare il numero dell'ID riportato sulla scheda ID del test sotto „attiva test“ e seguire le istruzioni.

- Sistemare il contenuto del kit per il test su una superficie pulita. Prima di iniziare, scegliere il punto per il prelievo. **SUGGERIMENTO:** generalmente vengono utilizzati il dito medio e l'anulare della mano sinistra.
- Aprire la provetta per il sangue e posizionarla su una superficie piana. Accertarsi che non possa rovesciarsi.
- Lavare le mani con sapone ed acqua tiepida. Tenere la mano che si preferisce sotto l'acqua tiepida per almeno **15 secondi** per stimolare la circolazione sanguigna. Asciugare la mano accuratamente con un asciugamano pulito.
- Ruotare il braccio che si preferisce per 5–10 volte, mantenendolo, se possibile, disteso, ed effettuando movimenti ampi per stimolare la circolazione.
- Rimuovere il batuffolo imbevuto di alcool dalla pellicola e utilizzarlo per disinfettare la punta del dito scelto. Attendere finché il dito non sarà nuovamente asciutto (15 sec.).
- Prendere la lancetta. (1) Ruotare una volta la copertura protettiva attorno al suo asse. (2) Rimuovere con cura la copertura protettiva. **ATTENZIONE:** Non utilizzare la lancetta se la copertura protettiva è allentata o assente.
- Posizionare la mano su una superficie calda. Sistemare la lancetta diagonalmente sulla punta del dito come mostrato in figura. Effettuare la puntura di lato per limitare il disagio. Premere fermamente la lancetta contro il dito fino al rilascio. **ATTENZIONE:** La lancetta può essere rilasciata solo una volta!
- Posizionare il pollice dell'altra mano al di sotto del punto di prelievo del campione e tirare leggermente indietro la pelle.
- Per favorire la raccolta del sangue stare in piedi e tenere la mano al di sotto del cuore. Massaggiare delicatamente il dito con movimenti dal palmo della mano al polpastrello fino a che non si formerà una goccia di sangue.
- Prima di iniziare il prelievo rimuovere la prima goccia di sangue con il tampone. Attendere fino a che non si sarà formata una nuova goccia grande.
- Posizionare il dito trasversalmente al bordo della provetta per consentire al sangue di fluire all'interno. Continuare a massaggiare il dito affinché il sangue continui a fluire. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
- Interrompere l'operazione solo una volta che la quantità di sangue avrà raggiunto la tacca corrispondente al volume di 300 µl.** In caso contrario il laboratorio non sarà in grado di analizzare il campione. Battere delicatamente la provetta sul tavolo alcune volte per far fluire il sangue verso il basso.
- Dopo il prelievo utilizzare il tampone e il cerotto per medicare la ferita.
- Chiudere con cura la provetta spingendo il tappo nell'apertura fino a percepirne lo scatto. **Scuotere bene la provetta.**
- Rimuovere dalla scheda con l'ID del test l'adesivo quadrato riportante il codice e applicarlo alla provetta, **e NON sul contenitore per il trasporto.**
- Inserire la provetta con il sangue nel contenitore per il trasporto senza rimuovere il filtro assorbente. Sigillare con cura il contenitore per il trasporto.
- Inserire il contenitore per il trasporto contenente la provetta con il sangue nell'apposita busta per la spedizione. Chiudere la busta accuratamente ed inviarla immediatamente.
- Verificare che il test sia stato attivato e smaltire i componenti usati inserendoli nel sacchetto di plastica trasparente e gettarli nei rifiuti domestici.

IVD DE: In-vitro-Diagnostikum FR: Diagnostic in vitro IT: Diagnostica in vitro	 DE: Nur zum einmaligen Gebrauch FR: À usage unique IT: Esclusivamente monouso
 DE: Hersteller FR: Fabricant IT: Produttore	 DE: Enthält 1 Kit FR: Contient 1 coffret IT: Contiene 1 kit
CE DE: Conformité Européenne FR: Conformité européenne IT: Conformità Europea	 DE: Verfallsdatum FR: Date de péremption IT: Data di scadenza
LOT DE: Chargennummer FR: Numéro de lot IT: Numero lotto	SKU DE: Artikelnummer FR: Numéro d'enregistrement pharmaceutique IT: Numero di Registrazione Farmaceutica
 DE: Vor Durchführung die Gebrauchsanweisung lesen. FR: Lire le mode d'emploi avant de prélever l'échantillon. IT: Leggere le Istruzioni per l'Uso prima di prelevare il campione.	 DE: Lagerung zwischen 2 °C und 30 °C FR: À conserver à une température comprise entre 2 °C et 30 °C IT: Conservare ad una temperatura tra 2 °C e 30 °C
PZN DE: Artikelnummer FR: Numéro d'enregistrement pharmaceutique IT: Numero di Registrazione Farmaceutica	 DE: Achtung FR: Attention ! IT: Attenzione!