


210 mm



Nasensauger

Gebrauchsanleitung



- 1 Weiche Silikonspitze
- 2 Auffangbehälter
- 3 Hygienefilter (auswaschbar)
- 4 Schlauchanschluss
- 5 Schlauch
- 6 Mundstück
- 7 Hygiene-Aufbewahrungsbox

Frei von BPA und Schadstoffen. Für Dampfsterilisatoren geeignet.

babylove
Markenqualität
Mit Liebe für Ihr Kind

Rundum zufrieden: Der babylove Nasensauger hilft, störendes Nasensekret zu entfernen, und erleichtert Kindern das Atmen, Essen und Schlafen während einer Erkältung.
Der babylove Nasensauger ist für den Einsatz bei folgenden Beschwerden geeignet:

- Erkältung.
- Erhöhte Bildung von Nasensekret, z. B. infolge einer Allergie (Heuschnupfen).

ANWENDUNGSHINWEISE

WICHTIG! DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN!

VORBEHANDLUNG: Ist das Nasensekret Ihres Kindes zu zäh bzw. trocken, versuchen Sie, die Verstopfung mit isotonischer Kochsalzlösung, Spray oder Tropfen zu verflüssigen.

ANWENDUNG:

Den babylove Nasensauger eng an der Nasenöffnung anlegen – nicht in das Nasenloch drücken! Saugen Sie am Mundstück. Das Nasensekret gelangt hygienisch in den Auffangbehälter. Durch die innovative Konstruktion ist es möglich, die Saugstärke mit dem Mund zu steuern. Es kann dabei nicht zu fest gesaugt werden und das Nasensekret kann nicht direkt in Richtung Mundstück gesaugt werden. Bei Bedarf wiederholen Sie den Vorgang. Pusten Sie niemals in das Mundstück. Optional können Sie den Schlauchanschluss entnehmen und den Filter austauschen. Die Filter verhindern das Übertragen von Bakterien und sind auswaschbar. Die Spitze ist so konzipiert, dass die Nasenschleimhaut nicht verletzt wird.

REINIGUNG, LAGERUNG, HALTBARKEIT UND ENTSORGUNG

Zerlegen Sie den babylove Nasensauger nach jeder Benutzung unmittelbar in seine Einzelteile. Waschen Sie alle Teile (inklusive des Filters) unverzüglich und sehr gründlich in warmem Wasser mit mildem Spülmittel ab. Spülen Sie die gereinigten Teile dann sorgfältig mit klarem Wasser nach und lassen Sie sie gut und vollständig abtrocknen. Um schlechten Gerüchen vorzubeugen, empfehlen wir, den Nasensauger nicht in der mitgelieferten Box trocknen zu lassen. Zur Vorbeugung von Veränderungen des Kunststoffes empfehlen wir eine vor Sonneneinstrahlung geschützte Lagerung. Bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir, den Nasensauger vor Gebrauch erneut zu reinigen und zu desinfizieren. Desinfektion nur im oberen Kleinteilekörbchen im Vaporisator. Nach der Desinfektion den Nasensauger vollständig abkühlen lassen. Es wird empfohlen, den babylove Nasensauger bei normalem Gebrauch nach einer maximalen Nutzungsdauer von 2 Jahren durch einen neuen zu ersetzen. Das Produkt kann im Restmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden.

ACHTUNG! WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden Sie den babylove Nasensauger nur zum vorgesehenen Zweck. Verwendung nicht am Mund und nicht an den Ohren. Überprüfen Sie den babylove Nasensauger vor jeder Benutzung auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie den babylove Nasensauger nicht bei einer Nasenblutung oder wunden Nasenlöchern. **Achtung!** Dieses Produkt dient der Unterstützung Ihres Kindes während einer Erkältung und ist kein Arzneimittel. Wenn Ihr Kind krank ist, konsultieren Sie einen Arzt.

Verschluckungsgefahr: Kein Spielzeug, außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder nicht mit dem Produkt unbeaufsichtigt lassen. Benutzung nur durch Erwachsene. Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Teile fest miteinander verbunden sind. **Warnung:** Niemals in das Mundstück pusten. Das Nichtbeachten der Hinweise kann die Gesundheit Ihres Kindes beeinträchtigen! Regelmäßig auf Unversehrtheit prüfen. Bei Anzeichen von Mängeln nicht weiterverwenden, sondern entsorgen. Trocknen die Teile vor dem Zusammensetzen nicht vollständig ab, besteht die Gefahr von Bakterienwachstum und Schimmelbildung. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller oder der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Hergestellt in China

reer GmbH, Muehlstr. 41, DE-71229 Leonberg, www.reer.de

Vertrieb in Deutschland:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at



LOT order No. reer



UDI-DI (PPN): 111677959284
95350/M001-05/20-1

1 Set



Medizinprodukt

REF 95350

_ANSICHTS-PDF ZUR TECHNISCHEN / TEXTLICHEN ÜBERPRÜFUNG

REINZEICHNUNG

JOBNR: DM-2011163
PROJEKT: MUNDNASEN-
SAUGER
GBA

KUNDE: DM
SEGMENT: BABYLOVE
BABYZUBEHÖR

DATUM: 04.02.2020
VERSION: 02

FARBEN

■ STANZE
■ TECHNISCHE INFORMATIONEN
■ SCHWARZ

REPROTECHNISCHE ARBEITEN, WIE ÜBERFÜLLUNGEN, AUSSPARUNGEN UND ÜBERDRUCKENDE FARBEN, SIND IN DIESEM DOKUMENT NICHT BERÜCKSICHTIGT.

STANZE UND VERMASSUNG SIND NUR LAYOUT, BITTE DURCH ORIGINAL ERSETZEN.

LASERAUSDRUCK IST NICHT FARBVERBINDLICH.

IM DIGITALPROOF SIND DIE SONDERFARBEN NUR SIMULIERT.

DRUCK

FORMAT: OFFEN 210 X 148 MM
PROGR. VERS.: ILLUSTRATOR CC
FARBANZAHL: 1
DRUCKVERFAHREN: OFFSET
BEDRUCKSTOFF: WFUC PAPER 75G



CZ

- 1) Měkká silikonová koncovka
- 2) Sběrná nádobka
- 3) Hygienické filtry (umyvateľné)
- 4) Přípojka pro hadičku
- 5) Hadička
- 6) Náustek
- 7) Hygienické úložné pouzdro

Neobsahuje BPA ani jiné škodlivé látky. Vhodné pro parní sterilizátory.

Maximální spokojenost: Nosní odsávačka babylove pomáhá odstranit nepřijemný nosní sekret a usnadňuje dětem dýchání, jídlo a spánek během nachlazení. Nosní odsávačka babylove je vhodná pro použití při následujících potížích:

- ♥ Nachlazení
- ♥ Zvýšená tvorba nosního sekretu, např. v důsledku alergie (senná rýma).

POKYNY K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE A USCHOVEJTE SI JE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ!

PŘÍPRAVA:

Je-li nosní sekret vašeho dítěte příliš tuhý nebo suchý, zkuste ho zkapatnit pomocí fyziologického roztoku, spreje nebo kapek.

POUŽITÍ:

Nosní odsávačku babylove přiložte těsně k nosní dírce - netlačte ji domů! Pomocí náustku odsajte sekret z nosní dírk. Nosní sekret se hygienicky nasaje do sběrné nádoby. Díky inovativní konstrukci můžete ústý regulovat sílu odsávání. Přitom se nemusíte bát, že síla odsávání bude příliš velká nebo že nosní sekret nasajete přímo do náustku. V případě potřeby proces opakujte. Do náustku nikdy nefoukajte. Případně můžete také odebrat přípojku pro hadičku a vyměnit filtr. Filtry zabrahují přenosu bakterií a jsou umývatelné. Koncovka je koncipována tak, aby nemohlo dojít k poranění nosní sliznice.

ČISTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ, TRVANLIVOST A LIKVIDACE

Po každém použití nosní odsávačku babylove ihned rozeberte na jednotlivé součásti. Všechny součásti (včetně filtru) neprodleně a velmi důkladně umyjte teplou vodou a jemným prostředkem na mytí nádobí. Očištěné součásti důkladně omyjte čistou vodou a nechte je zcela uschnout. Abyste předešli nepřijemnému zápachu, nenechávejte nosní odsávačku schnout v dodaném pouzdru. Nosní odsávačku doporučujeme chránit před slunečním zářením, aby nedocházelo ke změnám plastu. Pokud jste nosní odsávačku delší dobu nepoužívali, doporučujeme ji před opětovným použitím vyčistit a vydezinfikovat. Nosní odsávačku dezinfikujte pouze v horním košíčku na drobné předměty v parním sterilizátoru. Po dezinfekci nechte nosní odsávačku zcela vychladnout. Při běžném používání doporučujeme nosní odsávačku babylove maximálně po dvou letech vyměnit za novou. Výrobek může být zlikvidován společně s běžným odpadem a bez problému tepelně zpracován.

POZOR! DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nosní odsávačku babylove používejte pouze k určenému účelu. Nezávědějte ji do úst ani do uší. Před každým použitím nosní odsávačku babylove zkontrolujte a ujistěte se, že není viditelně poškozena. Nosní odsávačku babylove nepoužívejte v případě krvácení z nosu nebo bolavých nosních dírek. Pozor! Tento výrobek slouží k podpoře vašeho dítěte při nachlazení a není léčivým přípravkem. Je-li vaše dítě nemocné, poraďte se s lékařem. Nebezpečí spolknutí: Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nenechávejte děti s výrobkem bez dozoru. Pouze pro použití dospělými osobami. Před použitím se ujistěte, zda jsou všechny součásti navzájem pevně spojené. Varování: Nikdy nefoukejte do náustku. Nerespektování těchto pokynů může vést k ohrožení zdraví vašeho dítěte! Pravidelně kontrolujte neporušenost výrobku. Pokud se výrobek jeví jako vadný, nepoužívejte jej a zlikvidujte jej. Nebudou-li jednotlivé součásti před složením zcela suché, hrozí nebezpečí množení bakterií a vzniku plísní. O všech závažných incidentech, ke kterým došlo v souvislosti s tímto výrobkem, je nutné informovat výrobce nebo příslušný orgán členského státu, v němž užíváte bydlí.

SK

- 1) Mäkký silikónový hrot
- 2) Záchytná nádobka
- 3) Hygienický filter (umývateľný)
- 4) Prípojka hadičky
- 5) Hadička
- 6) Náustok
- 7) Puzdro na hygienické skladovanie

Neobsahuje bisfenol A (BPA) ani škodliviny. Vhodná na dezinfekciu v parnom sterilizátore.

Komplexná spokojnosť: Nosová odsávačka babylove pomôže odstrániť nepríjemný nosový sekret a deťom počas nachladnutia uľahčí dýchanie, jedenie a spánok. Nosová odsávačka babylove sa hodí na použitie v prípade týchto ťažkostí:

- ♥ nachladnutie
- ♥ zvýšená tvorba nosového sekretu, napr. v dôsledku alergie (senná nádcha).

POKYNY NA POUŽITIE

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE! TENTO NÁVOD SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE!

PŘÍPRAVA:

Jak má dieťa príliš hustý resp. suchý nosový sekret, pokúste sa ho rozriediť pomocou izotonického roztoku kuchynskej soli, spreja alebo kvapiek.

POUŽITIE:

Nosovú odsávačku babylove priložte tesne k nosovému otvoru – nezatláčajte ju nosovou dierkou! Odsávajte pomocou náustku. Nosový sekret sa hygienicky dostane do záchytnej nádoby. Vďaka inovatívnej konštrukcii je možné silu odsávania regulovať ústami. Pritom sa nemôže stať, že odsávanie bude príliš silné, a rovnako nie je možné, aby sa nosový sekret nasal priamo smerom k náustku. Postup v prípade potreby zopakujte. Do náustku nikdy nefúkajte. Prípojku hadičky môžete prípadne zložiť dole a vymeniť filter. Filtry zabrahujú prenosu baktérií a sú umývateľné. Hrot je koncipovaný tak, aby neporanil nosovú sliznicu.

ČISTENIE, SKLADOVANIE, ŽIVOTNOSŤ A LIKVIDÁCIA

Nosovú odsávačku babylove rozeberte ihned po každom použití. Bezodkladne a veľmi dôkladne umyte všetky časti (vrátane filtra) v teplej vode s pridaným jemným umývacím prostriedkom. Vyčistené časti potom dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte ich celkom vysušiť. Aby ste predišli vzniku nežiadúceho zápachu, odporúčame nosovú odsávačku nenechať schnúť v odkladacom puzdre. Aby sa predišlo zmenám na plaste, odporúčame odsávačku skladovať mimo dosahu slnečného žiarenia. Ak nebudete nosovú odsávačku dlhšiu dobu používať, pred použitím ju opätovne vyčistite a vydezinfikujte. Dezinfikujte iba v hornom košíku parného sterilizátora určeného pre malé diely. Po dezinfekcii nechajte nosovú odsávačku celkom vychladnúť. Nosovú odsávačku babylove odporúčame v prípade bežného používania maximálne po 2 rokoch vymeniť za novú. Produkt je možné zlikvidovať spoločne s netriedeným odpadom a bez problémov sa môže spaľiť v spaľovni odpadu.

UPOZORNENIE! DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nosovú odsávačku babylove používajte len na určený účel. Neaplikujte do úst ani do uší. Nosovú odsávačku babylove skontrolujte pred každým použitím, či nie je viditeľne poškodená. Nosovú odsávačku babylove nepoužívejte v prípade krvácania z nosa alebo poranených nosných dírek. Upozornenie! Tento produkt má vášmu dieťaťu pomôcť v čase nachladnutia, nie je to liek. Ak je dieťa choré, navštívte lekára. Riziko prehltnutia drobných častí: Toto nie je hračka, odkladajte mimo dosahu detí. Deti nenechávajte s produktom bez dozoru. Produkt smú používať len dospelé osoby. Pred použitím sa uistite, či sú všetky časti navzájom pevné pospájané. Varovanie: Nikdy nefúkajte do náustku. Nerespektovaním týchto pokynov môžete dieťaťu ublížiť! Produkt pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Ak spozorujete náznaky poškodenia, produkt nepoužívajte, ale zlikvidujte. Ak jednotlivé diely pred poskladaním dostatočne nevyschnú, vzniká riziko množenia baktérií a vzniku plísni. Akékoľvek závažné prípady, ktoré vznikli v súvislosti s použitím produktu, je potrebné oznámiť výrobcovi alebo príslušnému úradu členského štátu, v ktorom používate byva.

HR BH

- 1) Mekani silikonski vrh
- 2) Spremnik za sekret
- 3) Higijenski filter (periv)
- 4) Priključak za cjevčicu
- 5) Cjevčica
- 6) Umetak za usta
- 7) Higijenska kutija za čuvanje

Ne sadrži BPA niti druge štetne tvari. Prikladno za parne sterilizatore.

Polupuno zadovoljni: Aspirator za nos babylove pomaže u uklanjanju ometajućeg sekreta iz nosa te olakšava dječji disanje, jedenje i spavanje tijekom prehlade. Aspirator za nos babylove prikladan je za upotrebu pri sljedećim tegobama:

- ♥ prehlada
- ♥ pojačano stvaranje nosnog sektreta, npr. zbog alergije (hunjavica).

UPUTE ZA PRIMJENU

VAŽNO! PROČITAJTE PAŽLJIVO SLJEDEĆE UPUTE I SAČUVAJTE IH ZA KASNIJE ČITANJE!

PRIPREMA:

Ako je nosni sekret vašeg djeteta pregust, tj. suh, pokušajte razrijediti začepljenje izotoničnom otopinom kuhinjske soli, sprejom ili kapima.

PRIMJENA:

Stavite aspirator za nos babylove tijesno uz nosnice – nemojte ga utisnuti u nosnice! Usisajte na umetak za usta. Nosni sekret na higijenski način dospijeva u spremnik za skupljanje sekreta. Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji, jačina usisavanja može se regulirati ustima. Pritom usisavanje ne može biti presnažno, a niti nosni sekret ne može dospjeti izravno u umetak za usta. Prema potrebi ponovite cijeli postupak. Nemojte nikada puhati u umetak za usta. Opcionalno možete sknuti priključak za cjevčicu i zamijeniti filter. Filtri sprečavaju prijenos bakterija i perivi su. Vrh je osmišljen tako da se nosna sluznica ne može oštetiti.

ČIŠĆENJE, ČUVANJE, ROK TRAJANJA I ZBRINJAVANJE

Neposredno nakon svake primjene rastavite aspirator za nos babylove na njegove sastavne dijelove. Odmah i vrlo temeljito operite sve dijelove (uključujući filter) toplom vodom s dodatkom blagog sredstva za pranje posuđa. Potom oprane dijelove temeljito isperite hladnom vodom i ostavite ih da se dobro i u potpunosti osuše. Kako biste spriječili neugodne mirise, preporučujemo da aspirator za nos ne ostavljate da se suši u isporučenoj kutiji. Kako bi se spriječile promjene na plastici, preporučujemo da aspirator čuvate zaštićeno od sunca. U slučaju duljeg nekorisćenja preporučujemo da aspirator za nos ponovno operete i dezinficirate. Dezinfekcija u vaporizatoru isključivo u gornjoj košarici za sitne stvari. Nakon dezinfekcije ostavite aspirator da se u potpunosti ohladi. Preporučuje se da aspirator za nos babylove u slučaju normalne upotrebe zamijenite novim nakon maksimalnog razdoblja korištenja od 2 godine. Proizvod se može zbrinuti preko preostalog otpada te se bez problema može termički iskoristiti.

POZOR! VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Upotrebljavajte aspirator za nos babylove samo u predviđenu svrhu. Ne upotrebljavajte ga na ustima niti na ušima. Prije svake upotrebe provjerite da aspirator za nos babylove nije eventualno oštećen. Ne upotrebljavajte aspirator za nos babylove u slučaju krvarenja iz nosa ili ozlijeđenih nosnica. Pozor! Ova! Proizvod služi kao pomoć vašem djetetu kada je prehladeno i ne predstavlja lijek. Ako je vaše dijete bolesno, posavjetujte se s liječnikom. Opasnost od gutanja: Ovo nije igračka, držite aspirator izvan dohvata djece. Ne ostavljajte djecu s proizvodom bez nadzora. Proizvod smiju upotrebljavati samo odrasli. Prije upotrebe provjerite jesu li svi dijelovi čvrsto spojeni. Upozorenje: Nikada ne pušite u umetak za usta. Nepoštovanje uputa može ugroziti zdravlje vašeg djeteta! Redovito provjeravajte je li neoštećen proizvod. Pojave li se znakovi koji upućuju na nedostatke, nemojte proizvod više upotrebljavati, nego ga zbrinite. Ne osušite li dijelove u cijelosti prije sastavljanja, postoji opasnost od razvoja bakterija i pojave plijesni. O svim težim nezgodama koje se pojave u vezi s proizvodom treba obavijestiti proizvođača ili nadležne službe države članice u kojoj je korisnik prijavljen.

IT

- 1) Punta in silicone morbida
- 2) Serbatoio
- 3) Filtro igienico (lavabile)
- 4) Attacco del tubo
- 5) Tubo
- 6) Boccaglio
- 7) Custodia igienica

Privo di BPA e sostanze nocive. Adatto alla sterilizzazione a vapore.

Soddisfazione a 360 gradi: l'aspiratore nasale babylove aiuta a rimuovere le fastidiose secrezioni nasali, permettendo ai bambini raffreddati di respirare, mangiare e dormire meglio. L'uso dell'aspiratore babylove è ideale per contrastare i seguenti sintomi:

- ♥ raffreddore
- ♥ eccessiva secrezione nasale, ad es. a causa di allergie (raffreddore da fieno).

ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTI! LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI E CONSERVARE PER EVENTUALE RIFERIMENTO FUTURO!

PREPARAZIONE:

Se la secrezione nasale del vostro bambino è troppo dura o secca, provate a fluidificarla mediante soluzione salina isotonica in spray o gocce.

UTILIZZO:

Appoggiare l'aspiratore nasale babylove sulla narice – non spingerlo dentro! Aspirare attraverso il boccaglio. La secrezione finirà nel serbatoio garantendo la massima igiene. L'innovativa struttura permette di regolare la forza di aspirazione con la bocca, impedendo che si aspiri troppo forte e che la secrezione venga risucchiata direttamente in direzione del boccaglio. Se necessario, ripetere la procedura. Non soffiare mai nel boccaglio. Se lo si desidera, è possibile rimuovere l'attacco del tubo e sostituire il filtro. I filtri impediscono la trasmissione di batteri e sono lavabili. La punta è progettata in modo da non danneggiare in alcun modo la mucosa nasale.

PULIZIA, CONSERVAZIONE, DURATA E SMALTIMENTO

Dopo ogni utilizzo, smontare immediatamente l'aspiratore nasale babylove in ogni sua parte. Lavare subito e accuratamente tutti i componenti (filtro compreso) con acqua calda e un detergente delicato. Risciacquare con cura utilizzando dell'acqua pulita e lasciare asciugare completamente. Per evitare la formazione di cattivi odori, consigliamo di non lasciare asciugare l'aspiratore all'interno della sua custodia. Conservare al riparo dalla luce solare diretta per impedire che la plastica si deformi. In caso di prolungato inutilizzo, si consiglia di pulire nuovamente e disinfettare l'aspiratore prima dell'uso. Per la disinfezione all'interno di un vaporizzatore, utilizzare sempre solo il cestello superiore destinato ai pezzi piccoli. Dopo la disinfezione, attendere che l'aspiratore si raffreddi del tutto. A fronte di un utilizzo normale, si consiglia di sostituire l'aspiratore nasale babylove dopo 2 anni al massimo. Il prodotto può essere smaltito tra i normali rifiuti domestici e recuperato con riciclo termico.

ATTENZIONE! IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA

Utilizzare l'aspiratore nasale babylove solo per lo scopo al quale è destinato. Non utilizzare nella bocca o nelle orecchie. Prima di utilizzare l'aspiratore nasale babylove verificare sempre che non presenti danni evidenti. Non utilizzare l'aspiratore babylove in presenza di sanguinamento nasale o di lesioni alle narici. Attenzione! Questo prodotto non è un farmaco e serve esclusivamente per alleviare i sintomi del raffreddore. Se il vostro bambino è ammalato, consultate il medico. Pericolo di ingestione: non è un giocattolo, conservare fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai i bambini da soli con il prodotto. Utilizzo destinato ai soli adulti. Prima dell'uso, accertarsi che tutte le parti siano ben collegate. Attenzione: non soffiare mai nel boccaglio. La mancata osservanza delle istruzioni può nuocere alla salute del vostro bambino! Verificare regolarmente l'integrità. In presenza di danni, non riutilizzare e smaltire subito il prodotto. Rischio di proliferazione batterica e formazione di muffa se prima dell'assemblaggio non si lasciano asciugare completamente le parti. Qualsiasi grave incidente che dovesse verificarsi in relazione all'utilizzo del prodotto va comunicato al produttore o alle autorità di competenza del Paese di residenza dell'utilizzatore.