

NANO

Thermo Smart T3



Beskontaktni infracrveni toplomjer

Model: JXB-178

NAPOMENA: Prije upotrebe morate u potpunosti pročitati ovaj priručnik s uputama i slijediti sve upute. Čuvajte upute za kasniju upotrebu. Prije svake upotrebe morate provjeriti ispravnost uređaja prema uputama u ovom priručniku i upotrebljavati ga samo ako radi ispravno.

SADRŽAJ

I. NAMJENA	1
II. UPOZORENJA I MJERE OPREZA	1
III. OPIS PROIZVODA	1
IV. KAKO UPOTREBLJAVATI SVOJ BESKONTAKTNI INFRACRVENI TOPLOMJER .	2
V. UKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE TOPLOMJERA	2
VI. TEHNIČKE POTANKOSTI	3
VII. BATERIJE	3
VIII. UKLJUČENO U DOSTAVU	3
IX. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	4
X. SMJERNICE	4
XI. KLASIFIKACIJA	4
XII. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA	4
XIII. ZNAKOVI I SIMBOLI	5
XIV. IZJAVA O EMC	5
XV. IZJAVA O SUKLADNOSTI S FCC PRAVILIMA	7
XVI. JAMSTVO/SERVIS	7

I. NAMJENA


Ovaj je uređaj infracrveni toplomjer namijenjen mjerenju temperature preko čela osobama svih dobnih skupina bez uspostavljanja kontakta s osobom čija se temperatura mjeri. Mogu ga upotrebljavati potrošači u kućanstvu i, kao referencu, liječnici u klinikama.

II. ⚠️ UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Ovaj toplomjer upotrebljavajte samo nakon što ste pročitali i razumjeli upute za upotrebu.
- Ovaj toplomjer upotrebljavajte samo za određenu svrhu opisanu u uputama za upotrebu. Svaka zloupotreba poništava jamstvo.
- Ovaj je toplomjer namijenjen profesionalnoj upotrebi ili upotrebi u kućanstvu.
- Upotreba ovog toplomjera nije zamjena za savjetovanje s liječnikom i traženje medicinske pomoći po potrebi. Nemojte sami dijagnosticirati ili se liječiti samostalno samo na temelju mjerenja bez savjetovanja s liječnikom i dobivanja odobrenja liječnika. Također, nemojte uzimati nikakve nove lijekove niti mijenjati vrstu i/ili dozu bilo kojeg postojećeg lijeka bez savjetovanja s liječnikom i dobivanja odobrenja liječnika.
- Djeca ne smiju upotrebljavati ovaj toplomjer. Medicinski proizvod nije igračka.
- Ako je ovaj toplomjer pohranjen na mjestu koje je hladnije ili toplije od mjesta na kojem se koristi, pustite da odstoji u sobi pacijenta najmanje 30 minuta prije mjerenja.
- Nakon tjelesne aktivnosti, kupke ili provođenja vremena na otvorenom, pričekajte otprilike 30 minuta prije nego što provedete mjerenje na čelu.
- Kako bi se osiguralo precizno mjerenje, ovaj se uređaj smije upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru kada je raspon temperature zraka između 10 °C (50 °F) i 40 °C (104 °F).
- Ovaj se toplomjer mora držati na čistom i suhom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj toplomjer strujnim udarima.
- Nemojte izlagati ovaj toplomjer temperaturama većim od 55 °C (131 °F) ili nižim od -20 °C (-4 °F).
- Ne upotrebljavajte ovaj toplomjer pri relativnoj vlazi većoj od 85%.
- Nemojte izlagati toplomjer izravnoj sunčevoj svjetlosti, ekstremno visokim ili niskim temperaturama, nečistoći ili prašini.
- Nemojte ispuštati ovaj toplomjer.
- NEMOJTE DODIRIVATI STAKLO INFRACRVENOG SENZORA PRSTIMA JER JE IZUZETNO KRHKO I MOGLO BI PROUZROČITI OZLJEDU.
- Za čišćenje slijedite upute u odjeljku IX. Čišćenje i održavanje.
- Nemojte upotrebljavati ovaj toplomjer ako je oštećen.
- Nemojte otvarati ovaj toplomjer. Sadrži male dijelove koje bi djeca mogla progutati.
- Nemojte izlagati toplomjer vodi ili drugoj tekućini jer nije vodootporan ni vodonepropustan.
- Ako se dogodi pogreška ili ako je uređaj oštećen, NEMOJTE pokušavati sami popraviti ovaj uređaj jer će to poništiti jamstvo. Obratite se svom dobavljaču i popravke neka vrše samo ovlašteni servisni partneri.
- Uklonite baterije ako jedinicu ne želite upotrebljavati dulje vrijeme. U suprotnom postoji opasnost od curenja baterija.
- Držite toplomjer podalje od elektromagnetskih polja koja stvaraju predmeti poput mikrovalnih pećnica, elektrolučnih zavarivača ili indukcijskih grijača.
- Kontrolno mjerenje pomoću uobičajenog toplomjera preporučuje se u sljedećim slučajevima:

1. Ako je očitavanje iznenađujuće nisko.
2. Za novorođenčad staru do 100 dana.
3. Za djecu mlađu od tri godine koja imaju oslabljeni imunološki sustav ili koja neobično reagiraju u prisutnosti ili odsutnosti vrućice.
4. Ako toplomjer upotrebljavate prvi put ili se želite upoznati s njim.

III. OPIS PROIZVODA



Tipke	Funkcije
MODE	Postavite način mjerenja.
	Uključite ili isključite zvučni signal.
MEM	Prikaz spremljenih mjerenja.
On/Scan	Uključite uređaj. Izmjerite temperaturu.

IV. KAKO UPOTREBLJAVATI SVOJ BESKONTAKTNI INFRACRVENI TOPLOMJER

1. Umetnite 2 baterije tipa AA u skladu s uputama u odjeljku VII.
2. Za prvu upotrebu nakon umetanja baterija pričekajte 10-15 minuta da se uređaj zagrije i prilagodi sobnoj temperaturi.
3. Pritisnite tipku „On/Scan“, postavite ga 3-5 cm od čela, usmjerite leću prema čelu. Provjerite je li način mjerenja „BODY“ (tijelo), ponovno pritisnite tipku „On/Scan“ i temperatura će se odmah prikazati.
4. Prije mjerenja temperature pojedinca, uklonite dlake, nečistoće ili prašinu s čela te ga osušite. Pričekajte 10 minuta nakon takvog čišćenja prije mjerenja temperature.

- ⚠️ Za pouzdane rezultate:
- NE pokušavajte izmjeriti temperaturu pojedinca usmjeravanjem uređaja na dio tijela koji nije čelo (npr. ruke, noge, trup itd.).
 - NEMOJTE pomicati toplomjer prije nego što se prikaže konačni rezultat.
 - NEMOJTE mjeriti temperaturu pojedinca u blizini propuha (npr. vjetra, klimatskih uređaja, ventilatora).
 - NEMOJTE mjeriti temperaturu osobe nedugo nakon njezine tjelesne aktivnosti, kupanja, uzimanja lijekova, jela ili pića ili nošenja hladnog ili toplog obloga na čelu.
 - NEMOJTE mjeriti temperaturu pojedinca kada je došlo do značajnih promjena u temperaturi zraka. Prije upotrebe uređaja pričekajte 30 minuta kako bi se uređaj prilagodio značajnoj promjeni temperature.
 - Pričekajte barem tri do pet sekundi između mjerenja.
 - Preporučujemo da napravite tri mjerenja na čelu, a ako su rezultati tih triju mjerenja različiti, uzmite u obzir onaj s najvećom vrijednošću

V. UKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE TOPLOMJERA

1. Uključivanje uređaja
Pritisnite tipku „On/Scan“. Zaslon će zasvijetliti, ući će u „Standby Mode“ i prikazat će se “--- °C” ili “---- °F”. Uređaj zatim postavite 3-5 cm od čela pojedinca, usmjerite senzor uređaja prema čelu i ponovnim pritiskom na tipku „On/Scan“ izmjerit ćete temperaturu pojedinca.
Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 sekundi nekorisćenja.
2. Postavljanje načina rada (MODE) kada je uređaj uključen
 - a. Pritisnite tipku „MODE“ i na zaslonu će se prikazati: Body... °C (tijelo)
 - b. Ponovno pritisnite tipku „MODE“ i na zaslonu će se prikazati: Room... °C (soba)
 - c. Ponovno pritisnite tipku „MODE“ i na zaslonu će se prikazati: SurfaceTemp... °C (temperatura površine)**Napomena:** Zadane vrijednosti toplomjera postavljene su na način „BODY“ (tijelo).

⚠️ VAŽNO

Površinska temperatura razlikuje se od tjelesne temperature. Da biste izmjerili tjelesnu temperaturu, morate upotrebljavati način „BODY“.

Kada mjerite temperaturu dječje bočice ili kupke, upotrebljavajte način „SURFACE TEMP“, a za sobnu temperaturu način „ROOM“.

3. Odabir jedinice temperature
Kad je uređaj uključen, pritisnite tipku „MODE“ na dvije sekunde; na zaslonu će se prikazati „F1“ i zatim pritisnite tipku „MODE“ za odabir jedinice temperature (stupnjevi Celzijusa ili Farenhajta) i na kraju potvrdite odabir pritiskom na tipku „MEM“.
4. Postavljanje alarma
Kad je uređaj uključen, pritisnite tipku „MODE“ na dvije sekunde; na zaslonu će se prikazati „F1“; zatim pritisnite jednom tipku „MEM“; na zaslonu će se pojaviti „CLR“; pritisnite tipku „MODE“ za odabir alarmantne temperature od 37,3 °C do 39,1 °C te potvrdite pritiskom na tipku „MEM“.
- Napomena: Zadana vrijednost praga alarma je 38 °C.**
5. Kad je uređaj uključen, pritisnite tipku „MEM“ (Memorija) i moći ćete vidjeti posljednju izmjerenu vrijednost temperature te vrijednosti posljednjih 32 mjerenja. Kad je uređaj isključen, pritisnite tipku „MEM“ i držite 5 sekundi da izbrišete sve podatke u memoriji. Zatim ponovno pritisnite tipku „MEM“ i na zaslonu će se pojaviti „CLR“.
6. Kad je uređaj uključen, pritisnite “ ” da biste uključili ili isključili zvučni signal.
Kad se na zaslonu prikaže „ON“, zvuk je uključen.
Kad se na zaslonu prikaže „OFF“, zvuk je isključen.

7. Ponovno kalibriranje uređaja pomoću izbornika F4
Upute za ponovnu kalibraciju:
Kad je uređaj uključen, pritisnite tipku „MODE“ na dvije sekunde i na zaslonu će se prikazati „F1“; zatim dvaput pritisnite „MEM“ i na zaslonu će se prikazati „F4“; pritisnite tipku „MODE“ za odabir vrijednosti pomaka od -3 °C do 3 °C i potvrdite pritiskom na tipku “MEM”.
- Kalibrirajte uređaj nakon sezonskih promjena ili promjena okoline, kada ga upotrebljavate na osobama različitih boja kože ili kada smatrate da uređaj ne mjeri temperaturu isto kao i živin toplomjer.

VI. TEHNIČKE POTANKOSTI


1. Normalni uvjeti za upotrebu
Temperatura okoline: 10 °C - 40 °C
Relativna vlaga: manje od 85%
Visina tlaka: 700 hPa do 1060 hPa
2. Uvjeti za pohranu i prijevoz
Temperatura okoline: -20 °C - 55 °C
Relativna vlaga: manje od 95%
Visina tlaka: 700 hPa do 1060 hPa
3. Baterije: DC 3V (2 baterije tipa AA)
4. Veličina jedinice: približno 155 x 100 x 40 mm (D x Š x V)
5. Težina jedinice (bez baterije): cca. 105g
6. Preciznost prikaza temperature: 0,1 °C
7. Područje mjerenja:
U načinu „BODY“: 32,0 °C - 42,9 °C
U načinu „BODY“ postoje tri pozadinske boje:
Zelena boja s pozadinskim osvjetljenjem: manje od 37,3 °C, označava normalnu temperaturu.
Narančasta boja s pozadinskim osvjetljenjem: 37,4 °C - 37,9 °C, označava povišenu temperaturu.
Crvena boja s pozadinskim osvjetljenjem: više od 38 °C, označava visoku temperaturu.
U načinu „SURFACE TEMP“: 0 °C - 60 °C
U načinu „ROOM“: 0 °C - 40 °C
8. Točnost:
32,0 °C - 34,9 °C ± 0,3 °C
35,0 °C - 42,0 °C ± 0,2 °C
42,1 °C - 42,9 °C ± 0,3 °C
9. Potrošnja: manje od 300 mW
10. Mjerna udaljenost: 3 cm – 5 cm
11. Automatsko isključivanje: manje od 30 sekundi
12. Kapacitet memorije: 32 očitavanja
13. Datum isteka: JXB-178 može raditi, ali nije zajamčeno, do 5 godina od datuma proizvodnje.

⚠️ **Napomena:** U načinu „BODY“, JXB-178 može očitavati temperature ispod 32 °C ili iznad 42,9 °C, međutim očitavanje temperature može biti nepouzdan.

VII. BATERIJE

1. ZAMJENJIVANJE BATERIJA

Kad se simbol baterije ‘ ’ pojavi na LCD zaslonu, baterije je potrebno promijeniti. Da biste promijenili baterije, otvorite poklopac na stražnjoj strani uređaja i pripazite da ih pravilno postavite. Nepravilno postavljanje baterija može uzrokovati oštećenje uređaja. NEMOJTE upotrebljavati punjive baterije. Upotrebljavajte samo jednokratne baterije.



2. ODLAGANJE BATERIJA

Da biste zaštitili okoliš, prazne baterije odlažite na odgovarajuća mjesta za sakupljanje otpada u skladu s nacionalnim ili lokalnim propisima..

⚠️ Napomene o rukovanju baterijama

- Ako Vam koža ili oči dođu u dodir s tekućinom iz baterije, isperite zahvaćeno područje vodom i potražite liječničku pomoć.

⚠️ **Opasnost od gušenja!** Mala djeca mogu progutati i ugušiti se baterijama. Baterije držite izvan dohvata male djece.
Ako je baterija procurila, stavite zaštitne rukavice i očistite utor za baterije suhom krpom.
• Zaštitite baterije od vrućine.

⚠️ **Opasnost od eksplozije!** Ne bacajte baterije u vatru.
• Upotrebljavajte samo identične ili jednakovrijedne vrste baterija.
• Uvijek istodobno mijenjajte sve baterije.
• Nemojte upotrebljavati punjive baterije.
• Nemojte rastavljati ili gnječiti baterije.

VIII. UKLJUČENO U DOSTAVU

Beskontaktni infracrveni toplomjer 1 kom
Priručnik za korisnike 1 kom

IX. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ne dodirujte staklo infracrvenog senzora prstima jer je izuzetno krhko i može prouzročiti ozljede. Zaštitite ga od prljavštine i oštećenja. Staklo očistite vatom koja je lagano navlažena 95%-tnim izopropilnim alkoholom.

- Čišćenje je potrebno obavljati prema potrebi.
- Da biste očistili cijeli uređaj, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom sapunicom ili 70%-tnim izopropilnim alkoholom. Tekućina ni pod kojim uvjetima ne smije ući u toplomjer.
- Nemojte ponovno upotrebljavati toplomjer dok se potpuno ne osuši i držite ga na miru najmanje 30 minuta.
- Nikada nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače, benzin ili žilave četke.

X. SMJERNICE

Ovaj je uređaj usklađen s Direktivom Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima, ISO 80601-2-56 i Europskim standardom EN60601-1-2 te podliježe određenim mjerama predostrožnosti u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti.

XI. KLASIFIKACIJA

1. Oprema s unutarnjim napajanjem;
2. Aplikacijski dio tipa BF;
3. IP22;
4. Sterilizacija ili dezinfekcija: N/A;
5. Kategorija opreme AP/APG: N/A;
6. Kontinuirani rad;

XII. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Ako imate problema tijekom upotrebe toplomjera, pogledajte sljedeće upute kako biste riješili problem. Ako se problem nastavi, kontaktirajte našu korisničku službu.

ZASLON PRIKAZUJE TEMPERATURU VIŠU OD 42,9 °C:

Temperatura se prikazuje u stupnjevima Farenhajta. Promijenite jedinicu temperature u stupnjeve Celzijusa.

ZASLON PRIKAZUJE TEMPERATURU NIŽU OD 32 °C:

Da biste izmjerili tjelesnu temperaturu, pritisnite tipku „MODE” i postavite očitanje na način „BODY”. Ako je uređaj u načinu „SURFACE TEMP”, prikazana temperatura (32 °C) pokazuje vanjsku temperaturu Vašeg tijela, a ne unutarnju.

ZASLON PRIKAZUJE PORUKU „HI“

Kada se koristi toplomjer JXB-178, poruka "HI" može se prikazati na zaslonu. U tom je slučaju temperatura viša od odabranog mjernog ranga ili iznad 42,9 °C u načinu „BODY“.



ZASLON PRIKAZUJE PORUKU „LO“

Kada se koristi toplomjer JXB-178, poruka "LO" može se prikazati na zaslonu. U tom je slučaju temperatura niža od odabranog mjernog ranga ili niža od 32 °C u načinu „BODY“.



Ova se poruka prikazuje iz različitih razloga. U nastavku možete pronaći popis glavnih uzroka:

Razlozi prikaza poruke „LO“	Savjet
Očitavanje temperature otežano dlakom ili znojem.	Prije mjerenja temperature provjerite ima li prepreka ili vlage.
Očitavanje temperature otežano propuhom ili dramatičnom promjenom temperature okoline.	Pazite da u području upotrebe nema propuha; to bi moglo utjecati na infracrveno očitanje.
Premali je vremenski razmak između očitavanja temperature, toplomjer se nije imao vremena ponovno pokrenuti.	Pričekajte najmanje tri do pet sekundi između očitanja; preporučuje se pauza od 15 sekundi.
Udaljenost mjerenja je predaleka.	Uređaj držite na udaljenosti od 3 do 5 cm od čela.

XIII. ZNAKOVI I SIMBOLI

Simbol	Opis simbola
NANO	Zaštitni znak
	Aplikacijski dio, tip BF
	Istosmjerna struja
IP22	Zaštićeno od pristupa prstom opasnim dijelovima i od vertikalno padajućih kapljica vode kada se kućiste naginje do 15°
	Pogledajte priručnik s uputama/brošuru
	ODLAGANJE: Nemojte odlagati ovaj proizvod zajedno s komunalnim otpadom. Nužno je odvojeno sakupljanje takvog otpada za poseban tretman.
	Proizvođač
	Serijski broj
	Oznaka CE potvrđuje da proizvod ispunjava osnovne zahtjeve Direktive 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima.
	Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s člankom 15 FCC pravila.

XIV. IZJAVA O EMC

Smjernice i izjava proizvođača - elektromagnetska otpornost			
Model JXB-178 namijenjen je upotrebi u elektromagnetskom okruženju opisanom u daljnjem tekstu. Kupac ili korisnik modela JXB-178 trebao bi osigurati upotrebu uređaja u takvom okruženju.			
Test otpornosti	Testirana razina prema IEC 60601	Dozvoljena razina	Elektromagnetska otpornost - objašnjenje
Elektrostatičko pražnjenje (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV u kontaktu ±8 kV u zraku	±6 kV u kontaktu ±8 kV u zraku	Pod bi trebao biti od drveta, betona ili keramičkih pločica. Ako su podovi prekriveni sintetičkim materijalom, relativna vlaga trebala bi biti barem 30%.
Elektrostatičke prijelazne pojave/kratki impulsi IEC 61000-4-4	±2 kV za električne vodove ±1 kV za ulazno/izlazne vodove	Nije primjenjivo	Kvaliteta elektrodistribucijske mreže trebala bi biti istovjetna onoj u tipičnom trgovačkom ili bolničkom okruženju.
Naponski udar IEC 61000-4-5	±1 kV od voda do voda ±2 kV od voda do tla	Nije primjenjivo	Kvaliteta elektrodistribucijske mreže trebala bi biti istovjetna onoj u tipičnom trgovačkom ili bolničkom okruženju.
Pad napona, kratki prekidi i naponske varijacije na ulaznim električnim vodovima IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % pada u UT) za pola ciklusa 40 % UT (60 % pada u UT) za 5 ciklusa 70 % UT (30 % pada u UT) za 25 ciklusa <5 % UT (>95 % pada u UT) za 5 sekundi	Nije primjenjivo	Kvaliteta elektrodistribucijske mreže trebala bi biti istovjetna onoj u tipičnom trgovačkom ili bolničkom okruženju. Ako korisnik modela JXB-178 treba neprekinuti rad tijekom prekida u mreži, preporučuje se da se uređaj napaja putem izvora s neprekinutim naponom ili baterija.
Magnetsko polje strujne frekvencije (50/60 Hz)	3 A/m	3 A/m	Magnetska polja mrežne frekvencije trebala bi biti na razini karakterističnoj za tipično trgovačko ili bolničko okruženje.
NAPOMENA: UT je vrijednost napona izmjenične mreže prije provedbe testa.			

Smjernice i izjava proizvođača - elektromagnetska otpornost			
Model JXB-178 namijenjen je upotrebi u elektromagnetskom okruženju opisanom u daljnjem tekstu. Kupac ili korisnik modela JXB-178 trebao bi osigurati upotrebu uređaja u takvom okruženju.			
Test otpornosti	Testiranje prema IEC 60601	Dozvoljena razina	Elektromagnetska otpornost - objašnjenje
			Prijenosna radio-frekventna komunikacijska oprema trebala bi se upotrebljavati na preporučenoj udaljenosti od modela PG-800B19L, čija je vrijednost izračunata pomoću jednadžbe primjenjive na frekvenciju odašiljača u pitanju. Preporučena razdaljina
Provedena RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz do 80 MHz	Nije primjenjivo	$d = \lceil \frac{3.5}{\sqrt{f}} \rceil \sqrt{P}$ $d = \lceil \frac{3.5}{\sqrt{f}} \rceil \sqrt{P}$ 80MHz do 800MHz $d = \lceil \frac{7}{\sqrt{f}} \rceil \sqrt{P}$ 800MHz do 2.5 GHz
Ozračena RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz	3 V/m	gdje je P maksimalna snaga odašiljanja odašiljača u vatima (W) prema izjavi proizvođača a d je preporučena udaljenost u metrima (m). U pogledu fiksnih odašiljača radio-frekventnih valova, prema elektromagnetskoj procjeni provedenoj na određenom području: a) snaga polja bi trebala biti manja od dozvoljene razine za pojedini raspon frekvencije b) može doći do interferencije u blizini opreme označene sljedećim simbolom:
NAPOMENA 1: Na 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se viši frekvencijski raspon. NAPOMENA 2: Ove smjernice ne odnose se nužno na sve slučajeve. Na elektromagnetsko zračenje utječe upijanje i odbijanje koje se događa u prisutnosti struktura, objekata i ljudi.			
a	Snaga polja fiksnih odašiljača, kao što su bazne stanice za radio (mobilni, bežični), telefone i prijenosne radiouređaje, amaterski radio, AM i FM radijske prijenose i TV prijenose ne mogu se teoretski predvidjeti s pouzdanom točnošću. Kako bi se dobila slika o elektromagnetskom okruženju na mjestu s fiksnim odašiljačima RF valova, trebala bi se provesti elektromagnetska procjena na tom području. Ako snaga polja na lokaciji na kojoj se upotrebljava model JXB-178 premašuje primjenjivu dozvoljenu razinu RF zračenja, trebalo bi pregledati uređaj da bi se potvrdilo ispravno funkcioniranje. Ako uređaj radi neispravno, trebale bi se poduzeti dodatne mjere, poput okretanja ili premještanja uređaja.		
b	Ako je frekvencijski raspon od 150 kHz do 80 MHz, snaga polja bi trebala biti manja od 3 V/m.		

Preporučene razdaljine između prijenosne i pokretne RF komunikacijske opreme i modela JXB-178			
Model JXB-178 namijenjen je upotrebi u elektromagnetskom okruženju u kojem je RF zračenje kontrolirano tako da ne uzrokuje smetnje. Kupac ili korisnik modela JXB-178 može spriječiti elektromagnetsku interferenciju održavajući minimalnu razdaljinu između modela JXB-178 i prijenosne i pokretne RF komunikacijske opreme (odašiljača) prema dolje navedenim preporukama, imajući u vidu maksimalnu snagu odašiljanja određene komunikacijske opreme.			
Maksimalna snaga odašiljanja odašiljača W	Preporučene razdaljine prema frekvenciji odašiljača m		
	150 kHz do 80 MHz $d = \lceil \frac{3.5}{\sqrt{f}} \rceil \sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz $d = \lceil \frac{3.5}{\sqrt{f}} \rceil \sqrt{P}$	800 MHz do 2,5 GHz $d = \lceil \frac{7}{\sqrt{f}} \rceil \sqrt{P}$
0,01	/	0.12	0.23
0,1	/	0.38	0.73
1	/	1.2	2.3
10	/	3.8	7.3
100	/	12	23
Za odašiljače čija maksimalna snaga odašiljanja nije navedena u tablici iznad, preporučena se razdaljina d u metrima (m) može procijeniti uz pomoć jednadžbe koja se odnosi na frekvenciju odašiljača, gdje je P maksimalna snaga odašiljanja odašiljača u vatima (W) prema izjavi proizvođača. NAPOMENA 1: Na 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se viši frekvencijski raspon. NAPOMENA 2: Ove smjernice ne odnose se nužno na sve slučajeve. Na elektromagnetsko zračenje utječe upijanje i odbijanje koje se događa u prisutnosti struktura, objekata i ljudi.			

XV. IZJAVA O SUKLADNOSTI S FCC PRAVILIMA

Ovaj je uređaj u skladu s člankom 15 FCC pravila. Rad uređaja podložen je sljedećim uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

XVI. JAMSTVO/SERVIS

U skladu s našom politikom kontinuiranog poboljšanja proizvoda i u skladu s propisima i pravilima, pridržavamo pravo tehničkih i optičkih prilagodbi bez najave. Jamstvo i uvjeti popravka

- U slučaju potraživanja po jamstvu, obratite se prodavaču ili servisnom centru. Ako morate vratiti toplomjer, priložite kopiju računa i navedite vrstu kvara. Primjenjuju se sljedeći uvjeti jamstva:
1. Jamstveno razdoblje za Vaš proizvod je 18 mjeseci od datuma kupnje.
 - U slučaju potraživanja po jamstvu, datum kupnje mora se dokazati putem potvrde o prodaji ili računa.
 2. Kvarovi materijala ili izrade uklonit će se besplatno u jamstvenom roku.
 3. Popravci pod jamstvom ne produljuju jamstveno razdoblje ni za toplomjer ni za zamjenske dijelove.
 4. Sljedeće je isključeno pod jamstvom:
 - a. Sva oštećenja koja su nastala zbog nepravilnog tretmana, npr. nepoštivanje uputa za korisnike.
 - b. Sva oštećenja nastala zbog popravaka ili neovlaštenih promjena od strane kupca ili neovlaštenih trećih strana.
 - c. Šteta koja je nastala tijekom prijevoza od proizvođača do potrošača ili tijekom prijevoza do servisnog centra.
 - d. Pribor koji je podložen normalnom trošenju.
 5. Odgovornost za izravne ili neizravne posljedične gubitke uzrokovane toplomjerom isključene su čak i ako se oštećenje toplomjera prihvati kao jamstveni zahtjev.

- GUANGZHOU BERRCOM MEDICAL DEVICE CO., LTD. IZRIČITO NIJEĆE SVA JAMSTVA PRODAJNOSTI I PRILAGOĐENOSTI ODREĐENOJ SVRSI.
- BERRCOM NI U KOJEM SLUČAJU NEMA NIKAKVU OBVEZU NITI SNOSI IKAKVU ODGOVORNOST ZA GUBITAK DOBITI ILI KAKVE POSLJEDIČNE, NEPOSREDNE, POSREDNE, POSEBNE, KAZNE NE ILI POTENCIJALNE ŠTETE U VEZI S PRITUŽBAMAMA BILO KOJEG KUPCA, POTROŠAČA ILI DRUGIM KORISNIKA PROIZVODA TVRTKE BERRCOM.
- U SLUČAJU DA BILO KOJI PRIMJENJIVI ZAKONI NAMEĆU JAMSTVA, UVJETE ILI OBVEZE KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI ILI IZMJENITI, OVAJ PARAGRAF ĆE VAŽITI U TOLIKOJ MJERI KOLIKO TAKVI ZAKONI DOZVOLJAVAJU.

Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd.
Addressa: No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang Town, Nansha, 511470 Guangzhou, Guangdong, NARODNA REPUBLIKA KINA
Tel: +86(20)34938449
Fax: +86(20)34936960

Wellkang Ltd
Addressa: The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irska
Tel: +353(1)4433560
Email: AuthRep@CE-marking.eu
Web: www.CEmark.com

0123
Proizvedeno u Kini

JAMSTVENI LIST

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Proizvod je izrađen s osobitom pozornošću od visokokvalitetnih materijala. Izrađen je tako da budete njime u cijelosti zadovoljni, pod uvjetom da njime rukujete ispravno i da ga održavate prema uputi o uporabi. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi jednu godinu od dana njegove kupnje. Proizvođač jamči ispravnost konstrukcije, izrade i materijala. Unutar jamstvenog roka Medikor će o svom trošku popraviti ili zamijeniti neispravan proizvod ili njegove neispravne dijelove. Davalac jamstva se obvezuje u razumnom roku izvršiti popravak od dana prijave kvara. Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom. Popravak ili zamjena Nano T3 proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

Jamstvo ne obuhvaća:

- a) troškove štete nastale u transportu
- b) troškove nastale zbog popravka od strane neovlaštenih osoba. Ukoliko bude potrebno obratite se ovlaštenom servisu.
- c) troškove povremene kontrole i održavanja;
- d) kvarove i trošenje pribora ili dodataka samoj glavnoj jedinici uređaja;
- e) oštećenja bilo koje vrste, uključivši ona nastala nezgodom ili neispravnim rukovanjem.
- f) jamstvo vrijedi samo ako se pošalje cijeli proizvod zajedno s jamstvenim listom i originalnim računom. Jamstveni list mora biti potpuno popunjen i Medikor pridržava pravo odbiti reklamaciju u slučaju ikakvih nejasnoća u navedenim podacima.

NAPOMENA: JAMSTVENI ROK NE OBUHVAĆA BATERIJSKE ULOŠKE

TIP/MODEL PROIZVODA

SERIJSKI BROJ PROIZVODA (na stražnjoj strani proizvoda):

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE:

OPIS KVARA:

IME I PREZIME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

Zastupnik za Hrvatsku:
MEDIKOR d.o.o.
Jarušića 9E
10020 Zagreb
Tel: 01/3689 666

Servis:
MEDIKOR d.o.o.
Tratinska 58
10000 Zagreb
Tel: 01/3689 666

Izjavu o sukladnosti, declaration of
conformity možete naći na
internetu, na adresi
www.medikor.info
www.medikor.hr