

visi^{dm}max

SILIKON-HYDROGEL MONATS KONTAKTLINSE

- **PREMIUM-QUALITÄT**
- **Besonders augenverträgliche, weiche Monatskontaktlinse**
- **Mit sehr hoher Sauerstoffdurchlässigkeit**
- **Für lange tägliche Tragezeiten und hohen Tragekomfort**

Anwendungsgebiete

Zur Korrektur von Kurzsichtigkeit, Packung enthält eine sterile (Dampfsterilisation) Kontaktlinse aus Silikon-Hydrogel mit 45 % Wasser, 55 % Silikon-Copolymer in einer gepufferten, nicht konservierten Kochsalzlösung mit Hyaluron (Natriumhyaluronat) zum Tragestragen.

Nehmen Sie die Linse vor dem Schlafengehen heraus. Verwenden Sie Ihre Linse nicht länger als 4 Wochen. Überschreiten Sie nicht die vom Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen täglichen Tragezeiten. Verwenden Sie die Linse nicht, wenn diese oder der Originalbehälter beschädigt, die Flüssigkeit nicht klar oder das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Lassen Sie Ihre Sehkraft und Linsen zweimal jährlich von einem Augenarzt kontrollieren. Falls Sie die Linse zum ersten Mal tragen, lassen Sie die Passform von einem Augenarzt bzw. Kontaktlinsenspezialisten überprüfen.

Vorbereitung

Vor dem Anfassen der Linse Hände sorgfältig waschen und trocknen, damit keine Keime an die Linse gelangen. Alle Gegenstände, die mit den Linsen in Berührung kommen, müssen keimfrei gehalten werden.

Linse aufsetzen

Nehmen Sie die Linse vorsichtig mit dem Finger aus dem Linsenbehälter (Bliester oder Aufbewahrungsbehälter), ohne sie über den Rand zu ziehen, und berühren Sie die Linse nicht mit den Fingernägeln. Die Linse kann dabei beschädigt werden.

Achten Sie darauf, dass sie nicht umgestülpt ist, und setzen Sie die Linse auf Ihre Fingerspitze. Ziehen Sie das untere Lid nach unten und beugen Sie sich über einen Spiegel. Halten Sie beide Augen geöffnet. Ziehen Sie das Oberlid mit einem Finger der anderen Hand nach oben und schauen Sie dabei nach unten. Setzen Sie die Linse mit sanftem Druck auf die Hornhaut und lassen Sie die Lider langsam los. Verfahren Sie mit der anderen Linse ebenso.

Hinweis

Sind Sehschärfe oder Tragekomfort schlecht, überprüfen Sie, ob die linke mit der rechten Linse vertauscht bzw. ob sie umgestülpt ist. Hält der schlechte Tragekomfort an, entfernen Sie die Linse und konsultieren Sie Ihren Augenarzt bzw. Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

Linse abnehmen

Ziehen Sie das untere Lid nach unten und schauen Sie nach oben. Schieben Sie die Linse vorsichtig in die Sclera (weiße Augenhaut) und nehmen Sie die Linse vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger heraus.

Reinigung, Desinfektion und Pflege von Kontaktlinsen

Lassen Sie sich von Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten beraten und folgen Sie dessen Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegeanweisungen. Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen nur gelegentlich tragen, fragen Sie den Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten nach der richtigen Aufbewahrungsart.

Aufbewahrung

Benutzen Sie ausschließlich die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlene Aufbewahrungsart und -flüssigkeit und befolgen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung der Pflegemittel. Die Lösung, in der die Linsen lagern, muss nach Herstellerangaben erneuert werden. Die Linsen müssen vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sein. Der Kontaktlinsenbehälter muss stets in hygienisch einwandfreiem Zustand sein und nach jedem Gebrauch mit einem Kontaktlinsengemittel gereinigt werden (Anwendungshinweise des Pflegemittels sind zu beachten). Der Kontaktlinsenbehälter sollte monatlich ausgetauscht werden.

Gegenanzeigen

Linsen nicht tragen bei Verletzungen, Infektionen und Entzündungen des Auges, veränderter Hornhautsensibilisierung, mangelndem Tränenfluss, Allgemeinerkrankungen, soweit diese mit geschwächter Abwehrlage einhergehen. Bei Liddefekten und Hornhauterkrankung nur nach Absprache mit Ihrem Augenarzt verwenden.

Wechselwirkungen

Werden Arzneimittel über einen längeren Zeitraum genommen, kann dies eine Veränderung des Tränenfilms bewirken und die Verträglichkeit der Kontaktlinsen beeinflussen. Informieren Sie Ihren Augenarzt, welche Arzneimittel Sie nehmen. Prinzipiell dürfen medizinische Augentropfen nicht über die Kontaktlinsen getropft werden. Für Ausnahmen fragen Sie Ihren Augenarzt.

Nebenwirkungen

Bei Veränderung des Tragekomforts, übermäßigem Tränenfluss, stärkeren Rötungen, Verschlechterung des Sehvermögens oder dem Auftreten von allergischen Reaktionen Kontaktlinsen herausnehmen und Augenarzt aufsuchen.

Warnhinweise

Kontaktlinsen:

- nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind
- dürfen nur von einer Person genutzt werden
- und Kontaktlinsenbehälter nicht mit Chemikalien oder Wasser in Verbindung bringen
- weder mit Speichel noch mit unsterilem Wasser, etwa aus der Leitung, im Whirlpool, Schwimmbecken oder beim Wassersport usw., in Berührung bringen und nicht befeuchten (Risiko einer mikrobiellen Infektion!)
- nicht mit Haarspray, Kosmetika oder aerosolhaltigen Sprays in Kontakt bringen
- unmittelbar nach Kontakt mit reizenden Dämpfen, z. B. chemischen oder gefährlichen Substanzen, oder Kontakt mit einer Umgebung mit Auswirkung auf die Augen abnehmen
- nicht einfrieren lassen (Bruchgefahr nach Auftauen!)
- nicht kochen
- nicht während des Schlafens tragen
- außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Wechseln Sie Kontaktlinsentyp und -pflegesystem nicht ohne Rücksprache mit einem Kontaktlinsenspezialisten. Bei Augenreizungen Linsen aus den Augen nehmen und Augenarzt aufsuchen. Achten Sie beim Schwimmen darauf, eine wasserdichte Schwimmbrille zu tragen, um einen Verlust oder ein Verschmutzen der Kontaktlinsen zu vermeiden.

Reklamationen

Die Lotnummer auf dem Bliester dient der zügigen Bearbeitung Ihres Anliegens.

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63453 Neuberg

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dro-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

STERILE 1 0482

Stand: 19.12.17

SK SILIKÓNOVO- HYDROGÉLOVÁ MESAČNÁ KONTAKTNÁ ŠOŠOVKA

- **PRÉMIOVÁ KVALITA**
- **Mäkká kontaktná šošovka obzvlášť dobre znášateľná s očami.**
- **S vysokou priepustnosťou kyslíka.**
- **Dlhá doba nosenia počas dňa a vysoký komfort pri nosení.**

Možnosti využitia

Na korekciu krátkozrakosti. Škatulka obsahuje sterilnú (parou sterilizovanú) kontaktnú šošovku zloženú zo 45 % vody a 55 % silikónu kopolyoméru, uloženú v nekonzervovanom pufrovanom soľnom roztoku obohatenom kyselinou hyalurónovou (hyaluronát sodný) na nosenie počas dňa.

Šošovky pred spaním vyberte. Kontaktné šošovky nenoste dlhšie ako je predpísané obdobie 4 týždňov. Počas dňa nenoste šošovky dlhšie, ako Vám odporučí očný lekár. V prípade poškodenia šošovky, samotného balenia šošovky, v prípade zakalenia tekutiny alebo v prípade uplynutia doby spotreby šošovky ďalej nepoužívajte. Odporúčaná kontrola zraku u očného lekára – dvakrát ročne. V prípade, že kontaktné šošovky idete použiť prvý raz, mal by vhodný tvar šošovky určiť očný lekár.

Príprava

Pri skladovaní ako sa šošovky dotknú, dôkladne si umyte ruky, aby sa na šošovku nedostali žiadne baktérie. Všetky predmety, ktoré sa dostanú do kontaktu so šošovkami, musia byť bez baktérií (sterilné).

Nasadenie kontaktné šošovky

Kontaktnú šošovku vyberte z nádobky (obalu alebo puzdra na šošovky) tak, aby ste ju nepretiahli cez okraj a zároveň sa jej nedotkli nechtami. Šošovka by sa týmto mohla poškodiť. Dávajte pozor, aby sa pri vyberaní nadvihla, následne si ju nasadíte na špičku prsta. Dolné viečko potiahnite nadol a skloňte sa nad zrkadlo. Obidve oči majte otvorené. Následne nadvihnite horné viečko a pozorajte sa pritom smerom nadol.

Šošovku nasadte jemným zatlačením na rohovku a pomaly popusťte viečko. Pri ďalšej šošovke postup opakujte.

Upozornenie

V prípade rozmanitého videnia alebo nepriemerných pocitov pri nosení skontrolujte, či ste si nezamienili ľavú a pravú šošovku, alebo či nedošlo k ohnutiú šošovky. V prípade, že nepriemerný pocit pretrváva, vyhľadajte, prosím, očného lekára.

Vyberanie kontaktné šošovky

Spodné viečko potiahnite nadol, pozorajte sa smerom dole a zároveň šošovku opatrne presuňte do oblasti očného bielka (skléra). Následne šošovku opatrne vytiahnite končekmi ukazováka a palca.

Čistenie, dezinfekcia a ošetrovanie kontaktných šošoviek

Poradte sa prosím s očným lekárom a riadte sa jeho odporúčaniami k čisteniu, dezinfekcii a ošetrovaniu kontaktných šošoviek. V prípade, že kontaktné šošovky neplánujete nosiť pravidelne, poradte sa s očným lekárom, ako ich správne skladovať.

Uchovávanie

Pri skladovaní šošoviek sa riadte odporúčaniami očného lekára a pri použití ošetrojúcich produktov sa riadte príslušajúcim návodom na použitie. Roztok, v ktorom budete šošovky uchovávať, vymieňajte podľa odporúčaní výrobcu. Šošovky musia byť kompletne pokryté roztokom. Puzdro na kontaktné šošovky uchovávané v bezchybnom hygienickom stave, po každom použití ho vyčistite a roztok vymieňajte 1x mesačne.

Kontraindikácie

Šošovky nenoste v prípade poranenia, infekcie, zápalu oka, zmenenej citlivosti rohovky, nedostatočnom zslzení oka, v prípade bežných ochorení, ktoré sú sprevádzané oslabenou obranyschopnosťou. V prípade poškodení viečka a pri ochoreniach rohovky sa pred použitím poradte s očným lekárom.

Interakcie

Dlhodobéjšie užívanie liekov môže viesť k zmenám slzného filmu, čo môže ovplyvniť znášateľnosť šošovky s okom. O užívaní liekov informujte svojho očného lekára. V záse by ste očné kvapky (medicínske) nemali kvapkať na šošovky. Vo výnimočných prípadoch sa poradte s očným lekárom.

Ďalšie účinky

V prípade, že počas nosenia šošoviek dôjde k nepriemerným pocitom, nadmernému slzeniu, silnejšiemu začervenaniu, zhoršeniu videnia alebo v prípade alergickej reakcie vyberte kontaktné šošovky a vyhľadajte očného lekára.

Upozornenia:

- Nepoužívajte poškodené kontaktné šošovky.
- Šošovky by mala používať len 1 osoba.
- Dbajte na to, aby sa nádoba na kontaktné šošovky nedostala do kontaktu s chemikáliami alebo s vodou.
- Zabráňte kontaktu s chemikáliami, slinami a nesterilnou vodou (z vodovodu, vŕiviek, bazénov a pri vodných športoch) a nevlečte (hrozí riziko mikrobiálnej infekcie!).
- Počas nosenia šošoviek sa vyvarujte rozprávaniu sprejom na vlasy, kozmetiky a sprejom na báze aerosolov v blízkosti očí.
- Po kontakte s dráždivými výparmi, napr. chemickými a nebezpečnými látkami, pri kontakte s prostriedmi na vplyvom na oči, šošovky okamžite vyberte.
- Nezmravujte šošovky (hrozí, že po roztopení sa šošovka poškodí (zlomí)).
- Šošovky nevarujte.
- Nepoužívajte počas spánku.
- Skladujte mimo dosahu detí.

Typ kontaktné šošovky a typ ošetrojúcich produktov nemeňte bez predchádzajúcej konzultácie s očným lekárom. V prípade podráždenia očí vyberte šošovku z oka a vyhľadajte očného lekára. Pri plávaní dbajte na to, aby ste použili vodotesné okuliare, predídete tým strate alebo znečisteniu šošovky.

Reklamácie

Číslo šarže na obale slúži na rýchle vybavenie reklamácie. Prísľub kvality Sortiment výrobkov VISIONMAX podlieha prísny kvalitatívnym kontrolám a klinickým testom, zodpovedá preto najvyšším kvalitatívnym požiadavkám.

Distribútor
dm drogerie markt s.r.o.
na pántoch 18
831 06 Bratislava

Symboly použité na obale SYMBOL = VÝZNAM

- = Výrobca
- 0482 = Označenie CE značkou a číslom notifikovanej osoby
- = Číslo výrobnej dávky
- (RRRR-MM:rok-mesiac) = Použiteľné do
- = Sterilizované suchým teplom alebo parou
- = Upozornenie: Pozrite návod na použitie

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuburg, Nemecko

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

STERILE 0482

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 19.12.17

SI SILIKON-HIDROGEL MESEČNE KONTAKTNE LEČE

- **PRÍMIOVA KAKOVOSŤ**
- **Mehke mesačné kontaktné leče, či jich oči posebno dobro prenášajú.**
- **Iz materiálu, ki zelo dobro prepušča kisik.**
- **Za udobno, dalje dnevno nošenje.**

Podrobia uporabe
Za korekcijo kratkovidnosti. Pakiranje vsebuje eno sterilno (sterilizirano na pari) kontaktno lečo iz silikon-hidrogela s 45 % vsebnostjo vode, 55 % silikon-copolymeru v puferni, nekonzervirani fiziološki raztopini s hialuronom (natrijev hialuronat). Leče so namenjene dnevnemu nošenju.

Pred spanjem leče odstranite. Leč ne uporabljajte dlje kot 4 tedne. Leč dnevno ne nosite dlje, kot vam priporoča okulist. V primeru, da je poškodovana leča, posamična embalaža, če tekočina, v kateri je leča, ni čista ali pa je potel datumu uporabnosti, leč ne smete več uporabljati. Vid in prileganje leč pri okulistu preverite dvakrat letno. Če leče nosite prvič, prileganje preverite pri okulistu.

Príprava

Preden se leče dotaknete, temeljito umyte roke in ich osušite, da na lečo ne nanesete klic. Vsi predmeti, ki pridejo v stik z lečami, morajo biti sterilni.

Vstavljanje kontaktnih leč

Lečo s prstom previdno vzemite iz originalne embalaže ali posode za shranjevanje. Pazite, da je ne vlečete preko roba posode in se je ne dotikate z nohti. Lečo lahko pri tem namreč poškodujete. Pazite, da je pravilno obrnjena in jo položite na konico prsta. Spodnjo veko potegnite navzdol in se približajte ogledalu. Ob oči imajte odprti. Nato zgornjo veko s prstom druge roke potegnite navzgor, pri tem glejte navzdol. Če z nežnim pritiskom položite na rožnico. Veči počasi spustite. Pri drugi leči postopek ponovite.

Opozorilo

Če slabo vidite ali je nošenje leč neprijetno, preverite, da niste zamenjali leve in desne leče

ali pa se vam je leča morda pri nameščanju obrnila. Če težave trajajo, leče odstranite in se posvetujte s svojim okulistom.

Odstranjevanje leč

Spodnjo veko potegnite navzdol, pri tem poglejte navzgor in lečo potisnite na območje blečnice. S konico palca in kazalca lečo pazljivo odstranite.

Čiščenje, dezinfekcija in nega kontaktnih leč

0 tem se posvetujte z okulistom in upoštevajte njegova navodila. Če kontaktne leče nosite le občasno, se o pravilnem shranjevanju posvetujte z okulistom.

Shranjevanje

Leče shranjujte le na način in uporabljajte le tekočino za shranjevanje, ki vam ju priporoča vaš okulist. Nujno upoštevajte navodila za uporabo sredstev za nego leč. Raztopino, v kateri shranjujete kontaktne leče, zamenjajte v skladu z napotki proizvajalca. Leče morajo biti v celoti prekrite s tekočino. Posoda za shranjevanje leč mora biti vedno higienično čista in jo morate po vsaki uporabi očistiti z negovalnimi sredstvi za leče (upoštevajte navodila za uporabo, navedena na embalaži posamičnih negovalnih izdelkov) ter mesečno zamenjati.

Kontraindikacije

Leč ne nosite pri poškodbah, infekcijah, vnetjih oči, spremembah občutljivosti rožnice, suhih očeh in splošnih boleznih, če so povezane s slabšo odpornostjo. Pri poškodbah nekak ali boleznih rožnice leče uporabljajte le po dogovoru z okulistom.

Medsebojno učinkovanje

Če dlje časa jemljete zdravila, lahko to vpliva na solzni film in tudi na to, kako prenašate kontaktne leče. Okulista obvestite o tem, katera zdravila jemljete. Načeloma kapljice za oči ne smete nanašati preko kontaktnih leč. Glede izjem se posvetujte s svojim okulistom.

Stranski učinki

Če leče niso udobne za nošenje, pri prekomernem solzenju, močnejši pordelosti oči, poslabšanju vida ali pojavu alergičnih reakcij, kontaktne leče odstranite in se posvetujte z okulistom.

Varnostna opozorila:

- Ne uporabljajte poškodovanih kontaktnih leč.
- Leče lahko uporabljate le ena oseba.
- Preprečite stik leč in posod za shranjevanje leč s kemikalijami ali vodo.
- Preprečite stik in ne vlačite jih s slino, nesterilno vodo, npr. iz vodovoda, džakuzija, bazena ali med vodnimi športi itn., saj tvegate mikrobo nožnosti.
- Preprečite stik leč z razpršilci za lase, kozmetičnimi izdelki ali spreji, ki vsebujejo aerosole.
- Leče odstranite takoj po stiku z dražječimi hlapi, npr. kemičnimi ali nevarnimi snovmi ali po stiku z okoljem, ki vpliva na oči.
- Preprečite, da bi leče zmrznile (po oddaljenosti obstaja nevarnost lomljenja).
- Leč ne kuhajte.
- Leč ne nosite med spanjem.
- Hraniti zunaj dosegov otrok.

Pred menjavo vrste kontaktnih leč in izdelkov za nego leč se posvetujte z okulistom. Če se pojavi draženje oči, leče odstranite in obiščite okulista. Pri plavanju nosite vodotesna plavalna očala, da kontaktnih leč ne izgubite ali da se ne umažejo.

Reklamacije

Št. serije oz. lot na zunanji embalaži po-maga pri hitrejši razrešitvi reklamacije.

Dobavitelj

dm drogerie markt d.o.o.,
Litostrojska cesta 48,
SI – 1000 Ljubljana.

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuburg, Nemčija

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

STERILE 0482

Datum izdaje: 19.12.2017

CZ SILIKON-HYDRO- GELOVA MESAČNÍ KONTAKTNÍ ČOČKA

- **PRÉMIOVÁ KVALITA.**
- **Měkká měsíční kontaktní čočka obzvláště dobře snášelivá pro oči.**
- **S vysokou propustností pro kyslík.**
- **Dlouhá doba nošení během dne a vysoký komfort při nošení.**

Oblasti použití:

Ke korekci krátkozrakosti. Balení obsahuje sterilní kontaktní čočku k dennímu nošení ze silikonového hydrogelu s 45 % vody, 55 % silikonového kopolymeru v pufruovaném, nekonzervovaném fyziologickém roztoku s hyaluronem (hyaluronát sodný).

Vyjmete kontaktní čočku před spaním. Nepřekračujte dobu nošení delší než 4 týdny. Nepřekračujte denní dobu nošení, kterou Vám určí kontaktní log. Nepoužívejte v případě poškození čočky, při porušení obalu čočky, v případě, kdy tekutina není čistá nebo po uplynutí doby použitelnosti. Navštivte dvakrát ročně oční lékaře, aby Vám zkontroloval zrak a čočky. Před prvním použitím navštivte očního lékaře, popř. kontaktní log, který zkontroluje, jak čočka sedí na rohovku.

Príprava:

Než začnete s čočkou manipulovať, důkladně si omýjte a osušte ruce, abyste kontaktní čočku nekontaminovali zárodky. Všechny předměty, které se dostanou do styku s čočkou, musí být udržovány sterilní.

Nasazování čočky:

Prstem vyjměte optické čočky z obalu (blístru nebo pouzdra na uchování čoček), netahajte ji za okraj. Nedotýkajte se čočky nehty, čočka by se mohla poruší. Dejte pozor, aby se čočka neobrátila. Položte si čočku na špičku prstu. Dolní oční víčko stáhněte dolů, nakloňte se k zrcadlu, mějte obě oči otevřené, horní víčko nadzvedněte druhou rukou a podívejte se

směrem dolů. Čočku přiložte na rohovku jemným přitlačením. Stejně postupujte u druhé čočky.

Upozornění:

V případě zhoršené ostrosti vidění nebo zhoršeného komfortu při nošení, zkontrolujte, zda nedošlo k zámění levé a pravé čočky, popř. jestli nedošlo k otočení čočky. Při nepřijemném pocitu na oči, čočky vyjměte a konzultujte s očním lékařem, popř. vaším kontaktním logem.

Vyjmutí čočky:

Spodní víčko stáhněte dolů, podívejte se směrem nahoru a posuňte čočku optické z rohovky na bílmo. Optické odtěmte čočku špičkou palce a ukazováčku.

Čištění, dezinfekce a péče o kontaktní čočky:

Informujte se u svého očního lékaře nebo kontaktní loga a řiďte se jeho pokyny k čištění, dezinfekci a péči o čočky. Pokud používáte vaše kontaktní čočky pouze příležitostně, informujte se u vašeho očního lékaře nebo kontaktní loga, jak je máte správně uchovávat.

Uchovávaní:

Při uchovávaní kontaktních čoček se řiďte výhradně doporučením vašeho kontaktní loga a dodržujte bezpodmínečné pokyny k používání prostředků, které jsou určeny pro péči o čočky. Roztok, ve kterém je čočka uložena, vyměňujte podle pokynů výrobce. Čočka musí být zcela ponořena do roztoku. Pouzdro s kontaktní čočkou musí být vždy v nezavázaném hygienickém stavu. Po každém použití pouzdro očistěte (dle pokynů k použití prostředků určených pro péči o čočky) a jednou za měsíc vyměňte.

Kontraindikace:

Čočky nepoužívejte při poranění, infekci a zánětu očí, při změnách citlivosti rohovky, nedostatečné tvorbě slz, při běžných onemocněních, která jsou spojena se sníženou obrannou schopností. Při poškození víčka a onemocnění rohovky používejte pouze po konzultaci s vaším očním lékařem.

Interakce:

Pokud užíváte dlouhodobě léky, může dojít ke změně slzného filmu a tím i ke změně snášenlivosti čočky. Informujte svého očního lékaře o

lécích, které užíváte. V zásadě platí – oční kapky nekapejte přes kontaktní čočky. Výjimky konzultujte s vaším očním lékařem.

Vedlejší účinky:

Při změně citlivosti oka na čočku, nadměrném slzení, silnější zarudnutí, zhoršeném vidění nebo výskytu alergických reakcí vyjměte kontaktní čočku a vyhledejte očního lékaře.

Bezpečnostní upozornění:

Nepoužívejte poškozené kontaktní čočky. Čočky smí používat pouze osoba, pro kterou byly určeny. Zamezte kontaktu pouzdra na čočky s chemikáliemi nebo vodou. Zamezte kontaktu a nevlhčujte sliznici ani nesterilní vodu z vodovodu, vývěvy, bazénu nebo při vodním sportu (riziko mikrobiální infekce). Zamezte kontaktu se sprejem na vlasy, kosmetikou nebo spreji obsahující aerosoly. Vyvarujte se bezprostřednímu kontaktu s dráždivými parami např. chemickými nebo nebezpečnými substancemi nebo kontaktu s okolím, které má vliv na oči. Chraňte před mrazem (nebezpečí prasknutí při rozmrazení). Kontaktní čočky nevařte. Nepoužívejte během spánku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Typ kontaktních čoček a systém péče o kontaktní čočky nemějte bez konzultace s kontaktním logem. V případě podráždění očí vyjměte čočku a vyhledejte očního lékaře. Při plavání dbejte na to, abyste použili vodotěsné plavecké brýle, abyste zamezili ztrátě nebo znečištění kontaktních čoček.

Reklamacie:

Lot číslo na obalu slouží k rychlému vyřízení reklamacie.

Vysvětlivky symbolů viz níže

- BC = Optická mohutnost (= Hodnota v dioptriích)
- D = Zakřivení zadní plochy v mm
- DIA = Průměr kontaktní čočky v mm
- = Číslo šarže
- = Použitelnost do data
- = Pozor, čti návod k použití.
- = Sterilizováno teplem (pomocí autoklávu)
- = Výrobce

Distributor pro ČR:
dm drogerie markt s.r.o.
Jeronymova 1485/19
370 01 České Budějovice
www.dm.cz

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuburg, Nemecko

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

STERILE 0482

Datum revize: 19.12.2017

