

Balea

6 BLASEN PFLASTER FERSE

transparente, vollflächige
Hydrokolloid-Pflaster

- + schützt vor Reibungsblasen
- + direkte Schmerzlinderung
- + unterstützt die natürliche Heilung

Inhalt:

6 Pflaster in 2 Größen:
3 Stück à 44 x 69 mm
3 Stück à 37 x 55 mm

Anwendungszweck

Beugt der Blasenbildung durch Reibung vor, lindert Schmerzen und fördert die natürliche Heilung der Haut.

Für die nicht-professionelle Nutzung
Blasenpflaster zur äußeren Anwendung zum Schutz gegen Blasenbildung, bei einseitiger Blasenbildung und bei nicht geöffneten Blasen.

Funktionsweise

Das Blasenpflaster bildet eine mechanische Barriere auf der Haut. Diese Barriere verringert Schmerzen und schützt vor Wasser, Schmutz und Bakterien. Dies unterstützt die natürliche Heilung der Blase und der Haut.



GEBRAUCHS- ANWEISUNG



1. Reinigen und trocknen Sie die Blase und die umliegende Haut vor der Anwendung. Eine optimale Haftung wird erreicht, wenn die Haut frei ist von Schmutz und Hautpflegeprodukten wie z.B. Cremes und Ölen.
2. Entnehmen Sie das Blasenpflaster aus der Verpackung. Entfernen Sie das Schutzpapier und kleben Sie das Pflaster auf die Blase, sodass diese rundum bedeckt ist. Berühren Sie dabei nicht die Haftseite des Blasenpflasters.
3. Drücken Sie das Blasenpflaster, incl. der Ränder, mindestens 1 Minute gut an. Wenn das Pflaster nicht gut angebracht wird, kann es sich schnell lösen. Bei der Verwendung auf langen Spaziergängen oder beim Sport sollte das Blasenpflaster mindestens eine halbe Stunde vor der Anwendung aufgeklebt werden. Die Ränder eventuell mit Heftpflaster fixieren, damit sie sich nicht aufrollen können.
4. Tragen Sie das Blasenpflaster maximal 3 Tage. Entfernen Sie das Pflaster vorsichtig, indem Sie es langsam entlang der Haut abziehen. Die Haut kann immer noch empfindlich sein.



WARNHINWEISE

Bei Diabetes oder schlechter Durchblutung vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen. Stechen Sie die Blase nicht auf, denn dies kann zu Infektionen führen. Nicht auf infizierten Blasen oder infizierter Haut oder offenen Blasen anwenden. Nicht verwenden, wenn die

Verpackung geöffnet und/oder beschädigt ist. Das Blasenpflaster nicht verwenden, wenn es verschmutzt ist. Wird das Pflaster nicht nach Gebrauchsanweisung aufgeklebt, kann es Hautschäden (z. B. durch Aufrollen des Pflasters) verursachen. Beim Auftreten von Hautreizungen oder Infektionen die Anwendung abbrechen. Bei anhaltenden Hautreizungen oder Infektionen ärztlichen Rat einholen. Das Blasenpflaster nicht wieder verwenden, da dies zu Infektionen führen kann.

Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

Ⓢ DM Balea náplasti na puchýře na paty.

Průhledné celoplošné hydrokoloidní náplasti.

- ochrana před puchýři z tření
- přímá úleva od bolesti
- podpora přirozeného hojení

Obsah:

- 6 ks náplasti ve 2 velikostech
- 3 ks à 44 x 69 mm
- 3 ks à 37 x 55 mm

Účel použití

Předchází vzniku puchýřů z tření, ulevuje od bolesti a podporuje přirozené hojení kůže.

Pro neprofesionální využití

Náplasti na puchýře k zevnímu použití na ochranu proti vzniku puchýřů, při začínajících puchýřích a na neotevřené puchýře.

Funkčnost

Náplast na puchýře vytváří na kůži mechanickou bariéru. Tato bariéra zmírňuje bolesti a chrání před vodou, nečistotami a bakteriemi. To podporuje přirozené hojení puchýře a kůže.

Návod k použití

1. Před použitím vyčistěte a vysušte puchýř a okolní kůži. Optimálního přilnutí se dosáhne, když je kůže zbavená nečistot a prostředků pro péči o kůži, např. krémů a olejů.
2. Náplast na puchýře vyjměte z obalu.

Odstraňte ochranný papier a přilepte náplast na puchýř tak, aby byl celý zakrytý. Nedotýkejte se přitom lepicí strany náplasti na puchýře.

3. Náplast na puchýře, včetně okrajů, dobře přitiskněte a přidržte nejméně 1 minutu. Není-li náplast dobře přichycená, může se rychle odlepit. Když chcete náplast použít na dlouhých procházkách nebo při sportu, je nutné ji nalepit na puchýře nejméně půl hodiny před začátkem použití. Okraje eventuálně upevněte leukoplasty, aby se nemohly ohrovnout.

4. Náplast na puchýře noste maximálně 3 dny. Náplast odstraňte opatrně tak, že ji pomalu sloupnete z kůže. Kůže může být stále ještě citlivá.

Upozornění

Při cukrovce nebo poruchách prokrvení se před použitím náplasti poraďte s lékařem. Puchýř nepropichujte, protože by to mohlo vést k infekci. Nepoužívejte na infikované puchýře, infikovanou kůži nebo na otevřené puchýře. Nepoužívejte, pokud je obal otevřený či poškozený. Náplast na puchýře nepoužívejte, je-li znečištěná. Pokud náplast nenalepíte podle návodu k použití, může dojít k poškození kůže (např. při srolování náplasti). Dojde-li k podráždění kůže nebo k infekci, přestaňte náplast používat. Při trvalém podráždění kůže či infekci se poraďte s lékařem. Náplast na puchýře nepoužívejte opakovaně, protože by to mohlo vést k infekci. Závažné příhody hláste výrobci a příslušnému úřadu.

Vyrobeno v Číně. Distributor: dm drogerie markt s.r.o., Jeronymova 1485/19, 370 01 České Budějovice, ČR, www.dm.cz

SK DM Balea náplasti na pluzgiere na pátách.

6 kusov náplasti na päty. Transparentné celoplošné hydrokoloidné náplasti.

• chránia pred pluzgiernymi spôsobenými odieraním

• priame tíšenie bolesti
• podpora prirodzeného hojenia
Zdravotnícka pomůcka

Obsah:

- 6 náplasti v 2 veľkostiach:
- 3 ks s rozmerom 44 x 69 mm

- 3 ks s rozmerom 37 x 55 mm

Účel použitia

Prevencia tvorby pluzgiervov spôsobených odieraním, miernenie bolesti a podpora prirodzeného hojenia kože.

Na neprofesionálne použitie

Náplast na pluzgiere je určená na vonkajšiu aplikáciu na ochranu pred tvorbou pluzgiervov, pri vznikajúcich pluzgieroch a v prípade neotvorených pluzgiervov.

Funkčné vlastnosti

Náplast na pluzgiere tvorí na koži mechanickú bariéru. Táto bariéra zmiernuje bolesti a chráni pred vodou, nečistotami a baktériami. To podporuje prirodzené hojenie pluzgierra a kože.

Návod na použitie

1. Pred aplikáciou vyčistite a vysušte pluzgiere a okolitú kožu. Optimálna príľnavosť sa dosahuje, ak sa na koži nevyskytujú žiadne nečistoty a prípravky na starostlivosť o kožu, ako napr. krémy a oleje.
2. Vyberte náplast na pluzgiere z balenia. Odstraňte ochranný papier a priložte náplast na pluzgiere tak, aby prekryla okolie. Pritom sa nedotýkajte lepacej strany náplasti.
3. Podržte náplast na pluzgiere, vrátane okrajov, prítlačenu minimálne 1 minútu. Ak náplast nebude riadne držať, môže sa rýchlo uvoľniť. Pri používaní počas dlhých prechádzok alebo pri športe by sa mala náplast na pluzgiere nalepiť minimálne polhodinu pred aktivitou. Aby sa nemohli okraje náplasti zrolovať, môžete ich prípadne pripevniť fixačnou lepiacou páskou.
4. Náplast noste maximálne 3 dni. Náplast opatrne odstráňte tak, že ju budete pomaly ťahať a odlepáť z kože. Koža môže byť stále citlivá.

Upozornenia

Ak trpíte cukrovkou alebo zlým prekrvením, pred aplikáciou sa poraďte s lekárom. Pluzgiere nepropichujte, pretože by to mohlo viesť k vzniku infekcie. Nepoužíajte na pluzgierech postihnutých infekciou alebo infikovanej koži alebo otvorených pluzgieroch. Nepoužíajte, ak je balenie otvorené a/alebo poškodené. Náplast na pluzgiere nepoužíajte, ak je

znečistená. Ak sa náplast nenalepí podľa návodu na použitie, môže dôjsť k poškodeniu kože (napr. zrolovaním náplasti). V prípade podráždenia kože alebo infekcií prerušte aplikáciu. V prípade pretrvávajúceho podráždenia kože alebo infekcie sa poraďte s lekárom. Použitá náplast na pluzgiere sa nesmie používať opakovaně, pretože to môže viesť k infekciám.

Závažné nehody súvisiace s použitím tejto zdravotníckej pomôcky nahláste výrobcovi a príslušnému úradu.

Vyrobené v Číne.

Distribútor: dm drogerie markt s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, SK. Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 2022-11

Medizinprodukt



Bevaplast B.V.
Delta 170
NL-6825 MV Arnhem



Markenqualität

► Herstellte in China

Vertrieb durch:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at



2022-11
7607-1