

日期: 2023.6.28  
印刷色: PANTONE 2756C

210mm

210mm

11190

297mm

297mm

**Gebrauchsinformation:**

**Mivolis**

**Medizinprodukt**  
**Wärmeplaster**

- Zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen
- Entspannt verkrampfte Muskulatur und löst Verspannungen
- Tiefenwirksam und wohltuend
- Gleichmäßige und wohltuende Langzeitwärme

Mivolis Wärmeplaster spenden bis zu 12 Stunden wohlende Tieflieferwärme und tragen so zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen, Entspannung verkrampfter Muskulatur und löst Verspannungen. Schmerzen bei Überlastungen, Verletzungen, Zerrungen, Verstauchungen und Arthritis bei. Die Plaster sind auf unterschiedlichen Körperstellen einsetzbar und ermöglichen somit ein gezieltes Anbringen am Schmerzpunkt. Selbstwärmend und hautfreundlich.

**Anwendungshinweise:**

- 1. Wärmeplaster aus der Einzelverpackung entnehmen.
- 2. Schutzanzüge anziehen.
- 3. Das Wärmeplaster flach auf den betroffenen Schmerzpunkt mit der Klebesseite auf die Haut auftauen und vorsichtig andrücken. Achten Sie darauf, dass sich die Wärmeelemente nicht überlappen.
- Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis das Plaster die therapeutische Temperatur erreicht. Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine Tragedauer von 12 Stunden. Nicht länger als 12 Stunden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums tragen. Legen Sie das Pfaster flach auf Ihrer Haut. Fallen oder bündeln Sie es nicht, da es Risiko von Verbrennungen erhöht wird. Nur am einmaligen Gebrauch. Nach Gebrauch entsorgen.

**Hinweise:**

- Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen.
- Aufußerhalb der Reichweite von Kindern, Babys und Tieren aufbewahren.
- Nicht in der Mikrowelle erwärmen.
- Dieses Produkt kann bei Menschen mit ampfindlicher Haut oder bei Menschen mit einer Anwendung der Röntgen, Röntgen oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- Nicht während des Schlafes benutzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Haut während der Anwendung.
- Fragen Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Kreislauftauchwache, Herzkrankheiten oder rheumatischen Arthritis leiden oder wenn Sie eine Blutgerinnungsstörung haben.
- Bei Fieber oder Bronnen entfernen Sie das Produkt sofort von der Haut.
- Das Plaster enthält Eisen, das beim Verschlucken schädlich sein kann. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen und Giftnotrufzentrale kontaktieren.
- Wenn der Inhalt des Wärmeplasters mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt, sofort mit Wasser ausspülen.
- Erhitzen Sie das Produkt nicht in der Mikrowelle oder versuchen Sie es nach dem Gebrauch nicht zu erhitzen, da die Wärmeplaster Feuer fangen können.
- Nach der Verwendung im Restmüll entsorgen.

**Warnhinweise:**

Wärmeplaster sollten nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen sind, wie z.B. Personen mit Kreislaufproblemen, Diabetikern, Neurosen, Lähmungen oder empfindlicher Haut. Bei der Behandlung ist es wichtig, dass der Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.

**Bei der Anwendung dieses Produktes:**

- Überprüfen Sie die Haut regelmäßig auf Anzeichen von Verbrennungen oder Blasen. Stellen Sie in diesem Fall die Anwendung ein.
- Wenn das Produkt sich zu heiß anfühlt, stellen Sie die Anwendung ein oder tragen Sie es auf der Kleidung.
- Über Sie keine übermäßigen Druck auf das Produkt aus.
- Bitte Sie den Arzt, ob Sie das Produkt bevor Sie sich einer Magnetresonanztomographie (MRT) unterziehen, um ein erhöhtes Verbrennungsrisiko zu vermeiden.

**Nicht verwenden:**

- bei beschädigtem Plaster oder beschädigter Verpackung.
- länger als 12 Stunden innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden.
- zusammen mit Schmerzmitteln, Cremes, Salben oder medizinischen Lotions.
- auf kranker, beschädigter oder rissiger Haut.
- bei Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb der letzten 48 Stunden aufgetreten sind.

**Használati utalatok:**

- 1. Végezz el a tapaszat az egyedi csomagolásból.
- 2. Hőszárító és visszapillantó.
- 3. Használja a tapasz kisimítást az érintett felületről úgy, hogy a tapasztos oldala legyen a bőrön, és övatosan nyomja rá. Ügyeljen arra, hogy a hőelemek ne fedjék egymást.
- Akár 30 másodperc is eltarthat, amíg a tapasz előre a terápiai hőmérsékletet. A maximális hatékonyság érdekében 12 órás viselési idő ajánlunk. Egy 24 órás időtartamra van viselés 12 óránl hosszabb ideig. Helyezze a tapasz kisimítást a bőrre. Ne húzza ki a tapaszat, mert ez növeli az égesi sérelmeket kockázatát. Kizárolj egyetlen használatra. Használhat után ártalmatlansítva.
- Megjegyzések:**

  - Ez a termék égési sérelmet okozhat.
  - Gyermekkel, csecsemőkkel és állatkötőkkel elzárva tartandó.
  - Ez a termék nem mindenki számára szabad.
  - Ez a termék nem mindenki számára szabad.
  - Ha a termékkel miatt bőrön vöröség, hőszárítás, gyulladás, sérülés, szívtibbett vagy enyhe bőrgést okozhat érzékeny bőrön vagy nem megfelelő használat esetén.
  - Ha használja általában.
  - Rendszeresen ellenőrizze a bőrét az alkalmazás során.
  - Használta előtt megörökítse, ha cukorbetegségből, keringési zavarban, szívbetegségekben vagy reumatás ízületi gyulladásban szenved, vagy ha terhes.
  - Irritáció vagy fájdalom esetén azonnal távolítsa el a terméket a bőréről.
  - A termék nem mindenki számára szabad. Ártalmatlansítva. Lélegező esetén általában ki a szájhoz viszik, de lélegező kapcsolatban a méregelőnyök központtal.
  - Ha a termék beláttalma érintkezésbe kerül a bőrrel vagy a szemmel, azonnal öblítse ki vízzel.
  - Ne legelítse a termék mikrohullámú sütőben, és használhat után ne próbálja újra felmelegíteni, mert a tapasz kisimítás meggylulladt.
  - Használhat után helyezze a hőzártassági hulladékba.

**Fényvisszaverők:**

Alellenjavítók

Alellenjavítók nem használhatják azok, akik nem érzékenek a szélsőséges hőmérsékletekre – például érkenedési problémák, cukorbetegség, idegkárosodás, bennülök vagy érzkény bőr esetén. A gyermekkel kezelése során felhővel felgyűjtve szűkítés.

**A termék származási helye:**

  - Nem javasolt ellenőrizni, ha a bőrön nincsnek-e érgei sérelmek vagy hőjelök. Ebben az esetben hagyja abba az alkalmazást.
  - Ha a termékkel tüfönök előri, hagyja abba a használatát, vagy viselje ruházatot.
  - Ne gyakoroljon többször is a terméket.
  - Az égesi sérelmeket fokozott kockázatának elkerülése érdekében tálaltat a termék, mielőtt magasréteg rezonanciával készült visszalátnak (MRI) vettek által a termék.

**Használati utalatok:**

  - ha sérül a tapasz vagy a csomagolás,
  - 24 órán belül 12 óránl hosszabb ideig,
  - fájdalomcsillapítókkal, krémekkel vagy gyógyszerrel krémekkel együtt,
  - beteg, sérült vagy repeat bőrön,
  - az elmut 48 órában kialakult vérálfálat vagy duzzanat esetén,
  - a testről való leiratás esetén,
  - működési hibákkal kombinálva,
  - olyan személyeknél, akiik általában nem tudják eltávolítani a termékét, beleértve a gyermeket, kisgyermeket és időseket,
  - olyan személyeknél, akik nem tudják követni a használatra vonatkozó összes utasítást.

**Hagyja át a termék használatát és forduljon orvoshoz:**

  - Ha a fájdalom nem csökken, vagy több mint 7 napig fennmarad,
  - ha a tapaszat, égő érzést, duzzanatot, kitérdést vagy egyéb bőrelváltozásokat tapasztal.

**Szállítás és tárolás:**

  - A termék szabahőmérsékleten, száraz és jól szellőző környezetben tárolható és szállítható.

**Összetevők:** Vaspár, aktív szén, kovaföld, só, víz.

**Csomag tartalma:** 2 darab, 9,5 cm x 13 cm.

**Származási hely:** Kína.

Az információk legutolsó frissítése: 2023. április

**Plaster rozgrzewający**

  - Usuwanie bólu i zmęczenia stawów
  - Redukcja spływu mącznego i zmniejszenie napięcia
  - Działanie głębokie i przyrostu ulga
  - Jednolite i przyjemne, długotrwałe ciepło

Plaster rozgrzewający Mivoli 12 godzin zapewniają kocie, głęboko rozgrzewające działanie, które pomaga złagodzić ból mięśni i stawów, a także dolegliwości związane z ruchami, relaksacją, skręcaniami i zapaleniem stawów. Plaster można stosować na różnych częściach ciała, co pozwala na ich precyzyjne stosowanie w bolących miejscach. Samonagrzewającej się przyjazne dla skóry.

**Wskazówki dotyczące używania:**

  1. Wyjmij plaster z opakowania.
  2. Usuń papier ochronny.
  3. Helyezz a tapasz kisimítaszat az érintett felületről úgy, hogy a tapasztos oldala legyen a bőrön, és övatosan nyomja rá. Ügyeljen arra, hogy a hőelemek ne fedjék egymást.
  - Akár 30 másodperc is eltarthat, amíg a tapasz előre a terápiai hőmérsékletet. A maximális hatékonyság érdekében 12 órás viselési idő ajánlunk. Egy 24 órás időtartamra van viselés 12 óránl hosszabb ideig. Helyezze a tapasz kisimítaszat a bőrre. Ne húzza ki a tapaszat, mert ez növeli az égesi sérelmeket kockázatát. Kizárolj egyetlen használatra. Használhat után ártalmatlansítva.
  - Megjegyzések:**

    - Ez a termék égési sérelmet okozhat.
    - Gyermekkel, csecsemőkkel és állatkötőkkel elzárva tartandó.
    - Ez a termék nem mindenki számára szabad.
    - Ez a termék nem mindenki számára szabad.
    - Ha a termékkel miatt bőrön vöröség, hőszárítás, gyulladás, sérülés, szívtibbett vagy enyhe bőrgést okozhat érzékeny bőrön vagy nem megfelelő használat esetén.
    - Ha használja általában.
    - Rendszeresen ellenőrizze a bőrét az alkalmazás során.
    - Használta előtt megörökítse, ha cukorbetegségből, keringési zavarban, szívbetegségekben vagy reumatás ízületi gyulladásban szenved, vagy ha terhes.
    - Irritáció vagy fájdalom esetén azonnal távolítsa el a terméket a bőréről.
    - A termék nem mindenki számára szabad. Ártalmatlansítva. Lélegező esetén általában ki a szájhoz viszik, de lélegező kapcsolatban a méregelőnyök központtal.
    - Ha a termék beláttalma érintkezésbe kerül a bőrrel vagy a szemmel, azonnal öblítse ki vízzel.
    - Ne legelítse a termék mikrohullámú sütőben, és használhat után ne próbálja újra felmelegíteni, mert a tapasz kisimítás meggylulladt.
    - Használhat után helyezze a hőzártassági hulladékba.

**Fényvisszaverők:**

Alellenjavítók

Alellenjavítók nem használhatják azok, akik nem érzékenek a szélsőséges hőmérsékletekre – például érkenedési problémák, cukorbetegség, idegkárosodás, bennülök vagy érzkény bőr esetén. A gyermekkel kezelése során felhővel felgyűjtve szűkítés.

**A termék származási helye:**

    - Nem javasolt ellenőrizni, ha a bőrön nincsnek-e érgei sérelmek vagy hőjelök. Ebben az esetben hagyja abba az alkalmazást.
    - Ha a termékkel tüfönök előri, hagyja abba a használatát, vagy viselje ruházatot.
    - Ne gyakoroljon többször is a terméket.
    - Az égesi sérelmeket fokozott kockázatának elkerülése érdekében tálaltat a termék, mielőtt magasréteg rezonanciával készült visszalátnak (MRI) vettek által a termék.

**Használati utalatok:**

    - ha sérül a tapasz vagy a csomagolás,
    - 24 órán belül 12 óránl hosszabb ideig,
    - fájdalomcsillapítókkal, krémekkel vagy gyógyszerrel krémekkel együtt,
    - beteg, sérült vagy repeat bőrön,
    - az elmut 48 órában kialakult vérálfálat vagy duzzanat esetén,
    - a testről való leiratás esetén,
    - működési hibákkal kombinálva,
    - olyan személyeknél, akiik általában nem tudják eltávolítani a termékét, beleértve a gyermeket, kisgyermeket és időseket,
    - olyan személyeknél, akik nem tudják követni a használatra vonatkozó összes utasítást.

**Hagyja át a termék használatát és forduljon orvoshoz:**

    - Ha a fájdalom nem csökken, vagy több mint 7 napig fennmarad,
    - ha a tapaszat, égő érzést, duzzanatot, kitérdést vagy egyéb bőrelváltozásokat tapasztal.

**Szállítás és tárolás:**

    - A termék szabahőmérsékleten, száraz és jól szellőző környezetben tárolható és szállítható.

**Összetevők:** Vaspár, aktív szén, kovaföld, só, víz.

**Csomag tartalma:** 2 darab, 9,5 cm x 13 cm.

**Származási hely:** Kína.

Az információk legutolsó frissítése: 2023. április

**Plaster rozgrzewający**

    - Pentru ameliorarea durerei musculară și articulare ușoare
    - Relaxază mușchii tensiuni și îmbunătățește tensiunea
    - Protejează efectele șarpante ale temperaturii
    - Datorită eficienței și duratării cieplării

Plaster rozgrzewający Mivoli 12 godzin zapewniają kocie, głęboko rozgrzewające działanie, które pomaga złagodzić ból mięśni i stawów, a także dolegliwości związane z ruchami, relaksacją, skręcaniami i zapaleniem stawów. Plaster można stosować na różnych częściach ciała, co pozwala na ich precyjne stosowanie w bolących miejscach. Samonagrzewającej się przyjazne dla skóry.

**Dispozitiv medical**

**Plaster termic**

    - Pentru ameliorarea durerei musculară și articulare ușoare
    - Relaxază mușchii tensiuni și îmbunătățește tensiunea
    - Protejează efectele șarpante ale temperaturii
    - Datorită eficienței și duratării cieplării

Plaster termic Mivoli oferă până la 12 ore de căldură profundă, ajutând la ameliorarea durerei musculară și articulare, precum și a durerei cauzate de suprasolicitare, întinderi, eforturi și artrita. Plasteruri pot fi utilizati mod flexibil pe diferite părți ale corpului, permitând astfel aplicarea întră în punct de durere.

**Instrucțiuni de utilizare:**

    1. Scoateți plastrurile termice din ambalaj individual.
    2. Îndepărtați hârtia protectoare.

**Producător:**

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Am dm-Platz 1

DE-7622 Karlsruhe

www.dmd.de

**Herculaneum**

**297mm**

**Quantità contenuta:** 2 pezzi da 9,5cm x 13cm.  
Prodotto in Cina.  
Ultimo aggiornamento delle informazioni: aprile 2023

**Medicinski pripravnik**

**Grelni obliž**

    - Za lajanje blagih bolečin v mišicah in skelepih
    - Sprosti napete mišice in sprosti napetost
    - Deluje globinsko in blagodejno
    - Enakomerno in prijetno dobrotrajno gretje

Grelni obliž Mivoli zagotavljajo do 12 ur blagodejno globinskega gretja za lajanje bolečin v mišicah in skelepih, pa tudi bolečin zaradi prehrane uporabe in napetosti, zavrnitve in zavojev. Obliž se lahko prilagodi uporabniku na različne deli telesa in tako omogočajo usmerjeno uporabo na mestu bolečine. Greje samodajo in je prijetno v uporabi.

**Navodilo za uporabo:**

    1. Odstranite grelni obliž iz posamezne embalaže.
    2. Odlepite in razstavite papir.
    3. Oblikujte obliž polno na kožo.
    4. Uporabite obliž proti bolu.
    5. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    6. Uporabite obliž proti bolu.
    7. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    8. Uporabite obliž proti bolu.
    9. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    10. Uporabite obliž proti bolu.
    11. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    12. Uporabite obliž proti bolu.
    13. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    14. Uporabite obliž proti bolu.
    15. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    16. Uporabite obliž proti bolu.
    17. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    18. Uporabite obliž proti bolu.
    19. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    20. Uporabite obliž proti bolu.
    21. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    22. Uporabite obliž proti bolu.
    23. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    24. Uporabite obliž proti bolu.
    25. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    26. Uporabite obliž proti bolu.
    27. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    28. Uporabite obliž proti bolu.
    29. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    30. Uporabite obliž proti bolu.
    31. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    32. Uporabite obliž proti bolu.
    33. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    34. Uporabite obliž proti bolu.
    35. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    36. Uporabite obliž proti bolu.
    37. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    38. Uporabite obliž proti bolu.
    39. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    40. Uporabite obliž proti bolu.
    41. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    42. Uporabite obliž proti bolu.
    43. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    44. Uporabite obliž proti bolu.
    45. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    46. Uporabite obliž proti bolu.
    47. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    48. Uporabite obliž proti bolu.
    49. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    50. Uporabite obliž proti bolu.
    51. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    52. Uporabite obliž proti bolu.
    53. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    54. Uporabite obliž proti bolu.
    55. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    56. Uporabite obliž proti bolu.
    57. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    58. Uporabite obliž proti bolu.
    59. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    60. Uporabite obliž proti bolu.
    61. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    62. Uporabite obliž proti bolu.
    63. Če je potreben, prilagodite obliž dolgotrajnosti.
    64. Uporabite obliž proti bolu.
    65. Če je potreben, prilagodite obliž dol