



Visiomax kombinált oldat hialuronral, 360 ml A Visiomax kombinált oldat hialuronral egy mindent egyben ápolási rendszer a lágy kontaktlencsék napi karbantartására. A hozzáadott nátrium-hialuronát hosszabb hidratálást biztosít. Minden egyben a Visiomax kombinált oldattal: tisztítás, fertőtlenítés, öblítés, tárolás. Orvostechnikai eszköz. **Használat:** 1. Alencsék megérintése előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg a kezét. 2. Vegye ki a kontaktlencsét a szeméből, helyezze a tenyerére, cseppentsen az oldatból mindkét oldalára, és finoman dörzsölje az ujjával 20 másodpercig. 3. Öblítse le mindkét oldatát az oldattal. Töltse meg a lencsetartót az oldattal, helyezze minden lencsét a megfelelő rekeszbe, és töltse fel az oldattal, hogy a lencsék teljesen elmerüljenek. Zárja le szorosan a tartó mindkét rekeszét, és óvatosan rázza meg néhány másodpercig. 4. Az alapos fertőtlenítés érdekében hagyja a lencséket legalább 4 óra keresztül vagy egy éjszaka át az oldatban. 5. Használat előtt öblítse le a lencséket ismét az oldattal, érzékeny szem esetén fiziológias sóoldattal. 6. Használat után ürítse ki a tartót, és öblítse ki az oldattal, mielőtt megszárlaná. 7. A tartóban lévő oldatot naponta vagy használat után cserélje ki, és tartsa tisztán a tartót. **Figyelmeztetések/Vintézkedések:** Ne használja az oldatot, ha a biztonsági gyűrű hiányzik, sérült, vagy ha a lejárat dátumot túllépte. Felbontás után legfeljebb 90 napig használható. Használat után gondosan zárja le az üveget. A kontaktlencsék legfeljebb 30 napig tárolhatók zárt tartóban. Az oldatot ne nyelje le, és tartsa gyermekektől távol. A szemnyeződés elkerülése érdekében ne érintse meg a cseppentőnyílást. Soha ne öblítse ki a lencséket vagy a tartót csapvízzel. Törölgessen szobahőmérsékleten. Mindeh használat után dobja el az elhasznált oldatot. Súlyos mellékhatások esetén értesítse a gyártót és az illetékes hatóságot. A termék vagy maradványai biztonságos megsemmisítéséhez nincs szükség különleges intézkedésekre. **Kölcsönhatások/Ellenjavallatok/Mellékhatások:** A szemészeti gyógyszerek használatát egyeztessen szemész szakorossal, különösen az első használatkor vagy az ápolórendszer cseréjekor. Ne használja a terméket, ha túlérzékeny vagy allergiás bármelyik összetevőre. Intolerancia esetén vegye ki a lencséket, és forduljon orvoshoz vagy optikushoz. **Összetétel:** Puffertezett izotóniás vizes oldat (nátrium-kloriddal, bórsavval, bórx-dekahidráttal, nátrium-hialuronáttal, dinátrium-edetáttal, poloxamerrel, polivinil-pirrolidonnal) és 0,0001% polihexaniddal. Felhasználható: ld. a csomagoláson (hő/év). Forgalom: dm Kft., 2046 Törökbalint, Depo Pf. 4.

Visiomax Soluzione combinata Hyaluron. Visiomax Soluzione combinata Hyaluron è un sistema tutto-in-uno per la cura quotidiana delle lenti a contatto morbide. L'acido ialuronico agglunto garantisce un'idratazione prolungata. Tutto con Visiomax soluzione combinata Hyaluron: pulizia, disinfezione, risciacquo, conservazione. **Uso:** 1. Lavare e asciugare accuratamente le mani prima di toccare le lenti. 2. Rimuovere la lente dall'occhio, posizionarla sul palmo della mano, applicare la soluzione su entrambi i lati e strofinare delicatamente con la punta delle dita per 20 secondi. 3. Risciacquare entrambi i lati della lente con la soluzione. Riempire il contenitore per lenti con la soluzione, posizionare ogni lente in uno scomparto e riempire con la soluzione fino a coprirle completamente. Chiudere saldamente e agitare delicatamente il contenitore per alcuni secondi. 4. Lasciare le lenti nella soluzione per almeno 4 ore o durante la notte per una disinfezione adeguata. 5. Prima dell'uso, risciacquare le lenti con la soluzione, oppure con soluzione salina per occhi sensibili. 6. Dopo l'uso, svuotare il contenitore, risciacquarlo con la soluzione e lasciarlo asciugare. 7. Sostituire la soluzione nel contenitore ogni giorno o dopo ogni utilizzo e mantenere il contenitore pulito. **Avvertenze/Precauzioni:** Non utilizzare la soluzione se l'anello di sicurezza è mancante, danneggiato o se è scaduta la data di scadenza. Utilizzare entro 90 giorni dall'apertura. Chiudere bene il flacone dopo l'uso. Le lenti possono essere conservate nel contenitore chiuso fino a 30 giorni. Non ingerire la soluzione e tenerla lontana dalla portata dei bambini. Non toccare l'apertura del flacone per evitare contaminazioni. Non risciacquare mai le lenti o il contenitore con acqua corrente. Conservare a temperatura ambiente. Smaltire la soluzione usata dopo ogni pulizia. In caso di effetti indesiderati gravi, contattare il produttore e l'autorità competente. Non sono necessarie misure particolari per lo smaltimento sicuro del prodotto o dei residui. **Interazioni/Controindicazioni/Effetti collaterali:** Consultare un oculista per l'uso di farmaci oculari, soprattutto in caso di primo utilizzo o cambio del sistema di cura. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a uno degli ingredienti. In caso di intolleranza, rimuovere le lenti e consultare un medico o un ottico. **Composizione:** Soluzione acquosa isotonica tamponata con cloruro di sodio, acido borico, borace decaidrato, ialuronato di sodio, edetato disodico, poloxamer, polivinilpirrolidone e poliesanide 0,0001%. Prodotto in Spagna. Distribuito da dm drogerie markt S.r.l., Via G. Galilei n. 10, 39100 Bolzano (BZ). Per smaltimento imballo vedi dm-drogeriemarkt.it

Flasche recyclebar
Richtig entsorgen:
www.dm.de/recycling

Hergestellt in Spanien

Vertrieb durch:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt, AT-5071 Wals
www.dm.at

eyelike GmbH, Ringstraße 12
DE-63543 Neuberg, Deutschland

Medizinprodukt

STERILE A



dm
Visiomax

**KOMBI
LÖSUNG
HYALURON**

Mit Feuchtigkeitsspeicher



- Reinigen
- Desinfizieren
- Abspülen
- Aufbewahren

Für weiche Kontaktlinsen 360 ml

**Mit Visiomax das Leben
von der schönsten Seite sehen**

Visiomax Kombilösung Hyaluron ist ein All-in-one-Pflegesystem zur täglichen Pflege von weichen Kontaktlinsen. Hält die Kontaktlinse in gutem Zustand. Das zugesetzte Natriumhyaluronat sorgt für eine länger anhaltende Befeuchtung der Kontaktlinse, verbessert und verlängert dadurch den Tragekomfort. Besonders empfehlenswert bei sensiblen Augen. Alles mit Visiomax Kombilösung Hyaluron: Reinigen, Desinfizieren, Abspülen, Aufbewahren.

Anwendung: 1. Vor dem Anfassen der Linsen Hände gründlich waschen und trocknen. 2. Kontaktlinse aus dem Auge nehmen, auf die Handfläche legen, auf beiden Seiten mit Kombilösung beträufeln und mit der Fingerspitze 20 Sekunden sanft reiben. 3. Beide Seiten der Linse mit der Lösung abspülen. 4. Kontaktlinsenbehälter mit Kombilösung füllen, jeweils eine Linse in eines der beiden Fächer geben und diese mit Kombilösung auffüllen. Die Linsen müssen vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Beide Fächer fest verschließen und Behälter ein paar Sekunden leicht schütteln. 5. Um eine ausreichende Desinfektion zu gewährleisten, sollten die Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden oder über Nacht in der Lösung liegen. 6. Die Linsen vor Gebrauch erneut mit der Kombilösung, bei empfindlichen Augen mit Kochsalzlösung, abspülen. 7. Kontaktlinsenbehälter nach Gebrauch leeren und vor dem Trocken mit der Kombilösung ausspülen. 8. Die Kombilösung im Behälter täglich bzw. nach Gebrauch erneuern und den Behälter sauber halten.

Tipp: Bei hartnäckiger Proteinablagerung empfehlen wir die Verwendung von Visiomax Kombilösung Super.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen: Nicht anwenden, wenn der Sicherheitsring fehlt, beschädigt oder das Verfallsdatum überschritten ist. Nach dem Öffnen nicht länger als 90 Tage verwenden. Flasche nach Gebrauch gut verschließen. Die Kontaktlinse kann bis zu 30 Tage im geschlossenen Behälter aufbewahrt werden. Lösung nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Um Verunreinigungen zu vermeiden, Tropföffnung nicht berühren. Kontaktlinsen und Behälter niemals mit Leitungswasser abspülen. Bei Zimmertemperatur lagern. Nach jeder Reinigung die gebrauchte Flüssigkeit entsorgen. Informieren Sie den Hersteller und die zuständige Behörde bei Auftreten von schwerwiegenden Vorfällen.

Interaktionen/Kontraindikationen/Nebenwirkungen: Verwendung von Augenmedikamenten mit dem Augenarzt abstimmen, dies empfiehlt sich auch bei erstmaligem Benutzen oder Wechsel des Pflegesystems. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Überempfindlichkeit/Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe. Bei Unverträglichkeiten Kontaktlinsen herausnehmen und Arzt/Optiker informieren.

Zusammensetzung: Gepufferte isotonische wässrige Lösung mit Natriumchlorid, Borsäure, Boraxdecahydrat, Natrium Hyaluronat, Dinatriumedetat, Poloxamer, Polyvinylpyrrolidon und Polyhexanid 0,0001%.

Letzte Revision: 2024/07/26

FOLIE ENTFERNEN UND DIE VERPACKUNG DER WERTSTOFF-SAMMLUNG ZUFÜHREN
Mehr Informationen unter www.dm.de/um@phimem/engagement/nachhaltigkeit

2mm
transp.