

Messort
In der Mundhöhle (oral)
In der Mundhöhle sind kleine Temperaturschwankungen von Messung zu Messung normal. Sie werden durch die unterschiedliche Temperaturverteilung in der Mundhöhle verursacht. Führen Sie das Thermometer in eine der beiden Wärmetaschen unter der Zunge, links und rechts an der Zungenwurzel. Der Temperatur-Sensor muss einen guten Gewebekontakt haben. Schließen Sie den Mund und atmen Sie durch die Nase, so wird das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinflusst. **Messzeit: ca. 10 Sekunden.**



Im After (rektal)
Dies ist die sicherste Methode. Sie eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Die Thermometerspitze wird vorsichtig 1 bis max. 2cm weit in den After eingeführt. **Messzeit: ca. 10 Sekunden.**

Unter dem Arm (axillär)
Diese Messart ergibt aus medizinischer Sicht zu ungenaue Werte. Sie ist deshalb zur Durchführung von genauen Messungen ungeeignet.

Bedienungsanleitung
Zum Einschalten drücken Sie die I/O-Taste. Ein kurzer Signalton zeigt den Zustand „eingeschaltet“ an. Gleichzeitig erfolgt ein Segmenttest (Kontrolle aller Segmente im Display) und ein interner Funktionstest. Anschließend erscheint bei einer am Temperatur-Sensor anliegenden Temperatur von weniger als 32 °C ein „L“ (das „L“ steht für low – niedriger als 32 °C) und das „°C“. Nach ca. 1 Sekunde beginnt das „°C“ zu blinken.



Während der Messung blinkt das „°C“ und die aktuelle Temperatur wird laufend angezeigt. Nach ca. 10 Sekunden signalisiert der Signalton das Messende. Gleichzeitig hört das „°C“ auf zu blinken. Nach der Messung bleibt der gemessene Temperaturwert bis zum Ausschalten des Gerätes im Display stehen. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch durch kurzes Drücken der I/O-Taste aus. Sie hören dabei wieder den Signalton. Falls das Gerät nicht ausgeschaltet wird, ertönt nach ca. 3 Minuten der Signalton und das Gerät schaltet sich von selbst aus.

Feiberalarm
Wird eine Körpertemperatur über 37,5 °C gemessen, warnt Sie das Gerät mit schneller Signaltonfolge und dem blinkenden Temperaturwert.

Anzeige des letzten Messwertes
Der letzte Messwert wird angezeigt, wenn Sie beim Einschalten die I/O-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Sobald Sie die I/O-Taste loslassen, geht das Gerät in die Messbereitschaft.

Messwertstreunung
Abhängig vom Messort schwankt die gemessene Temperatur. Der Grund dafür ist

die unterschiedliche Temperaturverteilung im menschlichen Körper. So haben Sie bei einer rektal gemessenen Temperatur von 36,5 °C einen oral gemessenen Wert von 36 °C und axillär gemessen von 35,5 °C.

Batteriewechsel
Sobald im Display das Symbol  erscheint, ist die Batterie erschöpft und ein Batteriewechsel erforderlich. Ersetzen Sie die erschöpfte Batterie durch eine gleichen Typs. Zum Batteriewechsel entfernen Sie durch Abziehen die Kappe des Batteriefaches. Die Batterie ist jetzt zugänglich. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie mit einem spitzen Hilfsmittel (Pinzette, kleiner Schraubendreher etc.) und setzen Sie die neue Batterie (LR 41 bzw. AG 3 oder SR 41) ein. Bitte achten Sie auf die Einbauolge. Batterien erhalten Sie in Uhren- oder Elektrofachgeschäften.

Messtechnische Kontrolle
In Deutschland hat der Gesetzgeber mit der aktuellen Medizinprodukte-Betreiberverordnung für Medizinprodukte mit Messfunktion, die in der medizinischen Praxis Anwendung finden, eine messtechnische Kontrolle nach zwei Jahren vorgeschrieben. Der Kundendienst informiert Sie gerne ausführlich dazu.

Reinigung und Desinfektion
Jede Apotheke führt Alkoholtupfer (Alkoholpads) verschiedener Anbieter, mit denen das Gerät komplett abgewischt werden kann.
Zur Desinfektion des Gerätes beim Einsatz in medizinischen Einrichtungen werden Mucocit®-F2000 oder Helipur®Hplus empfohlen. Beide sind wirksam gegen alle Hospitalismus-Erreger und sind über jede Apotheke zu beziehen.

Mikrobielle Kontamination
Da eine hundertprozentige Desinfektion im häuslichen Einsatz häufig nicht gegeben ist, empfehlen wir, dass jede Person nur ihr Thermometer benutzt. So können Ansteckungsrisiken vermieden werden.

Garantie
Wir übernehmen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit des Gerätes. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie bitte den Artikel an den Kundendienst. Legen Sie bitte den Kaufbeleg und eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen.

Gesetzliche Grundlage für das Inverkehrbringen in der EU
Der Hersteller wurde von der durch die EU benannten Stelle TÜV Rheinland Product Safety GmbH nach der EU-RICHTLINIE 93/42/EWG vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte zertifiziert. Das Thermometer erfüllt die Anforderungen der EN 12470-3:2009.

Entsorgungshinweise (Pflicht zur getrennten Entsorgung)
 Bitte entsorgen Sie das Gerät sachgerecht und nicht über den Hausmüll. Zur Rückgabe des Altgeräts stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zur Verfügung. Darüber hinaus sind wir als Verreiber von Elektrogeräten nach Maßgabe von § 17 Abs. 1 und 2 ElektroG verpflichtet, diese unentgeltlich zurückzunehmen. Sie können das Elektroaltgerät, zu deren Rücknahme wir nach diesen Vorschriften verpflichtet sind, kostenfrei in unseren dm-Fillialen/Verkaufs- stellen zurückgeben. Dieses Gerät enthält keinerlei Datenspeicher und kann somit auch keine Daten speichern, die vor dem Entsorgen gelöscht werden müssen.

 Das Gerät enthält eine Alkali-Mangan Knopfzelle vom Typ LR41. Diese ist vor der Entsorgung des Gerätes wie folgt zu entfernen: Entfernen Sie durch Abziehen die Kappe des Batteriefaches. Die Batterie im Gerät ist jetzt zugänglich. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie mit einem spitzen Hilfsmittel (Pinzette, kleiner Schraubendreher etc.). Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Sie können die erschöpfte Batterie, kostenfrei in unseren dm-Fillialen/ Verkaufsstellen in entsprechenden Behältern entsorgen. Darüber hinaus stehen im batterievertreibenden Handel sowie in kommunalen Sammelstellen ebenfalls Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Technische Daten
Typ: Maximum-Thermometer
Messbereich: 32,0 °C – 43,9 °C
Temperatur < 32,0 °C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig).
Temperatur > 43,9 °C: Anzeige „H“ für high (zu hoch).
0,1 °C: 35,5 °C – 42,0 °C
Messgenauigkeit: Automatische interne Überprüfung auf Testwert 37,0 °C. Bei einer Abweichung > 0,1 °C wird „Err“ angezeigt.
Funktionstest: Flüssigkristall-Anzeige (LCD-Display).
Batterie-Typ: 1 x LR 41 bzw. AG 3.
Batterie-Anzeige: Das Symbol  zeigt Batterie als erschöpft an.
Lagertemperatur: –10 °C bis +50 °C.

Anzeige:
Batterie-Typ: 1 x LR 41 bzw. AG 3.
Batterie-Anzeige: Das Symbol  zeigt Batterie als erschöpft an.
Lagertemperatur: –10 °C bis +50 °C.

	Hersteller	K-jump Health Co., Ltd. No. 56, Wu Kung 5th Rd. New Taipei Industrial Park New Taipei City 24890, Taiwan
	CE-Zeichen der benannten Stelle (TÜV Rheinland)	
	Europa-Repräsentant	
	Anwendungsteil Typ BF	
	Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.	
	Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass die erschöpfte Batterie getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.	
	Herstellungszeitraum Monat/Jahr	
	Gebrauchsanweisung lesen!	

Vertreib durch:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633, www.dm.de

Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt, AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633, www.dm.at

Terminetto digitale impermeabile con punta flessibile Dispositivo medico. SC 41 flex.
Leggere le istruzioni d'uso e conservare per future consultazioni.

Avvertenze di sicurezza

- Adatto esclusivamente per misurare la temperatura del corpo umano.
- Il termometro contiene parti di piccole dimensioni (batterie, ecc.) che possono essere ingerite dai bambini. Tenere, quindi, il termometro fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico.
- La batteria inserita non deve essere caricata o riattivata con altri mezzi, smontata, gettata nel fuoco o esser in corto.
- Proteggere il termometro dalla luce solare e da temperature superiori a 50 °C.
- Non far cadere il termometro e aprirlo solo per sostituire la batteria.

Misurazioni
In bocca (orale): lievi variazioni della temperatura rilevata rientrano nella normalità. Porre la punta del termometro sotto la lingua, a sinistra o a destra della sua radice. Chiudere la bocca e respirare dal naso. Nell'ano (rettale): è il metodo più affidabile, particolarmente adatto a neonati e bambini piccoli. Inserire la punta con delicatezza nell'ano, per massimo 2 cm. Sotto il braccio (ascellare): non garantisce misurazioni precise.

Istruzioni
per accendere, premere il tasto I/O. Viene emesso un suono e si avvia un test automatico. Quindi appare una „L“, che indica una temperatura inferiore a 32 °C. Dopo un secondo, “°C” inizia a lampeggiare e continua anche durante la misurazione. Dopo 10 secondi, si sente la segnalazione acustica e si può leggere la temperatura misurata, che rimane visibile sul display finché il termometro non viene spento. Per spegnere, premere il tasto I/O. Dopo 3 minuti, il termometro accessi si spegne da solo. Allarme febbre: se viene rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C, viene emessa una serie di rapidi suoni e il display lampeggia. Per vedere l'ultima misurazione, al momento di accensione del termometro, tenere premuto il tasto I/O più di 3 secondi. Appena viene rilasciato il tasto I/O, si può procedere ad una nuova misurazione.

Cambio della batteria
quando appare sul display un simbolo a forma di semicerchio, è da sostituire la batteria.
Disinfezione: utilizzare prodotti appositi, disponibili in farmacia.

Smatlimento
smaltire nelle aree comuni dedicate alla raccolta di materiale elettrico. Le batterie devono essere smaltite nei contenitori appositi.

Informazioni sullo smaltimento (obbligo di smaltimento separato)

- La direttiva 2012/19/UE disciplina lo smaltimento ecologico dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono essere riportati ai punti di raccolta. Questi sono messi a disposizione del consumatore dalle amministrazioni locali. Le restituzioni dalle famiglie private sono gratuite.
- Le batterie possono contenere residui che potrebbero rappresentare un rischio per l'ambiente. Smaltire le batterie in modo appropriato presso un punto di raccolta comunale o in un negozio di vendita di batterie nei contenitori appositamente messi a disposizione per lo smaltimento.

Dati tecnici
Tipologia: termometro Maximum
Gamma di misurazione: 32,0 °C - 43,9 °C
temperatura ambientale < 32,0 °C: appare l'icona "L" (troppo bassa)
temperatura ambientale > 43,9 °C: appare l'icona "H" (troppo alta)
0,1 °C: 35,5 °C - 42,0 °C
a cristalli liquidi (LCD)
1 batteria: LR 41 oppure AG 3
Spia batteria: il simbolo semicerchio indica che la batteria è esaurita.
Conservazione: da -10 °C fino 50 °C

Garanzia
Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
Produttore: K-jump Health Co., Ltd., No. 56, Wu Kung 5th Rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City 24890, Taiwan.
Importatore: SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf
Distribuito da dm drogerie markt s.r.l., Via G. Galilei nr. 10, 39100 Bolzano (BZ).

Spiegazione dei simboli illustrati

	Produttore
	Marchio CE dell'organismo nominato (TÜV Renania)
	Rappresentante UE
	Componente di applicazione tipo BF
	Il bidone della spazzatura barrato indica che il dispositivo deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati alla fine della sua durata utile.
	Il bidone della spazzatura barrato indica che la batteria scarica deve essere raccolta separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.
	Periodo di produzione mese/anno
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso

Digitális lázmérő (SC 41 flex) Orvostechnikai eszköz. Vízilőlő SC 41 flex elektromos lázmérő flexibilis fejű. Kerjük, első használat előtt olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a továbbiakban is.

Előnyök

- Az SC 41 flex egy vízilőlő elektromos lázmérő flexibilis fejű.
- A legnagyobb hőmérséklet 10 másodperc múlva látható.
- Az utolsó mérés eredményét elemzi. A 37,5 °C feletti hőmérsékletet a lázriasztó jelzi.

Biztonsági utasítások

- Az SC 41 flex lázmérő kizárólag az emberi testhőmérséklet mérésére alkalmas.
- A lázmérő kisméretű elemet tartalmaz, melyet a gyerekek lenyelhetnek, ezért a lázmérőt kisgyermek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja! Bármely rész, pl. elem, lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz!
- Az elemeket nem szabad újratölteni, egyéb más eszközökkel reaktíválni, szétszedni, tűzbe dobni és rövidre zárn.
- Az SC 41 flex napugrázástól és 50 °C feletti hőmérséklettől védett helyen tárolandó.
- Az SC 41 flex-et ne hagyja leessni és csak elemcsere céljából nyissa ki.

Mérési fajták
Szájüregben (orális): A szájjüregben történő mérés esetén normálisnak számít egy kis mértékű hőmérséklet ingadozás mérési mérés. Ezt a szájjüreg különböző részén kialakuló különböző hőmérsékletek okozzák. Vezesse a lázmérőt a nyelv alatt a jobb vagy bal oldali nyelvgyökérhez. A mérő szenornak érintkeznie kell a nyelvvel. A mérési időtartama alatt a szájjüreg csukva és próbáljon meg nyugodtan lélegezni az orrán át, így a levegővétel nem befolyásolja a mérési eredményét. **Mérési idő: kb. 10 másodperc.**

Végbélben (rektális): Eza legbiztosabb mérési módszer, különösen alkalmas újszülöttek és kisgyermek esetén. Helyezze a lázmérő hegyét óvatosan 1, legfeljebb 2 cm mélyen a végbélnyílásba. **Mérési idő: kb. 10 másodperc.**

Hőmérséklet (axilláris): Orvosi szempontból ez a mérési fajta adja a legbizonytalanabb értékeket, ezért pontos méréshez alkalmatlan.

Használati útmutató: A lázmérőt a kijelző mellett található I/O gombbal kapcsolhatja be. Rövid hang jelzi a bekapcsolást. Ezzel egy időben a lázmérő egy önellenőrzést (a kijelző szegmensének ellenőrzése) futtat le. Ha a környezeti hőmérséklet 32 °C alatt van, a kijelzőn egy „L” (jelentése: low, azaz alacsonyabb, mint 32 °C) és egy „°C” jelenik meg. 1 másodperc múlva a „°C” elkezd villogni. A mérés alatt a pillanatnyi

hőmérséklet jelenik meg és a „°C” villog. 10 másodperc múlva egy hangjelzés jelzi a mérés befejeztét és a „°C” villogása megszűnik. A mérés vége a mért hőmérséklet a készülék kikapcsolásáig a kijelzőn látható. Használat után kapcsolja ki a készüléket a I/O gomb rövid megnyomásával. Ha a készülék bekapcsolva marad, az kb. 3 perc múlva magától kikapcsol.

Lázriasztás: A 37,5 °C feletti hőmérsékletet a készülék gyors hangjelzéssel és a mért érték villogásával jelzi. **Az utolsó mérés eredményének kijelzése**
Az utolsó mért értéket kijelzi a készülék, ha bekapcsoláskor a I/O gombot 3 másodpercnél tovább lenyomva tartja. Ha elengedi a I/O gombot, a készülék ismét használatra kész.

Mérési fajták
A lázmérő fűgüregben változatban a mért hőmérséklet, melynek oka a test különböző hőmérsékleti eloszlása. Így fordulhat elő az, hogy a rektális mérés eredménye 36,5 °C, az axillás mérés 36 °C, axilláris mérés 35,5 °C.

Elemcsere: Ha a kijelzőn egy  szimbólum látható, akkor az elem lemerült és elemcsere szükséges. Vegye le az elemcsapat, vegye ki az elemet egy hegyes tárgy segítségével (csipesz, kis csavarhúzó), végül helyezze be az új elemet (AG 3, LR 41 vagy SR 41). Figyeljen az elem helyes behelyezésére. Elemet óra- illetve elemtorok cíkket árusító üzletben vásárolhat.

Tisztítás és fertőtlenítés: Alkoholos párna segítségével. Fertőtlenítéssé Mucocit®-F200 vagy Helipur®Hplus ajánlott.

Mikrobiológiai fertőzés
Mivel az otthoni használat során a teljes mértékű fertőtlenítésre nincs lehetőség, ezért ajánljuk, hogy egy lázmérőt egy személy használgjon. Így elkerülhetjük a fertőzőveszély lehetőségét.

Garancia
A dm a vásárlás időpontjától számítva 2 év garanciát nyújt a megvásárolt termékre. A pénztári bizonylat (blokk) számít garanciajegynek. A garancia a gyártási- vagy anyaghibás termék javítására, illetve cserejére terjed ki. A garancia nem érvényes szándékosan megromlott termékre. A garancia érvényesítésének feltétele, ha a hibás terméket a blokkal együtt beviszi a boltba. Olyan hibákat, amelyek a használati utasítás el nem olvasásából, a szakszerűlen javításból, illetve a nem rendeltetésszerű használat következményéből adódnak, a gyártó nem vállal felelősséget.

Az EU-ban való forgalmazás törvényi feltételei
A gyártó rendelkezik a TÜV Rheinland Product Safety GmbH által igazolt 93/42/EGK orvostechnikai eszközök szlő EU-s irányelvnek (1993. június 14.) megfelelő tanúsítvánnyal. A lázmérő megfelel az EN 12470-3:2009 szabványoknak.

Hulladékkezelés: A hibás készüléket speciális, elektromos hulladékokat gyűjtő helyre kell vinni. Az elemet megfelelő módon kell ártalmatlanítani, kérjük elemgyűjtőbe dojni.

Ártalmatlanításra vonatkozó utasítások (Kötelező szakszerű ártalmatlanítás)
A 2012/19/EU irányelv szabályozza a használt elektromos és elektronikai készülékek környezetbarát módon történő ártalmatlanítását gyűjtőhelyek által visszavétel. Ezeket a helyi önkormányzatok bocsátják a fogyasztók rendelkezésére. A termékek visszavétele magánüzemeltetésből ingyenes.

Az akkumulátorok olyan maradványokat tartalmazhatnak, melyek a kockázatot jelentenek a környezet szennyezésére. Kerjük, ártalmatlanítsa szakszerűen az akkumulátort egy kommunális gyűjtőhelyre, illetve az akkumulátor forgalmazója által biztosított megfelelő, akkumulátor-ártalmatlanításra szolgáló tároló használatával.

Technikai adatok
Típus: Maximum-lázmérő
Mérési tartomány: 32,0 °C-tól 43,9 °C-ig
Ha a hőmérséklet 32 °C alatt van a kijelző „L” betűt mutat
Ha a hőmérséklet 43,9 °C fölött van a kijelző „H” betűt mutat
Mérési pontosság: 0,1 °C (35,5 °C és 42,0 °C között) szobahőmérsékleten (18 °C és 28 °C között)
Automatikus belső teszt 37,0 °C értékre. 0,1 °C-nál nagyobb eltérés esetén jelenik meg „Err”
Kijelző: Folyadékkristályos kijelző (LCD)
Tárolási hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között

Használati útmutató: A lázmérőt a kijelző mellett található I/O gombbal kapcsolhatja be. Rövid hang jelzi a bekapcsolást. Ezzel egy időben a lázmérő egy önellenőrzést (a kijelző szegmensének ellenőrzése) futtat le. Ha a környezeti hőmérséklet 32 °C alatt van, a kijelzőn egy „L” (jelentése: low, azaz alacsonyabb, mint 32 °C) és egy „°C” jelenik meg. 1 másodperc múlva a „°C” elkezd villogni. A mérés alatt a pillanatnyi

Szimbólumok magyarázata

	Gyártó
	A bejelentett szervezet CE-jelölése (TÜV Rheinland)
	EU-s képviselő
	BF típusú alkalmazott alkatrész
	Az áthúzott kuka jel arra utal, hogy a készüléket, annak élettartama leteltével a vegyes települési hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni.
	Az áthúzott kuka jel arra utal, hogy a lemerült elemet a vegyes települési hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni.
	Gyártási idő hónap/év
	Olvassa el a használati útmutatót

Digitális topmler (SC 41 flex) Vodootporni elektronski toplomjer s fleksibilnim vrhom i digitalnim prikazom. Prije prve upotrebe pročitajte uve upute te ih sačuvajte na sigurnom za kasniju upotrebu.

Prednosti toplomjera

- SC 41 flex vodooporni je elektronski toplomjer s fleksibilnim vrhom.
- Različiti mjerenja prikazuje se već nakon 10 sekundi.
- Posljednja izmjerena vrijednost temperature ostaje pohranjena u toplomjeru. Ako je izmjerena temperatura viša od 37,5 °C, oglašit će se alarm.

Sigurnosne napomene

- Uredaj je namijenjen isključivo za mjerenje ljudske tjelesne temperature.
- Toplomjer sadrži sitne dijelove (npr. baterije) koji se mogu progutati i stoga ga treba čuvati izvan dohvata djece. Ako djetetu proguta bateriju ili dio toplomjera, odmah potražite liječničku pomoć.
- Priključne baterije ne smiju se puniti, rastavljati, bacati u vatru ni kratko spojati.
- Uredaj zaštićiti od direktnog izlaganja suncu i temperaturi iznad 50 °C.
- Termometar ne bacati ni otvarati (izuzev pretnica za bateriju).

Upute za upotrebu
Za uključivanje pritisnite tipku pored zasona. Nakon kratkog signalnog tona koji označava da je toplomjer uključio, na zaslonu se na kratko prikazuju sve oznake te slijedi automatski test funkcionalnosti. Ukoliko je temperatura okoline niža od 32 °C, na zaslonu će se pojaviti oznaka „L” („L” znači low – nisko, temperatura niža od 32 °C) i „°C”. Nakon cca 1 sekunde „°C” će početi žmirkati i toplomjer je spreman za upotrebu. Za vrijeme mjerenja na zaslonu se prikazuje trenutna temperatura, a znak „°C” žmirká. Nakon cca 10 sekundi mjerenje je završeno, što će označiti zvučni signal i prestanak žmirkanja znaka „°C”. Izmjerena vrijednost ostaje prikazana na zaslonu sve do isključivanja. Po završetku upotrebe termometar isključuje kratkim pritiskom na tipku, pri čemu će se ponovno oglašiti zvučni signal. Ako ga ne isključite, nakon cca 3 minute oglašit će se zvučni signal i toplomjer će se sam isključiti.

Upozorenje na visoku temperaturu
Ako je izmjerena vrijednost temperature viša od 37,5 °C, oglašit će se brz, isprekidani zvučni signal, a zaslon će početi žmirkati.

Priključne baterije izmjerne vrijednosti
Priključne baterije izmjerne vrijednosti duže od 3 sekunde kako bi se prikazao posljednji rezultat mjerenja. Kada otpustite tipku, toplomjer će opet biti spreman za mjerenje.

Vrste mjerenja
U usnoj šupljini (oralno)
Stavite toplomjer pod jezik, lijevo ili desno uz korijen jezika. Senzor za mjerenje mora imati dobar kontakt s tkivom. Priklom mjerenja potrebno je zatvoriti usta i disati kroz nos kako struja zraka ne bi utjecala na rezultat mjerenja. Vrijeme mjerenja: cca 10 sek.

U anusu (rektalno)
Ovo je najpouzdanija metoda mjerenja, osobito prikladna za mjerenja temperature kod dojenčadi i male djece. Vrh toplomjera oprezno uvesti u čmar (1 do maks. 2 cm). Vrijeme mjerenja: cca 10 sek.

Pod pazuhom (akšilarno)
Ova vrsta mjerenja s medicinskog stajališta ne daje precizne rezultate i stoga je neprikladna za točno mjerenje temperature.

Temperatura odstupanja
Izmjerena temperatura oscilira ovisno o mjestu mjerenja. Što je normalno i uvjetovano je različitom raspoloženjem topline unutar ljudskog tijela. Tako npr. rektalno izmjerena temperatura od 36,5 °C odgovara oralno izmjerenoj temperaturi od 36 °C te aksilarno izmjerenoj temperaturi od 35,5 °C.

Zamjena baterije
Kada se na zaslonu pojavi simbol baterije, znači da je baterija prazna i da je treba zamijeniti. U tom slučaju skinite poklopac pretnica za baterije i stavite novu bateriju (tip AG 3, LR 41 ili SR 41) pažeći pritom na pravilan poloplat baterije (+ i -).

Čišćenje i dezinfekcija
Termometar možete prebristati blazinom natopljenom alkoholom ili ga oprati u otopini za dezinfekciju.

Mikrobaakteriološka kontaminacija
Budite li da se pri kućnoj upotrebi često ne provodi stopotna dezinfekcija, svakako preporučujemo da svaki bolesnik u kući koristi svoj toplomjer.

Bezpečnostni upozornění

- Toplomjer je určen pro měření lidské tělesné teploty.
- Obsahuje malé části (např. baterie), které mohou malé děti spolknout. Uchovávejte baterie i toploer mimo dosah dětí. Při spolknutí baterie nebo jakékoli jiné části, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Příkladné baterie nedobíjajte, neaktivujte inými prostriedkami, nerozoberajte, nevstavujte do ohně ani nezkracujte.
- Čistite toploer pred slnečným žiarením, teplotou vyššou než 50 °C a pred pádom. Toploer rozebrat pouze při výměně baterie.

Druhy měření
Měření v ústní dutině (orální): Teplota v dutné ústí může kolísat. Víceže toploer pod jazyk, doleva nebo doprava ke kořeni jazyka. Zavřete ústa a dýchejte klně nosem. Doba měření přibližně 10 vteřin. **Měření v konečníku (rektální):** Nejspolehlivější metoda. Vhodné především pro kojence a malé děti. **Měření v podpaží (axilární):** Z lékařského hlediska udává nepřesné hodnoty, proto se nepoužívá pro zjištění přesnějšího měření.

Návod k použití
Toploer zapněte stisknutím tlačítka I/O. Krátký signální tón upozorní na stav „zapnuto”. Zároveň následuje kontrola všech segmentů displeje a test interní funkčnosti. Při okolní teplotě nižší než 32 °C se objeví „L” (low – nejnižší teplota) a „°C”. Po 1 vteřině začne „°C” blikat. Během měření se zobrazuje aktuální teplota a „°C” bliká. Přibližně po 10 vteřinách je měření dokončeno. Naměřená hodnota zůstane na displeji až do vypnutí. Toploer vypnete krátkým stisknutím tlačítka I/O, do zaznění zvukové signalizace. Pokud přístroj nevypne, udele to přibližně po 3 minutách sám po zaznění tožné zvukové signalizace.

Alarm při horečce
Při naměření teploty vyšší než 37,5 °C, upozorní přístroj opakovanou zvukovou signalizací a blikající hodnotou na displeji.

Zobrazení poslední naměřené teploty
Při stisknutí tlačítka I/O delší než 3 vteřiny ukáže toploer poslední naměřenou hodnotu. Pokud uvolníte tlačítko I/O můžete začít s novým měřením.

Odchyky v naměřených hodnotách
Naměřené teploty se mohou lišit v závislosti na místě měření. Důvodem je různé rozložení tělesné teploty v lidském těle. Rektální teplota naměřená 36,5 °C orální teplota 36 °C a axilární 35,5 °C.

Výměna baterie
Pokud se na displeji objeví symbol , je nutné baterie vyměnit za stejný typ. Rozberte kryt, vyjměte ji špičatým předmětem a vložte novou (typ AG 3, LR 41 nebo SR 41). Dbejte na správnou polarizaci. Baterie zakoupte v prodejních elektrá nebo v hodonářství.

	Proizvoďa
	CE znak navedeného místa (TÜV Rheinland)
	EU představitel

	Dio primjene tip BF
	Prekrizena kanta za smeće s kotačima ukazuje na to da se aparat na koncu svoga vijeka trajanja treba odložiti odvojeno od nesortiranog komunalnog otpada.
	Prekrizena kanta za smeće s kotačima ukazuje na to da se istrošena baterija treba odložiti odvojeno od nesortiranog komunalnog otpada.
	Vremenski period proizvodnje mjesec/godina
	Pročitajte uputu za uporabu

Digitální teploměr (SC 41 flex)
Výhody

- Vysledný měření po deseti vteřinách
- Zobrazení poslední naměřené hodnoty, alarm při horečce od 37,5 °C

Bezpečnostní upozorn

