

EN

Plaster/Adhesive bandage

Intended purpose: For use on minor cuts and abrasions. Protects minor wounds. Read instructions prior to use; retain for future reference.

Instruction for use: Clean wound and surrounding area and dry skin before applying the plaster/adhesive bandage. Remove plaster/adhesive bandage from protective wrapper. Position pad over wound and press firmly on adhesive area to ensure adhesion. Change dressing every 24 hours or if it is wet. Keep dry and out of direct sunlight. Store below 25°C.

Warning: Use immediately after opening protective wrapper. Wrapper is sealed with natural rubber latex. Do not use on major wounds. If wound bleeds excessively or skin becomes irritated or infected remove plaster/adhesive bandage. Not suitable for children under 3 years old. In rare cases, a reaction to the plaster/adhesive bandage may occur in small children with exceptionally sensitive skin. This may be due to heat, moisture and other factors when plaster/adhesive bandage is used especially in the face. In both cases consult a doctor immediately. If you are diabetic consult your doctor before use. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.



discover the wildness!
www.wild-stripes.com

↪ wildstripes_official



DE

Pflaster

Zweckbestimmung: Zur Anwendung auf kleinen Schnitten und Abschürfungen. Schützt kleine Wunden. Vor Gebrauch Anweisungen lesen; zur zukünftigen Referenz aufzuhbewahren.
Gebräuchsanweisung: Wunde und Wundumgebung vor dem Anbringen des Pflasters säubern und trocken. Pflaster von der Schutzfolie lösen. Wundfläche des Pflasters über der Wunde platzieren und Klebeflächen fest andrücken. Alle 24 Stunden oder bei Durchlässen Pflaster wechseln. Trocken und vor direkter Sonneninstrahlung geschützt aufzuhören. Nicht über 25 °C lagern.

Warnhinweis: Unmittelbar nach dem Öffnen der Schutzfolie verwenden. Die Verpackung ist mit Naturkautschuk-Latex versiegelt. Nicht auf größere Wunden aufragen. Pflaster entfernen, falls die Wunde stark blutet oder die Haut gerötet wird oder sich infiziert. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. In seltenen Fällen kann es bei Kleinkindern mit besonders empfindlicher Haut zu einer Reaktion mit dem Produkt kommen. Dies kann auf Hitze, Feuchtigkeit und andere Faktoren zurückzuführen sein, vor allem wenn das Produkt im Gesicht verwendet wird. In solchen Fällen umgehend einen Arzt aufsuchen! Diabetiker lassen sich bitte vor dem Gebrauch vom Arzt beraten.
Jegliche schwerwiegende Vorkommnisse, die sich im Zusammenhang mit dem Produkt ereignen, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

NL

Pleister

Beoogd doeleind: Voor gebruik op kleine snijwonden en schaafwonden. Beschermt kleine wonden. Lees de instructies voor gebruik; bewaar voor toekomstig gebruik.
Gebruiksaanwijzing: Reinig de wond en het omliggende gebied, droog de huid voordat de pleister wordt aangebracht. Verwijder de pleisterfolie. Plaats de pleister over de wond en druk stevig op het klevend gedeelte voor goede hechting. Vervang de pleister elke 24 uur of als dat nat is. Bewaar voor een droge plaats en niet in direct zonlicht. Bewaren beneden 25 °C.

Waarschuwing: Gebruik onmiddellijk na het openen van de beschermende verpakking. De wittefolie is verzegeld met natuurlijke rubberlatex. Niet gebruiken bij grote wonden. Verwijder de pleister indien de wond overmatig bloedt of de huid geïrriteerd of geïnfeciteerd raakt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud. In zeldzame gevallen kan er bij kleine kinderen met een uitzonderlijk gevoelige huid een reactie op de pleister optreden. Dit kan het gevolg zijn van hitte, vocht en andere factoren, vooral wanneer de pleister in het gezicht wordt gebruikt. In beide gevallen moet er onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Als u diabetisch bent, raadpleeg dan voor gebruik een arts.
Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

FR

Pansement

Destination: Pour une utilisation sur des petites coupures et éraflures. Protège les petites blessures. Lire les instructions avant toute utilisation: à conserver pour référence future.

Notice d'utilisation: Nettoyez la plaie et le pourtour, puis séchez la peau avant d'appliquer le pansement. Retirez le pansement de l'emballage de protection. Positionner le tampon sur la plaie et appuyer fermement sur la zone adhésive pour garantir l'adhérence. Changer toutes les 24 heures ou si l'est sur la partie adhésive pour assurer que ce se humide. Garder au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. À conserver à une température inférieure à 25 °C.

Avertissement: Utiliser immédiatement après avoir ouvert l'emballage de protection. L'emballage est scellé avec du latex de caoutchouc naturel. Ne pas utiliser sur des plaies de gravité majeure. Si la plaie saigne excessivement ou si la peau devient irritée ou infectée, enlever le pansement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Dans de rares cas, une réaction au pansement peut survenir chez les jeunes enfants dont la peau est exceptionnellement sensible. Cela peut être dû à la chaleur, à l'humidité et à d'autres facteurs lors de l'utilisation du pansement, en particulier sur le visage. Dans les deux cas, consultez immédiatement un médecin. Si vous êtes diabétique, consultez votre médecin avadiabétique, consultez avec son médecin avant de utiliser le produit.

Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

ES


Tiras

Finalidad prevista: Producto para el uso en pequeños cortes y abrasiones. Protege las heridas pequeñas. Lea las instrucciones antes de usar el producto.

Instrucciones de uso: Limpie la herida y la zona que la rodea y sequé la piel antes de aplicar la tira. Extraiga la tinta del envoltorio protector. Coloque la almohadilla sobre la herida y presione con firmeza para asegurarse de que se seque. Cambie la tinta cada 24 horas si esté sobre la parte adhesiva para asegurarse de que se seque. Manténgalo seco y a abrigo de la luz solar directa. Conservelo a una temperatura inferior a 25 °C.

Advertencia: Usar inmediatamente después de abrir el envoltorio protector. El envoltorio está sellado con látex de caucho natural. No use el producto en heridas graves. Retire la tinta si la infecte, enleve el pansement. No conviene pasárselo a personas con sangre excesivamente o la piel se irrite o infecta. Producto no apto para niños menores de 3 años. En casos excepcionales, puede producirse una reacción a la tinta en niños pequeños con piel especialmente sensible. Esto puede deberse al calor, la humedad y otros factores, en especial cuando la tinta se usa en la cara. En ambos casos, consulte a su médico inmediatamente. Si es diabético, consulte a su médico endiabético, consulte con su médico antes de usar el producto.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario o el paciente.



Do not reuse

Keep away from sunlight



Wrapper contains natural rubber latex



Do not use if package is damaged and consult instructions for use



Temperature limitation



22 PAP

N Distributed by: New Flag GmbH, Leopoldstrasse 154, D-80804 Munich, Germany. New Flag UK Ltd., Berkeley House, Amery Street, Alton, Hampshire, GU34 1HN, UK.

R RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd. 7 Lanjiang Road, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China 312000

C CMC Medical Devices GmbH Bahnhofstrasse 32, CH-6300 Zug, Switzerland



Contains CE-approved medical products

© Copyright. All rights reserved by RFX+Care International A/S NF Textile plaster-IFU 2023-10

175x210mm

