

DE: Gebrauchsanweisung für das BioBloom Schmerzpflaster

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das BioBloom Schmerzpflaster anwenden.

Das Schmerzpflaster ist ein registriertes Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden gemäß der Europäischen Verordnung für Medizinprodukte (2017/745) geprüft.

Was ist das Schmerzpflaster und wie wirkt es?

Das BioBloom Schmerzpflaster ist ein Medizinprodukt, das äußerlich auf die Haut in Bereichen aufgetragen wird, in denen Gelenk- oder Muskelschmerzen vorhanden sind. Es hat zwei Hauptwirkungen: Erstens sorgt es für eine rasche Kühlung, indem es die Lösungsmittel im Pflaster schnell verdampfen lässt, was zu einem Kühleffekt auf der behandelten Haut führt. Zweitens stimuliert das Pflaster die darunter liegenden Nerven und Muskeln, was zu einer langanhaltenden Schmerzlinderung beiträgt. Diese Stimulation verbessert die Durchblutung der Muskeln, was zu einer Schmerzlinderung führt.

Verwendungszweck:

Erzeugt einen Kühleffekt und hilft, Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern.

Anwendungsgebiet: Lindert den Schmerz. Sorgt für langanhaltende Schmerzlinderung. Bei Muskel-, Nacken-, Rücken-, Schulter- und Gelenkschmerzen, Verstauchungen, Sportverletzungen und Arthritis.

Anwendung:

Tragen Sie das Pflaster auf die zu behandelnde Stelle auf: Reinigen und trocknen Sie den betroffenen Bereich. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Schmerzpflaster. Ziehen Sie das Pflaster von der Schutzfolie ab und kleben Sie es auf die schmerzende Stelle. Verwenden Sie das Pflaster nur einmal am Tag und lassen Sie es nicht länger als 24 Stunden auf der Haut. Vermeiden Sie die Anwendung des Pflasters auf verletzter oder gereizter Haut, z. B. auf Schnitten, Kratzern, Sonnenbrand, Infektionen oder Hautausschlägen. Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Produktverpackung. Das Produkt ist für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt.

Zusammensetzung:

Wirkstoff: 94,4% Acrylic adhesive
Hilfsstoffe: Cannabidiol, Menthol und Arnika Fluid Extrakt
Das Schmerzpflaster enthält Alkohol.

Darreichungsform und Inhalt:

Originalverpackung mit 12 Pflaster.

Warnhinweise:

- zur äußerlichen Anwendung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf beschädigter oder verletzter Haut.
- Vermeiden Sie Augenkontakt. Nach Gebrauch sorgfältig die Hände waschen.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Haustieren aufbewahren.
- Nicht empfohlen für Kinder unter 14 Jahren - außer nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Personen mit einer Allergie gegen Alkohol, Lösungsmittel oder einen der Inhaltsstoffe sollten das Produkt nicht verwenden.
- Während der Schwangerschaft oder Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.
- Tritt 2 - 3 Tage nach Beginn der Behandlung keine Besserung ein oder haben sich die Symptome erheblich verschlimmert, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Wechselwirkung mit Medikamenten:

Um Wechselwirkungen zu vermeiden, sollten Sie die Medikamente im Abstand von zwei Stunden anwenden oder Ihren Arzt konsultieren.

Nebenwirkung:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Kontraindikation:

Verwenden Sie das BioBloom Schmerzpflaster nicht bei einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe.

Lagerungshinweise:

- Kühl (zwischen 10°C und 25°C) und lichtgeschützt aufbewahren.
- Verschließen Sie den Beutel nach Gebrauch fest.
- Das Schmerzpflaster darf nur bis zu dem auf der Packung/dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwendet werden. Ist das angegebene Verfallsdatum überschritten, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Aufgrund der Beschaffenheit der Inhaltsstoffe kann nach einiger Zeit eine leichte Rosafärbung auftreten. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts.

Entsorgung:

Das Produkt kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen:

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen, vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen, schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), muss dieser Zwischenfall dem Hersteller und den zuständigen nationalen Behörden gemeldet werden.



pain patch

BioBloom CBD



Vertrieb: BioBloom GmbH,
Frauenkirchnerstr. 12,
7143 Apetlon, Austria,
office@biobloom.at,
www.biobloom.com



Hersteller: CANNORDIC A/S,
Indiakaj 10, 2100 Copenhagen,
Denmark



Symbol CE



Temperaturbegrenzung



Verwendbar bis



Gebrauchsanweisung beachten



Charge



Medizinprodukt



vor Sonnenlicht schützen



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Nicht wiederverwenden

UK: BioBloom pain patch instructions for use

Please read these Instructions for use carefully before applying the Pain Patch.

Pain Patch is a registered medical device. Efficacy and safety have been tested according to the European Regulation for Medical Devices (2017/745).

What is Pain Patch and how does it work?

The BioBloom Pain Patch is a medical device that is applied externally to the skin in areas where joint or muscle pain is present. It offers two key effects: Firstly, it provides a rapid cooling effect by causing the solvents within the patch to evaporate quickly, leading to a cooling sensation on the treated skin. Secondly, the patch stimulates the nerves and muscles underneath, resulting in a prolonged pain relief effect. This stimulation improves blood flow to the muscles, aiding in long-lasting pain relief.

Intended use:

Produces a conductive cooling effect, and helps relieve muscle/joint pain.

Usage Benefit:

Relieves pain. Provides long-lasting pain relief. For muscles, neck, back, shoulder, and joint pain, sprains, sports injuries, and arthritis.

Application:

Apply the patch to the area you wish to treat on clean and dry skin. Tear-open the sachet and reveal the pain patch. Detach the patch from the protector film and place it on the painful area. Use only once a day, do not keep the patch on for more than 24 hours. Avoid applying the patch on injured or irritated skin, such as cuts, scrapes, sunburns, infections, or rashes. Follow all instructions on the product packaging. The product is intended for temporary use.

Ingredients:

Active ingredient: 94,4% Acrylic adhesive
Excipients: cannabidiol, menthol and arnica fluid extract
Pain Patch contains alcohol.

Dosage form and content:

Original package with 12 patches.

Warnings:

- For topical use only.

- Do not use this product on damaged or injured skin.
- Avoid eye contact. Wash hands carefully after use.
- Keep out of reach of infants and children.
- Keep out of reach of pets.
- Not recommended for children under 14 years of age - unless consulted with your doctor.
- Persons with an allergy to alcohol, solvents, or any of the ingredients should not use the product.
- During pregnancy or breastfeeding, use only after consulting a doctor.
- If there is no improvement 2 - 3 days after starting the treatment or if the symptoms have worsened considerably, please consult a doctor.

Drug interaction:

To avoid interactions, apply medicines two hours apart or consult your doctor.

Side effect:

No side effects are known when used as directed.

Contraindication:

Do not use the BioBloom Pain Patch in case of hypersensitivity (allergy) to any of the ingredients.

Storage instructions:

- Store in a cool (between 10°C and 25°C) and light-protected place.
- Tightly close the sachet after use.
- The Pain Patch may only be used until the date marked „use by“ on the box/sachet. If the stated expiry date has passed, the product must no longer be used.
- Due to the nature of the ingredients, a slight pink tinge may appear after some time. This does not affect the quality of the product.

Disposal:

The product can be disposed of with normal household waste.

Incident reporting:

If this product is associated with a serious incident (death of a patient, user or other people; temporary or permanent serious deterioration of the health status of a patient, user or other people; serious risk to public health), this incident must be reported to the manufacturer and the competent national authorities.



pain patch

BioBloom CBD



Distributor: BioBloom GmbH,
Frauenkirchnerstr. 12,
7143 Apetlon, Austria,
office@biobloom.at,
www.biobloom.com



Manufacturer: CANNORDIC A/S,
Indiakaj 10, 2100 Copenhagen,
Denmark



Symbol CE



Temperature limit



Use-by date



Consult instruction for use



Batch code



Medical device



Keep away from sunlight



Do not use if the packaging is damaged



Do not reuse

FR: Mode d'emploi du patch contre la douleur

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le patch contre la douleur au BioBloom.

Ce patch contre la douleur est un dispositif médical enregistré. Son efficacité et sa sécurité ont été testées conformément au règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (2017/745).

Qu'est-ce que le patch contre la douleur au BioBloom et comment l'utiliser?

Le patch contre la douleur est un dispositif médical à appliquer sur la peau. Il peut être utilisé en cas de douleurs musculaires ou articulaires. Il a deux effets principaux: Premièrement, il procure un effet de refroidissement rapide en entraînant l'évaporation rapide des solvants contenus dans le patch, ce qui provoque une sensation de fraîcheur sur la peau traitée. Deuxièmement, le patch stimule les nerfs et les muscles sous-jacents, ce qui prolonge l'effet de soulagement de la douleur. Cette stimulation améliore le flux sanguin vers les muscles, ce qui contribue à un soulagement durable de la douleur.

Utilisation prévue:

Produit un effet refroidissant conducteur. Aide également à soulager les douleurs au niveau des muscles et des articulations.

Avantages liés à l'utilisation:

Soulage la douleur. Contribue à un soulagement de la douleur de longue durée. Pour les douleurs dans les muscles, le cou, le dos, les épaules et les articulations, les entorses, les blessures sportives et l'arthrite.

Application:

Placer le patch sur la zone à traiter. La peau doit être propre et sèche. Ouvrir le sachet et en sortir le patch contre la douleur. Détacher le patch du film protecteur et le placer sur la zone douloureuse. Utiliser seulement une fois par jour, ne pas garder le patch plus de 24 heures. Éviter de placer le patch sur une peau blessée ou irritée (par exemple, coupures, éraflures, coups de soleil, infections ou éruptions cutanées). Suivre toutes les instructions sur l'emballage du produit. Le produit doit être utilisé de façon temporaire.

Ingrédients:

Ingrédient actif: adhésif acrylique 94,4 %.
Excipients: cannabidiol, menthol et extrait liquide d'arnica.
Le patch contre la douleur contient de l'alcool.

Posologie et contenu:

Boîte originale de 12 patches.

Avertissements:

- Pour usage topique (local) uniquement.
- Ne pas utiliser ce produit sur une peau abîmée ou blessée.
- Éviter le contact entre le patch et les yeux. Se laver soigneusement les mains après utilisation.
- Tenir hors de portée des nourrissons et des enfants
- Tenir hors de portée des animaux.
- Déconseillé aux enfants de moins de 14 ans, sauf avis contraire du médecin.
- Les personnes présentant une allergie à l'alcool, aux solvants ou à l'un des ingrédients ne devraient pas utiliser ce produit.
- Veuillez consulter votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.
- Si aucune amélioration n'est constatée dans les 2 à 3 jours suivant le début du traitement ou si les symptômes se sont considérablement aggravés, veuillez consulter un médecin.

Interaction médicamenteuse:

Laisser s'écouler deux heures entre les prises de médicament ou consulter votre médecin afin d'éviter toute interaction.

Effet secondaire:

Aucun effet secondaire n'est signalé lorsque le patch est utilisé en respectant le mode d'emploi.

Contre-indication:

Ne pas utiliser le patch contre la douleur en cas d'hypersensibilité (allergie) à l'un des ingrédients.

Instructions de conservation:

- Conserver dans un endroit frais (entre 10 °C et 25 °C), à l'abri de la lumière.
- Bien refermer le sachet après utilisation.
- Le patch anti-douleur Pain Patch ne peut être utilisé que jusqu'à la date de péremption indiquée sur la boîte/le sachet. Si la date de péremption indiquée est dépassée, le produit ne doit plus être utilisé.
- En raison de la nature des ingrédients, une légère teinte rose peut apparaître après un certain temps. Cela n'affecte pas la qualité du produit.

Élimination:

Le produit peut être jeté avec les déchets ménagers normaux.

Rapports d'incidents:

Si ce produit est associé à un incident grave (décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes; détérioration grave, temporaire ou permanente de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes ; risque grave pour la santé publique), cet incident doit être signalé au fabricant et aux autorités nationales compétentes.



pain patch



BioBloom CBD



Distributeur: BioBloom GmbH,
Frauenkirchnerstr. 12,
7143 Apetlon, Austria,
office@biobloom.at,
www.biobloom.com



Fabricant: CANNORDIC A/S,
Indiakaj 10, 2100 Copenhagen,
Danemark



Marquage CE



10°C 25°C
Limite de température



Date de péremption



Consulter le mode d'emploi



Numéro de lot



Dispositif médical



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Ne pas réutiliser