

dm Visiomax

OE AUGENTROPFEN ALOE VERA

Gebrauchsinformation

Wichtige Produktinformationen!
Bitte vor erstmaliger Anwendung sorgfältig lesen und für eventuell später auftretende Fragen aufbewahren.

Produktnutzen

Linderung der Symptome bei leichter Augentrockenheit und Augenreizungen, die auf äußere Umwelteinflüsse zurückzuführen sind, z.B. Partikel in der Luft (Staub, Rauch, Allergene), ungünstige Umgebungsbedingungen (Klimaanlage, längere Nutzung digitaler Geräte), die Verwendung von Kontaktlinsen auch ohne hormonelles Ungleichgewicht (Wechseljahre) und refraktive Chirurgie. Reduziert die Belastung der Augen und sorgt für mehr Sehkomfort. Hält Kontaktlinsen feucht und befeuchtet.

Wirkungsweise

Feuchtigkeitsspendend und befeuchtend durch viskosisierende Eigenschaften von Hypomellose und Aloe vera.

Anwendung

Vor Gebrauch Hände gründlich waschen und trocknen. Sicherheitsring vom Fläschchen entfernen und Verschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. In jedes Auge 1-2 Tropfen träufeln und mehrmals blinzeln. Bei der Verwendung von Kontaktlinsen: Vor dem Einsetzen der Linse 1-2 Tropfen in die Innenwölbung der Linse geben und während des Tragens die Tropfen direkt ins Auge träufeln. Nach jeder Anwendung verbleibende Tropfen an der Tropföffnung abschütteln und Flasche mit Verschlusskappe wieder fest verschließen. Die Tropfen können bei Bedarf bis zu 8-mal täglich verwendet werden.

Hinweis: Aufgrund des speziellen Luftfiltersystems der Flasche sollte diese nach jeder Anwendung einige Sekunden ohne Druck rufen. Damit ist eine erneute Tröpfchenabsorption ohne größeren Kraftaufwand möglich. Aufgrund des sterilen Filtersystems der Flasche bleiben auch bei stärkerem Druckaufwand einige Tropfen in der Flasche zurück.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen

Nicht verwenden, wenn der Sicherheitsring fehlt, beschädigt oder das Verfallsdatum überschritten ist. Nach dem ersten Öffnen nicht länger als 90 Tage verwenden. Nicht auf die Flasche drücken, wenn die Schutzkappe noch aufsteht. Flasche nach Gebrauch gut verschließen. Bei Zimmertemperatur lagern. Tropföffnung nicht berühren und nicht mit den Augen in Kontakt bringen. Die Augentropfen nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Informieren Sie den Hersteller und die zuständige Behörde bei Auftreten von schwerwiegenden Vorfällen. Um das Produkt oder Rückstände sicher zu entsorgen sind keine besonderen Maßnahmen notwendig. Es bestehen keine Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen Wechselwirkung der Lösung mit anderen Produkten oder Substanzen nach Absorption durch die Augenoberfläche.

Interaktionen/Kontraindikationen/Nebenwirkungen

Anwendung der Augentropfen während/bei Medikation und/oder Therapie der Augen mit Ihrem Arzt/Optiker abstimmen. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit/Allergien gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Keine Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren. Bei Unverträglichkeiten Anwendung beenden und Arzt informieren.

Zusammensetzung

Gepufferte isotonische wässrige Lösung mit Hypomellose, Aloe vera, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Kalziumchlorid, Borsäure, Boraxdecahydrat.



MEDIZINPRODUKT

Letzte Revision: 2024/09/18

eyelike GmbH, Ringstraße 12, DE-63543 Neuburg

Hinweise zur Etikettenbeschreibung

- = verwendbar bis
- = LOT-Nummer/Chargen-Nummer
- = aseptische Filtration
- = Gebrauchsanweisung beachten
- = Warnhinweise beachten
- = Hersteller
- = vor Sonneneinstrahlung schützen
- = nicht verwenden bei beschädigter Verpackung
- = Enthält Gefahrenstoffe
- = Medizinprodukt

ALO E VERÁS SZEMCSEPP

Használati utasítás

A száraz vagy irritált szemek hidratálására, megnyugtására és ápolására. Tartósítószer-mentes.

Termék előnye

Enyhíti az enyhe szemszárazság és szemirritáció tüneteit, amelyeket külső környezeti hatások, például levegőben lévő részecskék (por, füst, allergének), kedvezőtlen környezeti feltételek (légkondicionálás, digitális eszközök hosszán tartó használata), kontaktlencse-viseles, hormonális egyensúlyhiány (menopauza) és refraktív műtétek okozhatnak. Csökkenti a szem megterhelését és javítja a látás komfortot. Hidratálja a kontaktlencséket és a szemeket.

Hatásmechanizmus

A hipomellose és Aloe vera viszkózus tulajdonságai révén hidratáló és nedvesítő hatást.

Használati utasítás

Használat előtt alaposan mosson kezet és szárítsa meg. Távolítsa el a biztonsági gyűrűt, és csavarja le az üveg kupakját az óramutató járásával ellentétes irányban. Csepeptenzen 1-2 csepepet mindkét szembe, majd többször pislogjon.

Kontaktlencse-viselet esetén:

helyezzen 1-2 csepepet a lencse belső felületére a behelyezés előtt, vagy közvetlenül a szembe csepeptezés viselés közben. A használat után a csepeptetőnyíláson maradt csepeket rázza le, majd jól zárja vissza az üveget. Szükség esetén naponta maximum 8 alkalommal alkalmazható.

Figyelmeztetés: A speciális légzőrendszer miatt használat után néhány másodpercig ne nyomja az üveget. Ezáltal lehetséges az ismételt adagolás nagyobb erőlködés nélkül. A steril szűrőrendszer miatt még erősebb nyomás esetén is marad néhány csepe az üveg alján.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Ne használja, ha a biztonsági gyűrű hiányzik, sérült vagy a termék lejárt.
- Felbontás után legfeljebb 90 napig használható.
- Ne nyomja meg az üveget, ha a kupak még rajta van.
- Használat után jól zárja vissza az üveget.
- Szobahőmérsékleten tárolandó.
- Ne érintse meg a csepeptető végét, és ne érintkezzen a szemmel.
- Ne nyelje le! Gyermekek elől elzárva tartandó.

- Súlyos mellékhatások esetén értesítse a gyártót és az illetékes hatóságokat.

- Nincsenek ismert kockázatok az oldat más anyagokkal való kölcsönhatásával kapcsolatban a szemfelszínen való felszívódás után.

Kölcsönhatások, ellenjavallatok és mellékhatások

- Ha más szemészeti gyógyszereket használ, a használat előtt konzultáljon orvosával vagy optikussal.
- Ne használja, ha allergiás valamely összetevőre.
- 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmazható. Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.

Összetétel

Pufferelt izotóniás vizes oldat, amely hipomellose, Aloe verát, nátrium-kloridot, magnézium-kloridot, kálium-kloridot, kalcium-kloridot, bórsavat és bórx-dekahidrárt tartalmaz.



Kontaktlencsékkel kompatibilis

CE orvostechnikai eszköz

Utolsó frissítés: 2024/09/18

Forgalmazza: dm Kft., 2046 Törökbalint, Depo Pf. 4.

eyelike GmbH, Ringstraße 12, DE-63543 Neuburg

Jelölések:

- = Lejárat dátum
- = LOT
- = Steril termék aseptikusan sterilizálással
- = Használat előtt olvassa el az utasításokat
- = Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket
- = Gyártó
- = Védje a napfénytől
- = Ne használja, ha a csomagolás sérült
- = Veszélyes anyagokat tartalmaz
- = CE orvostechnikai eszköz

OE OČNÍ KAPKY S ALOE VERA

Pro zvlhčení, úlevu a péči o suché oči nebo podráždění. Bez konzervativních látek

Zdravotnický prostředek

Přínos produktu

Zmírňuje příznaky mírné suchosti očí a podráždění způsobené vnějšími vlivy, jako jsou částice ve vzduchu (prach, kouř, alergeny), nepříznivé podmínky prostředí (klimatizace, dlouhodobé používání digitálních zařízení), používání kontaktních čoček, hormonální nerovnováha (menopauza) a refrakční chirurgie. Snižuje zážitek oči a zlepšuje komfort vidění. Zvlhčuje kontaktní čočky i oči.

Mechanismus účinku

Hydruje a zvlhčuje díky viskozitním vlastnostem hypomelózy a Aloe vera.

Použití

Před použitím si důkladně umyjte a osušte ruce. Sejměte bezpečnostní kroužek a odšroubujte uzávěr proti směru hodinových ručiček. Nakapete 1-2 kapky do každého oka a několikrát zamrkejte.

Při používání kontaktních čoček:

před nasazením čočky kapněte 1-2 kapky dovnitř čočky nebo přímo do oka během nošení. Po každém použití odstraňte přebytečné kapky z hrotu lahvičky a pevně ji uzavřete. Lze používat až 8krát denně.

Poznámka: Speciální systém filtrace vzduchu v lahvičce vyžaduje několik sekund odpočinku po každém použití.

Upozornění a opatření

- Nepoužívejte, pokud chybí bezpečnostní kroužek, je poškozený nebo prošla doba použitelnosti.
- Po otevření použijte maximálně 90 dní.
- Nestlačte lahvičku, pokud je stále nasazen uzávěr.
- Uchovávejte při pokojové teplotě.
- Nedotýkejte se špičky kapátka ani ji nenechávejte přijít do kontaktu s očima.
- Neužívejte perorálně. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při výskytu závažných nežádoucích účinků informujte výrobce a příslušné orgány.
- Lahvičku po použití pevně uzavřete.
- Nebyla zjištěna žádná rizika spojená s možnými interakcemi tohoto roztoku s jinými látkami po absorpci očním povrchem.

Interakce, kontraindikace a vedlejší účinky

- Při současném používání jiných očních léků se poraďte s lékařem nebo optikem.
- Nepoužívejte v případě přecitlivlosti na některou složku.
- Nepoužívejte u dětí mladších 3 let.
- V případě neshody s nevhodností přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Složení

Purovaný izotonický vodný roztok obsahující: hypomelózu, Aloe vera, chlorid sodný, chlorid hořečnatý, chlorid draselný, chlorid vápenatý, kyselinu boritou, dekahydrát boraxu.



Kompatibilní s kontaktními čočkami

Zdravotnický prostředek CE

Poslední revize: 2024/09/18

Vyrobeno ve Španělsku. Distributor pro ČR: dm drogerie markt s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, ČR.

eyelike GmbH, Ringstraße 12, DE-63543 Neuburg

Označení:

- = Datum expirace
- = LOT
- = Sterilní produkt díky aseptické sterilizaci
- = Před použitím si přečtěte návod k použití
- = Dodržujte varování
- = Výrobce
- = Chraňte před slunečním zářením
- = Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
- = Obsahuje nebezpečné látky
- = Zdravotnický prostředek CE