



Balea

6 BLASEN PFLASTER FERSE

transparente, vollflächige Hydrokolloid-Pflaster

- schützt vor Reibungsblasen
- direkte Schmerzlinderung
- unterstützt die natürliche Heilung

Inhalt:

6 Pflaster in 2 Größen:
3 Stück à 44 x 69 mm
3 Stück à 37 x 55 mm

Anwendungszweck

Beugt der Blasenbildung durch Reibung vor, lindert Schmerzen und fördert die natürliche Heilung der Haut.

Für die nicht-professionelle Nutzung

Blasenpflaster zur äusseren Anwendung zum Schutz gegen Blasenbildung, bei einsetzender Blasenbildung und bei nicht geöffneten Blasen.

Funktionsweise

Das Blasenpflaster bildet eine mechanische Barriere auf der Haut. Diese Barriere verringert Schmerzen und schützt vor Wasser, Schmutz und Bakterien. Dies unterstützt die natürliche Heilung der Blase und der Haut.

GEBRAUCHSANWEISUNG



1. Blase und umliegende Haut vor der Anwendung reinigen und trocknen. Eine optimale Haftung wird erreicht, wenn die Haut frei ist von Schmutz und Hautpflegeprodukten wie z.B. Cremes und Ölen.
2. Das Blasenpflaster aus der Verpackung entnehmen. Schutzpapier entfernen und Pflaster auf die Blase kleben, sodass diese rundum bedeckt ist. Dabei nicht die Haftseite des Blasenpflasters berühren.
3. Das Blasenpflaster inkl. der Ränder mindestens eine Minute gut andrücken. Wenn das Pflaster nicht gut angebracht wird, kann es sich schnell lösen. Bei der Verwendung auf langen Spaziergängen oder beim Sport sollte das Blasenpflaster mindestens eine halbe Stunde vor der Anwendung aufgeklebt werden. Die Ränder eventuell mit Heftpflaster fixieren, damit sie sich nicht aufrollen können.
4. Das Blasenpflaster höchstens 3 Tage tragen. Das Pflaster vorsichtig und langsam entlang der Haut entfernen. Die Haut kann immer noch empfindlich sein.



Bei Diabetes oder schlechter Durchblutung vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen. Die Blase nicht aufstechen, denn dies kann zu Infektionen führen. Nicht auf infizierten Blasen oder infizierter Haut oder offenen Blasen anwenden. Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet und/oder beschädigt ist. Das Blasenpflaster nicht verwenden, wenn es verschmutzt ist. Wird das Pflaster nicht nach Gebrauchsanwei-

sung aufgeklebt, kann es Hautschäden (z.B. durch Aufrollen des Pflasters) verursachen. Beim Auftreten von Hautreizungen oder Infektionen die Anwendung abbrechen. Bei anhaltenden Hautreizungen oder Infektionen ärztlichen Rat einholen. Das Blasenpflaster nicht wiederverwenden, da dies zu Infektionen führen kann. Schwerwiegende Vorkommnisse dem Hersteller und der zuständigen Behörde melden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Ⓣ 6 CEROTTI PER VESCICHE - TALLONE

- Cerotto idrocolloidale esteso, trasparente
- Protezione dalle vesciche da sfregamento
 - Effetto analgesico diretto
 - Favorisce la naturale guarigione

Contenuto:

6 cerotti in 2 taglie:
3 pezzi 44 x 69 mm
3 pezzi 37 x 55 mm

Uso previsto

Previene la formazione di vesciche da sfregamento, allevia il dolore e favorisce la naturale guarigione della pelle.

Per uso non professionale

Cerotti per vesciche per uso esterno, per contrastare la formazione di vesciche, in caso di vesciche in formazione e in presenza di vesciche non aperte.

Come funziona

Il cerotto per vesciche forma sulla pelle una barriera meccanica che riduce il dolore e protegge da acqua, sporcizia e batteri, favorendo la naturale guarigione della vescica e della pelle.

Istruzioni per l'uso

1. Prima dell'uso, pulire e asciugare la vescica e la pelle circostante. L'aderenza ottimale si ottiene quando la pelle è priva di sporcizia e prodotti di cura come creme e oli.
2. Estrarre il cerotto per vesciche dalla confezione. Rimuovere la pellicola protettiva e applicare un cerotto sulla vescica in modo da coprirlo interamente. Non toccare il lato adesivo del cerotto per vesciche.
3. Premere bene il cerotto per vesciche, compresi i bordi, per almeno un minuto. Se il cerotto non viene applicato bene, potrebbe staccarsi rapidamente. Quando si utilizza per lunghe passeggiate o per fare sport, si consiglia di applicare il cerotto per vesciche almeno mezz'ora prima. Se necessario, fissare i bordi con un cerotto adesivo per evitare che possano arrotolarsi.

4. Lasciare il cerotto per vesciche in posizione al massimo per 3 giorni. Rimuovere i cerotti con attenzione e lentamente lungo la pelle. La pelle potrebbe essere ancora sensibile.

! In caso di diabete o di cattiva circolazione, consultare un medico prima dell'uso. Non forare la vescica poiché questo comportamento potrebbe causare infezioni. Non utilizzare la pelle o vesciche infette, né su vesciche aperte. Non utilizzare se la confezione è aperta e/o danneggiata. Non utilizzare il cerotto per vesciche se è contaminato. Se il cerotto non viene applicato seguendo le istruzioni per l'uso, potrebbero verificarsi danni alla cute (per es. in caso di arrossamento del cerotto). In caso di comparsa di irritazioni cutanee o infezioni, interrompere l'applicazione.

Qualora l'irritazione o l'infezione persistessero, rivolgersi a un medico. Non riutilizzare il cerotto per vesciche poiché questo comportamento potrebbe causare infezioni. Segnalare incidenti gravi al produttore e alle autorità competenti. Tenevi fuori dalla portata dei bambini. Prodotto in Cina. Distribuito da dm drogerie markt s.r.l., Via G. Galilei nr. 10, IT-39100 Bolzano (BZ).

6.2 NÁPLASTI NA PUCHÝŘE NA PATY

Průhledné celoplošné hydrokoloidní náplasti

- Chrání před puchýři z tření
- Přímá úleva od bolesti
- Podporuje přirozené hojení

Obsah:

6 náplasti ve 2 velikostech:

- 3 ks a 44 x 69 mm
- 3 ks a 37 x 55 mm

Účel použití

Předchází vzniku puchýřů z tření, ulevuje od bolesti a podporuje přirozené hojení kůže.

Pro profesionální využití

Náplasti na puchýře z zevního použití na ochranu proti vzniku puchýřů, při začínajících puchýřích a na netečevné puchýře.

Fungování

Náplast na puchýře vytváří na kůži mechanickou bariéru. Tato bariéra zmírňuje bolesti a chrání před vodou, nečistotami a bakteriemi. To podporuje přirozené hojení puchýře a kůže.

Návod k použití

1. Před použitím puchýř a okolní pokožku očistěte a osušte. Optimálního přilnutí se dosahuje, když je kůže zbavená nečistot a prostředků pro péči o kůži, např. krémů a olejů.
2. Náplast na puchýře vyjměte z obalu. Odstraňte ochranný papír a nalepte náplast na puchýř tak, aby byl po celém obvodu pokrytý. Nedotýkejte se přitom lepicí strany náplasti na puchýře.
3. Náplast na puchýře, včetně okrajů, dobře přitiskněte a přidržte nejméně jednu minutu. Není-li náplast dobře přichycená, může se rychle odepít. Když chcete náplast

použít na dlouhých procházkách nebo při sportu, je nutné ji nalepiti na puchýře nejméně půl hodiny před začátkem použití. Okraje eventuálně upevněte leukoplasty, aby se nemohly ohnout.

4. Náplast na puchýře noste maximálně 5 dnů. Náplast odstraňte opatrně a pomalu podél kůže. Kůže může být stále ještě citlivá.

! Při cukrovce nebo poruchách prokrvení se před použitím náplasti poradte s lékařem. Puchýř nepouchávejte, protože by to mohlo vést k infekci. Nepoužívejte na infikované puchýře nebo infikovanou kůži ani na otevřené puchýře. Nepoužívejte, pokud je obal otevřen či poškozený. Náplast na puchýře nepoužívejte, je-li znečištěná. Pokud náplast nalepíte podle návodu k použití, může dojít k poškození kůže (např. při srolování náplasti). Dojde-li k podráždění kůže nebo k infekci, přestaňte náplast používat. Při trvalém podráždění kůže či infekci se poradte s lékařem. Náplast na puchýře nepoužívejte opakovaně, protože by to mohlo vést k infekci. Závažné nežádoucí příhody hláste výrobci a příslušnému úřadu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyrobeno v Číně. Distributor: dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice, ČR.

6.3 FLASTERA PROTIV ŽULJEVA ZA PETE

- Prozírní, hydrokoloidní flasteri za cílelu povrchu
- Zašitá od žuljeva koji nastaju trenjem
- Izravno ublažavanje bolova
- Pomoc za prirodno zacjeljivanje

Sadržaj:

- 6 flastera u 2 veličine:
- 3 komada veličine 44 x 69 mm
- 3 komada veličine 37 x 55 mm

Svrha primjene

Proizvod sprječava stvaranje žuljeva uslijed trenja, ublažava bol i potiče prirodno zacjeljivanje kože.

Za neprofesionalnu upotrebu

Flasterne protiv žuljeva koristite za zaštitu od stvaranja žuljeva, kada se počnu stvarati žuljevi i kod žuljeva koji se nisu otvorili.

Funkcionalnost

Flaster protiv žuljeva stvara mehaničku barijeru na koži. Ova barijera smanjuje bolove i štiti od vode, prljavštine i bakterija. Time potiče prirodno zacjeljivanje žulja i kože.

Upute za upotrebu

1. Prije primjene očistite i osušite žulj i okolnu kožu. Optimalno pranje postiže se na koži bez prljavštine i proizvoda za njegu, kao što su kreme i ulja.
2. Izvadite flaster protiv žuljeva iz ambalaze. Uklonite zaštitni papir i zalijepite flaster na žulj tako da ga potpuno prekrijete. Pritom ne dodirujte ljepljivu stranu flastera protiv žuljeva.
3. Snažno pritisnite flaster protiv žuljeva i rubove na najmanje jednu minutu. Ako flaster nije dobro postavljen, može se brzo

opustiti. U slučaju primjene tijekom dužih stajanja ili bavljavanja sportom, potrebno je nanijeti flaster protiv žuljeva najmanje pola sata prije aktivnosti. Rubove možete fiksirati ljepljivom trakom kako se ne bi mogli uvinuti.

4. Nosite flaster protiv žuljeva najviše 3 dana. Pažljivo i polako uklonite flaster povlačenjem duž kože. Koža još može biti osjetljiva.

! U slučaju dijabetesa ili loše cirkulacije, posavjetujte se s liječnikom prije primjene. Ne bušite žulj jer to može dovesti do infekcija. Nemojte primjenjivati na inficiranim žuljevima, inficiranju koži ili otvorenim žuljevima. Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje otvoreno i/ili oštećeno. Nemojte upotrebljavati flaster protiv žuljeva ako je prijavio. Ako se flaster ne zaljepi u skladu s uputama, može uzrokovati oštećenje kože (npr. uslijed uljevanja). U slučaju iritacija kože ili infekcija, prekinite primjenu. Ako iritacija kože ili infekcija potraje, potražite savjet liječnika. Nemojte ponovno koristiti flaster protiv žuljeva jer to može dovesti do infekcije. Ozbiljne incidente prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu. Cijavite izvan dohvata djece. Proizvedeno u Kini. Proizvođač: dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, HR-10090 Zagreb.

Medizinprodukt



Bevaplast B.V.
Delta 170
NL-6825 MV Arnhem



► Hergestellt in China

Vertrieb durch:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.de
servicecenter@dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-S071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at
kundenservice@dm.at



7877-1 2023-07