

1 MONATS KONTAKTLINSE

- **Kontaktlinse mit integriertem UV-Schutz**
- **Aus besonders weichem, sauerstoffdurchlässigem Kontaktlinsenmaterial**
- **Kurze Eingewöhnungszeit**
- **Hohe physiologische Verträglichkeit**

Anwendungsgebiete

Zur Korrektur von Kurzsichtigkeit. Packung enthält eine sterile (Dampfsterilisation) Kontaktlinse mit 55% Wasser, 45% HEMA-Copolymer in einer gepufferten, nicht konservierten Kachsalösung mit Hyaluron (Natriumhyaluronat) zum Tragegragen.

Nehmen Sie die Linse vor dem Schlafengehen heraus. Verwenden Sie Ihre Linse nicht länger als 4 Wochen. Überschreiten Sie nicht die vom Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen täglichen Tragezeiten. Verwenden Sie die Linse nicht, wenn diese oder der Originalbehälter beschädigt, die Flüssigkeit nicht klar oder das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Lassen Sie Ihre Sehkraft und Linsen zweimal jährlich von einem Augenarzt kontrollieren. Falls Sie die Linse zum ersten Mal tragen, lassen Sie die Passform von einem Augenarzt bzw. Kontaktlinsenspezialisten überprüfen. Der UV-Schutz einer Kontaktlinse ersetzt nicht das Tragen einer Sonnenschutzbrille.

Vorbereitung

Vor dem Ansetzen der Linse Hände sorgfältig waschen und trocknen, damit keine Keime an die Linse gelangen. Alle Gegenstände, die mit den Linsen in Berührung kommen, müssen keimfrei gehalten werden.

Linse aufsetzen

Nehmen Sie die Linse vorsichtig mit dem Finger aus dem Linsenbehälter (Blister oder Aufbewahrungsbehälter), ohne sie über den Rand zu ziehen, und berühren Sie die Linse nicht mit den Fingernägeln. Die Linse kann dabei beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass sie nicht umgestülpt ist, und setzen Sie die Linse auf Ihre Fingerspitze.

Ziehen Sie das untere Lid nach unten und beugen Sie sich über einen Spiegel. Halten Sie beide Augen geöffnet. Ziehen Sie das Oberlid mit einem Finger der anderen Hand nach oben und schauen Sie dabei nach unten. Setzen Sie die Linse mit sanftem Druck auf die Hornhaut und lassen Sie die Lider langsam los. Verfahren Sie mit der anderen Linse ebenso.

Hinweis

Sind Sehschärfe oder Tragekomfort schlecht, überprüfen Sie, ob die linke mit der rechten Linse vertauscht bzw. ob sie umgestülpt ist. Hält der schwele oder Augenarzt, entfernen Sie die Linsen und konsultieren Sie Ihren Augenarzt bzw. Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

Linse abnehmen

Ziehen Sie das untere Lid nach unten und schauen Sie nach oben. Schieben Sie die Linse vorsichtig in die Sklera (weiße Augenhaut) und nehmen Sie die Linse vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger heraus.

Reinigung, Desinfektion und Pflege von Kontaktlinsen

Lassen Sie sich von Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten beraten und folgen Sie dessen Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegeanweisungen. Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen nur gelegentlich tragen, fragen Sie den Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten nach der richtigen Aufbewahrungsort.

Aufbewahrung

Benutzen Sie ausschließlich die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlene Aufbewahrungsart und -flüssigkeit und befolgen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung der Pflegemittel. Die Lösung, in der die Linsen lagern, muss nach Herstellerangaben erneuert werden. Die Linsen müssen vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sein. Der Kontaktlinsenbehälter muss stets in hygienisch einwandfreiem Zustand sein und nach jedem Gebrauch mit einem Kontaktlinsenspezialisten gereinigt werden (Anwendungsinweise des Pflegemittels sind zu beachten). Der Kontaktlinsenbehälter sollte monatlich ausgetauscht werden.

Gegenanzeigen

Linsen nicht tragen bei Verletzungen, Infektionen und Entzündungen des Auges, veränderter Hornhautsensibilisierung, mangelndem Tränenfluss,

Allgemeinerkrankungen, soweit diese mit geschwächter Abwehrkräfte einhergehen. Bei Liddefekten und Hornhauterkrankung nur nach Absprache mit Ihrem Augenarzt verwenden.

Wechselwirkungen

Werden Arzneimittel über einen längeren Zeitraum genommen, kann diese eine Veränderung des Tränenfilms bewirken und die Verträglichkeit der Kontaktlinsen beeinflussen. Informieren Sie Ihren Augenarzt, welche Arzneimittel Sie nehmen. Prinzipiell dürfen medizinische Augentropfen nicht über die Kontaktlinsen getropft werden. Für Ausnahmen fragen Sie Ihren Augenarzt.

Nebenwirkungen

Bei Veränderung des Tragekomforts, übermäßigem Tränenfluss, stärkeren Rötungen, Verschlechterung des Sehvermögens oder Auftreten von allergischen Reaktionen Kontaktlinsen herausnehmen und Augenarzt aufsuchen.

Warnhinweise

- Kontaktlinsen:
- nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind
 - dürfen nur von einer Person genutzt werden
 - und Kontaktlinsenbehälter nicht mit Chemikalien oder Wasser in Verbindung bringen
 - weder mit Speichel noch mit unsterilem Wasser, etwa aus der Leitung, im Whirlpool, Schwimmbecken oder beim Wassersport usw., in Berührung bringen und nicht befeuchten (Risiko einer mikrobiellen Infektion)
 - nicht mit Haarspray, Kosmetika oder aerosolisierten Sprays in Kontakt bringen
 - unmittelbar nach Kontakt mit reizenden Dämpfen, z. B. chemischen oder gefährlichen Substanzen, oder Kontakt mit einer Umgebung mit Auswirkung auf die Augen abnehmen
 - nicht einfrieren lassen (Bruchgefahr nach Auftauen!)
 - nicht kochen
 - nicht während des Schlafens tragen
 - außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Wechseln Sie Kontaktlinsentyp und -pflegesystem nicht ohne Rücksprache mit einem Kontaktlinsenspezialisten. Bei Augenreizungen Linsen aus den Augen nehmen und Augenarzt aufsuchen.

Achten Sie beim Schwimmen darauf, eine wasserdichte Schwimmbrille zu tragen, um einen Verlust oder ein Verschmutzen der Kontaktlinsen zu vermeiden.

Reklamationen

Die Lotnummer auf dem Blister dient der zügigen Bearbeitung Ihres Anliegens.

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuburg

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

STERILE   0482

Stand: 01.08.2021

ČZ MĚSÍČNÍ KONTAKTNÍ ČOČKA

- **Kontaktní čočka s integrovanou UV ochranou.**
- **Z obzvlášť měkkého materiálu, který zajišťuje vysokou propustnost pro kyslík.**
- **Rychlá adaptace oka na kontaktní čočku.**
- **Vysoká fyziologická snášenlivost.**

Oblasti použití

Ke korekci krátkozrakosti. Balení obsahuje sterilní kontaktní čočku k dennímu nošení s 55 % vody, 45 % HEMA – kopolymeru v pufovaném, nekonzerovano roztoku chloridu sodného s hyaluronem (hyaluronát sodný).

Vyjímte kontaktní čočku před spaním. Nepřekračujte dobu nošení delší než 4 týdny. Nepřekračujte denní dobu nošení, kterou Vám určí kontakto log. Nepoužívejte v případě poškození čočky, při porušení obalu čočky, v případě kdy tekutina není čirá nebo po uplynutí doby použitelnosti.

Navštěvujte dvakrát ročně očního lékaře, aby Vám zkontroloval zrak a čočky. Před prvním použitím navštívte očního lékaře popř. kontakto loga, který zkontroluje, jak čočka sedí na rohovec. UV ochrana nenahrazuje sluneční brýle.

Příprava

Než začnete s čočkou manipulovat, důkladně si omýjte a osušte ruce, abyste kontaktní čočku nekontaminovali zárodky. Všechny předměty, které se dostanou do styku s čočkou, musí být udržovány sterilní.

Nasazování čočky

Prstem vyjměte opatrně čočku z obalu (blister nebo nádobka na uchování), netahajte ji za okraj. Nedotýkejte se čočky nehty, čočky se může porušit. Dejte pozor, aby se čočka neobrátla. Položte si čočku na špičku prstu. Dolní oční víčko stáhněte dolů, nakloňte se k zrcadlu, mějte obě oči otevřené, horní víčko nadzvedněte druhou rukou a podvívejte se směrem dolů. Čočku přiložte na rohovec jemným přitlaččením. Stejně postupujte u druhé čočky.

Upozornění

V případě zhoršené ostrosti vidění nebo zhoršeného komfortu při nošení, zkontrolujte, zda nedošlo k záměně levé a pravé čočky popř. jestli nedošlo k otočení čočky. Při nepřijemném pocitu na oku, čočky vyjměte a konzultujte s očním lékařem popř. Vaším kontakto logem.

Vyjmutí čočky

Spodní víčko stáhněte dolů, podvívejte se směrem nahoru a posuňte čočku opatrně z rohovec na bělmo. Opatrně odejměte čočku špičkou palce a ukazováčku.

Čištění, dezinfekce a péče o kontaktní čočky

Informujte se u svého očního lékaře nebo kontakto loga a fidte se jeho pokynů k čištění, dezinfekci a péči o čočky. Pokud používáte Vaše kontaktní čočky pouze příležitostně, informujte se u Vašeho očního lékaře nebo kontakto loga, jak je máte správně uchovávat.

Skladování

Kontaktní čočky skladujte výhradně způsobem a prostřednictvím tekutiny na základě doporučení kontakto loga a dodržujte bezpodmínečně pokyny k používání prostředků, které jsou určeny pro péči o čočky. Roztok, ve kterém je čočka uložena, vyměňujte podle pokynů výrobce. Čočka musí být zcela ponořena do roztoku. Pouzdro s kontaktní čočkou musí být vždy v nezavázaném hygienickém stavu. Po každém použití pouzdro

očistěte (dle pokynů k použití prostředků určených pro péči o čočky) a jednou za měsíc vyjměte.

Kontraindikace

Čočky nepoužívejte při poranění, infekci a zánětu očí, při změněné senzibilizaci rohovec, nedostatečně tvorbě slz, při omocnění, která jsou spojena se sníženou obrannou schopností. Při oční vadě a omocnění rohovec používejte pouze po konzultaci s Vaším očním lékařem.

Interakce

Pokud užíváte dlouhodobě léky, může dojít ke změně slzného filmu a tím i ke změně snášenlivosti čočky. Informujte svého očního lékaře o lécích, které užíváte. V zásadě platí – oční kapky nekapejte přes kontaktní čočky. Vyjímky konzultujte s Vaším očním lékařem.

Vešlejší účinky

Při změně citlivosti oka na čočku, nadměrném slzení, silnějším zarudnutí, zhoršeném vidění nebo výskytu alergických reakcí vyjměte kontaktní čočku a vyhledejte očního lékaře.

Bezpečnostní upozornění:

- Nepoužívejte poškozené kontaktní čočky.
- Čočky smí používat pouze osoba, pro kterou byly určeny.
- Zamezte kontaktu nádobky na čočku s chemikáliemi nebo vodou.
- Zamezte kontaktu a nevzhlcujte slinami ani nesterilní vodou z vodovodu, vřívky, bazénu nebo při vodním sportu (riziko mikrobiální infekce).
- Zamezte kontaktu se sprejem na vlasy, kosmetikou nebo spreji obsahující aerosol.
- Vyvarujte se bezprostřednímu kontaktu s dráždivými parami např. chemickými nebo nebezpečnými substancemi nebo kontaktu s oklím, které má vliv na oči.
- Chraňte před mrazem (nebezpečí prasknutí při rozmraznutí).
- Kontaktní čočky nevařte.
- Nepoužívejte během spánku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Typ kontaktní čoček a systém péče o kontaktní čočky nemějte bez konzultace s kontakto logem. V případě podráždění očí vyjměte čočku a vyhledejte očního lékaře. Při plavání dbejte na to, abyste použili vodotěsné plavecké brýle, abyste zamezili ztrátě nebo znečištění kontaktních čoček.

Reklama ce

Lot číslo na obalu slouží k rychlému vyznění reklama ce.

Vysvětlivky symbolů viz níže

- D = Optická mohutnost (= síla dioptrií)
BC = Základní zakřivení
DIA = Průměr v mm
 = Číslo šarže
 = Použití do data
 = Pozor, čti návod k použití.
 = Sterilizováno teplem (pomocí autoklávu)
 = Výrobce

Distributor pro ČR

dm drogerie markt s.r.o.,
Jeronymova 1485/19,
370 01 České Budějovice,
www.dm.cz

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuburg, Německo

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

STERILE   0482

Stav: 01.08.2021

SK MESAČNÉ KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY

- **kontaktné šošovky s integrovanou UV ochranou**
- **z obzvlášť mäkkého materiálu prepúšťajúceho kyslík**
- **krátka doba navyknutia na šošovky**
- **vysoká fyziologická znášanlivosť**

Možnosti využitia

Korekcia krátkozrakosti. Škatuľka obsahuje 1 sterilnú kontaktnú šošovku zloženú z 55 % vody a 45 % HEMA kopolymeru uloženú v nekonzerovano pufovanom

soľno roztoku obohateno kyselínou hyaluronovou.

Kontaktné šošovky nenoste dlhšie, ako je predpísané obdobie 4 týždňov. Počas dňa nenoste šošovky dlhšie, ako Vám odporučí očný lekár. Šošovky pred spaním vyberte. V prípade poškodenia šošovky, samotného balenia šošovky, alebo v prípade úplnosti doby spotreby šošovky dále nepoužíajte. Odporúčaná kontrola zraku u očního lékaře – dvakrát ročně. V prípade, že kontaktné šošovky idete použít prvý raz, mal by vhodný tvar šošovky určiť oční lékař. UV ochrana nenahradza slnečné okuliare.

Příprava

Předtím, ako sa šošovky dotknete, dôkladne si umyte ruky, aby sa na šošovku nedostali žiadne baktérie. Všetky predmety, ktoré sa dostnú do kontaktu so šošovkami, musia byť bez baktérií i sterilné).

Nasadenie kontaktné šošovky

Kontaktnú šošovku vyberte z nádobky (obalu alebo puzdra na šošovky) tak, aby ste ju nepretiahli cez okraj a zároveň sa jej nedotkli nechtami. Šošovka by sa týmto mohla poškodiť. Dávajte pozor, aby sa pri vyberaní neohla, následne si ju nasadte na špičku prsta. Dôležité viečko poťahnite nadol a skloňte sa nad zrkadlo. Obidve oči majte otvorené. Následne navdihnite horné viečko a pozorajte sa pritom smerom nadol. Šošovku nasadte jemným zatlačením na rohovec a pomaly posuňte viečko. Pri ďalšej šošovke postup zopakujte.

Upozornenie

V prípade rozmanitého videnia alebo neprijemných pocitov pri nošení kontrolujte, či ste si nezamietli ľavú a pravú šošovku, alebo či nedošlo k ohnutiu šošovky. V prípade, že neprijemný pocit pretrváva, vyhľadajte, prosím, očního lékaře.

Vyberanie kontaktné šošovky

Spodné viečko poťahnite nadol, pozorajte sa smerom hore a zároveň šošovku opatrne presuňte do oblasti očního bielka (skléra). Následne šošovku opatrne vytiahnite končekmi ukazováčka a palca.

Čistenie, dezinfekcia a ošetrenie kontaktných šošoviek

Poradte sa prosím s očním lékařem a ríadte sa jeho odporúčaniami k čisteniu, dezinfekcii a ošetrovaniu kontaktných šošoviek. V prípade, že kontaktné šošovky nepoužívate nosiť pravidelne, poradte sa s očným lékařem, ako ich správne skladovať.

Ichovávání

Y skládování šošoviek sa riadne porúčianiami očného lekára a pri použití ošetrujúcich produktov sa riadne prislúchajúcim návodom na použitie. Roztok, v ktorom budete šošovky uchovávať, vymieňajte podľa porúčania výrobcu. Šošovky musia byť kompletne pokryté roztokom, uzdrno na kontaktné šošovky uchováajte v bezchybnom hygienickom tave, po každom použití ho vyčistite roztok vymieňajte 1x mesačne.

ontraindikácie

šošovky nenoste v prípade poranenia, infekcie, zápalu oka, zmenenej ťlivosťi rohovky, nedostatčomn asienzi oka, v prípade bežných chorien, ktoré sú spravidlan slabenu obranyschopnosu. V prípade poškodení viečka a pri choreniach rohovky sa pred použitím poraďte s očným lekárom.

terakcie

lhodobéjšie užívanie liekov môže íesť k zmenám slzného filmu, o môže ovplyvniť zraňaslivnosť šošovky s okom. O užívaní liekov yformujte svojho očného lekára. záside by očné kvapky (medicínske) nemali kvaokaa na šošovky. Vo výnimčomých prípadoch a poraďte s očným lekárom.

edľajšie účinky

prípade, že počas nosenia šošoviek ójde k neprijemným pocitom, admernému sŕieniu, silnejšiemu ačervenaniu, zhoršeniu videnia lebo v prípade alergickej reakcie yberte kontaktné šošovky a yhľadajte očného lekára.

pozornosti:

Nepoužívajte poškodené kontaktné šošovky. Šošovky by mala používať len 1 osoba. Dbajte na to, aby sa nádobka na kontaktné šošovky nedostala do kontaktu s chemikáliami alebo s vodou. Zabráňte kontaktu s chemikáliami, sinami a nesterilnou vodou (z vodovodu, viriviek, bazénov a pri vodných športoch) a nevŕhčite (hrozi riziko mikrobiálnej infekcie!). Počas nosenia šošoviek sa vyvarujte rozprašovaniu sprejov na vlasy, kozmetiky a sprejov na báze aerosólov v blízkosti očí. Po kontakte s dráždivými vŕpmi, napr. chemickými a nebezpečnými látkami, pri kontakte s prostriedmi s vplyvom na oči, šošovky okamžite vyberte. Nezmrazujte šošovky (hrozi, že so roztopení sa šošovka poškodí (zlom)). Šošovky nevarte.

- Nepoužívajte počas spánku.
- Skladujte mimo dosahu detí.

Typ kontaktné šošovky a typ ošetrujúcich produktov neménte bez predchádzajúcej konzultácie s očným lekárom. V prípade podráždenia očí vyberte šošovku z oka a vyhľadajte očného lekára. Pri plávaní dbajte na to, aby ste použili vodotesné okuliare, predídete tým strate alebo znečisteniu šošoviek.

Reklamácie

Číslo šarže na obale slúži na rýchle vybavenie reklamácie. Prislub kvality Sortiment výrobkov VISIOMAX podlieha príslym kvalitatívnym kontrolám a klinickým testom, zodpovedá preto najvyššom kvalitatívnym požiadavkám.

Distribútor

dm drogerie markt s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava

Symboly použité na obale

SYMBOL = VÝZNAM



= Výrobca



0482 = Označenie CE značkou a číslom notifikovanej osoby



= Číslo výrobnej dávky



= Použiteľné do (RRRR-MM:rok-mesiac)



= Sterilizované suchým teplom alebo parou



= Upozornenie: Pozrite návod na použitie



= Použitie



= Použitie

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuberg, Nemecko

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76185 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

STERILE 1 0482

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 01.08.2021

MESEČNÉ KONTAKTNÉ LEČE

- Kontaktné leče z vŕgrajeno UV-zaščitou.
- Iz zelo mehkega materiala, ki dobro prepúška kislík.
- Kratek čas privajanja.
- Visoka fiziološka združljivost.

Področja uporabe

Za korekcijo kratkovidnosti. Pakiranje vsebuje eno sterilno (sterilizirano na pari) kontaktno lečo s 55 % vsebnostjo vode, 45 % HEMA Copolymer v puferni, nekonzervirani fiziološki raztopini s hialuronom (natrijev hialuronat). Leče so namenjene dnevnemu nošenju.

Pred spanjem leče odstranite. Leč ne uporabljajte dlje kot 4 tedne. Leč dnevno ne nosite dlje, kot vam priporoča okulist. V primeru, da je poškodovana leča, posamična embalaža, če tekočina, v kateri je leča, ni čista ali pa je potoekl datum uporabnosti, leč ne smete več uporabljati. Vid in prileganje leč pri okulistu preverite dvakrat letno. Če leče nosite prile, prileganje preverite pri okulistu. UV zaščitna ne nadomešča sončnih očal.

Priprava

Preden se leče dotaknete, temeljito umijte roke in jih osušite, da na lečo ne nanesete kili. Vsi predmeti, ki pridejo v stik z lečami, morajo biti sterilni.

Vstavljanje kontaktnih leč

Lečo s prstom previdno vzemite iz originalne embalaže ali posode za shranjevanje. Pazite, da je ne vlečete preko roba posode in se je ne dotikate z nohti. Lečo lahko pri tem namreč poškodujete. Pazite, da je pravilno obrnjena in jo položite na konico prsta. Spodnje veko potoegnite navzdol in se približajte ogledalu. Obe očesi imajte odprti. Nato zgornjo veko s prstom druge roke potoegnite navzgor, pri tem glejte navzdol. Lečo z nežnim pritiskom položite na roženico. Veki počasi spustite. Pri drugi leči postopek ponovite.

Opozorilo

Če slabšo vidite ali je nošenje leč neprijetno, preverite, da niste zamenjali leve in desne leče ali pa se vam je leča morda pri nameščanju obrnila. Če težave trajajo, leče odstranite in se posvetujte s svojim okulistom.

Odstranjevanje leč

Spodnje veko potoegnite navzdol, pri tem poglejte navzgor in lečo potisnite na območje beločnice. S konico palca in kazalca lečo pazljivo odstranite.

Čiščenje, dezinfekcija in nega kontaktnih leč

O tem se posvetujte z okulistom in upoštevajte njegova navodila. Če kontaktné leče nosite le občasno, se o pravilnem shranjevanju posvetujte z okulistom.

Shranjevanje

Leče shranjujte le na način in uporabljajte le tekočino za shranjevanje, ki vam ju priporoča vaš okulist. Nujno upoštevajte navodila za uporabo sredstev za nego leč. Raztopino, v kateri shranjujete kontaktné leče, zamenjajte v skladu z napotki proizvajalca. Leče morajo biti v celoti prekríte s tekočino. Posoda za shranjevanje leč mora biti vedno higiensko čista in jo morate po vsaki uporabi očistiti z neagovallnim sredstvi za leče (upoštevajte navodila za uporabo, navedena na embalaži posamičnih negovalnih izdelkov) ter mesečno zamenjati.

Kontraindikacije

Leč ne nosite pri poškodbah, infekcijah, vnjetjih očí, spremembi občutljivosti roženice, suhih očeh in splošnih boleznih, če so povezane s slabšo odpornostjo. Pri poškodbahv vekah ali boleznih roženice leče uporabljajte le po dogovoru z okulistom.

Medsebojno učinkovanje

Če dlje časa jemljete zdravila, lahko to vpliva na solzni film in tudi na to, kako prenašate kontaktné leče. Okulista obvestite o tem, katera zdravila jemljete. Načeloma kapljic za oči ne smete nanašati preko kontaktnih leč. Glede izjem se posvetujte s svojim okulistom.

Stranski učinki

Leče niso udobne za nošenje, pri prekomernem solzenju, močnejši pordelosti očí, poslabšanju vida ali pojavu alergijskih reakcij, kontaktné leče odstranite in se posvetujte z okulistom.

Varnostna opozorila:

- Ne uporabljajte poškodovanih kontaktnih leč.
- Leče lahko uporabljate le ena oseba.
- Preprečite stik leč in posod za shranjevanje leč s kemikalijami ali vodo.

- Preprečite stik in ne vlažite jih s slino, nesterilno vodo, npr. iz vodovoda, žukazujica, bazena ali med vodnimi športi itn., saj tvegate mikrobo okužbo.
- Preprečite stik leč z razpršilci za lase, kozmetičnimi izdelki ali spreji, ki vsebujejo aerosole.
- Leče odstranite takoj po stiku z dražičimi hlapi, npr. kemičnimi ali nevarnimi snovmi ali po stiku z okoljem, ki vpliva na oči.
- Preprečite, da bi leče zmrazilo (po od-tajanju obstaja nevarnost lomljenja).
- Leč ne kuhajte.
- Leč ne nosite med spanjem.
- Hraniti zunaj dosega otrok.

Pred menjavo vrste kontaktnih leč in izdelkov za nego leč se posvetujte z okulistom. Če se pojavi draženje očí, leče odstranite in obiščite okulista. Pri plavanju nosite vodotesna plavalna očala, da kontaktnih leč ne izgubite ali da se ne umažejo.

Reklamacije

Šte, serje oz. lot na zunanji embalaži po-maga pri hitrejši razrešitvi reklamacije.

Dobavitelj

dm drogerie markt d.o.o.,
Litostrojska cesta 48,
SI - 1000 Ljubljana.

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuberg, Nemčija

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

STERILE 1 0482

Datum izdaje: 01.08.2021

LENTILE DE CONTACT LUNARE

- Lentile de contact cu protecție UV integrat.
- Lentile de contact moi permeabile la oxigen.
- Perioadă de acomodare scurtă.
- Compatibilitate fiziologică ridicată.

Informații despre produs

Pentru corectarea miopiei. Pachetul conține lentile de contact sterile cu 55 % apă, 45 % soluție tamponată HEMA copolimer, nu conține conservanți salini, îmbogățit cu hialuron. Perioada de purtare a lentilelor nu trebuie să depășească perioada prescrisă de purtare de 4 săptămâni. Lentilele sunt destinate utilizării pe timpul zilei, specialistul în lentile de contact recomandă a nu se depăși timpul zilnic de purtare. Îndepărtați lentilele înainte de culcare. În cazul în care lentila sau ambalajul prezintă semne de deteriorare sau perioada de valabilitate a trecut, a nu se mai utilizeze lentilele. Controlul oftalmologic trebuie făcut de două ori pe an de către un specialist. Atunci când utilizați pentru prima dată lentile potrivirea acestora trebuie făcută de un specialist/oftalmolog. Protecția UV nu înlocuiește ochelarii de soare.

Manevrarea lentilelor de contact înainte de a atinge lentila spălați și uscați bine mâinile, astfel încât să nu ajungă microbi pe lentile. În cazul în care ambalajul este deteriorat vă rugăm să returnați produsul. Vă recomandăm să păstrați ambalajul.

Mod de utilizare

Scoateți lentila cu ajutorul degetului din suport. Asigurați-vă că lentila nu este înțoasă pe dos. Așezați lentila de contact pe vârful degetului. Trageți ușor în jos de pleoapa inferioară. Țineți ambii ochi deschiși. Cu arătătorul sau degetul mijlociu ridicați pleoapa superioară în timp ce vă uitați în jos. Cu o ușoară presiune așezați lentila pe corneea. Eliberați ușor pleoapa. Procedeți la fel și cu cealaltă lentilă.

Observații

În cazul în care acuitatea este slabă verificați lentila stângă și cea dreaptă. Dacă simțiți o presiune sau inconfort asigurați-vă că lentila nu este pe dos. În cazul în care starea de disconfort persistă consultați medicul oftalmolog sau specialistul.

Îndepărtarea lentilei

Trageți de pleoapa inferioară, în timp ce priviți în jos astfel ca lentila să

alunece în scleră (partea albă a ochiului). După aceea cu ajutorul degetului mare și a arătătorului, scoateți cu atenție lentila.

Curățarea dezinfectarea și întreținerea lentilelor

Vă rugăm întrebați medicul oftalmolog sau specialistul. Folosiți doar produse speciale de îngrijire recomandate de specialiști. Dacă nu purtați lentile de contact în mod regulat consultați medicul oftalmolog.

Notă

Soluția în care se păstrează lentilele de contact, trebuie reînnoit în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Lentilele trebuie să fie complet acoperite cu lichid. Lentilele trebuie păstrate întrun mediu igienic, curățate după fiecare utilizare și înlocuite lunar. Vă rugăm să respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare.

Contraindicații

În caz de accidente, infecție, inflamație, deteriorări ale vederii, sensibilitate a corneei, lipsă de lăcrimare, boli sistemice, ca cele asociate unui sistem imunitar scăzut. În cazul de boli ale pleoapei sau ale corneei consultați oftalmologul.

Interacțiuni

Consumul de medicamente pe o perioadă lungă de timp poate provoca o schimbare a filmului lacrimal și poate influența tolerabilitatea lentilelor de contact. Informați medicul oftalmolog despre medicamentele pe care le luați. A nu se pune picături de ochi peste lentilele de contact. În cazuri excepționale întrebați oftalmologul.

Efecte secundare

La schimbările zilnice, lăcrimarea excesivă, roșeață puternică, deteriorarea vederii sau apariția unor reacții alergice îndepărtați lentila de contact și consultați oftalmologul. În caz contrar riscați deteriorarea ochilor.

Avertisment:

- A nu se utiliza lentile de contact deteriorate.
- Lentilele trebuie folosite de o singură persoană.
- Lentilele de contact nu se umezesc cu soluții chimice, apă de la robinet sau cu salivă.
- Nu practicați sporturi de apă purtând lentilele. (Risc de infecție microbiană!)

- A se evita contactul cu fixativ, cosmetice sau spray cu aerosoli.
- A se feri de inghet (risce de crăpare după decongelare).
- A nu se fierbe.
- A nu se purta în timpul somnului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se schimba tipul de lentile de contact sau sistemul de îngrijire fără a vă consulta cu un specialist în lentile de contact. Dacă la introducerea lentilei ochii se irită consultați oftalmologul.

Reclamații

Numărul lotului de pe blister ajută la o procesare mai rapidă a plângerilor.

Produs pentru

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe

Importator și distribuitor
S.C. dm drogerie markt S.R.L., Str.
Palermo FN, DN 59, 300 517
Timișoara, România

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12,
D-63543 Neuberg

0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

STERILE 1 0482

Versie: 01.08.2021

