



**WRATTEN EN VOETWRATTEN
VERWIJDERPLEISTERS
VERRUES PIEDS ET MAINS
PANSEMENTS ANTI-VERRUES
WARZEN- & HÜHNERAUGEN
PFLASTER**

PLUS DE
MEER DAN
100
ANS
D'EXPERTISE
JAAR
EXPERTISE

Ⓜ Hoe werken de wratten- en voetwratpleisters van Dr. Scholl?

De wratten- en voetwratpleisters van Dr. Scholl's hebben een gerichte werking voor het effectief verwijderen van wratten en voetwratten. De ingebedde schijven bevatten salicylzuur, een keratolytisch middel dat de wrat of voetwrat afbrekent en verwijdert. De Dr. Scholl's pleister met een geïntegreerde schijf is ontworpen om de omringende, gezonde huid te helpen beschermen. Pleisters beschermen tegen wrijving en verminderen de druk voor onmiddellijke pijnverlichting.

Ⓜ Comment fonctionne les pansements anti- verrues des pieds et mains Dr. Scholl's ?

Les pansements anti-verrues pieds et mains de Dr. Scholl's ont une action ciblée pour éliminer efficacement les verrues et verrues plantaires. Les disques intégrés contiennent de l'acide salicylique, un agent kératolytique qui détruit et élimine la verrue. Le pansement Dr. Scholl's avec un disque intégré est conçu pour aider à protéger la peau saine autour de la verrue. Les pansements protègent des frottements et réduisent la pression pour un soulagement immédiat de la douleur.

Ⓜ Wie funktionieren Dr. Scholl's Warzen- und Hühneraugenpflaster?

Dr. Scholl's Warzen- und Hühneraugenpflaster sind eine gezielte Maßnahme zur effektiven Entfernung von Warzen und Hühneraugen. Die eingebetteten Druckschutzpflaster enthalten Salicylsäure, ein keratolytisches Mittel, das die Warze oder das Hühnerauge aufweicht und entfernt. Das Dr. Scholl's Pflaster mit integriertem Druckschutz schützen die umgebende gesunde Haut. Die Pflaster schützen vor Reibung und reduzieren den Druck und sorgen so für eine sofortige Schmerzlinderung.



Ⓜ Instructies voor gebruik

1. Week de wrat of voetwrat in warm water voor het aanbrengen. Reinig en droog de huid voor gebruik en zorg ervoor dat het beoogde gebied vrij is van crèmes en oliën.
 2. Kies de juiste maat van de met salicylzuur geïntegreerde schijf passend bij het aangetaste huidgebied.
 3. Verwijder de beschermfolie en raak de geïntegreerde schijf niet aan. Breng de pleister met de ingebedde salicylzuurschijf centraal aan op de wrat of voetwrat en zorg ervoor dat de randen goed worden gladgestreken.
 4. Laat zitten totdat de pleister begint los te komen. Verwijder na maximaal 48 uur de pleister.
 5. Week het getroffen gebied in warm water gedurende 5 minuten voordat u de losgemaakte huid verwijdert.
- Herhaal deze procedure indien nodig gedurende maximaal 14 dagen.

Ⓜ Mode d'emploi

1. Trempez la verrue dans l'eau tiède pendant 5 minutes avant l'application. Nettoyez et séchez la peau avant l'utilisation, en veillant à ce que la zone ciblée soit exempte de crèmes et d'huiles.
2. Choisissez la taille de disque à l'acide salicylique pour couvrir la zone affectée.
3. Retirez le film antiadhésif en évitant de toucher le disque intégré. Appliquez le pansement en

veillant à ce que la verrue se trouve au centre du disque d'acide salicylique. Lissez bien les bords du pansement.

4. Laissez le pansement en place jusqu'à ce qu'il commence à se détacher. Après 48 heures maximum, retirez le pansement.
5. Trempez la zone touchée dans l'eau tiède pendant 5 minutes avant de retirer la peau qui se détache.

Répétez cette procédure si nécessaire pendant 14 jours au maximum.

Ⓜ Gebrauchsanweisung:

1. Weichen Sie die Warze oder das Hühnerauge in warmem Wasser für 5 Minuten vor der Anwendung ein. Reinigen und trocknen Sie die Haut vor der Anwendung und stellen Sie sicher, dass der Zielbereich frei von Cremes und Ölen ist.
2. Wählen Sie die passende Größe der in Salicylsäure integrierten Scheibe, die zur betroffenen Hautpartie passt.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie und vermeiden Sie es, das integrierte Druckpolster zu berühren. Tragen Sie das Pflaster mit dem eingebetteten Salicylsäure-Druckpolster mittig auf die Warze oder das Hühnerauge auf und achten Sie darauf, dass die Ränder gut geglättet sind.
4. Lassen Sie es darauf kleben, bis es sich zu lösen beginnt. Entfernen Sie das Pflaster nach maximalen 48 Stunden.
5. Weichen Sie die betroffene Stelle für 5 Minuten in warmem Wasser ein, bevor Sie die gelöste Haut entfernen. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf für bis zu 14 Tage.



Ⓜ Voorzorgsmaatregelen:

- Huidbeschadiging treedt op als de gezonde huid in contact komt met salicylzuur. Het ingebedde schijfje bevat 40% salicylzuur.
- Alleen voor uitwendig gebruik, niet inslikken en niet gebruiken in de buurt van de ogen of diepe wonden.

- Gooi de pleister zorgvuldig weg op kruisbesmetting te voorkomen.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Ⓜ Précautions :

- Des lésions cutanées apparaîtront si la peau saine entre en contact avec l'acide salicylique. Le pansement de protection contient 40% d'acide salicylique.
- Pour un usage externe uniquement. Ne pas avaler. Ne pas utiliser à proximité des yeux ni sur des plaies profondes avec des ouvertures étroites.
- Jetez le pansement avec soin de manière à éviter la contamination croisée.
- Tenir hors de portée des enfants.

Ⓜ Hinweise:

- Wenn die gesunde Haut mit Salicylsäure in Kontakt kommt, treten Hautschäden auf. Schutzpflaster enthält 40 % Salicylsäure.
- Nur zur äußerlichen Anwendung, darf nicht verschluckt werden und nicht in der Nähe der Augen oder in tiefen Wunden mit engen Öffnungen verwendet werden.

- Vorsichtig und ohne Kreuzkontamination entsorgen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Ⓜ Contra-indicaties

- Niet gebruiken als u diabetes heeft, overgevoelig bent voor salicylzuur of last heeft van een slechte bloedcirculatie.
- Zwangere vrouwen en kinderen: gebruik het apparaat alleen onder toezicht van een arts.

Ⓜ Contre-indications

- Ne pas utiliser si vous êtes diabétique, hypersensible à l'acide salicylique ou si vous souffrez de mauvaise circulation sanguine.
- Femmes enceintes et enfants : n'utilisez le dispositif que sous surveillance médicale.

Ⓜ Kontraindikationen

- Nicht verwenden, wenn Sie Diabetiker sind, überempfindlich gegen Salicylsäure reagieren oder an einer schlechten Durchblutung leiden.
- Schwangere und Kinder: Verwenden Sie das Gerät nur unter ärztlicher Aufsicht.

Ⓜ Contact: Ⓜ Nous contacter : Ⓜ Kontaktieren Sie uns:
www.scholl.com

- Ⓜ Dr. Scholl's en Scholl zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Scholl's Wellness Company.
- Ⓜ Dr Scholl's et Scholl sont des marques commerciales ou des marques déposées de Scholl's Wellness Company.
- Ⓜ Dr. Scholl's und Scholl sind Marken oder eingetragene Marken der Scholl's Wellness Company.

Scholl Hetzelfde geweldige merk dat je al meer dan 100 jaar vertrouwt!
La même grande marque à laquelle vous faites confiance depuis plus de 100 ans !
Dieselbe ausgezeichnete Marke, der Sie seit über 100 Jahren vertrauen!

Ⓜ Meld ernstige incidenten aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit. Ⓜ Signalez les incidents graves au fabricant et à l'autorité compétente. Ⓜ Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

Geproduceerd in Egypte / Fabriqué en Égypte / Hergestellt in Ägypten

Pharmaplast S.A.E Amria, Free Zone, 23512, Alexandria, Egypt.



E C REP LTD, 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, IERLAND.

Scholl's Wellness Company Ltd, 1 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, Berkshire, United Kingdom RG12 1WA

Scholl's Wellness Company B.V., Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands



Vorbereide tekst: 26042023 Revisienummer: 04
Texte préparé : 26042023 Numéro de révision : 04
Vorbereiteter Text: 26042023 Revisionsnummer: 04



CureWRD2525

7007584