


medisana®

GB Instruction Manual
Wrist blood pressure monitor BW 345

Device and controls



Explanation of Symbols

This instruction manual belongs to this device. The instruction manual includes important information on the initial start-up and handling. Read this instruction manual completely. Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the device.

WARNING
These warnings must be followed to prevent possible injury to the user.

CAUTION
These instructions must be followed to prevent possible injury to the device.

NOTE
These instructions provide you with useful additional information regarding installation or operation.

The device is protected against splashing water. Water splashed against the enclosure from any direction shall have no harmful effects.

This product is subject to the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and is labelled accordingly. Disposal only according to the "WEEE" Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive.


Recycling symbols/codes: These are used to provide information about the material and its proper use and recycling.

Device complies with European Regulation on Medical Device EU MDR 2017/745.

REF	Article Number	General prohibition symbol
SN	Serial Number	Do not disassemble or dismantle
LOT	LOT number	This side up
MD	Medical Device	Device classification: type BF applied part
EU REP	EU authorized representative	Keep dry
UDI	Unique Device Identifier	Humidity range
	Keep away from sunlight	Ambient pressure limitation
	Manufacturer	Temperature range
	Date of manufacture	Importer

Name: BW 345 [Model: WRS-35H]

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



CE 0123

IMPORTANT INFORMATION! KEEP IN A SAFE PLACE!



Please read this instruction manual carefully, in particular the safety instructions, before using the device. Keep the instruction manual in a safe place for later reference. If you pass the device on to a third party, this instruction manual must remain with the device.



- Only use the unit for its intended purpose in accordance with the instructions for use. Warranty claims become void if the unit is misused.
- The unit is intended only for use in the home.
- Please consult your doctor prior to using the unit if you suffer from illnesses such as arterial occlusive disease.
- The unit may not be used to check the heart rate of a pacemaker.
- The result of a blood pressure measurement with this device is not suitable for self-diagnosis or self-treatment. To avoid health risks, always follow your doctor's instructions and contact him/her for an assessment of the measurement result.
- Never change the intake of medication prescribed by a doctor as a result of a measurement with this device and consult your doctor for advice on the best time to take the measurement before measuring.
- The device is not suitable for continuous monitoring of a patient, assessment of an existing disease or first aid.
- The device is not suitable for use on patients undergoing surgical treatment and should only be used in specified locations or in private homes.
- Pregnant women should take the necessary precautions and pay attention to their individual circumstances. Please consult your doctor if necessary.
- The patient is an intended operator and all the functions can be safely used.
- If you experience discomfort during a measurement, such as pain in the wrist or other complaints, press the Start/Stop button **1** to release the air immediately from the cuff. Loosen the cuff and remove it from your wrist.
- This device is not designed to be used by persons with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the device.
- This device is intended to be used by adults. The unit is unsuitable for children or babies. Contact your doctor, if you want to use this device on young persons. Medical devices are not toys!
- Do not let a child below 12 years old or the people who can't express intention to use the device.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- The device must not be operated in rooms with high radiation levels or in the vicinity of devices with high radiation levels, such as radio transmitters, mobile phones or microwaves, or together with high-frequency surgical devices (magnetic resonance [MR] devices). This may cause malfunctions or incorrect readings.
- Do not operate near active RF surgical equipment and the RF-shielded room of an ME system for magnetic resonance imaging where the intensity of EM interference is high.
- Do not move during the measurement.
- Protect the unit from moisture. Should liquid nevertheless penetrate the device, the batteries must be removed immediately and further applications avoided. In this case, contact your specialist dealer or inform us directly.
- Never use the unit outdoors or in damp rooms.
- Do not operate the unit near flammable gas (e.g. narcotic gas, oxygen or hydrogen) or flammable liquid (e.g. alcohol).
- Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.
- Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
- Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the equipment, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.
- Do not make any modifications to the unit, do not disassemble it and never repair the unit yourself. Have repairs carried out only by authorised service centres.
- Before using the device, it is the user's responsibility to determine that the device is safe and working properly.
- Repeated blood pressure measurements in high numbers can lead to undesirable side effects, e.g. nerve crushing or blood clots.
- Do not measure more than 3 times in a row and leave at least 5 minutes between two measurements. Do not measure more than 6 times a day in total.
- Never place the cuff over injured skin, with an existing catheter connection or after a mastectomy.
- Always keep an eye on the pressure reading on the display: If it exceeds 295 mmHg (39.3 kPa), press the Start/Stop button **1** immediately to deflate the cuff.
- The cuff is delicate and must be handled with care. Only inflate the cuff when it is correctly applied to the wrist.
- Protect the unit from heavy blows and do not drop it. Never use force, e.g. when putting on the cuff.
- Use only original accessories and spare parts from the manufacturer, otherwise damage to the unit or personal injury may result.
- Observe the local disposal guidelines if you wish to dispose of the unit.
- If you have any doubts about the proper functioning of the unit, stop using it and contact the service centre immediately.
- Swallowing small parts such as packaging material, battery, battery compartment cover, etc. can lead to suffocation. Therefore, never leave children alone with the unit.
- No maintenance or cleaning may be carried out during operation. Follow the maintenance and cleaning instructions in this manual.
- People with irregular or unstable peripheral blood circulation due to diabetes, liver disease, arteriosclerosis, etc. may experience fluctuations in the measured blood pressure values.
- Wash your hands before using the device.
- Do not measure blood pressure when other measurements are being taken on the same part of the body at the same time, as these may be disturbed or fail.
- If the ambient temperature is less than 5°C or more than 40°C, the waiting time from minimum storage temperature to use is at least 1 hour; the time from maximum storage temperature is at least 2 hours.
- Blood pressure values measured with this device are usually slightly lower than clinically determined values due to the quieter conditions.
- Remove the batteries if you are not using the device for a long time.
- Too frequent measurements can cause injury to the patient due to blood flow interference.
- The cuff has been tested for biocompatibility, but it varies from person to person, and some people may still be allergic to the contact material.
- Maintenance should be done by the operator as suggested.
- When the performance changes (such as: inaccurate measurement or abnormal display), please stop using it immediately and contact the after-sales service personnel in time.

SAFETY NOTES FOR BATTERIES

- Do not disassemble batteries!
- Replace all batteries if the unit display shows the low battery symbol.
- Never leave any low battery in the battery compartment since it may leak and cause damage to the unit.
- Increased risk of leakage! Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of these parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh water and seek medical attention immediately!
- If a battery has been swallowed, seek medical attention immediately!
- Replace all of the batteries simultaneously!
- Only replace with batteries of the same type, never use different types of batteries together or used batteries with new ones!
- Insert the batteries correctly, observing the polarity!
- Remove the batteries from the device if it is not going to be used for an extended period of 3 months or more!
- Keep batteries out of children's reach!

- Do not attempt to recharge batteries! There is a danger of explosion!
- Do not short circuit! There is a danger of explosion!
- Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!
- Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!

Unit and LC-Display

- | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Battery compartment | 2 LC-Display | 3 START/STOP button | 4 Wrist cuff |
| 5 User selection / Memory / Settings | 6 Low battery | 7 Blood pressure indicator | |
| 8 Time / Date | 9 Diastolic blood pressure | 10 Batteries | |
| 11 Systolic blood pressure | 12 Pulse icon | 13 Pulse rate | |
| 14 Irregular heartbeat icon | 15 Average value | 16 Memory number | |
| 17 Memory icon | | 18 User icon 1 / 2 | |

Scope of delivery

The scope of delivery includes:

- 1 **medisana** Wrist blood pressure monitor **BW 345**
- 2 Batteries (type AAA, LR03) 1.5V
- 1 Storage box
- 1 Instruction manual

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use it and contact your supplier or your service centre.

If you notice any transport damage during unpacking, please contact your supplier without delay.



The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.



WARNING!
Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Intended use

The Wrist Blood Pressure Monitor is intended to measure the systolic pressure and diastolic pressure, as well as the pulse rate of adult person via non-invasive oscillometric technique by an inflatable cuff wrapped around the wrist. The unit can be used in medical facilities or at home.

Contraindications: There are no known contraindications.

What is blood pressure?

Blood pressure is the pressure created in the blood vessels by each heart beat. When the heart contracts (= systole) and pumps blood into the arteries, it brings about a rise in pressure. The highest value is known as the systolic pressure and is the first value to be measured. When the cardiac muscle relaxes to take in fresh blood, the pressure in the arteries also falls. Once the arteries are relaxed, a second reading is taken – the diastolic pressure.

Blood pressure classification

systolic mmHg	diastolic mmHg	Classification
≥ 160	≥ 100	High blood pressure
140 - 159	90 - 99	Mild hypertension
90 - 139	60 - 89	Normal blood pressure
< 90	< 60	too low blood pressure



WARNING!
Blood pressure that is too low represents just as great a health risk as blood pressure that is too high! Fits of dizziness may lead to dangerous situations arising (e.g. on stairs or in traffic)!

Influencing and evaluating readings

- Measure your blood pressure several times, then record and compare the results. Do not draw any conclusions from a single reading.
- Your blood pressure readings should always be evaluated by a doctor who is also familiar with your personal medical history. When using the unit regularly and recording the values for your doctor, you should visit the doctor from time to time to keep him updated.
- When taking readings, remember that the daily values are influenced by several factors. Smoking, consumption of alcohol, drugs and physical exertion influence the measured values in various ways.
- Measure your blood pressure before meals.
- Before taking readings, allow yourself at least 5-10 minutes rest.
- If the systolic and diastolic readings seem unusual (too high or too low) on several occasions, despite correct use of the unit, please inform your doctor. This also applies to the rare occasions when an irregular or very weak pulse prevents you from taking readings.

Starting up: Insert / replace batteries


Before you can use your device, you must insert the enclosed batteries. The cover of the battery compartment is located on the back of the unit. Open it and insert 2 x 1.5V batteries, type AAALR03. Pay attention to the polarity (as marked in the battery compartment). Close the battery compartment again.

Replace the batteries immediately if the low battery symbol **1** appears in the display or if nothing appears in the display after the unit has been switched on.

User setting

In power-off mode, press START/STOP **1** to enter the setting mode. The user icon **1** flashes and you can change between users 1 or 2 by pressing the memory button **2**. Press the START/STOP button **1** to confirm the user setting or wait for some seconds to automatically start the measurement.

Setting the date and time / delete stored values



The wrist blood pressure monitor automatically stores up to 199 readings for each user (1 or 2). The memory function stores the readings with the date and time.

Set the device to the current date and time before taking a measurement for the first time. The date and time cannot be changed during a measurement.

- Press memory button **2** until the year flashes.
- Press the memory button **2** to set the year and then press START/STOP **1** to move to the month setting.
- Press the memory button **2** again to set the month and proceed analogously for the day, hour and minute settings. Then press START/STOP **1** to move on to memory setting.
- Press the memory button **2** to select which memory to be deleted. Press and hold the memory button **2** for approx. 3 seconds to delete the selected user memory - "NO" will appear on the display. Press START/STOP **1** to end the setting procedure.
- You may press and hold START/STOP **1** for approx. 3 seconds at any time during the setting procedure to exit setting mode and to switch off the device.

Fitting the cuff

- Attach the clean cuff to the left wrist which is free from clothing with the palm of the hand facing upwards (see illustrations on the left).
- There should be a gap of approx. 10-15 mm (0.4"-0.6") between the cuff and the palm of the hand.
- Press the Velcro tape firmly around the wrist ensuring that it is not so tight that it could falsify the measured result.

How to measure correctly

- Perform the measurement while sitting down.
- Relax for 5 to 10 minutes before the measurement.
- Relax your arm and rest it loosely, e.g. on a table.
- Raise your wrist so that the pressure cuff is at heart level (see illustrations on the left).
- Keep calm during the measurement: do not move and do not talk, otherwise the measurement results may change.

- Never take a measurement after physical exertion or a bath.
- Keep your legs still during the measurement and do not cross your legs.
- Take the measurement at the same time every day.
- Always use only the original cuff and no spare parts that have not been approved by the manufacturer.
- Keep your feet flat on the floor.

Measure the blood pressure

After you have properly applied the cuff, the measurement can be started:

- Press the START/STOP button **1** to start the measurement. Automatically, the device slowly inflates the cuff to measure your blood pressure and the display shows „00“.
- The device will continue to inflate the cuff until it reaches a sufficient pressure for the measurement. The device then slowly deflates the cuff and takes the measurement. As soon as the device detects a signal, the pulse icon **1** starts flashing in the display.
- When the measurement is finished, the cuff is deflated. The systolic **1** and diastolic **1** blood pressure and the pulse value appear in the display. If the device has detected an irregular pulse, the symbol for irregular heartbeat **1** also appears.
- The measured values are automatically stored in the selected memory (1 or 2). Up to 199 readings can be stored in each memory. If 199 values are already stored, the oldest value is overwritten.

Discontinuing a measurement

If it is necessary to interrupt a blood pressure measurement for any reason (e.g. the patient feels unwell) the START/STOP button **1** can be pressed at any time. The device immediately decrease the cuff pressure automatically.

Display stored values

In standby mode, press the memory button **2** once and the device will display the average value of the previous three blood pressure measurements. Press the memory button **2** again and the other measurements will be displayed one by one.

Automatic switch-off

If no operation is performed for approx. 20 seconds, the unit switches off automatically.

Error displays

In the event of unusual measurements, the following indications appear on the display:

Display	Cause / Solution
Er U	The inflation phase takes too long. The inflation pressure does not reach 30 mmHg within 12 seconds - please check the correct fit of the cuff.
Er H	Inflation pressure reaches 295 mmHg - automatic deflation after 20 ms.
Er 1	No pulse detected.
Er 2	Movement, talking or magnetic interference during the measurement process.
Er 3	Abnormal measurement result.
Er 23	Systolic value below 45 mmHg
Er 24	Systolic value above 230 mmHg
Er 25	Diastolic value below 25 mmHg
Er 26	Diastolic value above 160 mmHg

Troubleshooting

Problem	Cause and solution
No display although the unit is switched on and batteries are inserted	The batteries may be empty. Insert new batteries, observing the polarity. Check whether the unit is defective. If necessary, contact the customer service.
Measurement cannot be carried out or air escapes / no pressure build-up	Put the cuff on correctly. Repeat the measurement after a 30-minute rest period. Do not talk or move during the measurement.
Each measurement achieves widely differing results	Repeat the measurement in the correct manner after a 30-minute rest period. Follow all the instructions given in this manual for correct measurement and common causes of incorrect measurements. Slightly deviating results are normal as blood pressure is subject to constant fluctuations.
The measured results differ greatly from the values measured by the doctor	Save the measured values and discuss them with your doctor. It is not uncommon that values not measured at home can deviate greatly.

If you cannot solve a problem, contact customer service. Do not disassemble the unit yourself.

Cleaning and care

Remove the batteries before cleaning the device. Clean the unit and the cuff with a soft cloth lightly moistened with a mild soap solution. Never use harsh detergents, alcohol, naphtha, thinner or petrol etc.. Do not immerse the unit or any accessories in water. Make sure that no moisture enters the unit. Do not use the unit again until it is completely dry. Do not expose the unit to direct sunlight, protect it from dirt and moisture. Do not expose the unit to extreme heat or cold. Clean the unit once a week. Store the unit in a clean and dry place according to the environmental conditions for storage and transport.

Disinfection

We recommend disinfecting the unit with a 70% isopropanol solution for approx. 1 minute before and after each use. To do this, proceed as follows: Disinfect the housing with a soft cloth slightly moistened in the solution and wipe dry immediately. Do not disinfect with high-temperature steam or ultraviolet irradiation, as this could damage the unit or accelerate its ageing! For any cleaning and disinfection, ensure that the specified ambient conditions for operation are observed.

Guidelines and standards

This blood pressure monitor complies with the EU standard for non-invasive blood pressure monitors. It is certified according to EC directives and bears the CE mark (mark of conformity). The blood pressure monitor complies with the European regulations EN 60601-1 and EN 60601-1-2. This device is certified in accordance with EC Guidelines and carries the CE symbol (conformity symbol). The specifications of MDR (EU) 2017/745 are met. The product was clinically investigated according to the requirements of ISO 81060-2.

Technical Specifications, Essential Performance



NOTE
The maximum surface temperature of the product (near motor) is 41.3°C, do not use it continuously for a long time, otherwise it will cause measurement deviation and equipment heating.

Display system	: Digital display
Memory slots	: 2 x 199 for measurement data
Measuring method	: Oscillometric
Power supply	: 3V==, 2 x 1.5V batteries AAA LR03
Pneumatic pressure measuring range	: 0-295 mmHg (0-39 kPa)
Overpressure protection limit	: 295 mmHg (39.3 kPa)
Blood pressure measuring range	: Systolic: 45–230 mmHg (6–30.7 kPa); Diastolic: 25–160 mmHg (3.3–21.3 kPa)
Pulse measuring range	: 40–199 beats/min.
Accuracy of the cuff pressure	: ± 3 mmHg (± 0.4 kPa)
Accuracy of the pulse rate	: ± 5%
Operation mode	: Continuous operation
Service life	: 5 years
Operating conditions	: +5 °C to +40 °C, 15 to 90 % max. relative humidity, atmospheric pressure: 70-106 kPa
Storage and transport conditions	: -20 °C to +55 °C, 10 to 93 % max. relative humidity, atmospheric pressure: 70-106 kPa
	: During transportation or storage avoid shocks, direct blows, corrosive gas, exposure to sunlight or rain. Ensure good ventilation.
Dimensions (L x W x H)	: approx. 83.9 x 65.9 x 25.5 mm
Screen size	: approx. 40 x 28.5 mm
Cuff	: approx. 13.5 - 19.5 cm for adults
Weight	: approx. 115 g without batteries

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Remove the batteries before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your local authority or your supplier for information about disposal.

Warranty and repair terms

Your statutory warranty rights are not restricted by our guarantee below. Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

- The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
- The following is excluded under the warranty:
 - All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
 - All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - Applied parts which are subject to normal wear and tear.
- Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

Information about service can be found here: <https://www.medisana.com/servicepartners>

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.

The complete instructions for use are available for download at <https://docs.medisana.com/51073>



medisana GmbH,
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANY

Shenzhen AOJ Medical Technology Co., Ltd.
Add: Room 30184F, Block A, Building A, Jingfa Intelligent Manufacturing Park, Xiawelyuan, Gushu Community, Xixiang Street, Bao'an District, 518126 Shenzhen, CHINA


Share Info GmbH
Address: Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, GERMANY
Tel: 0049 179 5666 508; E-mail: EU-Rep@share-info.com



medisana®

FR Mode d'emploi
Tensiomètre de poignet BW 345

Appareil et éléments de commande



Légende des symboles

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient d'importantes instructions pour la mise en service et l'utilisation. Lisez ce mode d'emploi dans son intégralité. Le nonrespect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuelles blessures à l'utilisateur.

ATTENTION
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuels dommages à l'appareil.

REMARQUE
Ces instructions vous procurent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement.

L'appareil est protégé contre les éclaboussures d'eau. Les éclaboussures d'eau contre le boîtier, quelle que soit leur direction, n'ont aucun effet néfaste.

Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et est marqué en conséquence.

Symboles/codes de recyclage : Ils servent à donner des informations sur le matériau et son utilisation appropriée ainsi que sur son recyclage.

Cet appareil est certifié conforme aux directives de l'UE et porte le marquage CE (marque de conformité). Les prescriptions de la directive MDR (UE) 2017/745 sont respectées.

REF	Numéro d'article	⊘	icône générale d'interdiction
SN	Numéro de série de l'appareil	⊘	Ne pas désassembler ou démonter
LOT	Numéro de LOT	↑↑	Ces pages en haut
MD	Dispositif médical	🚶	Classification de l'appareil : type BF
EU REP	Représentant autorisé de l'UE	☂	Protéger de l'humidité
UDI	Identification unique de l'appareil	💧	Plage d'humidité de l'air
☀	Tenir à l'écart de la lumière du soleil	⚡	Limitation de la pression ambiante
🏭	Fabricant	🌡	Plage de température
📅	Date de fabrication	🌐	Importateur

Name: BW 345 [Modèle : WRS-35H]

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



CE 0123

FR CONSEILS IMPORTANTS ! CONSERVEZ-LE PRÉCIEUSEMENT !

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et veillez à conserver ce mode d'emploi en lieu sûr, en cas de besoin, pour un usage ultérieur. Si vous confiez cet appareil à un tiers, veillez à impérativement joindre le présent mode d'emploi.

- Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu dans le mode d'emploi. Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation non conforme.
- L'appareil est destiné à un usage privé seulement.
- Si vous souffrez de maladies, par ex. d'une maladie artérielle occlusive, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour contrôler le rythme cardiaque d'un stimulateur cardiaque.
- Le résultat d'une mesure de pression artérielle avec cet appareil n'est pas approprié pour un auto-diagnostic ou un auto-traitement. Pour éviter tout risque pour la santé, suivez toujours les instructions de votre médecin et contactez-le pour obtenir une évaluation du résultat de la mesure.
- Ne modifiez jamais la prise de médicaments prescrits par votre médecin sur la base d'une mesure effectuée avec cet appareil et avant la mesure, demandez-lui conseil quant au moment optimal pour effectuer la mesure.
- Cet appareil n'est pas destiné à la surveillance continue d'un patient, à l'évaluation d'une maladie existante ou aux premiers secours.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé chez des patients subissant des traitements chirurgicaux, il ne doit être utilisé que dans des lieux bien définis ou chez des particuliers.
- Les femmes enceintes doivent prendre les précautions nécessaires et tenir compte de leurs capacités individuelles ; consultez éventuellement votre médecin.
- Le patient est l'utilisateur prévu, toutes les fonctions peuvent être utilisées en toute sécurité.
- En cas de désagrément au cours d'une mesure, tel qu'une douleur au poignet ou autre, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ❶ pour obtenir un dégonflage immédiat de la manchette. Détachez la manchette et enlevez-la de votre poignet.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes sans expérience et/ou connaissances en la matière, par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil.
- Ce tensiomètre est destiné aux adultes. L'utilisation sur des nourrissons ou des enfants n'est pas autorisée. Consultez un médecin si vous souhaitez utiliser le dispositif sur des adolescents. Les dispositifs médicaux ne sont pas des jouets !
- Les enfants de moins de 12 ans et les personnes qui ne sont pas en mesure d'exprimer leur volonté ne doivent pas utiliser l'appareil.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des locaux ou à proximité d'appareils à fort rayonnement, tels que des émetteurs radio, des téléphones portables ou des micro-ondes, ou avec des appareils chirurgicaux à haute fréquence (appareils à résonance magnétique [RM]). Cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des valeurs de mesure erronées.
- Ne pas utiliser à proximité d'appareils chirurgicaux HF actifs et de la salle blindée HF d'un système ME pour l'imagerie par résonance magnétique, où l'intensité des interférences EM est élevée.
- Ne bougez pas pendant la mesure.
- Protégez l'appareil de l'humidité. Toutefois, si du liquide pénètre dans l'appareil, retirez immédiatement les piles et évitez toute utilisation ultérieure. Dans ce cas, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou nous informer directement.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un gaz inflammable (par ex. gaz anesthésiant, oxygène ou hydrogène) ou d'un liquide inflammable (par ex. alcool).
- L'utilisation de cet appareil à côté ou avec d'autres appareils doit être évitée, car il pourrait en résulter un fonctionnement inapproprié. Si une telle utilisation est nécessaire, il convient de surveiller cet appareil et les autres appareils afin de s'assurer qu'ils fonctionnent normalement.
- L'utilisation d'accessoires, de transducteurs de mesure et de câbles non autorisés ou non fournis par le fabricant peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet appareil et provoquer un fonctionnement incorrect.
- Les appareils de communication HF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie de l'appareil, y compris les câbles spécifiques par le fabricant. Dans le cas contraire, les performances de l'appareil risquent d'être affectées.
- N'apportez aucune modification à l'appareil, ne le démontez pas et ne le réparez jamais vous-même. Confiez les réparations uniquement à un service après-vente agréé.
- Avant de se servir de l'appareil, l'utilisateur est tenu de constater que l'appareil fonctionne correctement et en toute sécurité.
- Des mesures répétées de la pression artérielle effectuées en grand nombre peuvent entraîner des effets secondaires indésirables, tels que des contusions nerveuses ou des caillots sanguins.
- N'effectuez pas plus de 3 mesures consécutives et laissez au moins 5 minutes de pause entre deux mesures. N'effectuez pas plus de 6 mesures quotidiennes au total.
- Ne placez jamais la manchette sur des zones de peau lésée, à proximité d'un cathéter ou après une mastectomie.
- Gardez toujours un œil sur la valeur de la pression affichée sur l'écran. Si elle dépasse 295 mmHg (39,3 kPa), appuyez immédiatement sur la touche Marche/Arrêt ❶ pour obtenir un dégonflage immédiat de la manchette.
- La manchette est sensible et doit être manipulée avec précaution. Ne gonflez la manchette que lorsque celle-ci est correctement placée sur le poignet.
- Conservez l'appareil à l'abri des chocs violents et ne le laissez pas tomber. Ne forcez jamais, par exemple lors de la mise en place de la manchette.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine du fabricant, faute de quoi vous risquez d'endommager l'appareil ou de causer des blessures corporelles.
- Respectez les directives locales relatives à l'élimination des déchets si vous souhaitez mettre l'appareil au rebut.
- Si vous avez des doutes quant au bon fonctionnement de l'appareil, cessez d'utiliser celui-ci et contactez immédiatement le service après-vente.
- L'ingestion de petites pièces telles que des matériaux d'emballage, des piles, le couvercle du compartiment à piles, etc. peut provoquer un étouffement. Ne laissez donc jamais des enfants seuls avec l'appareil.
- Aucune opération de maintenance ou de nettoyage ne doit être effectuée pendant le fonctionnement de l'appareil. Respectez les consignes de maintenance et de nettoyage figurant dans ce manuel.
- Chez les personnes dont la circulation périphérique est irrégulière ou instable en raison d'un diabète, d'une maladie du foie, d'une artériosclérose, etc., les valeurs de pression artérielle mesurées peuvent varier.
- Lavez-vous les mains avant d'utiliser l'appareil.
- Ne mesurez pas la pression artérielle lorsque d'autres mesures sont effectuées en même temps sur la même partie du corps, car celles-ci risquent d'en être perturbées ou peuvent échouer.
- Si la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C, le temps d'attente entre la température minimale de stockage et l'utilisation est d'au moins 1 heure ; le temps entre la température maximale de stockage et l'utilisation est d'au moins 2 heures.
- Les valeurs de pression artérielle mesurées avec cet appareil sont généralement légèrement inférieures aux valeurs obtenues cliniquement, car les conditions sont plus détendues.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles.
- Des mesures trop fréquentes peuvent entraîner des blessures chez le patient en raison de perturbations du flux sanguin.
- La biocompatibilité de la manchette a été testée, mais elle varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent néanmoins être allergiques au matériau de contact.
- L'utilisateur doit entretenir la manchette comme recommandé.
- Si un résultat est modifié (mesure imprécise ou affichage anormal, par exemple), veuillez cesser immédiatement toute utilisation et contacter à temps le service après-vente.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES

- Ne pas démonter les piles !
- Remplacez les piles lorsque l'icône pile s'affiche à l'écran.
- Retirer immédiatement les piles faibles du compartiment à piles car elles risquent de fuir et d'endommager l'appareil !
- Risque élevé de fuite, éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'acide d'une pile, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones concernées et consulter immédiatement un médecin !

- En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin !
- Remplacer toujours toutes les piles en même temps !
- Utiliser uniquement des piles du même type, ne pas utiliser ensemble des piles de types différents ou des piles neuves et usagées !
- Insérer les piles correctement en respectant la polarité !
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant au moins 3 mois.
- Garder les piles hors de portée des enfants !
- Ne pas recharger les piles ! Ne pas court-circuiter ! Ne pas jeter au feu ! Il existe un risque d'explosion !
- Ne jetez en aucun cas vos piles et accumulateurs usagés avec vos ordures ménagères, mais dans un conteneur prévu à cet effet, ou apportez-les dans un point de collecte pour piles mis en place dans les commerces spécialisés !

Appareil et écran LCD


- Compartiment à pile
- Brassard pour poignet
- Indicateur de tension artérielle
- Piles
- Affichage de la pression diastolique
- Affichage fréquence cardiaque irrégulière
- Numéro de l'emplacement dans la mémoire
- Valeur moyenne
- Affichage LCD
- Heure / Date
- Affichage de la pression systolique
- Rythme cardiaque
- Symbole du pouls
- Symbole de sauvegarde
- Bouton START/STOP
- Symbole de remplacement de la pile

Contenu de la livraison

La livraison inclut :

- 1 medisana Tensiomètre de poignet BW 345
- 1 boîte de rangement
- 2 piles (type AAA, LR03) 1,5 V
- 1 mode d'emploi

Veillez d'abord vérifier que l'appareil a bien été livré avec l'ensemble de ses composants et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne mettez pas l'appareil en service et contactez votre service après-vente. Si vous constatez lors du déballage des dommages liés au transport, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.



Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce tensiomètre de poignet est destiné à mesurer la pression systolique et diastolique ainsi que la fréquence cardiaque d'une personne adulte par une technique oscillométrique non invasive à l'aide d'une manchette gonflable placée autour du poignet. L'appareil peut être utilisé dans les établissements médicaux ou à domicile.


Contre-indications : Il n'y a pas de contre-indications connues.

Qu'est-ce que la pression artérielle ?

La pression artérielle est la pression qui est générée dans les vaisseaux à chaque battement du cœur. Lorsque le cœur se contracte (= systole) et pompe le sang dans les artères, cela entraîne une augmentation de la pression. La valeur la plus élevée s'appelle la pression systolique. Il s'agit de la première valeur mesurée lors de la mesure de la pression artérielle. Lorsque le muscle cardiaque se relâche pour aspirer du sang neuf, la pression dans les artères diminue également. Lorsque les vaisseaux sanguins sont détendus, la deuxième valeur (la pression diastolique) est mesurée.

Classification des pressions artérielles

systolique mmHg	diastolique mmHg	Classification
≥ 160	≥ 100	hypertension
140 - 159	90 - 99	hypertension modérée
90 - 139	60 - 89	pression artérielle normale
< 90	< 60	pression artérielle trop basse



Influence et évaluation des mesures

- Mesurez votre pression artérielle plusieurs fois, enregistrez les résultats et comparez-les entre eux. Ne tirez pas de conclusions à partir d'une seule mesure.
- Vos valeurs de pression artérielle devraient toujours être évaluées par un médecin qui connaît vos antécédents médicaux. Si vous utilisez l'appareil régulièrement et enregistrez les valeurs pour votre médecin, vous devriez également l'informer de temps en temps de l'évolution.
- Lorsque vous mesurez la pression artérielle, gardez à l'esprit que les mesures quotidiennes dépendent de nombreux facteurs. Par exemple, le tabagisme, la consommation d'alcool, les médicaments et le travail physique influencent les valeurs de mesure de différentes manières.
- Mesurez votre pression artérielle avant les repas.
- Vous devez vous reposer pendant au moins 5 à 10 minutes avant de mesurer votre pression artérielle.
- Si vous trouvez que la valeur systolique ou diastolique de la mesure est inhabituelle (trop élevée ou trop faible) malgré une utilisation correcte de l'appareil et que cette mesure se répète plusieurs fois, informez-en votre médecin. Ceci s'applique également si, dans de rares cas, un pouls irrégulier ou très faible ne permet pas d'effectuer des mesures.


Mise en service : Insérer/changer les piles

Avant de pouvoir utiliser votre appareil, vous devez installer les piles fournies. Le couvercle du compartiment à piles se trouve au dos de l'appareil. Ouvrez-le et insérez 2 piles 1,5 V, type AAA LR03. Respectez la polarité (comme indiqué dans le compartiment à piles). Refermez le compartiment à piles. Remplacez les piles immédiatement lorsque l'icône de remplacement des piles ❶ apparaît à l'écran ou lorsque rien n'apparaît à l'écran après avoir allumé l'appareil.

Réglage de l'utilisateur

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche START/STOP ❶ pour accéder au mode de réglage. Le symbole utilisateur ❷ clignote et vous pouvez passer de l'utilisateur 1 à l'utilisateur 2 et inversement, en appuyant sur le bouton ❸. Appuyez brièvement sur le bouton START/STOP ❶ pour confirmer les réglages de l'utilisateur ou attendre quelques secondes pour que la mesure démarre automatiquement.


Paramétrage de la date et de l'heure / Effacer les valeurs sauvegardées



medisana®

ES Instrucciones de uso
Tensiómetro de muñeca BW 345

Aparato y elementos de mando



Legenda



Este manual de instrucciones forma parte del aparato. Contiene información importante sobre la puesta en servicio y la manipulación. Lea íntegramente este manual de instrucciones. La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el aparato.



ADVERTENCIA
Se deben respetar las indicaciones de seguridad para evitar posibles lesiones del usuario.



ATENCIÓN
Se deben respetar estas indicaciones para evitar posibles daños en el aparato.



NOTA
Estas indicaciones le proporcionan información adicional sobre la instalación y el funcionamiento.

El aparato está protegido contra salpicaduras de agua. Las salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección que impactan contra la carcasa no afectan negativamente al aparato.



Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y está marcado en consecuencia.



Símbolos de reciclaje/códigos: proporcionan información sobre el material, su uso correcto y el reciclaje.



Este aparato está certificado de acuerdo con las directivas UE y lleva la marca CE (marca de conformidad). Se cumplen los requisitos del MDR (UE) 2017/745.



Número de artículo
Número de serie del aparato
Número de lote
Producto sanitario



Representante autorizado de la UE



Identificación única del aparato



Mantener alejado de la luz solar



Fabricante



Fecha de fabricación



51073
4015588 51073 1



Manual

Service

CE 0123

¡INDICACIONES IMPORTANTES! ¡GUARDE ESTE MANUAL!

Lea atentamente el manual de instrucciones, sobre todo las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el aparato y guarde el manual para posteriores consultas. Si entrega el aparato a otra persona, no olvide incluir también este manual.



- Este aparato solo puede utilizarse para el fin descrito en este manual, es decir, únicamente como aparato de aerosolterapia. Cualquier uso distinto del previsto es inadecuado. Utilice el aparato solamente para el uso previsto en el manual de instrucciones. El uso del aparato para otros fines anula el derecho de garantía.
- El aparato ha sido diseñado exclusivamente para el uso particular.
- Si padece alguna enfermedad, como una vasculopatía oclusiva, consulte a su médico antes de utilizar el aparato.
- El aparato no debe utilizarse para controlar la frecuencia cardíaca de un marcapasos.
- El resultado de una medición de la presión arterial con este aparato no es adecuado para el autodiagnóstico o el autotratamiento. Para evitar riesgos para la salud, siga siempre las instrucciones de su médico y póngase en contacto con él para que evalúe el resultado de la medición.
- No modifique nunca la ingesta de medicamentos prescritos por un médico debido a los resultados ofrecidos por este aparato y, antes de realizar la medición, pida consejo a su médico sobre el mejor momento para realizarla.
- El aparato no es adecuado para la supervisión continuada de un paciente, para evaluar una enfermedad existente ni para prestar primeros auxilios.
- El aparato no es apropiado para ser utilizado en pacientes sometidos a tratamientos quirúrgicos, solo se debe utilizar en lugares específicos o en viviendas particulares.
- Las mujeres embarazadas deben tomar las precauciones necesarias y tener en cuenta su tolerancia individual al esfuerzo. Consulte a su médico si es necesario.
- El usuario previsto es el paciente, todas las funciones pueden utilizarse con seguridad.
- Si durante una medición experimente molestias, tales como p. ej. dolor en la muñeca o cualquier otra molestia, pulse la tecla Start/Stop para que el manguito se desinfle de inmediato. Afloje el manguito y retírelo de la muñeca.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas, o que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios, a no ser que se encuentren bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido de dicha persona las instrucciones pertinentes para utilizar el aparato correctamente.
- Este tensiómetro está destinado a adultos. No se permite su uso en lactantes ni en niños. Consulte a un médico si desea emplear el aparato en adolescentes. ¡Los productos sanitarios no son juguetes!
- Los niños menores de 12 años y las personas que no pueden expresar su voluntad no deben utilizar el aparato.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los niños.
- El aparato no debe utilizarse en estancias sometidas a radiación ni cerca de equipos con una fuerte radiación como, por ejemplo, emisoras de radio, teléfonos móviles o microondas, así como tampoco en combinación con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (equipos de resonancia magnética [RM]). De lo contrario, podría experimentar problemas de funcionamiento o se podrían alterar los valores de medición.
- No lo opere cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia ni de un sistema de excitación multifrecuencia para la tomografía por resonancia magnética, donde la intensidad de las interferencias electromagnéticas es demasiado elevada.
- No se mueva durante la medición.
- Proteja el aparato de la humedad. Si a pesar de ello penetrase humedad en el aparato, retire inmediatamente las pilas y no vuelva a utilizarlo. En ese caso, póngase en contacto con su distribuidor o infórmenos directamente a nosotros.
- No utilice nunca el aparato al aire libre ni en espacios húmedos.
- No utilice el aparato cerca de gases inflamables (p. ej., gas anestésico, oxígeno o hidrógeno) o líquidos inflamables (p. ej., alcohol).
- Debe evitarse el uso de este aparato junto a otros aparatos o en combinación con ellos, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si fuera necesario utilizarlo de ese modo, preste atención a que tanto este aparato como las otras unidades funcionen correctamente.
- El uso de accesorios, transductores y cables no autorizados o suministrados por el fabricante puede provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una reducción de la inmunidad electromagnética de este aparato, así como un funcionamiento incorrecto.
- Los dispositivos portátiles de comunicación de RF (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm de cualquier parte del aparato, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podrían afectar al rendimiento del aparato.
- No realice ninguna modificación en el aparato, no lo desmonte ni lo repare nunca personalmente. Encargue las reparaciones únicamente a centros de servicio autorizados.
- Antes de utilizar el aparato, el usuario debe cerciorarse de que su uso es seguro y de que funciona de forma correcta.
- Las mediciones de la presión arterial repetidas de forma excesiva pueden provocar efectos secundarios no deseados, como aplastamiento de nervios o coágulos de sangre.
- No realice más de 3 mediciones seguidas y respete una pausa de como mínimo 5 minutos entre dos mediciones. En total no realice más de 6 mediciones al día.
- No coloque nunca el manguito en zonas de la piel con lesiones, en caso de llevar un conector de catéter o después de una mastectomía.
- Observe siempre el valor de presión en la pantalla. Si este supera los 295 mmHg (39,3 kPa), pulse inmediatamente la tecla Start/Stop para desinflar de inmediato el manguito.
- El manguito es delicado y debe manipularse con las precauciones necesarias. Antes de inflar el manguito, asegúrese de que se encuentra correctamente posicionado en la muñeca.
- Mantenga el aparato a salvo de golpes fuertes y evite que se caiga. No recurra nunca a la fuerza, por ejemplo, al colocarse el manguito.
- Utilice únicamente piezas de repuesto o accesorios originales del fabricante, de lo contrario podrían producirse daños en el aparato o lesiones personales.
- Si desea deshacerse del aparato, respete las directrices locales de eliminación.
- Si no está completamente seguro de que el aparato funciona correctamente, deje de utilizarlo y póngase inmediatamente en contacto con el servicio de atención al cliente.
- La ingestión de piezas pequeñas, como material del embalaje, pilas, la tapa del compartimento para las pilas, etc., puede provocar asfixia. Por ello, no deje nunca a los niños solos con el aparato.
- No está permitido realizar tareas de mantenimiento o limpieza durante el funcionamiento. Respete las instrucciones de mantenimiento y limpieza especificadas en este manual.
- En personas con una circulación sanguínea periférica inestable o irregular debido a diabetes, hepatopatías, arterioesclerosis, etc. es posible que se produzcan fluctuaciones en los valores de presión arterial medidos.
- Lávese las manos antes de utilizar el aparato.
- No mida la presión arterial si se están realizando otras mediciones en la misma parte del cuerpo al mismo tiempo, ya que podrían verse alteradas o fallar.
- Si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C o superior a 40 °C, el tiempo de espera desde la temperatura mínima de almacenamiento hasta el uso es de al menos 1 hora y desde la temperatura máxima de almacenamiento, de al menos 2 horas.
- Los valores de presión medidos con el aparato se encuentran por lo general un poco por debajo de los valores determinados clínicamente debido a las condiciones de tranquilidad.
- Retire las pilas del aparato si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Realizar mediciones muy frecuentes puede lesionar al paciente debido a alteraciones del flujo sanguíneo.
- La biocompatibilidad del manguito ha sido probada, no obstante varía de una persona a otra. Algunas personas podrían experimentar reacciones alérgicas al contacto con el material.
- El usuario debe realizar el mantenimiento del manguito tal y como se recomienda.
- Si el rendimiento cambia (p. ej. medición imprecisa o indicación anómala), deje de utilizar el aparato de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PILAS

- ¡No abra las pilas!
- Sustituya las pilas cuando aparezca el símbolo de pila en la pantalla.
- Las pilas a punto de agotarse deben retirarse de inmediato del compartimento de las pilas, ya que podrían sufrir fugas y dañar el aparato.
- Alto riesgo de pérdida de líquido. Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Si entra en contacto con el ácido de la pila, lave inmediatamente la zona afectada con agua fresca abundante y acuda de inmediato al médico.
- Si ha ingerido una pila, acuda inmediatamente al médico.
- Sustituya siempre todas las pilas en el mismo momento.
- Utilice siempre pilas del mismo tipo, no combine pilas de tipos diferentes ni pilas nuevas con pilas usadas.
- Ponga las pilas en el sentido correcto, compruebe la polaridad.
- Extraiga las pilas si no va a utilizar el aparato durante al menos 3 meses.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- ¡No recargue las pilas! ¡Peligro de explosión!
- ¡No cortocircuite! ¡Peligro de explosión!
- ¡No lanzar al fuego! ¡Peligro de explosión!
- No deseeche las pilas ni las baterías gastadas en la basura doméstica, sino en contenedores de basura especiales o en una estación de recogida de pilas en comercios especializados.

Aparato y pantalla LCD

- Compartimento para pilas
- Manguito para la muñeca
- Indicador de presión arterial
- Pilas
- Indicación de la presión diastólica
- Indicación de latido irregular
- Número de memoria
- Símbolo de usuario 1/2
- Pantalla LCD
- Selección de usuario/memoria/ajustes
- Hora/fecha
- Símbolo de cambio de pilas
- Indicación de la presión sistólica
- Frecuencia cardíaca
- Símbolo de pulso
- Símbolo de memoria
- Valor medio

Volumen de suministro

El volumen de suministro incluye:

- 1 **medisana** Tensiómetro de muñeca **BW 345**
- 1 caja de almacenamiento
- 2 pilas de 1,5 V (AAA, LR03)
- 1 manual de instrucciones

En primer lugar, compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda, no ponga el aparato en marcha y contacte con su centro de servicio. Si al desembalar el producto descubre algún daño ocasionado por el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el vendedor.



Los envalmes se pueden reutilizar o reciclar. Elimine adecuadamente el material de embalaje que ya no necesite.



ADVERTENCIA
Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Uso previsto

Este tensiómetro de muñeca está diseñado para medir la presión sistólica y diastólica, así como la frecuencia del pulso de una persona adulta mediante una técnica oscilométrica no invasiva por medio de un manguito inflable que se coloca en torno a la muñeca. El aparato se puede utilizar en instalaciones sanitarias o en hogares privados.

Contraindicaciones: No se conocen contraindicaciones.

¿Qué es la presión arterial?

La presión arterial es la presión que se genera en los vasos sanguíneos con cada latido del corazón. Cuando el corazón se contrae (= sistole) y bombea sangre a las arterias, esto genera un aumento de la presión. Su valor más alto se denomina presión sistólica y es el primer valor medido cuando se mide la presión arterial. Cuando el músculo cardíaco se relaja para recibir nueva sangre, también disminuye la presión en las arterias. En ese momento, cuando las arterias están relajadas, se mide el segundo valor: la presión diastólica.

Clasificación de la presión arterial

Sistólica mmHg	Diastólica mmHg	Clasificación
≥ 160	≥ 100	Hipertensión
140 - 159	90 - 99	Hipertensión leve
90 - 139	60 - 89	Presión arterial normal
< 90	< 60	Presión arterial baja



ADVERTENCIA
¡Una presión arterial demasiado baja también es un riesgo para la salud! Un desmayo podría provocar situaciones peligrosas (p. ej., en las escaleras o al circular por la carretera).

Efectos y evaluación de las mediciones

- Mídate la presión arterial varias veces, guarde los resultados y compárelos entre sí. No saque conclusiones de un único resultado.
- Los valores de presión arterial siempre deben ser evaluados por un médico que esté familiarizado con su historial médico. Si utiliza el aparato con regularidad y registra los valores para su médico, también deberá informarle de vez en cuando sobre su evolución.
- Tenga en cuenta que los valores diarios de la presión arterial dependen de muchos factores. Por ejemplo, el tabaco, el consumo de alcohol, los medicamentos y el trabajo físico influyen de diferentes maneras en los valores medidos.
- Mida la presión arterial antes de las comidas.
- Antes de medir la presión arterial, descanse durante al menos 5 a 10 minutos.
- Si el valor sistólico o diastólico de la medición le parece inusual (demasiado alto o demasiado bajo) a pesar de haber utilizado el aparato correctamente y repetir la medición varias veces, informe a su médico. Esto también se aplica si, en raras ocasiones, un pulso irregular o muy débil no permite realizar mediciones.

Puesta en servicio: colocación/sustitución de las pilas


Antes de utilizar el aparato, debe colocar las pilas suministradas. La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte posterior del aparato. Ábrala y coloque las 2 pilas de 1,5 V, tipo AAA LR03. Al hacerlo, preste atención a la polaridad (como se indica en el compartimento de las pilas). Vuelva a cerrar el compartimento.

Sustituya las pilas de inmediato si la pantalla muestra el símbolo de sustitución de pilas o no muestra nada tras haber encendido el aparato.

Ajuste de usuario

Con el aparato apagado, pulse la tecla de INICIO/PARADA para acceder al modo de ajuste. El símbolo de usuario parpadea y puede cambiar entre usuario 1 o 2 pulsando la tecla. Pulse la tecla START/STOP para confirmar el ajuste de usuario o espere unos segundos hasta que la medición se inicie automáticamente.

Ajuste de fecha, hora / borrar los valores guardados



El tensiómetro de muñeca memoriza automáticamente hasta 199 valores de medición para cada usuario (1 o 2). La función de memoria guarda los valores de medición junto con la fecha y la hora. Ajuste la fecha y la hora actuales en el aparato antes de realizar una medición por primera vez. Durante la medición, no pueden modificarse la fecha ni la hora.

- Pulse la tecla hasta que parpadee el número de año.
- Pulse la tecla para ajustar el número de año y luego pulse START/STOP para acceder al ajuste del mes.
- Vuelva a pulsar la tecla para ajustar el mes y proceda del mismo modo para ajustar el día, la hora y los minutos. A continuación, pulse la tecla START/STOP para acceder al ajuste de la

memoria.

- Pulse la tecla para seleccionar la memoria de usuario que desee borrar. Mantenga la tecla pulsada durante unos 3 segundos para borrar la memoria seleccionada. En la pantalla aparece «NO». Pulse START/STOP para finalizar el proceso de ajuste.
- Durante el proceso de ajuste, puede pulsar en cualquier momento START/STOP durante unos 3 segundos para salir del modo de ajuste y desconectar el aparato.

Colocación del manguito

- Colóquese el manguito limpio en la muñeca izquierda con la manga remangada y la palma de la mano hacia arriba (véase figuras a la izquierda).
- El manguito debe estar a una distancia de aprox. 10-15 cm de la palma de la mano.
- Cíñase la cinta de velcro firmemente alrededor de su muñeca, pero sin que apriete demasiado para no alterar el resultado de la medición.

¿Cómo medir correctamente?

- Realice la medición sentado.
- Antes de la medición, relájese durante 5-10 minutos.
- Relaje el brazo y apoyelo suavemente, por ejemplo, sobre la mesa.
- Eleve la muñeca de tal manera que el manguito de presión se encuentre a la altura del corazón.
- Mantenga la calma durante la medición: No se mueva y no hable; de lo contrario, los resultados de medición pueden verse alterados.
- Nunca realice la medición tras un esfuerzo físico o un baño.
- Durante la medición, mantenga las piernas quietas y no las cruce.
- Realice la medición a la misma hora todos los días.
- Utilice siempre el manguito original, no utilice piezas de repuesto no autorizadas por el fabricante.
- Coloque los pies planos en el suelo.

Medición de la presión arterial

- Una vez que se ha colocado correctamente el manguito, puede comenzar con la medición.
- Pulse la tecla de START/STOP para iniciar la medición. Automáticamente, el aparato empieza a inflar lentamente el manguito para medir su presión arterial y la pantalla muestra «0» o el último valor medido.
- El aparato sigue inflando el manguito hasta que se alcanza una presión suficiente para realizar la medición. A continuación, el aparato deja salir lentamente el aire del manguito y ejecuta la medición. En cuanto el aparato detecta una señal, el símbolo de pulso comienza a parpadear en la pantalla.
- Al finalizar la medición, el manguito se desinfla. En la pantalla aparecen la presión sistólica, la presión diastólica y el pulso. Si el aparato ha detectado un pulso irregular, aparece también el símbolo de latido irregular.
- Los valores medidos se guardan automáticamente en la memoria previamente seleccionada (1 o 2). En cada memoria se pueden guardar hasta 99 valores medidos. Si ya hay 199 valores guardados, se sobrescribirá el valor más antiguo.

Cancelación de la medición

Si fuera necesario cancelar la medición de la presión arterial por el motivo que fuera (por ejemplo, por indisposición del paciente), se puede pulsar la tecla START/STOP en cualquier momento. El aparato desinfla automáticamente y de inmediato el manguito.

Visualización de los valores guardados

En el modo de reposo pulse una vez la tecla MEM. El aparato mostrará el valor medio de las tres mediciones de tensión arterial anteriores. Pulse de nuevo el botón de memoria y las demás mediciones se mostrarán una a una.

Desconexión automática

No se realiza ninguna operación durante aprox. 20 segundos, el aparato se apaga automáticamente.

Mensajes de error

En caso de mediciones anómalas, la pantalla muestra los siguientes avisos:

Indicación	Causa/solución
Er U	La fase de inflado dura demasiado. La presión de inflado no alcanza los 30 mmHg en 12 segundos: compruebe que el manguito está bien colocado.
Er H	La presión de inflado alcanza los 295 mmHg: desinflado automático tras 20 ms.
Er 1	No se ha encontrado pulso.
Er 2	Movimiento, conversación o interferencias magnéticas durante el proceso de medición.
Er 3	Resultado de medición anómalo.
Er 23	Valor sistólico inferior a 45 mmHg
Er 24	Valor sistólico superior a 230 mmHg
Er 25	Valor diastólico inferior a 25 mmHg
Er 26	Valor diastólico superior a 160 mmHg

Resolución de problemas

Problema	Causa y soluciones
La pantalla no muestra nada a pesar de que el aparato está encendido y las pilas están colocadas	Puede que las pilas estén gastadas. Coloque pilas nuevas respetando la polaridad. Compruebe si el aparato está defectuoso. En caso necesario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
No se puede realizar la medición o el aire se escapa/no se genera presión	Coloque el manguito correctamente. Repita la medición tras un descanso de 30 minutos. No hable ni se mueva durante la medición.
Los resultados de cada medición varían sustancialmente	Repita correctamente la medición tras un descanso de 30 minutos. Tenga en cuenta todas las indicaciones mencionadas en este manual acerca de cómo realizar correctamente una medición y las causas generales de mediciones incorrectas. Es normal que los resultados varíen ligeramente, ya que la presión arterial está sujeta a constantes fluctuaciones.
Los resultados obtenidos difieren mucho de los valores medidos por el médico	Guarde los valores medidos y comuníquelos a su médico. No es infrecuente que los valores medidos fuera de casa puedan variar considerablemente.

Si no puede resolver un problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. No desmonte el aparato.

Limpeza y cuidados

Retire las pilas antes de limpiar el aparato. Limpie el aparato y el manguito con un paño suave, ligeramente humedecido con una solución jabonosa suave. No utilice bajo ninguna circunstancia detergentes agresivos, alcohol, nafta, diluyente o bencina, etc. No sumerja el aparato ni ningún componente en agua. Evite que penetre humedad dentro del aparato. No vuelva a utilizar el aparato hasta que esté completamente seco. No exponga el aparato a la radiación solar directa, protéjalo de la suciedad y de la humedad. No someta el aparato a calor o frío extremos. Limpie el aparato una vez a la semana. Guarde el aparato en un lugar limpio y seco respetando las condiciones ambientales prescritas para el almacenamiento y el transporte.

Desinfección

Recomendamos desinfectar el aparato con una solución de isopropanol al 70 % aprox. durante 1 minuto antes y después de cada uso. Para ello, proceda de la siguiente manera: Desinfecte la carcasa con un paño suave ligeramente humedecido con la solución y séquela inmediatamente. Para la desinfección, no utilice vapor a alta temperatura ni irradiación ultravioleta, ya que podría dañar el aparato o acelerar su envejecimiento. Cada vez que vaya a limpiarlo o desinfectarlo, asegúrese de que se respetan las condiciones ambientales especificadas para el funcionamiento.

Directivas y normas

Este tensiómetro cumple con los requisitos de la norma de la UE para tensiómetros no invasivos. El aparato ha sido certificado según las directivas CE y cuenta con la marca CE (marca de conformidad). El tensiómetro cumple con las normas europeas EN 60601-1 y EN 60601-1-2. Este aparato está certificado de acuerdo con las directivas CE y lleva la marca CE (marca de conformidad). Cumple con lo dispuesto en MDR (EU) 2017/745. El producto ha sido probado clínicamente de acuerdo con la norma ISO 81060-2.

Datos técnicos

NOTA	
La temperatura máxima de la superficie del aparato (cerca del motor) es de 41,3 °C.	
Por lo tanto, no utilice el aparato de forma continuada durante mucho tiempo, ya que podría provocar desviaciones en las mediciones y el sobrecalentamiento del aparato.	

Sistema de visualización	: pantalla digital
Memorias	: 2 x 199 para datos de medición
Método de medición	: oscilométrico
Alimentación de tensión	: 3V==, 2 pilas AAA LR03 de 1,5 V
Rango de medición de presión neumática	: 0-295 mmHg (0-39 kPa)
Límites de protección contra sobrepresión	: 295 mmHg (39,3 kPa)
Rango de medición de la presión arterial:	sístole: 45-230 mmHg (6-30,7 kPa); diástole: 25-160 mmHg (3,3-21,3 kPa)

Rango de medición del pulso	: 40-199 pulsaciones/minuto
Precisión de la presión del manguito	: ±3 mmHg (±0,4 kPa)
Precisión de los valores del pulso	: ±5 %
Modo de funcionamiento	: funcionamiento continuo
Vida útil	: 5 años
Condiciones de funcionamiento	: de 5 °C a 40 °C, humedad relativa entre 15 y máximo 90 %, presión atmosférica: 70-106 kPa

Condiciones de almacenamiento y transporte:	de -20 °C a 55 °C, humedad relativa entre 10 y máximo 93 %, presión atmosférica: 70-106 kPa.
	Durante el transporte o el almacenamiento, evite golpes fuertes, impactos directos, gases corrosivos, exposición al sol o la lluvia. Asegúrese de que haya una buena ventilación.

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	: aprox. 83,9 x 65,9 x 25,5 mm
Tamaño de la pantalla	: 40 x 28,5 mm
Manguito	: aprox. 13,5-19,5 cm para adultos
Peso	: aprox. 115 g sin pilas

Eliminación

Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de si contienen sustancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente. Retire las pilas antes de deshacerse del aparato. No arroje las pilas usadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o deposítelas en los recolectores de pilas de los comercios especializados.

Para más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

Condiciones de garantía y reparación

Sus derechos de garantía comercial no se verán limitados por nuestra garantía, que exponemos a continuación. En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra.


Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

- Los productos **medisana** tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
- Los defectos debidos a fallos de material o de producción se subsanarán gratuitamente siempre que no haya prescrito el plazo de garantía.
- La prestación de la garantía no prolonga el plazo de garantía, ni en lo que respecta al aparato, ni para las piezas sustituidas.
- La garantía no incluye:
 - Daños causados por un uso indebido, p. ej., la inobservancia del manual de instrucciones.
 - Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
 - Daños de transporte originados durante el traslado desde el fabricante hasta el consumidor o durante el envío al centro de servicio.
 - Los recambios sometidos a un desgaste normal.
- También se excluye la responsabilidad por daños directos o indirectos ocasionados por el aparato si el daño en el aparato está cubierto por la garantía.

medisana®

IT Istruzioni per l'uso
Misuratore di pressione da polso BW 345

Dispositivo ed elementi di comando



Spiegazione dei simboli

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'apparecchio. Esse contengono informazioni importanti sull'azionamento e sulla gestione dell'apparecchio. Leggere tutte le istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

AVVERTENZA

È necessario rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni dell'utente.

ATTENZIONE

È necessario rispettare le presenti indicazioni per evitare di danneggiare il dispositivo.

NOTA

Queste note forniscono ulteriori informazioni utili per l'installazione o per l'utilizzo.

Il dispositivo è protetto dagli spruzzi. Gli spruzzi da qualsiasi direzione contro l'involucro non hanno alcun effetto dannoso.

Questo prodotto è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed è contrassegnato di conseguenza.

Simboli di riciclaggio / Codici: questi servono a fornire informazioni sul materiale e sul suo corretto utilizzo e riciclo.

Questo apparecchio è certificato secondo le direttive UE e reca la marcatura europea (marchio di conformità) CE. I requisiti di MDR (UE) 2017/745 sono soddisfatti.

REF	Numero di articolo	⊘	Simbolo generale di divieto
SN	Numero di serie dell'apparecchio	⊘	Non disassemblare o smontare
LOT	Numero di LOTTO	↑↑	Questi lati in alto
MD	Presidio medico	🚶	Classificazione dell'apparecchio: tipo BF
EU REP	Rappresentante autorizzato UE	☂️	Proteggere dall'umidità
UDI	Identificazione univoca dell'apparecchio	💧	Intervallo di umidità dell'aria
☀️	Tenere lontano dalla luce solare	🌡️	Limitazione della pressione ambiente
🏠	Produttore	🌡️	Gamma di temperatura
🏠	Data di fabbricazione	🌐	Importatore

Name: BW 345 [Modello: WRS-35H]
REF 51073
EAN 4015588 51073 1



IT INDICAZIONI IMPORTANTI! CONSERVARE ASSOLUTAMENTE!

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, prima di utilizzare il dispositivo e conservare le istruzioni per l'uso per gli ulteriori utilizzi. In caso di consegna dell'apparecchio a terzi consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni.

- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni per l'uso. In caso di modifica della destinazione d'uso, il diritto alla garanzia decade.
- L'apparecchio è destinato unicamente all'uso privato.
- In caso di malattie, come per es. arteriopatia occlusiva, contattare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Il dispositivo non può essere utilizzato per controllare la frequenza cardiaca di un pacemaker.
- Il risultato della misurazione della pressione arteriosa con questo dispositivo non è adatto per l'autodiagnosi o l'autotrattamento. Per evitare rischi per la salute, seguire sempre le istruzioni del medico e contattarlo per una valutazione dell'esito della misurazione.
- Non alterare mai l'assunzione di farmaci prescritti dal medico a seguito di una misurazione con questo dispositivo e chiedere consiglio al medico sul momento migliore per effettuare la misurazione prima di effettuarla.
- Il dispositivo non è adatto al monitoraggio continuo di un paziente, alla valutazione di una malattia esistente o al primo soccorso.
- Il dispositivo non può essere utilizzato su pazienti sottoposti a trattamenti chirurgici e deve essere utilizzato solo in luoghi specifici o in abitazioni private.
- Le donne in gravidanza devono prendere le necessarie precauzioni e tenere presente la propria soglia di resistenza, consultando eventualmente il proprio medico.
- Il paziente è l'utente previsto, tutte le funzioni possono essere utilizzate in modo sicuro.
- Qualora si dovessero accusare fastidi durante la misurazione, come per es. dolori al polso o altri disturbi, premere il tasto Start/Stop per sgonfiare immediatamente il bracciale. Allentare il bracciale e rimuoverlo dal polso.
- Questo dispositivo non è destinato all'utilizzo da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza l'esperienza e la competenza necessarie, a meno che queste non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o non abbiano ricevuto dalla stessa le istruzioni sull'utilizzo del dispositivo.
- Questo sfigmomanometro è destinato a soggetti adulti. Non è consentito l'uso su neonati e bambini. Consultare un medico se si intende utilizzare il dispositivo su adolescenti. I dispositivi medici non sono dei giocattoli!
- I bambini di età inferiore ai 12 anni e le persone che non sono in grado di esprimere la propria volontà non devono utilizzare il dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato in locali a intensa irradiazione o in prossimità di dispositivi a intensa irradiazione, come per es. stazioni radio, telefoni cellulari o microonde o unitamente a dispositivi chirurgici ad alta frequenza. Potrebbero verificarsi disturbi di funzionamento o misurazioni non corrette.
- Non utilizzare nei pressi di dispositivi chirurgici attivi a radiofrequenza e nella sala schermata a radiofrequenza di un ME-System (sistema di eccitazione a frequenze multiple) per risonanza magnetica, dove l'intensità delle interferenze elettromagnetiche è elevata.
- Non muoversi durante la misurazione.
- Proteggere il dispositivo dall'umidità Nel caso penetrasse del liquido nel dispositivo, è necessario rimuovere immediatamente le batterie ed evitare ulteriori utilizzi. In questo caso rivolgersi al rivenditore o informarci direttamente.
- Non utilizzare mai il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di gas infiammabili (per es. gas anestetici, ossigeno o idrogeno) o liquidi infiammabili (per es. alcol).
- Si raccomanda di evitare l'uso di questo dispositivo accanto o in combinazione con altri dispositivi, in quanto potrebbe causare un funzionamento improprio. Qualora un tale impiego sia necessario, questo dispositivo e gli altri dispositivi devono essere sorvegliati allo scopo di accertarne il normale funzionamento.
- L'uso di accessori, trasduttori e cavi non autorizzati o non forniti dal produttore può provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questo dispositivo e può provocare un funzionamento non corretto.
- Dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili (comprese periferiche come cavi per antenne e antenne esterne) non devono essere utilizzate a una distanza inferiore a 30 cm da una qualsiasi parte del dispositivo, compresi i cavi indicati dal fabbricante. In caso contrario ciò può influenzare la prestazione del dispositivo.
- Non apportare modifiche al dispositivo, non smontarlo e non ripararlo da soli. Fare eseguire le riparazioni esclusivamente presso i centri di assistenza tecnica autorizzati.
- Prima di utilizzare il dispositivo l'utente ha l'obbligo di accertarsi che questo funzioni correttamente e in modo sicuro.
- Misurazioni della pressione arteriosa ripetute molto frequentemente possono causare effetti collaterali indesiderati, per es. schiacciamenti dei nervi o formazione di coaguli di sangue.
- Non misurare mai più di 3 volte di seguito e lasciare almeno 5 minuti di pausa tra due misurazioni. Non misurare mai più di 6 volte al giorno.
- Non applicare mai il bracciale sulla pelle lesionata, in presenza di un catetere o dopo una mastectomia.
- Controllare sempre il valore della pressione sul display. Se si supera il valore di 295 mmHg (39,3 kPa), premere poi immediatamente il tasto Start/Stop per sgonfiare immediatamente il bracciale.
- Il bracciale è sensibile e deve essere trattato con la relativa cautela. Gonfiare il bracciale solo se è stato correttamente applicato sul polso.
- Tenere il dispositivo lontano da forti urti e non farlo cadere. Non usare mai la forza, per es. nell'applicare il bracciale.
- Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio del produttore per evitare eventuali danni al dispositivo o alle persone.
- Rispettare le linee guida locali per lo smaltimento se si desidera smaltire il dispositivo.
- In caso di dubbi sul corretto funzionamento, interrompere l'uso del dispositivo e contattare immediatamente il centro di assistenza.
- L'ingestione di piccole parti come materiale di imballaggio, la batteria, il coperchio del vano batteria, ecc. può provocare soffocamento. Non lasciare mai i bambini soli con il dispositivo.
- Durante il funzionamento non è possibile effettuare alcuna manutenzione o pulizia. Seguire le istruzioni di manutenzione e pulizia contenute in questo manuale.
- Le persone con una circolazione sanguigna periferica irregolare o instabile a causa di diabete, malattie epatiche, arteriosclerosi, ecc. possono subire fluttuazioni nei valori di pressione arteriosa misurati.
- Lavarsi le mani prima di utilizzare il dispositivo.
- Non misurare la pressione arteriosa contemporaneamente ad altre misurazioni in quella stessa parte del corpo, poiché potrebbero essere disturbate o non dare alcun esito.
- Se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C, il tempo di attesa dalla temperatura minima di conservazione all'uso è di almeno 1 ora; il tempo dalla temperatura massima di conservazione è di almeno 2 ore.
- I valori della pressione arteriosa misurati con questo dispositivo sono solitamente leggermente inferiori ai valori determinati clinicamente a causa delle condizioni più tranquille.
- Rimuovere la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo.
- Se le misurazioni sono troppo frequenti, il paziente può subire delle lesioni causate da un'alterazione del flusso sanguigno.
- La biocompatibilità del bracciale è stata testata, ma varia da persona a persona. Alcune persone potrebbero comunque avere una reazione allergica al materiale di contatto.
- L'operatore deve eseguire la manutenzione del bracciale come raccomandato.
- Se le prestazioni cambiano (per es. misurazione imprecisa o visualizzazione anomala), interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare tempestivamente il servizio clienti.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

- Non smontare le batterie!
- Sostituire le batterie se compare il simbolo della batteria sul display.
- Rimuovere subito dall'apposito vano le batterie scariche in quanto possono perdere acido e danneggiare il dispositivo!
- Elevato rischio di fuoriuscita di liquidi, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose! In caso di contatto con gli acidi delle batterie, sciacquare immediatamente le aree interessate con

- abbondante acqua pulita e consultare subito un medico!
- In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico!
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente!
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo, non utilizzare tipi diversi o batterie usate e nuove insieme!
- Inserire correttamente le batterie, prestare attenzione alla polarità!
- Rimuovere le batterie se non si utilizza il dispositivo per almeno 3 mesi.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini!
- Non ricaricare le batterie! Sussiste il pericolo di esplosione!
- Non cortocircuiterle! Sussiste il pericolo di esplosione!
- Non gettare nel fuoco! Sussiste il pericolo di esplosione!
- Non smaltire batterie usate e accumulatori usati con i rifiuti domestici, bensì tra i rifiuti speciali o presso i punti di raccolta delle batterie nei punti vendita specializzati!

Dispositivo e display LCD


- | | | |
|---|---|--|
| 1 Vano batteria | 2 Display LCD | 3 Tasto START/STOP |
| 4 Braccialetto da polso | 5 Selezione utente / Memoria / Impostazioni | |
| 6 Indicatore della pressione arteriosa | 7 Ora / Data | |
| 8 Simbolo sostituzione della batteria | 9 Batterie | 10 Visualizzazione della pressione sistolica |
| 11 Visualizzazione della pressione diastolica | 12 Frequenza cardiaca | |
| 13 Visualizzazione di battito irregolare | 14 Simbolo del polso | 15 Numero memoria |
| 16 Simbolo della memoria | 17 Valore medio | 18 Simbolo dell'utente 1 / 2 |

Contenuto della fornitura

La fornitura comprende:

- 1 **medisana** Misuratore di pressione da polso **BW 345**
- 1 custodia per lo stoccaggio
- 2 batterie (tipo AAA, LR03) 1,5 V
- 1 istruzioni per l'uso

Controllare innanzitutto se l'apparecchio è completo e se presenta eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio centro assistenza. Se all'apertura dell'imballaggio si riscontrano danni dovuti al trasporto, mettersi in contatto tempestivamente con il proprio rivenditore



Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Questo sfigmomanometro da polso è stato realizzato per misurare la pressione sistolica e diastolica e la frequenza cardiaca di una persona adulta con una tecnica oscillometrica non invasiva mediante un bracciale gonfiabile posizionato intorno al polso. Il dispositivo può essere utilizzato in strutture mediche o a casa.

Controindicazioni: Non ci sono controindicazioni note.

Che cosa si intende per pressione arteriosa?

La pressione arteriosa è la pressione che si crea nei vasi sanguigni a ogni battito del cuore. Quando il cuore si contrae (= sistole) e il sangue pompa nelle arterie, la pressione aumenta. Il suo valore più alto è definito pressione sistolica e nella misurazione della pressione arteriosa è il primo valore rilevato. Quando il muscolo cardiaco si rilassa per accogliere altro sangue, la pressione nelle arterie si abbassa. Quando i vasi sono rilassati viene misurato il secondo valore: la pressione diastolica.

Classificazione della pressione arteriosa

Sistolica mmHg	Diastolica mmHg	Classificazione
≥ 160	≥ 100	ipertensione
140 - 159	90 - 99	lieve ipertensione
90 - 139	60 - 89	pressione arteriosa normale
< 90	< 60	pressione arteriosa bassa

AVVERTENZA

Anche la pressione arteriosa troppo bassa costituisce un pericolo per la salute! I capogiri possono causare situazioni pericolose (per es. sulle scale o per strada)!

Influenza e valutazione delle misurazioni

- Misurare più volte la propria pressione sanguigna, salvare i risultati e confrontarli. Non trarre conclusioni da un singolo risultato.
- La pressione sanguigna dovrebbe sempre essere valutata da un medico che abbia anche familiarità con l'anamnesi del paziente. Se si utilizza il dispositivo regolarmente e si registrano i valori per il proprio medico, è necessario informare il medico periodicamente riguardo il decorso.
- Misurando la pressione arteriosa, tenere presente che i valori giornalieri dipendono da molti fattori. Ad esempio, il fumo, il consumo di alcol, i farmaci e il lavoro fisico influenzano in vari modi i valori misurati.
- Misurare la pressione sanguigna prima dei pasti.
- Prima di misurare la pressione è necessario riposare per almeno 5-10 minuti.
- Informare il medico nel caso in cui il valore sistolico o diastolico della misurazione appaia anormale (troppo alto o troppo basso) nonostante il corretto utilizzo del dispositivo e qualora ciò si ripeta più volte. Ciò vale anche se in rari casi un battito irregolare o molto debole non consente alcuna misurazione.


Messa in funzione: inserimento/sostituzione delle batterie

Prima di poter utilizzare il dispositivo, inserire le batterie fornite in dotazione. Sulla parte posteriore del dispositivo c'è il coperchio del vano batterie. Aprire e inserire le 2 batterie da 1,5 V, tipo AAA LR03. Prestare attenzione alla corretta polarità (come indicato nel vano batterie). Richiudere il vano batterie. Sostituire immediatamente le batterie quando appare il simbolo di sostituzione batterie sul display oppure non appare alcuna visualizzazione dopo l'avvio del dispositivo.

Impostazione dell'utente

Ad apparecchio spento premere il tasto START/STOP per entrare nella modalità di impostazione. Il simbolo dell'utente lampeggia e premendo il tasto si può passare a utente 1 o 2. Premere il tasto START/STOP per confermare l'impostazione dell'utente oppure attendere qualche secondo fino all'avvio automatico della misurazione.

Impostazione della data, dell'ora / Cancellazione dei valori salvati



Lo sfigmomanometro da polso salva automaticamente fino a 199 valori di misurazione per ciascun utente (1 oppure 2). La funzione memoria salva i valori misurati con data e ora. Impostare la data e l'ora attuali prima di effettuare la prima misurazione. Non è possibile modificare la data e l'ora durante una misurazione.

- Premere il tasto fino a quando lampeggia l'anno.
- Premere il tasto per impostare l'anno e premere nuovamente START/STOP per passare all'impostazione del mese.
- Premere nuovamente il tasto per impostare il mese e procedere nello stesso modo per impostare giorno, ora e minuto. Premere poi START/STOP per passare all'impostazione della memoria.
- Premere il tasto per selezionare la memoria utente da cancellare. Tenere premuto il tasto per ca. 3 secondi per cancellare la memoria selezionata - sul display compare "NO". Premere il tasto START/STOP per concludere la procedura di impostazione.
- In qualsiasi momento durante la procedura di impostazione tenendo premuto START/STOP per ca. 3 secondi è possibile uscire dalla modalità impostazione e spegnere l'apparecchio.

Applicazione del bracciale

- Applicare il bracciale pulito al polso sinistro nudo, con il palmo della mano rivolto verso l'alto (vedi figure a sinistra).
- La distanza tra il bracciale e il palmo della mano deve essere di ca. 10-15 mm.
- Fissare saldamente la fascetta adesiva attorno al polso, non troppo stretta per non alterare il risultato della misurazione.

Come si misura in modo corretto?

- Eseguire la misurazione in posizione seduta.
- Rilassarsi per 5-10 minuti prima di effettuare la misurazione.
- Rilassare il braccio e appoggiarlo per es. sul tavolo.
- Sollevare il polso in modo che il bracciale si trovi all'altezza del cuore (vedi figure a sinistra).
- Restare calmi durante la misurazione: non muoversi e non parlare, per non alterare i risultati della misurazione.
- Non misurare mai dopo uno sforzo fisico o aver fatto un bagno.
- Mantenere le gambe rilassate durante la misurazione e non accavallarle.
- Effettuare la misurazione ogni giorno alla stessa ora.
- Utilizzare sempre il bracciale originale e mai dei pezzi di ricambio non autorizzati dal produttore.
- Tenere i piedi piatti sul pavimento.

Misurare la pressione arteriosa

Dopo aver applicato correttamente il bracciale si può procedere alla misurazione.

- Premere il tasto START/STOP per avviare la misurazione. Il dispositivo gonfia lentamente il bracciale in automatico per eseguire la misurazione della pressione e sul display appare «0» oppure l'ultimo valore misurato.
- Il dispositivo gonfia il bracciale fino a quando non viene raggiunta la pressione necessaria per la misurazione. Il dispositivo rilascia poi l'aria dal bracciale ed effettua la misurazione. Non appena il dispositivo rileva un segnale, sul display inizia a lampeggiare il simbolo del battito cardiaco.
- Quando la misurazione è terminata l'aria defluisce dal bracciale. La pressione sistolica e quella diastolica nonché il valore della frequenza cardiaca appaiono sul display. Se il dispositivo ha rilevato una frequenza cardiaca irregolare, lampeggia anche il simbolo del battito irregolare.
- I valori misurati vengono salvati automaticamente nella memoria selezionata (1 oppure 2). In ciascuna memoria si possono salvare fino a 199 misurazioni. Non appena si raggiungono 99 valori, viene cancellato quello più vecchio.

Interruzione della misurazione

Qualora per qualsiasi motivo (per es. disagio del paziente) sia necessario interrompere la misurazione della pressione arteriosa, è possibile premere in qualsiasi momento il tasto START/STOP. Il dispositivo sgonfia immediatamente il bracciale in automatico.

Visualizzare i valori salvati

Premere una volta il pulsante in modalità standby. Il dispositivo visualizza il valore medio delle ultime tre misurazioni della pressione arteriosa. Premere nuovamente il pulsante per visualizzare le altre misurazioni una dopo l'altra.

Spegnimento automatico

Se per ca. 20 secondi il dispositivo non viene utilizzato, questo si spegne automaticamente.

Messaggi di errore

In presenza di misurazioni insolite, sul display compaiono i seguenti messaggi:

Messaggio	Causa/soluzione
Er U	La fase di gonfiaggio è troppo lunga. La pressione di gonfiaggio non raggiunge i 30 mmHg entro 12 secondi - verificare la corretta applicazione del bracciale.
Er H	La pressione di gonfiaggio raggiunge 295 mmHg - rilascio automatico dell'aria dopo 20 ms.
Er 1	Non è stato possibile rilevare il battito.
Er 2	Movimento, conversazione o interferenze magnetiche durante il processo di misurazione.
Er 3	Risultato di misurazione anomalo.
Er 23	Valore sistolico inferiore a 45 mmHg
Er 24	Valore sistolico superiore a 230 mmHg
Er 25	Valore diastolico inferiore a 25 mmHg
Er 26	Valore diastolico superiore a 160 mmHg

Eliminare eventuali guasti

Problema	Causa e soluzioni
Nessuna visualizzazione nonostante il dispositivo sia acceso e le batterie siano inserite	È possibile che le batterie siano scariche. Inserire nuove batterie prestando attenzione alla corretta polarità. Verificare che il dispositivo non sia difettoso. Se necessario contattare il servizio assistenza clienti.
Non è possibile effettuare la misurazione oppure fuoriesce aria/non viene prodotta pressione	Applicare correttamente il bracciale. Ripetere la misurazione dopo 30 minuti di riposo. Non parlare né muoversi durante la misurazione.
Ogni misurazione presenta risultati molto diversi	Ripetere la misurazione correttamente dopo 30 minuti di riposo. Prestare attenzione a tutte le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per una corretta misurazione e alle cause generiche di misurazioni errate. Risultati lievemente differenti fra loro rientrano nella normalità, poiché la pressione arteriosa è costantemente soggetta a oscillazioni.
I risultati delle misurazioni sono molto diversi dai valori misurati dal medico	Salvare i valori misurati e parlarne con il proprio medico. Non è insolito che i valori misurati non a casa possano essere molto diversi.

Qualora non si sia in grado di risolvere un problema, rivolgersi al servizio assistenza. Non smontare il dispositivo.

Pulizia e manutenzione

Rimuovere le batterie prima di pulire il dispositivo. Pulire il dispositivo con un panno morbido da inumidire leggermente con acqua saponata. Non utilizzare in alcun caso detergenti aggressivi, alcool, nafta, solventi o benzina, ecc.. Non immergere il dispositivo e nessuna delle sue parti nell'acqua. Fare attenzione che non penetri alcun tipo di liquido nel dispositivo. Riutilizzare il dispositivo solo quando è completamente asciutto. Non esporre il dispositivo alla radiazione solare diretta, proteggerlo da sporco e umidità. Non esporre il dispositivo a calore o freddo estremi. Pulire il dispositivo una volta alla settimana. Conservare il dispositivo in un luogo pulito e asciutto in conformità alle condizioni ambientali per l'immagazzinaggio e il trasporto.

Disinfezione

Consigliamo di pulire per ca. 1 minuto il dispositivo con una soluzione di isopropanolo al 70% prima e dopo ogni utilizzo. Procedere come segue: Disinfettare l'involucro con un panno morbido imbevuto leggermente nella soluzione e asciugarlo immediatamente. Non disinfettare con vapore ad alta temperatura o con raggi ultravioletti poiché potrebbero danneggiare il dispositivo o accelerarne l'invecchiamento! Durante qualsiasi operazione di pulizia e disinfezione prestare attenzione a rispettare le condizioni ambientali indicate per l'esercizio.

Direttive e norme

Questo sfigmomanometro è conforme ai requisiti della normativa UE per sfigmomanometri non invasivi. È certificato secondo le direttive CE e reca la marcatura europea (marchio di conformità). Lo sfigmomanometro è conforme alle normative europee EN 60601-1 ed EN 60601-1-2. Questo dispositivo è certificato secondo le direttive CE e reca la marcatura europea (marchio di conformità) CE. Soddisfa i requisiti della MDR (EU) 2017/745.

Il prodotto è stato clinicamente certificato secondo le disposizioni ISO 81060-2.

Dati tecnici

i	NOTA
	La temperatura superficiale dell'apparecchio (vicino al motore) raggiunge max. 41,3 °C. Pertanto non utilizzare l'apparecchio in modo continuativo per lungo tempo, in quanto ciò può causare errori di misurazione e surriscaldamento dell'apparecchio.

Sistema di visualizzazione	: display digitale
Spazi di memoria	: 2 x 199 per misurazioni
Metodo di misurazione	: oscillometrico
Alimentazione elettrica	: 3V $\pm$, 2 x batterie 1,5V AAA LR03
Campo di misurazione della pressione pneumatica:	0-295 mmHg (0-39 kPa)
Limite di protezione da sovrappressione:	295 mmHg (39,3 kPa)
Campo di misurazione della pressione arteriosa:	sistole: 45-230 mmHg (6-30,7 kPa); diastole: 25-160 mmHg (3,3-21,3 kPa)

Campo di misurazione del battito	: 40-199 battiti/min.
Precisione della pressione al bracciale	: $\pm$ 3 mmHg ($\pm$ 0,4 kPa)
Precisione delle pulsazioni	: $\pm$ 5 %
Modalità di funzionamento	: funzionamento continuo
Durata	: 5 anni
Condizioni di utilizzo	: da +5 °C a +40 °C, da 15 a 90% max. di umidità relativa dell'aria, pressione atmosferica: 70-106 kPa

Condizioni di stoccaggio e di trasporto:	da -20 °C a +55 °C, da 10 a 93% max. di umidità relativa dell'aria, pressione atmosferica: 70-106 kPa
--	---

Durante il trasporto o lo stoccaggio evitare colpi forti, urti diretti, gas corrosivi, esposizione al sole oppure pioggia. Fare in modo che ci sia sufficiente ventilazione.	
Dimensioni (L x P x A)	: ca. 83,9 x 65,9 x 25,5 mm
Dimensioni del display	: 40 x 28,5 mm
Bracciale	: ca. 13,5 - 19,5 cm per adulti
Peso	: ca. 115 g senza batterie

Smaltimento

L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente. Togliere le pile prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei rifiuti domestici ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i rivenditori specializzati. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

Condizioni di garanzia e riparazione

I diritti di garanzia sanciti dalla legge non sono limitati dalla nostra garanzia indicata di seguito. In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio negozio specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario rispedire indietro il dispositivo, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

- I prodotti **medisana** sono garantiti per 3 anni dalla data di acquisto. In caso di richieste di garanzia, la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
- I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
- L'intervento in garanzia non prolunga la durata della garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
- Sono esclusi dalla garanzia:
 - Tutti i danni derivati da uso improprio, per es. per mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
 - Danni da attribuirsi a riparazione o a interventi da parte dell'acquirente o di terzi non autorizzati.
 - Danni da trasporto nel tragitto dal fabbricante al consumatore o nella fase di spedizione al centro di assistenza.
 - Ricambi soggetti a normale usura.
- È esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dall'apparecchio se il danno all'apparecchio viene riconosciuto come contemplato dalla garanzia.

Le informazioni sul servizio sono disponibili qui: <https://www.medisana.com/servicepartners>

Nell'intento di migliorare continuamente i nostri prodotti ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e di configurazione.


Le istruzioni per l'uso complete sono disponibili e scaricabili dal sito <https://docs.medisana.com/51073>

	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Germania
	Shenzhen AOJ Medical Technology Co., Ltd. Add: Room 301&4F, Block A, Building A, Jingfa Intelligent Manufacturing Park, Xiaweiyeuan, Gushu Community, Xixiang Street, Bao'an District, 518126 Shenzhen, CHINA
	Share Info GmbH Address: Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Germania Tel: 0049 179 5666 508; E-mail: EU-Rep@share-info.com
	Share Info Suisse GmbH St.-Leonhard-Str. 35, 9000 St. Gallen, SVIZZERA Tel: 0041 79 836 8120 E-mail: ch-rep@share-info.com

medisana®

PT Instruções de utilização
Monitor de pressão arterial de pulso BW 345

Aparelho e controlos



Explicação dos símbolos

Estas instruções de utilização pertencem a este aparelho. Contêm informações importantes para a colocação em funcionamento e para o seu manuseamento. Leia as instruções de utilização na íntegra. A inobservância destas instruções pode causar graves ferimentos ou danos no aparelho.

AVISO
Estes avisos têm de ser respeitados para evitar possíveis ferimentos do utilizador.

ATENÇÃO
Estas indicações têm de ser respeitadas para evitar possíveis danos no aparelho.

NOTA
Estas notas fornecem informações adicionais úteis relativas à instalação ou ao funcionamento.

O aparelho está protegido contra salpicos de água. Os salpicos de água contra a caixa, vindos de qualquer direção, não têm efeitos nocivos.

Este produto está sujeito à diretiva europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, encontrando-se respetivamente marcado.

Símbolos de reciclagem/códigos: Estes servem para dar informações sobre o material e a sua correta utilização e reciclagem.

Este aparelho está certificado de acordo com as diretivas da UE e possui a marca CE (marca de conformidade). Os requisitos da MDR (UE) 2017/745 são cumpridos.

REF	Número de artigo	⊘	Símbolo de proibição geral
SN	Número de série do aparelho	⊘	Não desmantelar ou desmontar!
LOT	Número de lote	↑↑	Em cima
MD	Dispositivo médico	⚠	Classificação do aparelho: tipo BF
EU REP	Indicação do representante autorizado da UE	☂	Proteger da humidade
UDI	Identificação única do aparelho	%	Intervalo de humidade atmosférica
☀	Manter afastado da luz solar	⊘	Limite de pressão ambiente
⚡	Fabricante	⚡	Intervalo de temperatura
🌐	Data de fabrico	🌐	Importador

Name: BW 345 [Modelo: WRS-35H]

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



CE 0123

PT INDICAÇÕES IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA!

Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as instruções de utilização, particularmente as instruções de segurança, e guarde as instruções de utilização para utilizações futuras. Ao entregar o aparelho a terceiros, certifique-se que inclui estas instruções de utilização.



- Utilize o aparelho apenas para o fim previsto no manual de instruções. Em caso de uso indevido, perde o direito à garantia.
- O aparelho destina-se apenas ao uso doméstico privado.
- Se sofre de qualquer doença, por exemplo, doença oclusiva arterial, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado para controlar a frequência cardíaca de um pacemaker.
- O resultado de uma medição da tensão arterial com este aparelho não é adequado para autodiagnóstico ou autotratamento. Para evitar riscos para a saúde, siga sempre as instruções do seu médico e contacte-o para uma avaliação do resultado da medição.
- Nunca altere a toma de medicamentos recitados por um médico com base numa medição com este aparelho e, antes de medir a tensão, aconselhe-se junto do seu médico sobre a melhor altura para a fazer.
- O aparelho não é adequado para a monitorização contínua de um paciente, para a avaliação de uma doença existente ou para primeiros socorros.
- O aparelho não é indicado para utilização em pacientes submetidos a tratamentos cirúrgicos, deve ser utilizado apenas em locais especificados ou ambientes domésticos.
- As mulheres grávidas devem tomar as medidas de precaução necessárias, ter em consideração a sua resistência física individual, e, se necessário, consultar o respetivo médico.
- O paciente é o utilizador previsto e todas as funções podem ser utilizadas com segurança.
- Se, durante uma medição, sentir desconforto, como dor no pulso, ou se tiver outras queixas, prima o botão Start/Stop para esvaziar imediatamente a braçadeira. Solte a braçadeira e retire-a do pulso.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e/ou conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido instruções sobre como usar o aparelho.
- O presente medidor de tensão arterial destina-se a adultos. Não é permitida a sua utilização em bebés e crianças. Consulte um médico caso pretenda utilizar o aparelho em adolescentes. Os dispositivos médicos não são brinquedos!
- Crianças com menos de 12 anos e pessoas incapazes de expressar o seu consentimento não podem utilizar o aparelho.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- O aparelho não pode ser utilizado em espaços com radiações fortes ou nas imediações de dispositivos de forte radiação, tais como p. ex. emissores de rádio, telemóveis ou micro-ondas, nem juntamente com aparelhos cirúrgicos de alta frequência (aparelhos de ressonância magnética [RM]). Isto poderia causar falhas no funcionamento ou valores de medição incorretos.

- Não utilize na proximidade de equipamentos cirúrgicos de alta frequência ativos ou do espaço protegido contra alta frequência de um sistema de excitação de frequência múltipla para imagiologia de ressonância magnética, onde a intensidade das interferências EM é alta.
- Não se mexa durante a medição.
- Proteja o aparelho contra humidade. Se, contudo, alguma vez entrar líquido no aparelho, deverá remover imediatamente as pilhas e evitar uma nova utilização. Neste caso, entre em contacto com o seu revendedor especializado ou informe-nos diretamente.
- Não utilize o aparelho ao ar livre ou em espaços húmidos.
- Não utilize o aparelho na proximidade de gases inflamáveis (por exemplo, gás anestésico, oxigénio ou hidrogénio) ou líquidos inflamáveis (por exemplo, álcool).
- Deve evitar utilizar este aparelho ao lado de ou em conjunto com outros aparelhos, uma vez que pode resultar num funcionamento incorreto. Se uma tal utilização for necessária, o aparelho e os outros aparelhos devem ser observados para garantir que estão a funcionar normalmente.

- A utilização de acessórios, sensores de medição e cabos não autorizados/fornecidos pelo fabricante pode provocar um aumento das emissões eletromagnéticas ou numa redução da imunidade eletromagnética deste aparelho e, consequentemente, resultar num funcionamento incorreto.
- Os equipamentos portáteis de comunicação RF (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) não devem ser utilizados a menos de 30 cm de qualquer parte do aparelho, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, isto poderia afetar o desempenho do aparelho.
- Não efetue nenhuma modificação no aparelho por conta própria, não o desmonte e nunca o repare. Quaisquer reparações devem ser realizadas apenas por centros de assistência autorizados.
- Antes de utilizar o aparelho, o utilizador é obrigado a verificar se o aparelho é seguro e funciona corretamente.
- Repetir frequentemente as medições da tensão arterial pode ter efeitos secundários indesejados, tais como contusões dos nervos ou coágulos sanguíneos.
- Não efetue mais de 3 medições sucessivas e faça pelo menos 5 minutos de pausa entre duas medições. No total, não efetue mais de 6 medições num dia.
- Nunca coloque a braçadeira de pulso sobre zonas da pele com lesões, no caso de ligação de um cateter ou após uma mastectomia.

- Mantenha o valor da tensão no visor sempre abaixo de olho. Caso este aumente para mais de 295 mmHg (39,3 kPa), prima imediatamente a tecla Start/Stop para desinflar imediatamente a braçadeira.
- A braçadeira de pulso é sensível e deve ser manuseada com o devido cuidado. Acione a bomba da braçadeira apenas depois de a ter colocado corretamente no pulso.
- Mantenha o aparelho afastado de choques e não o deixe cair. Nunca exerça força, por exemplo, quando colocar a braçadeira.
- Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes originais do fabricante. Caso contrário, poderão ocorrer danos no aparelho ou danos pessoais.
- Respeite as diretivas de eliminação locais se pretender eliminar o aparelho.
- Se tiver dúvidas sobre o funcionamento correto, pare de utilizar o aparelho e contacte imediatamente o centro de assistência.

- A ingestão de peças pequenas, como material de embalagem, pilhas, tampa do compartimento da pilha, etc., pode causar asfixia. Por este motivo, nunca deixe as crianças sozinhas com o aparelho.
- Não é permitido efetuar qualquer manutenção ou limpeza durante o funcionamento do aparelho. Respeite as indicações de manutenção e limpeza do presente manual.
- Pessoas com circulação sanguínea periférica irregular ou instável devido a diabetes, doença hepática, endurecimento das artérias, etc. podem apresentar flutuações nos valores medidos da tensão arterial.
- Lave as mãos antes de utilizar o aparelho.
- Não meça a tensão arterial se, simultaneamente, estiverem a ser realizadas outras medições na mesma parte do corpo, uma vez que estas podem ser perturbadas ou apresentar falhas.
- Se a temperatura ambiente for inferior a 5 °C ou superior a 40 °C, o tempo de espera desde a temperatura mínima de armazenamento até à utilização é de 1 hora, pelo menos. O tempo desde a temperatura máxima de armazenamento é de 2 horas, pelo menos.

- Os valores de tensão arterial medidos com este aparelho são geralmente ligeiramente inferiores aos valores determinados clinicamente devido às condições mais tranquilas.
- Remova as pilhas caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período prolongado.
- Medições muito frequentes podem causar lesões ao paciente devido à interrupção do fluxo sanguíneo.
- A biocompatibilidade da braçadeira foi testada, mas varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem não obstante ter uma reação alérgica ao material de contacto.
- O operador deve fazer a manutenção da braçadeira conforme recomendado.
- Em caso de alterações no desempenho (por exemplo, medição imprecisa ou leitura anormal), pare imediatamente a utilização e contacte atempadamente o serviço de apoio ao cliente.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA RELATIVAMENTE ÀS PILHAS

- Não desmonte as pilhas!
- Substitua as pilhas quando o símbolo de pilha aparecer no visor.
- Retire imediatamente as pilhas gastas do compartimento das pilhas, visto que podem derramar e danificar o aparelho!
- Elevado risco de derrame das pilhas. Evite o contacto com a pele, os olhos e as mucosas! No caso de contacto com o ácido das pilhas, lave imediatamente as zonas afetadas com água limpa e abundante e procure imediatamente ajuda médica!
- No caso de ingestão de uma pilha, procure imediatamente ajuda médica!
- Substitua sempre todas as pilhas em conjunto!
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. Não utilize tipos diferentes ou pilhas novas e usadas em conjunto!
- Coloque as pilhas corretamente e tenha em atenção a polaridade!
- Retire as pilhas se não for utilizar o aparelho durante pelo menos 3 meses.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças!
- Não recarregue as pilhas! **Existe perigo de explosão!**
- Não coloque em curto-circuito! **Existe perigo de explosão!**
- Não lance as pilhas para o fogo! **Existe perigo de explosão!**
- Nunca elimine pilhas e baterias usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim enquanto resíduos perigosos ou num ponto de recolha de pilhas e baterias em lojas especializadas!


Aparelho e visor LCD

- Compartimento das pilhas
- Braçadeira de pulso
- Indicador da tensão arterial
- Símbolo de substituição das pilhas
- Indicação da pressão sistólica
- Ritmo cardíaco
- Símbolo de pulsação
- Símbolo da memória
- Visor LCD
- Seleção do utilizador/Memória/Configurações
- Hora/Data
- Pilhas
- Indicação da pressão diastólica
- Indicação de batimento cardíaco irregular
- Número da posição na memória
- Valor médio
- Tecla START/STOP
- Memória/Configurações
- Pilhas
- Símbolo do utilizador 1/2

Volume de fornecimento

- Em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo. O volume de fornecimento inclui:
 - 1 medidor de tensão arterial **medisana BW 345**
 - 2 pilhas (tipo AAA LR03) de 1,5 V
 - 1 caixa de armazenamento
 - 1 manual de instruções

Caso detete danos provocados pelo transporte ao retirar o aparelho da embalagem, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.



Utilização correta

Este medidor de tensão arterial de pulso foi concebido para medir a tensão sistólica e diastólica e a frequência cardíaca de uma pessoa adulta utilizando uma técnica oscilométrica não invasiva através de uma braçadeira insuflável colocada à volta do pulso. O dispositivo pode ser utilizado em instalações médicas ou em casa.


Contraindicações: Não existem contraindicações conhecidas.

O que é a tensão arterial?

A tensão arterial é a tensão gerada nos vasos sanguíneos a cada batimento cardíaco. Quando o coração se contrai (= sistole) e bombeia sangue para as artérias, isto leva a um aumento da tensão. O seu valor mais elevado chama-se tensão sistólica e é o primeiro valor medido ao medir a tensão arterial. Quando o músculo cardíaco se relaxa para absorver sangue novo, a tensão nas artérias também diminui. Uma vez relaxados os vasos sanguíneos, mede-se o segundo valor – a tensão diastólica.

Classificação da tensão arterial

sistólica mmHg	diastólica mmHg	Classificação
≥ 160	≥ 100	Hipertensão
140 - 159	90 - 99	Hipertensão leve
90 - 139	60 - 89	Tensão arterial normal
< 90	< 60	Tensão arterial baixa



Influência e avaliação das medições

- Meça a sua tensão arterial várias vezes, guarde os resultados e compare-os. Não tire conclusões a partir de um único resultado.
- Os seus valores de tensão arterial devem ser sempre avaliados por um médico que também esteja familiarizado com o seu historial clínico. Se usar o aparelho regularmente e registar os valores para o seu médico, também deverá informá-lo de vez em quando sobre a evolução.
- Ao medir a tensão arterial, lembre-se de que os valores diários dependem de muitos fatores. Tabagismo, consumo de álcool, medicamentos e esforço físico influenciam os valores medidos de diferentes maneiras.
- Meça a sua tensão arterial antes das refeições.
- Deve descansar durante, no mínimo, 5 a 10 minutos antes de medir a sua tensão arterial.
- Se, apesar do manuseio correto do aparelho, o valor sistólico ou diastólico da medição lhe parecer suspeito (demasiado alto ou demasiado baixo) e isso se repetir várias vezes, informe o seu médico. Isto também se aplica se, em casos raros, uma pulsação irregular ou muito fraca não permitir as medições.


Colocação em funcionamento: Colocar/substituir as pilhas

Para poder utilizar o aparelho, tem de colocar primeiro as pilhas fornecidas. A tampa do compartimento das pilhas encontra-se na parte posterior do aparelho. Abra o compartimento e introduza as 2 pilhas fornecidas de 1,5 V, tipo AAA LR03. Tenha em atenção a polaridade (conforme marcado no compartimento das pilhas). Volte a fechar o compartimento das pilhas. Substitua imediatamente as pilhas quando aparecer o símbolo de substituição das pilhas no visor, ou caso não apareça nada no visor depois de ligar o aparelho.

Configurar o utilizador

Com o aparelho desligado, prima o botão START/STOP para entrar no modo de regulação. O símbolo de utilizador pisca e pode alternar entre o utilizador 1 ou 2 premindo o botão "M" para confirmar a definição do utilizador ou aguardar alguns segundos até que a medição se inicie automaticamente.

Configurar data & hora / Eliminar valores guardados



O medidor de tensão arterial de pulso memoriza automaticamente até 199 valores de medição para cada utilizador (1 ou 2). A função de memória guarda os valores de medição com data e hora. Antes de medir a tensão pela primeira vez, acerte a data e a hora do aparelho. Não é possível alterar a data e a hora durante uma medição.

- Prima a tecla até o ano começar a piscar.

- Prima a tecla para configurar o ano e prima depois a tecla START/STOP para ir para a configuração do mês.
- Prima novamente a tecla para configurar o mês e proceda do mesmo modo para a configuração do dia, horas e os minutos. Prima depois a tecla START/STOP para aceder à configuração da memória.
- Prima a tecla para selecionar a memória do utilizador a apagar. Mantenha a tecla premeida por cerca de 3 segundos para apagar a memória escolhida – o símbolo "NO" aparece no visor. Prima a tecla START/STOP para terminar o processo de configuração.
- A qualquer altura durante o processo de configuração pode premir a tecla START/STOP por 3 segundos para sair do modo de configuração e desligar o aparelho.

Colocar a braçadeira

- Coloque a braçadeira limpa no pulso esquerdo nu com a palma da mão virada para cima (veja as figuras à esquerda).
- A distância entre a braçadeira e a palma da mão deve ser de aproximadamente 10-15 cm.
- Aperte bem a fita de velcro à volta do pulso, mas não demasiado, para não prejudicar o resultado da medição.

Qual é a forma correta de medir a tensão?

- Proceda à medição sentado.
- Antes da medição, relaxe durante 5 a 10 minutos.
- Relaxe o seu braço e pouse-o de forma descontraída, por exemplo, sobre uma mesa.
- Eleve o pulso de forma que a braçadeira se encontre à altura do seu coração (veja as figuras à esquerda).
- Mantenha-se sossegado durante a medição: não se mexa nem fale. Caso contrário, os resultados da medição podem ser alterados.
- Nunca efetue a medição após esforço físico ou ter tomado banho.
- Mantenha as pernas imóveis durante a medição e não as cruze.
- Meça a tensão todos os dias à mesma hora.
- Utilize sempre apenas a braçadeira original e não utilize peças sobressalentes que não tenham sido aprovadas pelo fabricante.
- Mantenha os pés planos no chão.

Medir a tensão arterial

Depois de colocar corretamente a braçadeira, poderá iniciar a medição.

- Prima a tecla START/STOP para iniciar a medição. O aparelho insufla lentamente a braçadeira de modo automático para medir a sua tensão arterial e o visor mostra „0“ ou o último valor medido.
- O aparelho insufla a braçadeira até atingir uma pressão suficiente para a medição. Depois, o aparelho liberta lentamente o ar da braçadeira e faz a medição. Assim que o aparelho detetar um sinal, o símbolo de pulsação começa a piscar no visor.
- Quando a medição estiver concluída, a braçadeira é desinsuflada. A tensão arterial sistólica e diastólica, bem como o valor da pulsação são apresentados no visor. Caso o aparelho detete uma pulsação irregular, também surge o símbolo de frequência cardíaca irregular.
- Os valores medidos são memorizados automaticamente na memória selecionada (1 ou 2). É possível guardar até 199 valores de medição em cada memória. Se já tiverem sido guardados 199 valores, os mais antigos serão substituídos.

Interromper a medição

Caso seja necessário interromper a medição da tensão arterial por qualquer motivo (por exemplo, indisposição do paciente), pode premir a tecla START/STOP em qualquer momento. O aparelho expelle imediatamente o ar da braçadeira de modo automático.

Mostrar valores guardados

Premir uma vez o botão no modo de espera. O aparelho apresenta o valor médio das três últimas medições da tensão arterial. Premir novamente o botão para visualizar as outras medições em sequência.

Desconexão automática

Se não realizar nenhuma operação durante cerca de 20 segundos, o aparelho desliga-se automaticamente.

Indicações de erro

As seguintes indicações aparecem no visor em caso de medições invulgares:

Problema	Causa e solução
O visor não mostra nada, apesar de o aparelho estar ligado e estarem pilhas inseridas	As pilhas podem estar gastas. Coloque pilhas novas, tendo em atenção a polaridade. Verifique se o aparelho está danificado. Se necessário, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.
Não é possível efetuar a medição ou o ar sai/não se forma pressão	Coloque a braçadeira corretamente. Repita a medição após um intervalo de descanso de 30 minutos. Não fale nem se mexa durante a medição.
Todas as medições apresentam resultados muito diferentes entre si	Repita a medição de forma correta após um intervalo de 30 minutos de descanso. Respeite todas as instruções do presente manual relativamente à medição correta e as causas gerais de uma medição incorreta. É normal haver diferenças ligeiras entre os resultados, visto a tensão arterial estar sujeita a oscilações constantes.
Os resultados medidos são muito diferentes dos valores obtidos no médico	Guarde os valores medidos e procure a opinião do seu médico. Não é invulgar verificar diferenças consideráveis em valores que não são medidos em casa.

Caso não consiga resolver um problema, contacte o serviço de apoio ao cliente. Não desmonte o aparelho por conta própria.

Limpeza e conservação

Retire as pilhas antes de limpar o aparelho. Limpe o aparelho e a braçadeira com um pano macio ligeiramente humedecido com água e sabão neutro. Nunca utilize detergentes abrasivos, álcool, nafta, diluente, gasolina, etc. Não mergulhe o aparelho nem qualquer acessório em água. Tenha atenção para que não entre humidade no aparelho. Só volte a usar o aparelho quando este estiver completamente seco. Não exponha o aparelho à luz solar direta. Proteja-o da sujidade e humidade. Não exponha o aparelho a calor/frio extremo. Limpe o aparelho uma vez por semana. Guarde o aparelho num local limpo e seco que respeite as condições ambientais de armazenamento e transporte.

Desinfecção

Recomendamos desinfetar o aparelho com uma solução de álcool isopropílico de 70% durante cerca de 1 minuto antes e depois de cada utilização. Para tal, proceda da seguinte forma: Desinfete a caixa com um pano macio ligeiramente humedecido na solução e seque imediatamente. Não desinfete com vapor a alta temperatura ou radiação ultravioleta, pois pode danificar o aparelho ou acelerar o seu envelhecimento! Para qualquer limpeza e desinfecção, confirme que respeita as condições ambientais especificadas para o funcionamento.

Diretrizes e normas

Este monitor de tensão arterial está em conformidade com a norma da UE para monitores de tensão arterial não invasivos. Está certificado de acordo com as diretivas CE e tem a marca CE (marca de conformidade). O monitor de tensão arterial está em conformidade com os regulamentos europeus EN 60601-1 e EN 60601-1-2. Este dispositivo está certificado de acordo com as diretivas CE e ostenta a marca CE (marca de conformidade). Os requisitos do MDR (UE) 2017/745 são cumpridos. O produto foi testado clinicamente de acordo com os requisitos da norma ISO 81060-2.

Especificações técnicas

i	NOTA A temperatura máxima da superfície do aparelho (junto ao motor) é de 41,3 °C. Por conseguinte, não utilizar o aparelho continuamente durante um longo período de tempo, pois pode provocar desvios de medição e sobreaquecimento do aparelho.
----------	--

Sistema de visualização	: visor digital
Posições de memória	: 2 x 199 para dados de medição
Método de medição	: oscilométrico
Alimentação de tensão	: 3V=, 2 x 1,5 V pilhas AAA LR03
Intervalo pneumático de medição de tensão	: 0-295 mmHg (0-39,3 kPa)
Limite de proteção contra sobrepressão	: 295 mmHg (39,3 kPa)
Intervalo de medição da tensão arterial	: sistole: 45-230 mmHg (6-30,7 kPa); diástole: 25-160 mmHg (3,3-21,3 kPa)

Intervalo de medição da pulsação	: 40–199 batimentos/min.
Desvio máximo de medição da tensão estática	: ± 3 mmHg (± 0,4 kPa)
Desvio máximo de medição dos valores de pulsação	: ± 5 %
Tipo de funcionamento	: funcionamento contínuo
Vida útil	: 5 anos
Condições de funcionamento	: +5 °C a +40 °C, humidade atmosférica relativa máx. de 15 a 90%, pressão atmosférica: 70–106 kPa -20 °C a +55 °C, humidade atmosférica relativa máx. de 10 a 93%, pressão atmosférica: 70–106 kPa.

Condições de armazenamento	Durante o transporte ou armazenamento, evite choques fortes, impactos diretos, gases corrosivos, exposição ao sol ou à chuva. Garanta uma boa ventilação.
Dimensões (C x L x A)	: aprox. 83,9 x 65,9 x 25,5 mm
Tamanho do visor	: 40 x 28,5 mm
Braçadeira	: aprox. 13,5–19,5 cm para adultos
Peso	: aprox. 115 g sem pilhas

Eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Cada consumidor tem o dever de entregar qualquer aparelho eléctrico ou electrónico com ou sem substâncias nocivas nos postos de recolha públicos da sua cidade ou no seu revendedor especializado, para que possam ser eliminados ecologicamente. Antes de eliminar o aparelho, remova as pilhas. Não elimine as pilhas vazias através do lixo doméstico, mas entregue-as nos postos de recolha especiais para pilhas ou coloque-as no pilhão. Para mais informações sobre as formas de descarte, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor.

Garantia/Condições de reparação

Os seus direitos legais da garantia não são limitados pela nossa garantia que se segue. Para acionar a garantia, contacte o seu revendedor especializado ou diretamente o centro de assistência. Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra. Aplicam-se as seguintes condições de garantia:

1. Para os produtos **medisana** concedemos uma garantia de 3 anos a partir da data de compra. Em caso de garantia, a data de compra deve ser comprovada com a factura de compra ou talão da compra.

2. Falhas derivadas de erros de material ou produção são eliminados dentro do tempo de garantia de forma gratuita.

3. Com a prestação da garantia não é concedido um prolongamento do tempo de garantia para o aparelho nem para os componentes substituídos.

4. Estão excluídos da garantia:
a. todos os danos derivados de manuseamento inadequado, p.ex. devido a não cumprimento do manual de instruções.
b. danos devido a manutenção ou intervenções por parte do comprador ou terceiros.
c. danos de transporte que tenham surgido no percurso do fabricante para o consumidor ou no envio para o centro de assistência.
d. acessórios que estão sujeitos a um desgaste normal.

5. Também é excluída a responsabilidade sobre danos seguintes a curto ou médio prazo, que sejam causados pelo aparelho, quando a falha for detectada no aparelho como caso de garantia.

As informações sobre o serviço estão disponíveis aqui: <https://www.medisana.com/servicepartners>

Devido aos constantes melhoramentos do produto, reservamos direito a proceder a alterações técnicas e estéticas.
A versão atual das presentes instruções de utilização pode ser consultada em https://docs.medisana.com/51073




medisana GmbH,
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALEMANHA
Shenzhen AOJ Medical Technology Co., Ltd.
Add: Room 301&4F, Block A, Building A, Jingfa Intelligent Manufacturing Park, XiaweiYuan, Gushu Community, Xixiang Street, Bao'an District, 518126 Shenzhen, CHINA

Share Info GmbH
Address: Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, ALEMANHA
Tel: 0049 179 5666 508; E-mail: EU-Rep@share-info.com



Συσκευή και στοιχεία χειρισμού



Επεξήγηση συμβόλων

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ανήκει στο προϊόν. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση της συσκευής σε λειτουργία και τον χειρισμό της. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η μη τήρηση των προκείμενων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιών στη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αυτές οι υποδείξεις σας παρέχουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

Η συσκευή προστατεύεται από πίπσισιμα με νερό. Το πίπσισιμα του περιβλήματος με νερό από κάθε κατεύθυνση δεν έχει καμία επίπτωση στη συσκευή.

Το παρόν προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και διαθέτει αντίστοιχη επισήμανση.

Σύμβολα ανακύκλωσης/κωδικοί: Αποσκοπούν στην ενημέρωση σχετικά με το εκάστοτε υλικό, τον ορθή χρήση και ανακύκλωσή του.

Η συσκευή αυτή είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΕ και φέρει τη σήμανση CE (ένδειξη συμμόρφωσης). Πληροί τις απαιτήσεις των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα MDR (ΕΕ) 2017/745.

REF	Κωδ. είδους		Γενικό σύμβολο απαγόρευσης
SN	Σειριακός αριθμός συσκευής		Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή!
LOT	Αριθμός παρτίδας		Αυτές οι πλευρές άνω
MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Ταξινόμηση συσκευής: Τύπος BF
EU REP	Στοιχεία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ΕΕ Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συσκευής		Να προστατεύεται από την υγρασία
UDI	Να μην εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία		Εύρος ατμοσφαιρικής υγρασίας
			Όριο πίεσης περιβάλλοντος
	Κατασκευαστής		Εύρος θερμοκρασίας
	Ημερομηνία παραγωγής		Εισαγωγέας

Name:	BW 345	[Μοντέλο: WRS-35H]
REF	51073	
EAN	4015588 51073 1	



GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Εάν μεταβιβάσετε τη συσκευή σε τρίτους, παραδώστε οπωσδήποτε μαζί με τη συσκευή και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.



- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης για άλλους σκοπούς η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση.
- Εάν υποφέρετε από παθήςας, όπως π.χ. από αρτηριακή θρόμβωση, πριν τη χρήση της συσκευής συμβουλευθείτε οπωσδήποτε τον ιατρό σας.
- Η χρήση της συσκευής για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας ενός βηματοδότη δεν επιτρέπεται.
- Το αποτέλεσμα μιας μέτρησης της αρτηριακής πίεσης με αυτή τη συσκευή δεν ενδείκνυται για την πραγματοποίηση αυτοδιάγνωσης ή την επίλογη θεραπείας από τον ίδιο τον ασθενή. Για να αποφύγετε κινδύνους για την υγεία σας ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του ιατρού σας και επικοινωνήστε μαζί του για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
- Υψηλό μην τροποποιείτε τη λήψη των συνταγογραφημένων από ιατρό φαρμάκων ως επακόλουθο μιας μέτρησης με αυτή τη συσκευή και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας σχετικά με την ιδανική ώρα διενέργειας των μετρήσεων.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη συνεχή παρακολούθηση ενός ασθενούς, για την αξιολόγηση μιας υφιστάμενης πάθησης ή για πρώτες βοήθειες.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στους καθορισμένους χώρους ή/και στο σπίτι.
- Οι κυοφορούσες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα προληπτικά μέτρα και τις αντοχές τους, ενδεχομένως συμβουλευθείτε σχετικά τον ιατρό σας.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον ασθενή, που μπορεί να εκτελέσει με ασφάλεια όλες τις λειτουργίες.
- Εάν κατά τη διενέργεια μιας μέτρησης εμφανιστούν συμπτώματα δυσφορίας, π.χ. πόνος στον καρπό ή άλλα συμπτώματα, πατήστε το πλήκτρο έναρξης/διακοπής (Start/Stop) , για να επιτύχετε την άμεση εκκένωση της μανσέτας από τον αέρα. Άλστε τη μανσέτα και αφαιρέστε την από τον καρπό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ελλιπή εμπειρία ή/και ελλιπείς γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο και έχουν λάβει οδηγίες από αυτό σχετικά με το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Η συγκεκριμένη συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε βρέφη και παιδιά. Συμβουλευθείτε τον ιατρό σας εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε έρφηδες. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν είναι παιχνίδια!
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών και άτομα που δεν είναι κατάλληλα να εκφορσούν τη βούλητή τους.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Η λειτουργία της συσκευής δεν επιτρέπεται σε χώρους υψηλής ακτινοβολίας ή σε περιβάλλον όπου λειτουργούν συσκευές εκπομπής υψηλής ακτινοβολίας όπως π.χ. πομπές ραδιοκυμάτων, κινητά τηλέφωνα ή φορητοί μικροκυμάτων ή μαζί με χειρουργικά μηχανήματα υψηλής συχνότητας (συσκευές μαγνητικής συντονισμού (MR). Από αυτό είναι πιθανό να προκληθούν δυσλειτουργίες ή λανθασμένες μέτρήσεις.
- Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε υψίσιμωνα χειρουργικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στον θωρακισμένο από υψηλές συχνότητες χώρο ενός συστήματος τοιμογράφου μαγνητικού συντονισμού, όπου η ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Μην κινείστε κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- Προστατεύε τη συσκευή από την υγρασία. Σε περίπτωση που παρόλα αυτά εισχωρήσει κάποιο υγρό στη συσκευή, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως και να μην συνεχιστεί η χρήση. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο κατάστημα αγοράς ή ενημερώστε μας απευθείας σχετικά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε υπαίθριους χώρους ή σε χώρους με υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύλεκτα αέρια (π.χ. αναισθητικό αέριο, οξυγόνο ή υδρογόνο) ή εύφλεκτα υγρά (π.χ. αλκοόλ).
- Η χρήση αυτής της συσκευής δίπλα σε ή μαζί με άλλες συσκευές πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μη ενδεδειγμένη λειτουργία. Εφόσον είναι απαραίτητη μια τέτοια χρήση, η συσκευή και οι παρακείμενες σε αυτή συσκευές χρήζουν παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία.
- Η χρήση παρελκόμενων εξαρτημάτων και καλωδίων που δεν διαθέτουν έγκριση του κατασκευαστή ή δεν συνοδεύουν το προϊόν μπορεί να έχει ως επακόλουθο αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μια περιορισμένη ηλεκτρομαγνητική προστασία και τη μη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Η χρήση φορητών συσκευών επικοινωνίας HF (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών συσκευών όπως τα καλώδια κεραίας και οι εξωτερικές κεραίες) δεν επιτρέπεται σε απόσταση μικρότερη των 30 cm από οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων από τον κατασκευαστή καλωδίων. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή, μην την αποσυναρμολογείτε και ποτέ μην την επισκευάζετε μόνοι σας. Αναθέστε τις επισκευές μόνο στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικών υποστήριξης.
- Πριν τη χρήση της συσκευής ο χρήστης υποχρεούται να διαπιστώνει πως η συσκευή λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.
- Ο υψηλός αριθμός επαναλαμβανόμενων μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης μπορεί να επιφέρει παρενέργειες, όπως π.χ. σύνθλιψη νεύρων ή σχηματισμό θρόμβων.
- Μη διενεργείτε περισσότερες από 3 μετρήσεις διαδοχικά και αφήνετε να παρέλθουν τουλάχιστον 5 λεπτά ανάμεσα στις μετρήσεις. Μη διενεργείτε μετρήσεις περισσότερες από 6 φορές την ημέρα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη μανσέτα επάνω σε σημεία του δέρματος με τραύματα, σε υφιστάμενο σύνδεσμο καθεήρα ή μετά από μασάζοι.
- Παρακολουθείτε πάντα την τιμή πίεσης στην οθόνη. Εάν υπερβεί την τιμή των 295 mmHg (39,3 kPa), πατήστε αμέσως το πλήκτρο έναρξης/διακοπής (Start/Stop) , για να επιτευχθεί η άμεση εκκένωση της μανσέτας από αέρα.
- Η μανσέτα είναι ευαίσθητη και ο χειρισμός της απαιτεί τη δέουσα προσοχή. Φοσκάνετε τη μανσέτα μόνον, εφόσον έχει τοποθετηθεί σωστά στον καρπό.
- Προστατεύε τη συσκευή από δυνατά χτυπήματα και μην την αφήρετε να πέσει. Ποτέ μην σκείτε βία, π.χ. κατά την τοποθέτηση τη μανσέτας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά του κατασκευαστή, γιατί σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανή η πρόκληση υλικών ζημιών στη συσκευή ή σωματικών βλαβών.
- Δείτε υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν σχετικά με την απόρριψη των ηλεκτρικών συσκευών.
- Εάν έχετε αμφιβολίες ως προς την κανονική λειτουργία της συσκευής, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και αποστείλετε αμέσως στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.
- Η κατάποση μικρών μερών όπως υλικών συσκευασίας, μπαταριών, του καπακιού της θήκης μπαταριών κ.λπ. μπορεί να προκαλέσει ασφείας. Για αυτό ποτέ μην αφήνετε παιδιά με τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού στο παρόν εγχειρίδιο.
- Σε άτομα με ακανόνιστη ή ασταθή περιφερική αιμάτωση λόγω διαβήτη, ηπιακών παθήσεων, αρτηριοσκλήρωσης κ.λπ. μπορεί να σημειωθούν διακυμάνσεις των καταμετρημένων τιμών της αρτηριακής πίεσης.
- Πλένετε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην μετράτε την αρτηριακή πίεση, εάν διενεργούνται ταυτόχρονα άλλες μετρήσεις στο ίδιο μέρος του σώματος, αφού μπορεί να προκληθεί παρεμβολή ή διακοπή τους.
- Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 40°C, ο χρόνος ανανοής από την ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης μέχρι τη χρήση ανέρχεται στη 1 ώρα, ενώ ο χρόνος από τη μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης στις 2 ώρες.
- Οι τιμές αρτηριακής πίεσης όπως καταμετρώνται με αυτή τη συσκευή συνήθως υπολείπονται των κλινικά καθορισμένων τιμών λόγω των πιο ήρεμων συνθηκών.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μακρό διάστημα.
- Οι υπερβολικά συχνές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του ασθενή ως επακόλουθο διατάραξης της ροής του αίματος.
- Η βιοσυμβατότητα της μανσέτας έχει δοκιμαστεί, ωστόσο, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ορισμένα άτομα ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλεργική αντίδραση από την επαφή με το υλικό.
- Ο χρήστης οφείλει να συντηρεί τη μανσέτα με τον συνιστώμενο τρόπο.Σε περίπτωση μεταβολής της απόδοσης (π.χ. ανακριβής μέτρηση ή μη κανονική ένδειξη) διακόμτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε έγκαιρα με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες!
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί το σύμβολο της μπαταρίας στην οθόνη.
- Αφαιρέτε αμέσως τις εξασθενημένες μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών, γιατί υπάρχει πιθανότητα διαρροής τους και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή!
- Υψηλός κίνδυνος διαρροής, αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους! Σε περίπτωση επαφής με τα οξεία της μπαταρίας ξεπλύνετε αμέσως τα σχετικά σημεία με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευθείτε άμεσα έναν ιατρό!
- Σε περίπτωση κατάποσης μιας μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως έναν ιατρό!
- Αντικαταστήτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα!
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου, ποτέ μην χρησιμοποιείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή χρησιμοποιημένες και νέες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητα!
- Αφαιρέτε τις μπαταρίες εάν δεν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για τουλάχιστον 3 μήνες.
- Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά!
- Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες! **Υφίσταται κίνδυνος έκρηξης!**
- Μην τις βραχυκυκλώνετε! **Υφίσταται κίνδυνος έκρηξης!**
- Μην τις πετάτε στη φωτιά! **Υφίσταται κίνδυνος έκρηξης!**
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να παραδίδονται στα επικίνδυνα απόβλητα ή σε σημεία συγκέντρωσης μπαταριών σε εξειδικευμένα καταστήματα!

Συσκευή και οθόνη ενδείξεων LCD

-  Θήκη μπαταρίας
-  Μανσέτα καρπού
-  Δέκτης αρτηριακής πίεσης
-  Μπαταρίες
-  Ένδειξη της διαστολικής πίεσης
-  Ένδειξη αρρυθμίας καρδιακού σφυγμού
-  Αριθμός θέσης μνήμης
-  Μέση τιμή
-  Οθόνη ενδείξεων LCD
-  Επιλογή χρήστη / Μνήμη / Ρυθμίσεις
-  Ώρα / Ημερομηνία
-  Ένδειξη της συστολικής πίεσης
-  Καρδιακός ρυθμός
-  Σύμβολο σφυγμού
-  Σύμβολο μνήμης
-  Σύμβολο χρήστη 1 / 2


Περιεχόμενα

Ελέγχετε πρώτα εάν είναι πλήρης η συσκευή. Η συσκευασία περιέχει:

- 1 πιεσόμετρο **medisana BW 345**
- 2 μπαταρίες (τύπου AAA, LR03) 1,5V

- 1 κουτί φύλαξης
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εάν κατά την αποσυσκευασία παρατηρήσετε μια ζημιά κατά τη μεταφορά παρακαλούμε να έρθετε αμέσως σε επαφή με τον έμπορό σας.



Προβλεπόμενη χρήση

Από το πιεσόμετρο καρπού χρησιμεύει στη μέτρηση της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης καθώς και της συχνότητας καρδιακών σφυγμών ενός ενήλικου προσώπου μέσω μη επεμβατικής, ταλαντομετρικής μεθόδου μέτρησης με τη βοήθεια μιας μανσέτας που τοποθετείται περιβάλλοντας τον καρπό και φυσκώνει με αέρα. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε ιατρικές μονάδες ή για οικιακή χρήση.


Αντενδείξεις: Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.

Τι είναι αρτηριακή πίεση?

Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκείται στα αγγεία με κάθε καρδιακό παλμό. Όταν η καρδιά συστέλλεται (=συστολή) και διοχετεύει αίμα στις αρτηρίες, αυτό επιφέρει μια αύξηση της πίεσης. Η υψηλότερη τιμή της ονομάζεται συστολική πίεση και μετράται ως πρώτη τιμή στα πλαίσια μιας μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Όταν ο καρδιακός λυς διαστέλλεται, για να δεχθεί νέο αίμα, μειώνεται και η πίεση που ασκείται στις αρτηρίες. Όταν τα αγγεία είναι χαλαρά, μετράται η δεύτερη τιμή, η διαστολική πίεση.

Ταξινόμηση αρτηριακής πίεσης

συστολική mmHg	διαστολική mmHg	Ταξινόμηση
≥ 160	≥ 100	υπέρταση
140 - 159	90 - 99	ελαφρά υπέρταση
90 - 139	60 - 89	φυσιολογική αρτηριακή πίεση
< 90	< 60	υπόταση



Επηρεασμός και αξιολόγηση των μετρήσεων

- Εκτελέστε πολλαπλές μετρήσεις της αρτηριακής σας πίεσης, αποθηκεύστε τα αποτελέσματα και συγκρίνετέ τα μεταξύ τους. Μην εξάγετε συμπεράσματα από μια μόνο μέτρηση.
- Οι τιμές μέτρησης της αρτηριακής σας πίεσης πρέπει πάντα να αξιολογούνται από έναν ιατρό, ο οποίος γνωρίζει και το ιστορικό σας. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή τακτικά και καταγράφτε τις τιμές μέτρησης για τον ιατρό σας, πρέπει να το ενημερώνετε κατά διαστήματα σχετικά με την εξέλιξη.
- Λάβετε υπόψη κατά τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης πως οι καθημερινές τιμές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα το κάπνισμα, η κατανάλωση ονοπνευματιών, η λήψη φαρμακευτικών ουσιών και η σωματική εργασία επιηρεάζουν τις τιμές μέτρησης με διαφορετικό τρόπο.
- Μετράτε την πίεσή σας πριν τα γεύματα.
- Πριν μετρήσετε την πίεσή σας, πρέπει να ηρεμείτε για 5-10 λεπτά.
- Εάν η συστολική ή η διαστολική τιμή μέτρησης σας φανεί ασυνήθιστη παρά τον ορθό χειρισμό της συσκευής, (υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή) και αυτό επαναλαμβάνεται επανειλημμένως, ενημερώστε τον ιατρό σας. Το ίδιο ισχύει εάν, σε σπάνιες περιπτώσεις, αρρυθμίες ή εξασθένιση του σφυγμού δεν επιτρέπουν την εκτέλεση μετρήσεων.

Έναρξη λειτουργίας: Τοποθέτηση/Αλλαγή μπαταριών


Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τις περιεχόμενες στη συσκευασία μπαταρίες. Στην πίσω πλευρά της συσκευής βρίσκεται το καπάκι της θήκης μπαταριών. Ανοίξτε το και τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες 1,5 V, τύπου AAA LR03. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα (σύμφωνα με τις ενδείξεις στη θήκη). Κλείστε ξανά τη θήκη μπαταριών.

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως, όταν στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο αντικατάστασης μπαταριών  ή εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.


Ρύθμιση χρήστη

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί «M»  για 3 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης. Στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το κουμπί START/STOP  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το οικονομικό χρήστη . Το οικονομίο χρήστη  αναβοσβήνει και μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των χρηστών 1 ή 2 πατώντας το κουμπί μνήμης . Πατήστε το κουμπί START/STOP  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση χρήση.

Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας / Διαγραφή αποθηκευμένων στη μνήμη τιμών μέτρησης



Apparat och kontroller



Symbolförklaring

Denna bruksanvisning tillhör den här enheten. Den innehåller viktig information om idrifttagning och hantering. Läs hela den här bruksanvisningen. Om denna anvisning inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.

VARNING
Dessa varningar måste följas för att förhindra att användaren skadas.

OBSERVERA
Dessa anvisningar måste följas för att förhindra att enheten skadas.

TIPS
Denna information innehåller ytterligare praktiska upplysningar om installation eller användning.

Apparaten är skyddad mot vattenstänk. Vattenstänk mot höljiet från alla håll har ingen skadlig inverkan.

Denna produkt omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och är märkt i enlighet därmed.

Återvinningssymboler/koder: Dessa används för att ge information om materialet samt korrekt användning och återvinning av det.

Denna apparat är certifierad i enlighet med EU-direktiven och är försedd med CE-märkning (märkning för överensstämmelse). Kraven i MDR (EU) 2017/745 har uppfyllits.

REF	Artikelnummer	☹	Allmän förbudssymbol
SN	Apparatens serienummer	🚫	Får inte tas isär eller demonteras
LOT	Satsnummer	↑↑	Denna sida ovan
MD	Medicinteknisk produkt	🚶	Apparatens klassificering: typ BF
EU REP	Uppgifter om Auktoriserad EU-representant	☂	Skyddas mot fukt
UDI	Unik produktidentifiering	🚫	Luftfuktighetsintervall
☀	Skyddas från solljus	🌡	Begränsning av omgivande tryck
🏭	Tillverkare	🌡	Temperaturområde
📅	Tillverkningsdatum	🌐	Importör

Name: **BW 345** [Model: **WRS-35H**]

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



SE VIKTIG INFORMATION! FÖRVARAS VÅL!

Läs bruksanvisningen noggrant, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om du lämnar enheten vidare till tredje part, bifoga alltid bruksanvisningen.



- Använd endast apparaten för det ändamål som anges i bruksanvisningen. Vid felaktig användning upphör garantin att gälla.
- Apparaten är endast avsedd för privat bruk.
- Om du har någon sjukdom, som exempelvis ocklusiv artärsjukdom, måste du rådgöra med din läkare innan du använder apparaten.
- Apparaten får inte användas för att kontrollera hjärtfrekvens hos en pacemaker.
- Resultatet av en blodtrycksmätning med denna apparat är inte lämpligt för självdiagnos eller självbehandling. För att undvika hälsorisker bör du alltid följa din läkares anvisningar och kontakta hen för att få en bedömning av mätresultatet.
- Gör aldrig några ändringar i intaget av receptbelagda mediciner på grund av en mätning med denna apparat och rådfråga din läkare om den optimala mättidpunkten innan du utför mätningen.
- Apparaten är inte lämplig för att övervaka en patient kontinuerligt, för bedömning av en befintlig sjukdom eller för första hjälpen.
- Apparaten är inte lämplig för användning på patienter som genomgår kirurgisk behandling och får endast användas på angivna platser eller i privata hem.
- Gravida bör vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och ta hänsyn till sina individuella förutsättningar, rådgör eventuellt med din läkare.
- Patienten är den avsedda användaren, och alla funktioner kan användas säkert.
- Skulle besvär uppstå under en mätning som t.ex. smärta i handleden eller andra besvär, tryck på start/stopp-knappen **1** för att omedelbart tömma manschetten på luft. Lossa manschetten och ta bort den från handleden.
- Apparaten är inte ämnad för att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och/eller bristande kunskap, om de inte är under uppsikt av en ansvarig person eller fått instruktioner av denna om hur apparaten ska användas.
- Denna blodtrycksmätare är avsedd för vuxna. Det är inte tillåtet att använda den på spädbarn och äldre barn. Rådgör med en läkare om du vill använda apparaten på ungdomar. Medicintekniska produkter är inga leksaker!
- Barn under 12 år och personer som inte kan uttrycka sin vilja får inte använda apparaten.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
- Apparaten får inte användas i strålningsintensiva utrymmen eller nära strålningsintensiv utrustning som t.ex. radiosändare, mobiltelefoner eller mikrovågor eller tillsammans med högre frekventa, kirurgiska instrument (MR-apparater). Detta kan orsaka funktionsstörningar eller felaktiga mätresultat.
- Använd inte apparaten i närheten av aktiva HF-kirurgiska apparater eller i det HF-avskärmade rummet i ett ME-system för magnetresonanstomografi, där intensiteten av EM-störningar är hög.
- Rör inte på dig under mätningen.
- Skydda apparaten mot fukt. Skulle det ändå tränga in vätska i apparaten måste du ta ur batterierna direkt och undvika att använda den mer. Kontakta återförsäljaren omedelbart i sådana fall eller informera oss direkt.
- Använd aldrig apparaten utomhus eller i fuktiga utrymmen.
- Använd inte apparaten i närheten av brandfarlig gas (t.ex. bedövningsgas, syrgas eller vätsgas) eller brandfarlig vätska (t.ex. alkohol).
- Användningen av denna apparat intill eller tillsammans med andra apparater bör undvikas eftersom detta kan leda till felaktig drift. Om sådan användning är nödvändig ska denna apparat och de andra apparaterna övervakas för att säkerställa att de fungerar normalt.
- Användning av tillbehör, mätvärdesgivare och kablar som inte godkännts eller tillhandahållits av tillverkaren kan leda till ökad elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet för denna apparat och resultera i felaktig användning.
- Bärbar HF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) bör inte användas närmare än 30 cm från någon del av apparaten, inklusive kablar som anges av tillverkaren. Annars kan apparatens prestanda försämrars.
- Gör inga ändringar på apparaten, ta inte isär den och reparera aldrig apparaten själv. Låt endast auktoriserade serviceställen utföra reparationer.
- Före användning av apparaten är användaren skyldig att se till att den fungerar säkert och korrekt.
- Ett stort antal upprepade blodtrycksmätningar kan leda till oönskade biverkningar som t. ex. klåda, nerver eller blodproppar.
- Mät inte mer än 3 gånger i följd och låt det gå minst 5 minuter mellan två mätningar. Mät inte mer än sammanlagt 6 gånger per dag.
- Placera aldrig manschetten över skadade hudpartier, vid en befintlig kateteranslutning eller efter en mastektomi.
- Håll alltid ett öga på tryckvärdet på displayen. Om värdet överstiger 295 mmHg (39,3 kPa) ska du omedelbart trycka på start/stopp-knappen **1** för att omedelbart tömma manschetten på luft.
- Manschetten är ömtålig och måste hanteras med motsvarande aktsamhet. Pumpa upp manschetten endast när den sitter korrekt på handleden.
- Skydda apparaten mot kraftiga stötar och låt den inte falla. Använd aldrig våld, t.ex. när du sätter på manschetten.
- Använd endast originaldelar från tillverkaren, annars kan apparaten eller personer skadas.
- Följ de lokala anvisningarna om avfallshantering om du vill göra dig av med apparaten.
- Om du är tveksam till att apparaten fungerar korrekt ska du sluta använda den och omedelbart kontakta servicestället.
- Om smådelar, som förpackningsmaterial, batteri, batterifackets lock, etc., sväljs kan det leda till kvävning. Lämnar därför aldrig barn ensamma med apparaten.
- Under användning får inga underhålls- eller rengöringsarbeten utföras. Följ de underhålls- och rengöringsanvisningar som anges i denna bruksanvisning
- Personer med oregelbunden eller instabil perifer cirkulation på grund av diabetes, leversjukdom, artérioskler, etc. kan uppleva fluktuationer i de uppmätta blodtrycksvärdena.
- Tvätta händerna innan du använder apparaten.
- Mät inte blodtrycket när det samtidigt utförs andra mätningar på samma kroppsdel, eftersom de då kan störas eller kanske misslyckas.
- Om omgivningstemperaturen är lägre än 5°C eller högre än 40°C, är väntetiden från lägsta förvaringstemperatur till användning minst 1 timme; tiden från högsta förvaringstemperatur är minst 2 timmar.
- De blodtrycksvärden som mäts med denna apparat ligger vanligtvis något under de kliniskt fastställda värdena på grund av de lugnare förhållandena.
- Ta ur batterierna om apparaten inte används under en längre tid.
- Om mätningar utförs alltför ofta kan det leda till att patienten skadas på grund av störningar i blodflödet.
- Manschettens biokompatibilitet har testats, men varierar från person till person. Vissa personer kan dock få en allergisk reaktion mot kontaktmaterialet.
- Användaren ska underhålla manschetten enligt rekommendationerna.
- Om prestandan förändras (t.ex. vid oprecisa mätresultat eller onormal visning) ska du omedelbart sluta använda enheten och snarast kontakta kundtjänst.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERIER

- Ta aldrig isär batterierna!
- Byt batterier när batterisymbolen visas på displayen.
- Avlägsna omedelbart svaga batterier ur batterifacket eftersom de kan läcka och skada apparaten!
- Det finns ökad risk för läckage. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Vid kontakt med batterisyra, skölj omedelbart de drabbade områdena med stora mängder rent vatten och kontakta omedelbart läkare!
- Uppsök genast en läkare om ett batteri har råkat sväljas!
- Byt alltid ut alla batterier samtidigt!
- Använd endast batterier av samma typ, använd inte olika typer eller använda och nya batterier tillsammans!
- Sätt i batterierna korrekt och beakta polariteten!
- Ta ur batterierna om du inte använder apparaten på minst 3 månader.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn!
- Batterierna får inte laddas upp igen! Kortslut inte! Får inte kastas in i öppen eld! **Det föreligger risk för explosion!**
- Kasta inte använda batterier och uppladdningsbara batterier i hushållsavfallet. Sortera dem som specialavfall eller lämna dem för återvinning hos en fackhandlare!

Apparat och LCD-display

- Batterifack**
- START/STOPP-knapp**
- Användarval/Minne/Inställningar**
- Tid/datum**
- Batterier**
- Visar det diastoliska trycket**
- Visar oregelbunden hjärtrytm**
- Platsnummer för lagring**
- Medelvärde**

Leveransomfattning

I leveransen ingår:

- 1 **medisana** Blodtrycksmätare för handled **BW 345**
- 2 batterier (Typ AAA, LR03) 1,5 V
- 1 förvaringslåda
- 1 bruksanvisning

Kontrollera först att apparaten är komplett och inte har några skador. Om du är osäker, använd inte apparaten, utan kontakta din återförsäljare eller ditt serviceställe.

Kontakta omedelbart din återförsäljare om du upptäcker någon transportskada vid uppackningen.



Förpackningarna är återanvändningsbara eller kan återföras till råmateriatyckeln. Avfallshantera förbrukat förpackningsmaterial enligt föreskrifterna.



VARNING
Se till att hålla förpackningsfolien utom räckhåll för barn. Risk för kvävning!

Avsedd användning

Denna blodtrycksmätare för handled används för att mäta det systoliska och diastoliska trycket samt pulsfrekvens hos en vuxen person med hjälp av icke-invasiv oscilometrisk teknik genom en upplåsbär manschett som placeras runt handleden. Apparaten kan användas på vårdinrättningar eller i hemmet.

Kontraindikationer: Det finns inga kända kontraindikationer.

Vad är blodtryck?

Blodtryck är det tryck som uppstår i blodkärlen vid varje hjärtslag. När hjärtat drar ihop sig (= systolen) och pumpar ut blod i artärerna leder detta till en tryckökning. Detta högsta tryck kallas systoliskt tryck och mäts som första värde vid en blodtrycksmätning. När hjärtmuskeln slappnar av för att ta upp nytt blod sjunker även trycket i artärerna. När kärlen slappnar av mäts det andra värdet - det diastoliska trycket.

Blodtrycksklassificering

systoliskt mmHg	diastoliskt mmHg	Klassificering
≥ 160	≥ 100	Högt blodtryck
140 - 159	90 - 99	lätt förhöjt blodtryck
90 - 139	60 - 89	normalt blodtryck
< 90	< 60	för lågt blodtryck



VARNING!
För lågt blodtryck är också en hälsorisk! Yrselattacker kan leda till farliga situationer (t.ex. i trappor eller i gatutrafiken)!

Påverkan och utvärdering av mätningarna

- Mät ditt blodtryck flera gånger, spara resultatet och jämför dem sedan med varandra. Dra inga slutsatser av ett enda resultat.
- Dina blodtrycksvärden ska alltid bedömas av en läkare som också känner till din hälsohistorik. Om du använder apparaten regelbundet och antecknar värdena för din läkare bör du också regelbundet informera läkaren om dessa.
- Tänk också på att de dagliga blodtrycksmätningarnas värden påverkas av många faktorer. Rökning, alkoholkonsumtion, mediciner och kroppsarbete påverkar mätvärdena på olika sätt.
- Mät ditt blodtryck före måltiderna.
- Innan du mäter blodtrycket bör du vila under minst 5–10 minuter.
- Informera din läkare om du tycker att det systoliska eller diastoliska värdet, trots korrekt hantering av apparaten, är ovanligt (alltför högt/lågt) och om detta upprepas flera gånger. Detta gäller också i sällan förekommande fall, om en oregelbunden eller mycket svag puls inte medger någon mätning.


Idrifttagning: Sätta i/byta batterier

Innan du kan använda apparaten måste du sätta i de medföljande batterierna. Batterifackets lock sitter på apparatens baksida. Öppna det och sätt i 2 st 1,5V-batterier, typ AAA LR03. Observera polariteten (som är markerad i batterifacket). Stäng batterifacket igen. Byt batterierna omedelbart när symbolen för batteribyte **1** visas på displayen eller när displayen inte visar någonting efter apparaten har kopplats på.

Inställning av användaren

När apparaten är avstängd trycker du på START/STOPP-knappen **1** för att komma till inställningsläget. Användarsymbolen **1** blinkar och du kan växla mellan användare 1 eller 2 genom att trycka på knappen "M" **1**. Tryck på START/STOPP-knappen **1** för att bekräfta användarinställningen eller vänta några sekunder tills mätningen startar automatiskt.

Ställa in datum och tid / radera sparade värden



Blodtrycksmätaren för handled sparar automatiskt upp till 199 mätvärden för varje användare (1 eller 2). Minnesfunktionen sparar mätvärdena med datum och tid. Ställ in enheten på aktuellt datum och tid innan du gör en mätning för första gången. Datum och tid kan inte ändras under en mätning.

- Tryck på knapp **1** tills årtälet blinkar.
- Tryck på knapp **1** för att ställa in år och tryck sedan på START/STOPP **1** för att komma till månadsinställningen.
- Tryck åter på knapp **1** för att ställa in månaden och fortsatt på samma sätt för att ställa in dag, timme och minut. Tryck sedan på START/STOPP **1** för att komma till minnesinställningen.
- Tryck på knapp **1** för att välja vilket användarminne som ska raderas. Tryck och håll in knappen **1** i ca 3 sekunder för att radera det valda minnet - „NO“ visas på skärmen. Tryck på START/STOPP **1** för att avsluta inställningen.
- Du kan när som helst under inställningsprocessen trycka på och hålla in START/STOP **1** i ca 3 sekunder för att lämna inställningsläget och stänga av enheten.

Påättning av manschetten

- Sätt fast den rena manschetten på den vänstra nakna handleden, med handflatan uppåt (se illustrationer till vänster).
- Avståndet mellan manschetten och handflatan måste vara ca 10-15 mm.
- Fäst kardborrebandet tätt runt handleden, men ändå inte för hårt, för att du inte ska få ett felaktigt mätresultat.

Hur mäter man korrekt?

- Genomför mätningen sittande.
- Slappna av i 5 till 10 minuter före mätningen.
- Slappna av och lägg armen löst på exempelvis ett bord.
- Lyft handleden så att tryckmanschetten kommer i höjd med hjärtat (se illustrationer till vänster).
- Håll dig lugn under mätningen: Rör inte på dig och prata inte, annars kan mätresultatet förändras.
- Mät aldrig efter kroppslig ansträngning eller ett bad.
- Håll benen stilla under mätningen och korsa inte benen över varandra.
- Utför mätningen vid samma tid varje dag.
- Använd alltid endast originalmanschetten och inga reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.
- Håll fötterna plant på golvet.

Mäta blodtrycket

När du har satt på manschetten korrekt kan mätningen påbörjas.

- Tryck på START/STOPP-knappen **1** för att starta mätningen. Apparaten pumpar automatiskt långsamt upp manschetten för att mäta ditt blodtryck och "00" visas på displayen.
- Apparaten pumpar upp manschetten tills ett tillräckligt tryck uppnås för mätningen. Apparaten släpper därefter långsamt ut luften ur manschetten och utför mätningen. Så snart apparaten tar emot en signal börjar pulssymbolen **1** blinka på displayen.
- När mätningen är avslutad töms manschetten på luft. Det systoliska **1** och det diastoliska **1** blodtrycket liksom pulsvärdet visas på displayen. Om apparaten registrerar en oregelbunden puls visas dessutom symbolen för oregelbunden hjärttrytm **1**.
- De uppmätta värdena sparas automatiskt i det valda minnet (1 eller 2). I varje minne kan upp till 199 mätvärden sparas. Om 199 värden redan har sparats, skrivs det äldsta värdet över.

Avbryta mätningen

Om blodtrycksmätningen behöver avbrytas av någon anledning (t.ex. om patienten känner obehag) kan man när som helst trycka på START/STOPP-knappen **1**. Apparaten tömmer automatiskt direkt ut luften ur manschetten.

Visa de sparade värdena

I standby-läget trycker du en gång på knappen **1**. Apparaten visar medelvärdet för de tre senaste blodtrycksmätningarna. Tryck igen på knappen **1** för att visa de andra mätningarna efter varandra.

Automatisk avstängning

Om ingen åtgärd vidtas under ca 20 sekunder stängs apparaten av automatiskt.

Felindikeringar

Vid ovanliga mätningar visas följande meddelanden på displayen:

Display	Orsak/lösning
Er U	Upppumpningsprocessen tar för lång tid. Upplåsningstrycket när inte 30 mmHg inom 12 sekunder - kontrollera att manschetten sitter korrekt.
Er H	Upplåsningstrycket när 295 mmHg - Automatisk lufttömning sker efter 20 ms.
Er 1	Ingen puls hittades.
Er 2	Rörelse, prat eller magnetisk störning under mätförloppet.
Er 3	Onormalt mätresultat.
Er 23	Systoliskt värde under 45 mmHg
Er 24	Systoliskt värde över 230 mmHg
Er 25	Diastoliskt värde under 25 mmHg
Er 26	Diastoliskt värde över 160 mmHg

Felavhjälpling

Problem	Orsak och lösningar
Ingen visning fastän apparaten är påkopplad och batterierna sitter i	Ev. är batterierna tomma. Sätt i nya batterier och se till att polema är åt rätt håll. Kontrollera om apparaten är trasig. Kontakta vid behov kundtjänst.
Mätning kan inte utföras eller luft läcker ut/ingen tryckuppyggnad	Sätt på manschetten ordentligt. Upprep mätningen efter 30 minuters vilopaus. Prata inte och rör dig inte under mätningen.
Varje mätning ger kraftigt avvikande resultat från varandra	Upprep mätningen på rätt sätt efter en vilopaus på 30 minuter. Följ alla anvisningar i denna anvisning för en korrekt mätning och för de vanligaste orsakerna för felmätningar. Lätt avvikande resultat är normalt, eftersom blodtrycket ständigt fluktuerar.
De uppmätta resultaten skiljer sig kraftigt från de värden som uppmäts hos läkaren	Spara de uppmätta värdena och ta upp detta med din läkare. Det är inte ovanligt att värden uppmätta utanför hemmet kan avvika kraftigt.

Kontakta kundtjänst om du inte kan lösa ett problem. Ta inte isär apparaten på egen hand.

Rengöring och skötsel

Ta ur batterierna innan du rengör apparaten. Rengör apparaten och manschetten med en mjuk trasa som du fuktat lätt med en mild tvålösning. Använd aldrig starka rengöringsmedel, alkohol, nafta, förtunningsmedel eller bensin, etc. Doppa inte ner varken apparaten eller några tillbehörsdelar i vatten. Se till att ingen fukt tränger in i apparaten. Använd inte apparaten igen förrän den är helt torr. Utsätt inte apparaten för direkt solljus och skydda den mot smuts och fukt. Utsätt inte apparaten för extrem hetta eller kyla. Rengör apparaten en gång i vecka. Förvara apparaten på en ren och torr plats i enlighet med omgivningsförhållandena för förvaring och transport.

Desinfektion

Vi rekommenderar att du desinficerar apparaten med en 70%-isopropanollösning i ca 1 minut före och efter varje användning. Gör detta på följande sätt: Desinficera höljiet med en mjuk trasa som är lätt fuktad i lösningen och torka omedelbart torrt. Desinficera inte med het ånga eller ultraviolett strålning, eftersom detta kan skada apparaten eller påskynda åldrandet! Vid rengöring och desinfektion ska du säkerställa att de angivna omgivningsförhållandena följs.

Riktlinjer och standarder

Denna blodtrycksmätare uppfyller kraven i EU-standarden för icke-invasiva blodtrycksmätare. Den är certifierad enligt EG-direktiv och är försedd med CE-märkningen (överensstämmelsemärkning) "CE". Blodtrycksmätaren uppfyller kraven i de europeiska direktiven EN 60601-1 och EN 60601-1-2. Denna apparat är certifierad enligt EG-direktiv och försedd med CE-märkningen (överensstämmelsemärkning) "CE". Kraven i MDR (EU) 2017/745 har uppfyllits. Produkten har testats kliniskt i enlighet med ISO 81060-2.

Tekniska data

TIPS
Den maximala ytttemperaturen på apparaten (nära motorn) är 41,3°C. Använd därför inte apparaten kontinuerligt under en längre tid, eftersom det kan orsaka mätfel och överhettning av apparaten.

Displaysystem	: digital visning
Minnesplatser	: 2 x 199 för mätdata
Mätmetod	: Oscilometrisk
Spänningsförsörjning	: 3 V==, 2 x 1,5 V-batterier AAA LR03
Mätområde för pneumatiskt tryck	: 0-295 mmHg (0-39 kPa)
Gränsvärde för övertrycksskydd	: 295 mmHg (39,3 kPa)
Mätområde blodtryck	: Systole: 45–230 mmHg (6–30,7 kPa);
Diastole	: 25–160 mmHg (3,3–21,3 kPa)
Mätområde puls	: 40–199 slag/min.
Manschetryckets precision	: ± 3 mmHg (± 0,4 kPa)
Pulsvärdenas precision	: ± 5 %
Driftläge	: Kontinuerlig drift
Livsängd	: 5 år
Driftförhållanden:	: +5°C till +40°C, 15 till 90 % max. relativ luftfuktighet, atmosfäriskt tryck: 70-106 kPa
Förvarings- och transportförhållanden	: -20°C till +55°C, 10 till 93 % max. relativ luftfuktighet, atmosfäriskt tryck: 70-106 kPa.
	: Undvik följande under transport eller förvaring
	: kraftiga stötar, direkta slag, frätande gas, solljus eller regn. Säkerställ god ventilation.
	: ca 83,9 x 65,9 x 25,5 mm
Mått (l x b x h)	: 40 x 28,5 mm
Displaysens storlek	: ca 13,5 - 19,5 cm för vuxna
Manschett	: ca 115 g utan batterier
Vikt	


Avfallshantering
Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna. Varje konsument är skyldig att lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater, vare sig de innehåller skadliga ämnen eller ej, till en kommunal återvinningsstation eller en återförsäljare. Detta så att apparaten kan avfallshanteras på ett miljövänligt sätt. Ta ur batterierna innan du kasserar apparaten. Kasta inte förbrukade batterier i hushållssoporna, utan lägg dem i en behållare för farligt avfall eller i en batterihölk i en butik. Vänd dig till din kommun eller återförsäljare angående avfallshantering.

Garanti/reparationsvillkor
Dina juridiska garantirättigheter inskränks inte av vår garanti, som framställs nedan. Vid garantiärenden ska du vända dig till återförsäljaren eller direkt till servicestället. Om apparaten måste skickas in, ange vilket fel det handlar om och bifoga en kopia av inköpskvittot. För apparaten gäller följande garantivillkor:

- På **medisana** produkter lämnas tre års garanti, från inköpsdatum. Inköpsdatum ska vid garantiförehavanden förevisas med inköpskvitto eller faktura.
- Brister som beror på material- eller tillverkningsfel åtgärdas konstnadsfritt inom garantitiden.
- Arbeten som utförs enligt garantivillkoren medför inte att garantitiden förlängs, varken för apparaten eller utbytta delar.
- Garantin gäller inte för:
 - skador som beror på felaktig användning, t.ex. om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.
 - skador som beror på reparationer eller åtgärder som utförts av köparen eller obehörig tredje part.
 - transportskador som uppstått under transporten från tillverkaren till användaren eller vid returtransporten till servicestället.
 - tillbehörsdelar som utsätts för normalt slitage.
- Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta följdskador som orsakas av apparaten, inte heller om skadan på apparaten faller under garantin.

NO Bruksanvisning Blodtrykksmåler til håndledd BW 345

Apparat og betjeningselementer



Tegnforklaring

Denne bruksanvisningen tilhører dette apparatet. Den inneholder viktig informasjon for oppstart og håndtering. Les hele bruksanvisningen. Hvis disse anvisningene ikke følges, kan det oppstå alvorlige personskader eller skader på apparatet.

ADVARSEL

Disse advarslene må overholdes for å unngå eventuelle personskader.

OBS

Disse anvisningene må overholdes for å unngå eventuelle skader på apparatet.

MERKNAD

Disse merknadene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om montering eller bruk.

Apparatet er beskyttet mot vannsprut. Vannsprut mot kabinettet fra alle retninger, har ingen skadelig virkning.

Dette produktet oppfyller kravene i det europeiske direktivet 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall og er merket i samsvar med dette.

Resirkuleringssymboler/-koder: Disse benyttes til å gi informere om materialet, riktig bruk og resirkulering.

Dette apparatet er sertifisert i henhold til EU-direktiv og er utstyrt med CE-merket (samsvarsmerket). Kravene i MDR (EU) 2017/745 er oppfylt.

REF	Artikkelnummer		Generelt forbudssymbol
SN	Apparatets serienummer		Ikke demonter
LOT	LOT-nummer		Denne siden opp
MD	Medisinsk utstyr		Klassifisering av apparat: Type BF
EU REP	Angivelse av autorisert EU-representanten		Beskytt apparatet mot fuktighet
UDI	Unik apparatidentifikasjon		Luftfuktighetsområde
	Hold apparatet unna sollys		Trykkbegrensning for omgivelsene
	Produsent		Temperaturområde
	Produksjonsdato		Importer

Name: **BW 345 [Modell: WRS-35H]**

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



CE 0123

NO VIKTIGE ANVISNINGER! TA VARE PÅ DENNE!



Les bruksanvisningen og spesielt sikkerhetshenvisningene nøye før du tar i bruk apparatet. Ta vare på bruksanvisningen i tilfelle du trenger den senere. Hvis du gir apparatet videre til en tredjepart, må bruksanvisningen følge med.

- Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk opphører garantien.
- Apparatet er kun beregnet på privat bruk.
- Hvis du har sykdommer, som f.eks. arteriell okklusiv sykdom, må du ta kontakt med legen din før du bruker apparatet.
- Apparatet skal ikke brukes til å kontrollere hjertefrekvensen til en pacemaker.
- Resultatet av en blodtrykksmåling med dette apparatet, egner seg ikke til selvdagnose hhv. selvbehandling. For å unngå helsefarer må du alltid følge legens råd, og kontakt legen for å få en vurdering av måleresultatene.
- Du må aldri endre doseringen av reseptbelagte medikamenter på bakgrunn av en måling med dette apparatet, og følg legens råd om det beste tidspunktet for målinger, før du gjennomfører en måling.
- Apparatet egner seg ikke til kontinuerlig overvåkning av pasienter, til vurdering av en bestående sykdom eller som førstehjelpstillak.
- Apparatet egner seg ikke til bruk på pasienter som gjennomgår kirurgiske behandlinger, og det bør kun brukes på spesifiserte steder hhv. til hjemmebruk.
- Gravide bør overholde nødvendige forholdsreglene og ta hensyn til individuell belastbarhet. Ta kontakt med legen om du er usikker.
- Pasienten er tiltenkt bruker, og alle funksjonene kan trygt brukes.
- Skulle det oppstå ubehag under en måling, som f.eks. smerter i håndleddet eller andre problemer, trykker du på Start-/Stopp-knappen for å øyeblikkelig tømme mansjetten for luft. Løsne mansjetten og ta den av håndleddet.
- Dette apparatet er ikke ment å brukes av personer med begrensede fysiske, sansemessige eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller kunnskap, med mindre slike personer er under tilsyn av eller får anvisning om hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Denne blodtrykksmåleren er beregnet på voksne. Bruk på spedbarn og barn er ikke tillatt. Rådfor deg med lege hvis du vil bruke apparatet på ungdommer. Medisinsk utstyr er ikke leker!
- Barn under 12 år og mennesker som ikke er i stand til å reagere, skal ikke bruke apparatet.
- Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
- Apparatet må ikke brukes i strålingsintensive rom eller i nærheten av strålingsintensive enheter som f.eks. radiosendere, mobiltelefoner eller mikrobølger, og apparatet skal ikke brukes sammen med høyfrekvente kirurgiske (MR-maskiner) apparater. Dette kan forårsake funksjonsfeil eller feil måleverdier.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av aktivt høyfrekvent kirurgisk utstyr og i rom som er skjermet på grunn av høyfrekvensutstyr, som magnetisk resonansavbildning, hvor intensiteten til den elektromagnetiske forstyrrelsen er høy.
- Ikke beveg deg under målingen.
- Beskytt apparatet mot fuktighet. Skulle imidlertid væske trenge inn i apparatet, må batteriene fjernes øyeblikkelig og videre bruk unngås. Kontakt i så fall forhandleren eller informer oss direkte.
- Ikke bruk apparatet utendørs eller i våtrom.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbar gass (f.eks. bedøvelsesgass, oksygen eller hydrogen) eller brennbar væske (f.eks. alkohol).
- Bruk av dette apparatet ved siden av eller sammen med andre apparater bør unngås, fordi dette kan føre til funksjonsfeil i apparatet. Dersom slik bruk er nødvendig, bør apparatet og andre enheter overvåkes for å sikre at de fungerer normalt.
- Bruk av tilbehør, avlesere og kabler som ikke er godkjent av produsenten, hhv. ikke følger med i leveringen, kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller en redusert elektromagnetisk immunitet for apparatet. Dette kan igjen føre til at apparatet ikke fungerer som det skal.
- Bærbart HF-kommunikasjonsutstyr (inkludert periferutstyr som antennekabler og eksterne antenner) får ikke brukes nærmere enn 30 cm fra noen del av utstyret, inkludert kabler som er spesifisert av produsenten. Det kan ellers oppstå forstyrrelser i ytelsen til dette apparatet.
- Ikke gjør noen endringer på dette apparatet. Ikke demonter eller reparer apparatet selv. Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte servicesteder.
- Før bruk skal brukeren av apparatet kontrollere at apparatet er trygt og fungerer som det skal.
- Gjentatte målinger av blodtrykk i høyt antall vil kunne føre til uønskede bivirkninger, f.eks. at nerver kommer i klem eller at det oppstår blodpropper.
- Ikke mål mer enn tre ganger etter hverandre, og la det være minst fem minutter pause mellom to målinger. Ikke mål mer enn toltat seks ganger per dag.
- Ikke plasser mansjetten på skadet hud, og ikke bruk apparatet ved katetertilkoblinger eller etter en mastektomi.
- Hold hele tiden øye med trykkverdien i displayet. Hvis verdien overskrider 295 mmHg (39,3 kPa), må du trykke på Start-/Stopp-knappen med én gang, for å øyeblikkelig slippe luften ut av mansjetten.
- Mansjetten må behandles med forsiktighet. Mansjetten skal bare pumpes opp når den er plassert korrekt på håndleddet.
- Beskytt apparatet mot kraftige slag, og ikke la det falle. Bruk aldri makt når du f.eks. skal sette på mansjetten.
- Bruk bare originale ekstra- og reservedeler fra produsenten, ellers kan det oppstå skade på apparatet eller personskade.
- Følg retningslinjene for avhending når apparatet skal kastes.
- Hvis du er usikker på om apparatet fungerer feilfritt, skal du ikke bruke det og omgående ta kontakt med servicestedet.
- Å svelge smådelene som emballasje, batteri, batterideksel og liknende kan forårsake kvelning. Barn skal derfor aldri være alene med apparatet.
- Apparatet skal ikke vedlikeholdes eller rengjøres under bruk. Følg vedlikeholds- og rengjøringsanvisningene i denne bruksanvisningen.
- Personer med uregelmessig eller ustabil perifer blodstrøm på grunn av diabetes, leversykdom, åreforkalkning osv. kan oppleve svingninger i de målte verdier.
- Vask hendene før du bruker apparatet.
- Ikke mål blodtrykket mens du foretar andre målinger på samme del av kroppen samtidig, da dette kan forstyrre eller gi feil måleresultat.
- Hvis omgivelsestemperaturen er under 5 °C eller over 40 °C, er ventetiden for minimale lagringstemperaturen til bruk, minst én time. Tiden fra maksimal lagringstemperatur er minst to timer.
- Blodtrykksverdiene som måles med dette apparatet, ligger vanligvis noe under den klinisk bestemte verdien på grunn av de roligere betingelsene.
- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund.
- For hyppige målinger kan føre til skader på pasienten på grunn av forstyrrelser i blodstrømmingen.
- Biokompatibiliteten til mansjetten er testet, men dette kan variere fra person til person. Enkelte personer kan derfor reagere allergisk på materialet i mansjetten.
- Brukeren skal vedlikeholde mansjetten som anbefalt.
- Hvis ytelsen endrer seg (f.eks. unøyaktige målinger eller abnormale visninger), skal du ikke lenger bruke apparatet og ta kontakt med kundeservice.

SIKKERHETSINFORMASJON FOR BATTERIER

- Ikke ta batterier fra hverandre!
- Bytt ut batteriene når batterisymbolet vises på skjermen.
- Fjern eventuelle tomme batterier fra batterirommet da de kan lekke og skade apparatet.
- Økt fare for lekkasje – unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner! Ved kontakt med batterisyre må de berørte områdene straks skylles med store mengder rent vann. Ta umiddelbart kontakt med legen!
- Hvis et batteri har blitt svelet, kontakt lege umiddelbart!
- Bytt alltid ut alle batteriene samtidig!
- Bruk bare batterier av samme type, ikke bruk forskjellige typer eller brukte og nye batterier sammen.
- Legg i batteriene riktig. Vær oppmerksom på polariteten!
- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke apparatet i en periode på minst tre måneder.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn!
- Ikke lad opp batteriene på nytt! Unngå kortslutning! Må ikke kastes inn i åpen ild! **Ekspljosjonsfare!**
- Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres ved et returpunkt i butikken!

Apparat og LCD-skjerm

- Batterirom
- Håndleddsmansjett
- Blodtrykksindikator
- Batterier
- Diastolisk trykkvisning
- Indikator for uregelmessig hjerterytme
- Nummer på minneplass
- Brukersymbol 1 / 2
- LCD-display
- Brukervalg / minne / innstillinger
- Tid/dato
- Systolisk trykkvisning
- Hjertefrekvens
- Minnesymbol
- Gjennomsnittsverdi
- START/STOP-knapp
- Symbol for batteribytte
- Pulssymbol

Leveransens omfang

- Esken inneholder:
- 1 **medisana** blodtrykksmåler for håndledd **BW 345**
- 2 batterier (type AAA, LR03) 1,5 V
- 1 oppbevaringsboks
- 1 bruksanvisning

Kontroller først at apparatet er komplett og at det ikke har tegn på skader. Hvis du er i tvil, skal du ikke bruke apparatet. Ta kontakt med forhandleren eller servicestedet. Hvis du ser en transportskade når du pakker ut apparatet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.



Emballasjen kan gjenbrukes eller resikuleres. Kast uønsket emballasje på riktig måte.



ADVARSEL
Pass på at ikke barn får tak i forpackningsmaterialet. Fare for kvelning!

Tiltenkt bruk

Denne blodtrykksmåleren for håndleddet er ment til måling av det systoliske og diastoliske trykket samt pulsfrekvensen hos et voksent menneske med en ikke-invasiv oscilometrisk teknologi ved hjelp av en oppblåsbar mansjett som legges om håndleddet. Apparatet kan brukes i medisinske miljøer eller hjemme.

Kontraindikasjoner: Det er ingen kjente kontraindikasjoner.

Hva er blodtrykk?

Blodtrykk er det trykket som oppstår i blodårene ved hvert enkelt hjertereslag. Når hjertet trekker seg sammen (= systole) og pumper blod inn i arteriene, forårsaker det en trykkøkning. Den høyeste verdi blir omtalt som systolisk trykk og måles under en blodtrykksmåling som den første verdien. Når hjertemusklene slapper av for å ta opp nytt blod, synker også trykket i arteriene. Når blodårene er avslappet, måles den andre verdien – det diastoliske trykket.

Blodtrykksklassifisering

Systolisk mmHg	Diastolisk mmHg	Klassifikasjon
≥ 160	≥ 100	forhøyet blodtrykk
140–159	90–99	noe forhøyet blodtrykk
90–139	60–89	normalt blodtrykk
< 90	< 60	for lavt blodtrykk



ADVARSEL!
Også et for lavt blodtrykk representerer en helseisisiko! Svimmelhet vil kunne føre til farlige situasjoner (f.eks. i trapper eller i trafikken)!

Påvirkning og evaluering av målingene

- Mål blodtrykket ditt flere ganger, lagre resultatene og sammenlign dem deretter med hverandre. Ikke trekk konklusjoner fra ett enkeltresultat.
- Blodtrykket ditt skal alltid evalueres av en lege som også er kjent med din sykehistorie. Hvis du bruker apparatet regelmessig og registrerer verdiene for legen din, bør du også fra tid til annen informere legen din om utviklingen.
- Når du måler blodtrykk, må du huske på at de daglige verdiene er avhengige av mange faktorer. For eksempel påvirker røyking, alkoholforbruk, medisiner og fysisk arbeid måleverdiene på forskjellige måter.
- Mål blodtrykket ditt før måltider inntas.
- Før du måler blodtrykket ditt, bør du hvile i minst 5–10 minutter.
- Hvis målingens systoliske eller diastoliske verdi virker unormal (for høy eller for lav) til tross for korrekt håndtering av apparatet og dette gjentar seg flere ganger, må du varsle legen din om dette. Dette gjelder også hvis en uregelmessig eller veldig svak puls i sjeldne tilfeller ikke gjør måling mulig.


Oppstart: Sett inn / bytt batterier

Før du kan bruke apparatet, må du sette inn de medfølgende batteriene. Dekselet til batterirommet finnes på baksiden av apparatet. Åpne batterirommet og sett inn de to medfølgende batteriene (1,5 V) av type AAA LR03. Vær oppmerksom på polariteten (illustrasjon i batterirommet). Sett på batteridekselet igjen. Bytt straks ut batteriene når symbolet for bytting av batteri vises i displayet eller når det ikke vises noen i displayet etter at apparatet er slått på.

Innstilling av bruker

Trykk på START-/STOPP-knappen når apparatet er slått av, for å komme til innstillingene. Brukersymbolet blinker, og ved å trykke på «M»-knappen kan du bytte mellom bruker 1 og 2. Trykk på START-/STOPP-knappen for å bekrefte brukerinnstillingen eller vent noen sekunder til målingen automatisk starter.

Stille inn dato og klokkeslett / slette lagrede verdier



Blodtrykksmåleren for håndledd lagrer automatisk opptil 199 målinger for hver bruker (1 eller 2). Minnefunksjonen lagrer de målte verdiene sammen med dato og klokkeslett. Still inn enheten til gjeldende dato og klokkeslett før du foretar en måling for første gang. Dato og klokkeslett kan ikke endres under en måling.

- Trykk på knapp til årstallet blinker.
- Trykk på knapp for å stille inn årstallet, og trykk deretter på START/STOP for å gå over til innstilling av måned.
- Trykk på knapp igjen for å stille inn måneden, og fortsett på samme måte for å stille inn dag, time og minutt. Trykk deretter på START/STOP 3 for å gå til minneinnstillingen.
- Trykk på knapp for å velge brukerminnet som skal slettes. Hold knapp inne i ca. 3 sekunder for å slette det valgte minnet - «NO» vises på displayet. Trykk på START/STOP for å avslutte innstillingsprosessen.
- Du kan når som helst under innstillingen trykke på START/STOP i ca. 3 sekunder for å gå ut av innstillingsmodus og slå av apparatet.

Påsetting av mansjett

- Fest den rene mansjetten direkte på huden på det venstre håndleddet, med håndflaten vendt oppover (se illustrasjon til venstre).
- Avstanden mellom mansjetten og håndflaten må være ca 10–15 mm.
- Fest borerlåsen godt rundt håndleddet, men ikke for stramt for ikke å forvreng måleresultatet.

Slik måler du riktig

- Utfør målingen i sittende stilling.
- Sitt i ro og slapp av i 5 til 10 minutter før målingen utføres.
- Slapp av i armen og legg den løst f.eks. på et bord.
- Løft håndleddet slik at mansjetten befinner seg på høyde med hjertet (se illustrasjon til venstre).
- Sitt i ro under målingen: Ikke beveg deg og ikke snakk, ellers vil måleresultatene kunne endre seg.
- Gjør aldri målingen etter fysisk aktivitet eller et bad.
- Hold beina i ro under målingen, og ikke legg beina over kors.
- Utfør målingen hver dag til samme tid.
- Bruk alltid bare originalmansjetten og ingen deler som ikke er godkjent av forhandleren.
- Plasser føttene flatt på gulvet.

Måle blodtrykket

- Etter at du har lagt på mansjetten på riktig måte, kan du starte målingen.
- Trykk på START-/STOPP-knappen for å starte målingen. Apparatet blåser sakte opp mansjetten automatisk for å måle blodtrykket ditt, og i displayet vises «00».
- Apparatet blåser opp mansjetten slik at et tilstrekkelig trykk for målingen oppnås. Deretter slipper apparatet sakte luften ut av mansjetten og gjennomfører målingen. Så snart apparatet oppdager et signal, begynner pulssymbolet å blinke i displayet.
- Når målingen er fullført, slippes luften ut av mansjetten. Det systoliske og diastoliske blodtrykket, så vel som pulsverdien, vises i displayet. Hvis apparatet har oppdaget uregelmessig puls, vises i tillegg symbolet for uregelmessige hjertereslag .
- De målte verdiene lagres automatisk i det minnet som er valgt (1 eller 2). Hvert minne kan lagre opptil 199 måleverdier. Hvis det allerede er lagret 199 verdier, overskrives den eldste verdien.

Avbryte målingen

Hvis det skulle bli nødvendig å avbryte målingen av blodtrykket, uansett årsak (f.eks. ubehag hos pasienten), kan du når som helst trykke på START-/STOPP-knappen . Apparatet slipper automatisk luften ut av mansjetten med én gang.

Vis lagrede verdier

I Standby-modus trykker du én gang på knappen . Apparatet viser gjennomsnittsverdien for de siste tre blodtrykksmålingene. Trykk på knappen på nytt for å vise de andre målingene etter hverandre.

Automatisk utkobling

Dersom du ikke betjener apparatet på 20 sekunder, slår det seg automatisk av.

Feilmålinger

Ved uvanlige målinger vises følgende i displayet:

Visning	Årsak / Løsning
Er U	Oppblåsningsfasen varer for lenge. Lufttrykket når ikke 30 mmHg i løpet av 12 sekunder – kontroller om mansjetten sitter riktig.
Er H	Lufttrykket når 295 mmHg – luften slippes automatisk ut etter 20 ms.
Er 1	Finner ingen puls.
Er 2	Bevegelser, snakking eller magnetiske forstyrrelser under målingen.
Er 3	Abnormalt måleresultat.
Er 23	Systolisk verdi under 45 mmHg
Er 24	Systolisk verdi over 230 mmHg
Er 25	Diastolisk verdi under 25 mmHg
Er 26	Diastolisk verdi over 160 mmHg

Feilsøking

Problem	Årsak og løsning
Ingen visning selv om apparatet er slått på og batteriene er satt inn	Batteriene kan være tomme. Sett inn nye batterier og pass på polariteten. Kontroller om apparatet er skadet. Kontakt i så fall kundeservice.
Det er ikke mulig å utføre målinger eller luften slipper ut / det dannes ikke lufttrykk	Fest mansjetten korrekt. Gjenta målingen etter en pause på 30 minutter. Ikke beveg deg eller snakk under målingen.
Hver måling viser resultater som er svært avvikende fra hverandre	Gjenta målingen på en korrekt måte etter en pause på 30 minutter. Følg alle anvisningene i denne bruksanvisningen for korrekt måling, og se gjennom årsakene til feilmålinger. Lett avvikende resultater er normalt, siden blodtrykket stadig er i endring.
Resultatene avviker mye fra verdiene målt hos legen	Lagre de målte verdiene, og snakk med legen om dette. Det er ikke uvanlig av målinger som ikke utføres hjemme kan avvike ganske mye.

Hvis du ikke kan løse et problem, så vennligst kontakt kundeservice. Ikke demonter apparatet på egen hånd.

Rengjøring og vedlikehold

Ta ut batteriene før du rengjør apparatet. Gjør apparatet og mansjetten rene med en myk klut fuktet med en mild såpe løsning. Bruk aldri kraftige rengjøringsmidler, alkohol, nafta, forfryningsmiddel, bensin osv. Ikke senk verken apparatet eller noe annet tilbehør ned i vann. Pass på at det ikke trenger fuktighet inn i apparatet. Ikke bruk apparatet før det er helt tørt igjen. Ikke utsett apparatet for direkte sollys, og beskytt det mot smuss og fuktighet. Ikke utsett apparatet for ekstrem varme eller kulde. Rengjør apparatet én gang per uke. Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted i henhold til omgivelsesbetingelsene for oppbevaring og transport.

Desinfisering

Vi anbefaler å desinfisere apparatet før og etter hver bruk cirka ett minutt med en isopropanol-løsning på 70 %. Gjør følgende: Desinfiser kabinettet med en myk klut fuktet med løsningen og tørk det deretter raskt tørt. Ikke bruk varmdamp eller ultrafiolett bestråling til å desinfisere. Dette kan skade apparatet eller redusere levetiden! Når du utfører rengjøring og desinfisering, må du alltid sørge for at de angitte omgivelsesbetingelsene for bruk overholdes.

Retningslinjer og standarder

Denne blodtrykksmåleren oppfyller kravene i EU-standard for ikke-invasive apparater til måling av blodtrykk. Det er sertifisert i henhold til EU-direktiv og er utstyrt med CE-merket (samsvarsmerket). Blodtrykksmåleren er i samsvar med de europeiske forskriftene EN 60601-1 og EN 60601-1-2. Dette apparatet er sertifisert i henhold til EU-direktiv og er utstyrt med CE-merket (samsvarsmerket). Kravene i MDR (EU) 2017/745 er oppfylt. Produktet er klinisk kontrollert i henhold til ISO 81060-2.

Tekniske data



MERKNAD
Overflatetemperaturen til apparatet (i nærheten av motoren) er maksimalt 41,3 °C. Bruk derfor ikke apparatet kontinuerlig over et lengre tidsrom. Det kan føre til avvik i målingene og at apparatet blir overopphetet.

Visningssystem	: Digital visning
Minneplasser	: 2 x 199 for måledata
Målemetode	: Oscilometrisk
Spennning	: 3 V ⁼⁼ , 2 x 1,5 V batterier AAA LR03
Pneumatisk trykkmåleområde	: 0–295 mmHg (0–39 kPa)
Grenseverdi overtrykksvern	: 295 mmHg (39,3 kPa)
Måleområde blodtrykk	: Systolisk: 45–230 mmHg (6–30,7 kPa) Diastolisk: 25–160 mmHg (3,3–21,3 kPa)

Måleområde puls	: 40–199 slag/minutt
Nøyaktighet for mansjettrykk	: ± 3 mmHg (± 0,4 kPa)
Nøyaktighet for pulsverdier	: ± 5 %
Driftsmodus	: Kontinuerlig bruk
Levetid	: 5 år
Bruksforhold	: + 5 °C til + 40 °C, 15 til 90 % maks. relativ luftfuktighet, atmosfærisk trykk: 70–106 kPa

Betingelser for oppbevaring og transport	: - 20 °C til + 55 °C, 10 til 93 % maks. relativ luftfuktighet, atmosfærisk trykk: 70–106 kPa. Unngå kraftige støt, direkte slag, korrosive gasser, soleksponering eller regn under lagring og lagring. Sørg for god lufting.
Mål (L x B x H)	: ca. 83,9 x 65,9 x 25,5 mm
Displayretelse	: ca. 10 x 28,5 mm
Mansjett	: ca. 13,5–19,5 cm for voksne
Vekt	: ca. 115 g uten batterier

Avfallshåndtering


Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Hver forbruker er selv forpliktet til å levere alle elektriske og elektroniske apparater – uansett om disse inneholder skadelige stoffer eller ikke – ved et lokalt mottakssted for slikt avfall eller hos forhandler, for å sikre en miljøvennlig avfallshåndtering. Ta ut batteriene før du kaster apparatet. Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en returstasjon for batterier. Ta kontakt med kommunen eller forhandler for mer informasjon om avfallshåndtering.

Garantio vilkår ved reparasjon

Dine lovpålagte garantirettigheter er ikke begrenset av vår garanti presentert nedenfor. For garanti-henvendelser kan du ta kontakt med forhandleren eller direkte med servicesenteret. Hvis du må sende inn apparatet, må du oppgi hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen. Følgende garantivilkår gjelder:

- Alle **medisana**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien skal kjøpsdokumentenes dokumenteres med kvittering eller regning.
- Materialfeil og produksjonsfeil rettes gratis innenfor garantitiden.
- En garanti-ytelse fører ikke til at garantitiden, verken for appar

Apparat og betjeningselementer



Tegnforklaring

Denne brugsanvisning er en del af apparatet. Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og anvendelse. Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem. Manglende overholdelse af anvisningen kan medføre alvorlige personskader eller skader på produktet.

ADVARSEL

Disse advarsler skal overholdes for at undgå mulig personskade.

OBS!

Disse anvisninger skal overholdes for at forhindre mulige skader på produktet.

BEMÆRK

Disse henvisninger indeholder praktiske tillægsoplysninger om installation og anvendelse.

Apparatet er beskyttet mod vandstænk. Sprøjt fra vand fra enhver retning mod huset har ingen skadelig effekt.

Dette produkt er underlagt EU's direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og det er mærket i overensstemmelse hermed.

Genbrugssymboler/koder: Disse har til formål at oplyse om materialet og dets korrekte anvendelse samt genanvendelse.


CE 0123

Dette apparat er certificeret i henhold til gældende EU-direktiver og forsynet med CE-mærket (overensstemmelsesmærke). Kravene i MDR (EU) 2017/745 er opfyldt.

REF	Varenummer		Generelt forbudssymbol
SN	Apparatets serienummer		Må ikke adskilles eller demonteres
LOT	LOT-nummer		Denne side skal vende opad
MD	Medicinsk udstyr		Ehedsklassificering: Type BF
EU REP	Angivelse af den befuldmægtigede EU-repræsentant		Skal beskyttes mod fugt
UDI	Entydig identifikation af apparatet		Luftfugtighedsområde
	Skal beskyttes mod sollys		Begrænsning af omgivelsernes tryk
	Producent		Temperaturområde
	Produktionsdato		Importer

Name: BW 345 [Model: WRS-35H]

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



CE 0123

DK VIGTIGE ANVISNINGER! SKAL OPBEVARES!

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden massageapparatet tages i brug. Dette gælder især sikkerhedsanvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjepart, skal brugsanvisningen altid følge med.



- Brug kun apparatet i overensstemmelse med det formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien.
- Apparatet er udelukkende tiltænkt privat brug.
- Hvis du har sygdomme, som f.eks. arterieinsufficiens, skal du kontakte din læge, før du anvender apparatet.
- Apparatet må ikke bruges til at kontrollere en pacemakers hjertefrekvens.
- Resultatet af en blodtryksmåling med dette apparat er ikke egnet til en selvdiagnose eller selvbehandling. For at undgå sundhedsfarer skal du altid følge din læges anvisninger, og du skal kontakte vedkommende for at få en vurdering af måleresultatet.
- Du må aldrig ændre indtagelsen af lægeligt ordineret medicin som følge af en måling med dette apparat. Du skal altid rådføre dig med din læge vedrørende det optimale måletidspunkt, inden du måler.
- Apparatet er ikke egnet til kontinuerlig overvågning af en patient, til bedømmelse af en eksisterende sygdom eller til førstehjælp.
- Apparatet er ikke egnet til anvendelse på patienter, der gennemgår kirurgiske behandlinger. Det må kun anvendes på fastlagte steder eller i private hjem.
- Gravide skal overholde de nødvendige forsigtighedsforanstaltninger og være opmærksomme på deres individuelle belastningsveje. Kontakt eventuelt din læge.
- Patienten er den beregnede bruger. Alle funktioner kan anvendes sikkert.
- Hvis der opstår ubehag under målingen som f.eks. smerter i håndleddet eller andre problemer, skal du trykke på start-/stopknappen for straks at lukke luften ud af manchetten. Læs manchetten, og fjern den fra håndleddet.
- Dette apparat er ikke tiltænkt brug af personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, med mindre personen ansvarlig for de pågældende personers sikkerhed overvåger eller instruerer dem i brugen af apparatet.
- Denne blodtryksmåler er beregnet til voksne. Det er ikke tilladt at bruge apparatet på hverken spædbørn eller større børn. Spørg din læge til råds, hvis du ønsker at bruge apparatet på unge mennesker. Medicinske produkter er ikke legetøj!
- Børn under 12 år og mennesker, der ikke er i stand til at ytre deres vilje, må ikke benytte apparatet.
- Opbevar apparatet uden for børns rækkevidde.
- Apparatet må ikke bruges i strålingsintensive rum eller i nærheden af strålingsintensive apparater som f.eks. radiosendere, mobiltelefoner eller mikrobølgeovne, eller sammen med højfrekvente, kirurgiske apparater (MR-apparater). Herved kan der opstå funktionsfejl eller ukorrekte måleværdier.
- Anvend ikke apparatet i nærheden af aktivt højfrekvent udstyr og det HF-afskæmmede rum i et MC-system til magnetresonanstomografi, hvor intensiteten af elektromagnetisk interferens er høj.
- Bevæg dig ikke under målingen.
- Beskyt apparatet mod fugt. Hvis der alligevel trænger væske ind i apparatet, skal batterierne straks tages ud, og brugen indstilles. Kontakt i så tilfælde din fagforhandler eller informer os direkte.
- Anvend aldrig apparatet i det fri eller i fugtige rum.
- Brug ikke apparatet i nærheden af brændbar gas (f.eks. bedøvelsesgas, ilt eller hydrogen) eller brændbar væske (f.eks. alkohol).
- Det bør undgås at anvende dette apparat ved siden af eller sammen med andre apparater, da dette kan medføre ukorrekt drift. Er en sådan anvendelse nødvendig, skal dette apparat og de andre apparater overvåges for at sikre, at de fungerer korrekt.
- Anvendelsen af tilbehør, følere og kabler, der ikke er godkendte eller leveret af producenten, kan medføre øget elektromagnetisk emission eller en reduceret elektromagnetisk immunitet for dette apparat og medføre en ukorrekt drift.
- Bærbare, højfrekvente kommunikationsapparater (inklusive periferiudstyr som antennekabler og eksterne antenner) bør ikke anvendes tættere på apparatet end 30 cm. Dette gælder alle dele af apparatet, inklusive den medfølgende ledning. Dette kan medføre indskrænkninger i apparatets ydeevne.
- Foretag aldrig forandringer på apparatet, adskil det ikke og reparer aldrig selv apparatet. Reparationer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.
- Inden apparatet tages i brug, er brugeren forpligtet til at kontrollere, at apparatet fungerer sikkert og ordentligt.
- Mange gentagne blodtryksmålinger kan medføre uønskede bivirkninger, f.eks. nervekontusioner eller blodkoagleringer.
- Mål aldrig mere end 3 gange efter hinanden, og lad der være en pause på mindst 5 minutter mellem to målinger. Mål aldrig mere end i alt 6 gange om dagen.
- Anbring aldrig manchetten på beskadigede hudområder, hudområder med katetertilslutning eller efter en mastektomi.
- Hold hele tiden øje med trykværdien på displayet. Hvis denne overstiger 295 mmHg (39,3 kPa), skal du straks trykke på start-/stopknappen for at opnå en umiddelbar udluftning af manchetten. Manchetten er følsom og skal behandles med behørig forsigtighed. Pump kun luft ind i manchetten, når den er korrekt placeret på håndleddet.
- Beskyt apparatet mod kraftige slag og lad det ikke falde. Benyt aldrig vold, f.eks. når manchetten anbringes.
- Brug altid kun originale reservedele og tilbehør fra producenten, da der ellers kan opstå person- eller materialeskader.
- Følg de lokale retningslinjer for bortskafløse, når apparatet skal bortskafløse.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt apparatet fungerer korrekt, må du ikke fortsat benytte apparatet. Henvend dig i så fald til et servicestød.
- Hvis smådele som emballagemateriale, batterier, batteridæksel osv. sluges, er der risiko for kvælning. Lad derfor aldrig børn være alene med apparatet.
- Der må ikke udføres vedligeholdelse eller rengøring under anvendelsen. Følg vedligeholdelses- og rengøringsanvisningerne i denne vejledning.
- Hos personer med uregelmæssig eller ustabil perifer blodtilførsel som følge af diabetes, leversygdomme, åreforkalkning osv. kan der forekomme elektromagnetisk i målte blodtryksværdier.
- Vask dine hænder, inden du benytter apparatet.
- Mål ikke blodtrykket, hvis der samtidig foretages andre målinger på samme kropsdel, da dette kan forstyrre de enkelte målinger.
- Hvis den omgivende temperatur er under 5 °C eller over 40 °C, skal der gå mindst 1 time fra den minimale opbevaringstemperatur til anvendelsen. Fra den maksimale opbevaringstemperatur skal der gå mindst 2 timer.
- Som følge af de roligere betingelser ligger de blodtryksværdier, der måles med dette apparat, normalt lidt under de klinisk bestemte værdier.
- Fjern batterierne, hvis apparatet tages ud af drift i længere tid.
- For hyppige målinger kan som følge af forstyrrelser af blodtilførselen medføre skader hos patienten.
- Manchettens biokompatibilitet er testet, men den varierer imidlertid fra patient til patient. Nogle personer kan alligevel reagere allergisk på kontaktmateriale.
- Brugeren skal vedligeholde manchetten som anbefalet.
- Hvis ydeevnen ændrer sig (f.eks. upræcis måling eller unormal visning), skal du straks holde op med at bruge apparatet og henvende dig i god tid til kundeservice.

SIKKERHEDSANVISNINGER VEDRØRENDE BATTERIER

- Skil ikke batterierne ad!
- Udskift batterierne, når batterisymbolet vises på displayet.
- Batterier, der er lave, skal omgående tages ud af batterirummet, da de kan lække og derved beskadige apparatet!
- Øget fare for lækage, undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder! Ved kontakt med batterisyre skal de berørte steder straks skylles med rigelige mængder rent vand. Søg omgående lægehjælp!
- Hvis et batteri sluges, skal der straks søges lægehjælp!
- Udskift altid alle batterierne samtidig!
- Isæt kun batterier af samme type, anvend ikke batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier sammen!
- Anbring batterierne korrekt, og vær opmærksom på at vende polerne rigtigt!
- Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i mindst 3 måneder.
- Batterierne skal altid opbevares utilgængeligt for børn!
- Batterierne må ikke genoplades! Må ikke kortsluttes! Må ikke brændes! **Eksplodingsfare!**
- Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men aflever dem i affaldssorterings batteri-container eller i en batterispand hos forhandleren!

Apparat og LCD-display

- Batterirum
- START/STOP-knap
- Brugervalg / hukommelse / indstillinger
- Klokesæt / dato
- Batterier
- Visning af diastolisk blodtryk
- Visning af uregelmæssigt hjerteslag
- Hukommelsesplads-nummer
- Gennemsnitsværdi
- LCD-display
- Håndledsmanchet
- Blodtryksindikator
- Batteriskift-symbol
- Visning af systolisk blodtryk
- Hjertefrekvens
- Puls-symbol
- Hukommelsesymbol
- Brugersymbol 1 / 2

Leveringsomfang

Leveringen omfatter:

- 1 **medisana**-blodtryksmåleapparat til håndled **BW 345**
- 2 batterier (type AAA, LR03) 1,5 V
- 1 opbevaringsboks
- 1 brugsanvisning

Start med at kontrollere, at apparatet er komplet og ikke udviser tegn på skader. I tvivlstilfælde skal du undlade at tage apparatet i brug og kontakte forhandleren eller kundeservice. Kontakt straks din forhandler, hvis du bemærker transportskader under udpakningen.



Emballagen kan genbruges eller afleveres til genanvendelse. Bortskaf overskydende emballagemateriale korrekt.



ADVARSEL
Sørg for, at børn ikke får fat i emballagefolien. Der er risiko for kvælning!

Formålsbestemt brug

Dette blodtryksmåleapparat til håndleddet anvendes til måling af det systoliske og diastoliske tryk samt pulsfrekvens hos en voksen person ved hjælp af ikke-invasiv oscilometrisk teknik med en opstillet manchete, der anbringes rundt om håndleddet. Apparatet kan anvendes i medicinske institutioner eller i hjemmet.

Kontraindikationer: Der er ingen kendte kontraindikationer.

Hvad er blodtryk?

Blodtrykket er det tryk, der opstår i blodkarrene ved hvert hjerteslag. Når hjertet trækker sig sammen (= systole) og blodet pumpes ud i arterierne, stiger trykket. Den højeste værdi betegnes som systolisk tryk og måles som første værdi ved en blodtryksmåling. Når hjertemusklens slapper af for at modtage nyt blod, falder trykket samtidig i arterierne. Når blodkarrene således befinder sig i hvileposition måles den anden værdi – det diastoliske tryk.

Blodtryksklassificering

systolisk mmHg	diastolisk mmHg	Klassifikation
≥ 160	≥ 100	Forhøjet blodtryk
140 - 159	90 - 99	Let forhøjet blodtryk
90 - 139	60 - 89	Normalt blodtryk
< 90	< 60	For lavt blodtryk



ADVARSEL!
Et for lavt blodtryk er ligesom et forhøjet blodtryk forbundet med en sundhedsrisiko! Svimmelhedsanfald kan medføre farlige situationer (f.eks. på trapper eller i trafikken)!

Påvirkning og analyse af målingerne

- Mål dit blodtryk flere gange, gem resultaterne, og sammenlign dem herefter med hinanden. Drag ikke nogen konklusioner ud fra et enkelt resultat.
- Dine blodtryksværdier skal altid bedømmes af en læge, som kender din medicinske forhistorie. Hvis du bruger apparatet regelmæssigt og registrerer værdierne til brug for din læge, bør du med jævne mellemrum informere din læge om forløbet.
- I forbindelse med dine blodtryksmålinger bør du være opmærksom på, at de daglige værdier afhænger af mange faktorer. Rygning, alkohol, medicin og fysisk arbejde påvirker værdierne på forskellige måder.
- Mål dit blodtryk inden måltider.
- Før du måler dit blodtryk, bør du hvile dig i mindst 5-10 minutter.
- Hvis den systoliske eller diastoliske værdi forekommer dig at være udsædvanlig (for høj eller for lav) trods korrekt håndtering af apparatet, og hvis dette gentager sig flere gange, skal du informere din læge. Dette gælder også i de sjældne tilfælde, hvor en uregelmæssig eller meget svag puls umuliggør måling.


Ibrugtagning: Isætning/udskiftning af batterier

Inden dit apparat tages i brug, skal du anbringe de medfølgende batterier i batterirummet. Dækslet til batterirummet er placeret på apparatets underside. Åbn batterirummet, og isæt 2 1,5 V batterier, type AAA LR03. Sørg for at vende batterierne rigtigt (polerne er markeret i batterirummet). Luk batterirummet igen. Udskift straks batterierne, når symbolet for batteriskift vises på displayet, eller hvis displayet ikke viser noget efter aktivering af apparatet.

Brugerindstillinger

Tryk med slukket apparat på start-/stopknappen for at komme i indstillingstilstanden. Brugersymbolet blinker, og du kan skifte mellem bruger 1 og 2 ved at trykke på »M«-knappen . Tryk på start-/stopknappen for at bekræfte brugerindstillingen eller vent nogle sekunder, indtil målingen starter automatisk.

Indstilling af dato og klokkeslæt / sletning af gemte værdier



Blodtryksmåleren til håndleddet gemmer automatisk op til 199 måleværdier for hver bruger (1 eller 2). Hukommelsesfunktionen gemmer måleværdier med dato og klokkeslæt. Indstil apparatet på den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, før du gennemfører den første måling. Datoen og klokkeslættet kan ikke ændres mens der måles.

- Tryk på knappen , indtil årstallet blinker.
- Tryk på knappen for at indstille årstallet, og tryk herefter på START/STOP for at komme til indstillingen af måned.
- Tryk igen på knappen for at indstille måneden, og fortsæt på samme måde med indstilling af dag, time og minut. Tryk på START/STOP for at komme til hukommelsesindstillingen.
- Tryk på knappen for at udvalgte den bruger, hvis data skal slettes. Hold knappen inde i ca. 3 sekunder for at slette den valgte brugerhukommelse. - „NO“ vises nu på displayet. Tryk på

- START/STOP for at afslutte indstillingen.
- Du kan når som helst under indstillingen holde START/STOP-knappen inde i ca. 3 sekunder for at forlade indstillingstilstanden og slukke apparatet.

Sådan tager du manchetten på

- Anbring den rene manchete på den bare hud på venstre håndled, med håndfladen opad (se figuren til venstre).
- Afstanden mellem manchetten og håndfladen skal være ca. 10-15 mm.
- Luk manchetten om håndledet med velcroen, dog ikke for stramt, da dette kan medføre forkerte måleresultater.

Hvordan måler du korrekt?

- Gennemfør målingen i siddende stilling.
- Slap af i 5-10 minutter inden målingen.
- Slap af i armen, og lad armen ligge i en afslappet hvileposition, f.eks. på et bord.
- Løft håndleddet så meget, at trykmanchetten befinder sig i højde med hjertet (se figuren til venstre).
- Forhold dig roligt under målingen: Bevæg dig ikke, og undlad at tale, da dette kan påvirke måleresultaterne.
- Mål aldrig, mens du anstrænger dig eller tager bad.
- Hold dine ben i ro under målingen og kryds ikke benene.
- Udfør målingen på samme tid hver dag.
- Anvend altid kun den originale manchete og altid reservedele, der er godkendte af producenten.
- Hold dine fødder fladt på gulvet.

Måling af blodtrykket

- Når du har taget manchetten korrekt på, kan du starte målingen.
- Tryk på start-/stopknappen for at starte målingen. Apparatet pumper automatisk manchetten langsomt op for at måle dit blodtryk, og i displayet vises »00«.
- Apparatet pumper manchetten op, indtil der er opbygget et tilstrækkeligt måletryk. Herefter lukker apparatet langsomt luften ud af manchetten og gennemfører målingen. Så snart apparatet registrerer et signal, begynder pulssymbolet i displayet at blinke.
- Når målingen er slut, lukkes luften ud af manchetten. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsværdien vises på displayet. Hvis apparatet herudover har registreret en uregelmæssig puls, vises desuden symbolet for uregelmæssigt hjerterytme .
- De målte værdier gemmes automatisk i den valgte hukommelse (1 eller 2). I hver brugerhukommelse kan der gemmes op til 199 måleværdier. Hvis der allerede er gemt 199 værdier, overskrives den ældste værdi.

Sådan afbryder du målingen

Såfremt det bliver nødvendigt at afbryde målingen af blodtrykket, uanset af hvilken grund (f.eks. fordi patienten bliver utilpas), kan du til enhver tid trykke på start-/stopknappen . Apparatet lukker straks luften ud af manchetten automatisk.

Visning af gemte værdier

Tryk 1 gang på knappen i standby. Apparatet viser nu gennemsnitsværdien af de seneste tre blodtryksmålinger. Tryk igen på knappen for at få vist de andre målinger en efter en.

Automatisk slukning

Hvis der ikke er udført betjening i ca. 20 sekunder, slukkes apparatet automatisk.

Fejlvisninger

Ved usædvanlige målinger vises følgende symboler i displayet:

Display	Årsag/løsning
Er U	Oppustningsfasen varer for længe. Oppustningstrykket når ikke 30 mmHg inden for 12 sekunder – kontrollér, om manchetten sidder korrekt.
Er H	Oppustningstrykket når 295 mmHg. Luften lukkes automatisk ud efter 20 ms.
Er 1	Der blev ikke fundet nogen puls.
Er 2	Bevægelse, tale eller magnetisk forstyrrelse under målingen.
Er 3	Unormalt måleresultat.
Er 23	Systolisk værdi under 45 mmHg
Er 24	Systolisk værdi over 230 mmHg
Er 25	Diastolisk værdi under 25 mmHg
Er 26	Diastolisk værdi over 160 mmHg

Afhjælpning af fejl

Problem	Årsag og løsninger
Der vises ikke noget på displayet, selvom apparatet er tilsluttet og forsynet med batterier.	Batterierne kan være tomme. Kom nye batterier i apparatet. Sørg for at vende polerne rigtigt. Kontrollér apparatet for skader. Kontakt eventuelt kundeservice.
Målingen kan ikke gennemføres, eller der siver luft ud/der opbygges ikke tryk	Anbring manchetten korrekt. Gentag målingen efter en 30-minutters hvilefase. Tal og bevæg dig ikke under målingen.
Resultatet af de enkelte målinger afviger stærkt fra hinanden.	Gentag målingen i henhold til anvisningerne og efter en 30-minutters hvilefase. Overhold alle anvisningerne vedrørende den korrekte fremgangsmåde i denne brugsanvisning, og vær opmærksom på mulige årsager til fejlmålinger. Let afvigende resultater er normalt, idet blodtrykket hele tiden bevæger sig op og ned.
De målte værdier afviger stærkt fra værdierne målt hos lægen.	Gem de målte værdier, og drøft dem med din læge. Det er ikke usædvanligt, at der er store forskelle på værdierne målt derhjemme og værdierne målt hos lægen.

Støder du på et problem du ikke kan løse, bedes du kontakte vores kundeservice. Skil ikke selv apparatet ad.

Rengøring og pleje

Tag batterierne ud, før du rengør apparatet. Rengør apparatet og manchetten med en blød klud, som du fugter let med en mild sæbeblanding. Brug under ingen omstændigheder skrappe rengøringsmidler, alkohol, stenkulsnafta, fortyndere, benzin osv. Dyp hverken apparatet eller tilbehørsdelene i vand. Der må ikke kunne trænge fugt ind i apparatet. Apparatet må først bruges igen, når det er helt tørt. Apparatet må aldrig udsættes for direkte sollys og skal beskyttes mod snævs og fugt. Udsæt ikke apparatet for ekstrem varme eller kulde. Rengør apparatet én gang om ugen. Opbevar apparatet på et rent og tørt sted i overensstemmelse med omgivelsesbetingelserne for opbevaring og transport.

Desinficering

Vi anbefaler at desinficere apparater efter hver brug i ca. 1 minut med en 70 %-isopropanolopløsning. Dette gøres på følgende måde: Desinficer huset med en klud, der er let fugtet med opløsningen, og tør det straks af. Brug ikke damp med høj temperatur eller ultraviolet bestråling til desinficering, da dette kan beskadige apparatet eller accelerere aldringen. Sørg ved enhver rengøring og desinficering for, at de angivne omgivelsesbetingelser for anvendelsen følges.

Retningslinjer og standarder

Denne blodtryksmåler overholder bestemmelserne i EU-standarder for ikke-invasive blodtryksmålere. Den er certificeret i henhold til EU-direktiver og forsynet med CE-mærke (overensstemmelsesmærke). Blodtryksmåleren overholder de europæiske forskrifter EN 60601-1 og EN 60601-1-2. Dette apparat er certificeret i henhold til gældende EU-direktiver og udstyret med CE-mærket (overensstemmelsesmærke). Kravene i MDR (EU) 2017/745 er opfyldt.

Produktet er klinisk testet i henhold til specifikationerne i ISO 81060-2.

Tekniske data

BEMÆRK
Apparatets overfladetemperatur er (i nærheden af motoren) maksimalt 41,3 °C. Brug derfor ikke apparatet kontinuerligt i en længere periode, da det kan medføre måleafvigelse og overophedning af apparatet.

Displaysystem	: Digitalt display
Hukommelsesplader	: 2 x 199 til måledata
Målemetode	: Oscilometrisk
Spændingsforsyning	: 3 V=, 2 x 1,5 V-batterier AAA LR03
Pneumatisk trykmåleområde	: 0-295 mmHg (0-39,9 kPa)
Overtryksbeskyttelsesgrænse	: 295 mmHg (39-3 kPa)
Måleområde blodtryk	: Systole: 45–230 mmHg (6–30,7 kPa) Diastole: 25–160 mmHg (3,3–21,3 kPa)

Måleområde puls	: 40–199 slag/min.
Manchetrykkets præcision	: ± 3 mmHg (± 0,4 kPa)
Pulsværdiernes præcision	: ± 5 %
Driftstilstand	: Kontinuerlig anvendelse
Levetid	: 5 år
Driftsbetingelser	: +5 °C til +40 °C, 15 til 90 % maks. relativ luftfugtighed, atmosfærisk tryk: 70-106 kPa

Opbevaring- og transportbetingelser	: -20 °C til +55 °C, 10 til 93 % maks. relativ luftfugtighed, atmosfærisk tryk: 70-106 kPa. Undgå følgende under transport eller opbevaring kraftige stød, direkte slag, korrosiv gas, eksponering for sol eller regn. Sørg for god ventilation.
Dimensioner (L x B x H)	: ca. 83,9 x 65,9 x 25,5 mm
Displaysets størrelse	: 40 x 28,5 mm
Manchet	: ca. 13,5 – 19,5 cm til voksne
Vægt	: ca. 115 g uden batterier


Bortskafløse

Dette produkt må ikke bortskafløse sammen med husholdningsaffaldet. Enhver forbruger er forpligtet til at aflevere samtlige elektriske og elektroniske apparater til miljørigtig bortskafløse eller

medisana®

CZ Návod k použití
Zápěsní tlakoměr BW 345

Přístroj a ovládací prvky



Vysvětlení značek

Tento návod k použití patří k tomuto přístroji. Obsahuje důležité informace o uvedení přístroje do provozu a manipulaci s ním. Návod k použití si pečlivě prostudujte. Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na přístroji.

VAROVÁNÍ

Tato výstražná upozornění je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele.

POZOR

Tyto pokyny je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případnému poškození přístroje.

i

IP22

Přístroj je chráněn proti stříkající vodě. Voda stříkající na kryt ze všech stran nemá žádné nepříznivé účinky.

Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a je odpovídajícím způsobem označen.

Recyklační symboly/kódy: Informují o materiálu a jeho správném použití, jakož i jeho recyklaci.

Recyklační symboly/kódy: Informují o materiálu a jeho správném použití, jakož i jeho recyklaci.

Tento přístroj je certifikován v souladu se směrnicemi EU a je označen značkou CE (značka shody). Jsou splněny požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR).

REF	Číslo výrobku	☐	Všeobecný symbol záruky
SN	Sériové číslo přístroje	⊘	Nerozebírejte nebo nedemontujte!
LOT	Číslo šarže (LOT)	↑↑	Touto stranou nahoru
MD	Zdravotnický prostředek	🚶	Klasifikace přístroje: typ BF
EU REP	Údaj o zplnomocněném zástupci EU	☂	Chraňte před vlhkostí
UDI	Jednoznačná identifikace přístroje	👤	Rozsah vlhkosti vzduchu
☀	Chraňte před slunečním světlem	👁	Omezení okolního tlaku
🏭	Výrobce	🌡	Teplotní rozsah
📅	Datum výroby	🌐	Dovozce

Name: BW 345 [Model: WRS-35H]

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



Manual Service

CZ DŮLEŽITÉ POKYNY! BEZPODMÍNEČNĚ USCHOVEJTE!



Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud přístroj předáváte třetím osobám, přiložte k němu v každém případě i tento návod k použití.

- Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití. Při použití k nevhodnému účelu zanikají nároky na záruku.
- Přístroj je určen pouze pro soukromé použití.
- Jste-li nemocní (např. trpíte periferním cévním onemocněním), konzultujte použití přístroje s lékařem.
- Přístroj je zakázáno používat ke kontrole tepové frekvence kardiostimulátoru.
- Výsledek měření krevního tlaku pomocí tohoto přístroje není vhodný pro samodiagnostiku, resp. samoléčbu. Abyste předešli zdravotním rizikům, dodržujte vždy pokyny lékaře a požádejte ho o odborné posouzení výsledků měření.
- Nikdy neprovádějte změny v užívání léků předepsaných lékařem z důvodu měření pomocí tohoto přístroje a před měřením se poradte se svým lékařem ohledně ideální doby měření.
- Přístroj není vhodný pro kontinuální monitorování stavu pacienta, pro posouzení existujícího onemocnění nebo pro první pomoc.
- Přístroj není vhodný pro použití u pacientů v chirurgické péči. Měl by být používán pouze na určených místech, resp. v domácnostech.
- V případě těhotenství přijměte příslušná preventivní opatření a řiďte se svým individuálním stavem. Případně kontaktujte lékaře.
- Určeným uživatelem je pacient, mohou být bezpečně používány všechny funkce.
- Pokud se během měření vyskytnou nepřímé pocity, jako např. bolest v zápěstí nebo jiné potíže, stiskněte tlačítko Start/Stop **⬛** pro okamžitě vypuštění vzduchu z manžety. Uvolněte manžetu a sejměte ji ze zápěstí.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby s omezeními fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi či vědomostmi, s výjimkou případů, kdy tak činí pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od této osoby dostaly pokyny, jak má přístroj používat.
- Tento měřič krevního tlaku je určen pro dospělé osoby. Nesmí být používán u kojenců a dětí. Použití přístroje u mladistvých pacientů konzultujte s lékařem. Zdravotnické prostředky nejsou hračky!
- Přístroj nesmí používat děti do 12 let a osoby, které nejsou schopny vyjádřit svou vůli.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Přístroj se nesmí používat v prostorách s intenzivním zářením nebo v okolí přístrojů s intenzivním zářením, jako jsou rádiové vysílače, mobilní telefony nebo mikrovlnné trouby, nebo společně s vysokofrekvenčními chirurgickými přístroji (přístroj pro magnetickou rezonanci [MR]). Mohlo by dojít k poruchám funkce nebo k nesprávným výsledkům měření.
- Neprovazujte v blízkosti aktivních vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a ve vysokofrekvenčním stíněném prostoru systému MFE (multiple-frequency excitation) pro magnetickou rezonanci, kde je vysoká intenzita elektromagnetického rušení.
- Při měření se nehybejte.
- Chraňte přístroj před vlhkostí. Pokud se do přístroje dostane kapalina, okamžitě vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat. Kontaktujte v tomto případě prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo nás informujte přímo.
- Nikdy nepoužívejte přístroj venku nebo ve vlhkých prostorách.
- Neprovazujte přístroj v blízkosti hořlavých plynů (např. anestetických plynů, kyslíku nebo vodíku) nebo hořlavých kapalin (např. alkoholu).
- Doporučujeme se vyvarovat použití tohoto přístroje vedle jiných přístrojů nebo společně s jinými přístroji, protože by to mohlo vést k nesprávnému provozu. Je-li takové použití nezbytné, měli byste všechny přístroje (včetně tohoto) pozorovat a ujistit se, že fungují normálně.
- Použití příslušenství, snímačů a kabelů, které nebyly schváleny nebo dodány výrobcem, může vést ke zvýšeným elektromagnetickým emisím nebo ke snížené elektromagnetické odolnosti tohoto přístroje a mít za následek nesprávný provoz.
- Přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externí antény) by neměla být používána ve vzdálenosti menší než 30 cm od libovolné části tohoto přístroje, včetně kabelů specifických výrobem. V opačném případě může dojít ke snížení výkonu tohoto přístroje.
- Neprovádějte na přístroji žádné změny, nerozebírejte ho a nikdy ho sami neopravujte. Opravy nechte provádět pouze v autorizovaných servicech.
- Před použitím přístroje je uživatel povinen zkontrolovat, zda přístroj funguje bezpečně a správně. Mnoho opakovaných měření krevního tlaku může vést k nežádoucím vedlejším účinkům, např. ke stlačení nervů nebo krevním sraženinám.
- Neprovádějte více než 3 po sobě jdoucí měření a po každém měření si udělejte přestávku v délce alespoň 5 minut. Neprovádějte měření více než 6krát denně.
- Manžetu nikdy nepřikládejte na poraněnou pokožku, v případě zavedení žilního katetru nebo po mastektomii.
- Vždy věnujte pozornost hodnotě tlaku na displeji. Pokud tato hodnota překročí 295 mmHg (39,3 kPa), stiskněte ihned tlačítko Start/Stop **⬛** pro okamžitě vypuštění vzduchu z manžety.
- Manžeta je citlivá část přístroje a musí se s ní zacházet opatrně. Nafukujte manžetu pouze tehdy, je-li správně umístěna na zápěstí.
- Chraňte přístroj před silnými údery a zabraňte jeho pádu. Nikdy nepoužívejte sílu, např. při nasazování manžety.
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly výrobce, v opačném případě mohou vzniknout škody na přístroji nebo na zdraví osob.
- Chcete-li přístroj zlikvidovat, věnujte pozornost místním předpisům pro likvidaci.
- V případě pochybností o správném fungování přestaňte přístroj používat a ihned se obraťte na servisní středisko.
- Spolknutí malých částí, například obalového materiálu, baterie, krytu příhrádky na baterie atd., může způsobit udušení. Nikdy proto nenechávejte děti s přístrojem bez dozoru.
- Během provozu se nesmí provádět údržba nebo čištění. Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění uvedené v tomto návodu.
- U osob s nepravdělným nebo nestabilním periferním průtokem krve v důsledku diabetu, jatrných onemocnění, arteriosklerózy atp. může docházet ke kolísání naměřených hodnot krevního tlaku.
- Před použitím přístroje si umyjte ruce.
- Krevní tlak nemějte, pokud současně provádíte jiná měření na stejné části těla, protože by tím mohlo dojít k narušení, resp. selhání těchto měření.
- Je-li okolní teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C, číni čekací doba od minimální skladovací teploty do okamžiku použití minimálně 1 hodinu. Doba od maximální skladovací teploty číni minimálně 2 hodiny.
- Hodnoty krevního tlaku naměřené pomocí tohoto přístroje jsou obvykle o něco nižší než klinicky stanovené hodnoty. Důvodem jsou klidnější podmínky měření.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Příliš časté měření může vést k poranění pacienta v důsledku narušení krevního toku.
- Biokompatibilita manžety byla testována, liší se však u každého pacienta.
- U některých osob se může vyskytnout alergická reakce na kontaktní materiál.
- Obsluha by měla provádět údržbu manžety v souladu s pokyny.
- Pokud se změní výkon (např. nepřesné měření nebo abnormální zobrazení), přestaňte přístroj používat a obraťte se včas na zákaznický servis.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

- Baterie nerozebírejte!
- Vyměňte baterie, jakmile se na displeji zobrazí symbol baterie.
- Slabé baterie ihned vyjměte z příhrádky na baterie, protože by mohly vytect a poškodit přístroj!
- Zvýšené nebezpečí vytečení! Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi! Při kontaktu s akumulátorovou kyselinou okamžitě opláchněte zasažené místo dostatečným množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékaře!
- Pokud došlo ke spojení baterie, je třeba okamžitě vyhledat lékaře!
- Vždy vyměňujte všechny baterie najednou!
- Do přístroje vkládejte pouze baterie stejného typu. Nekombinujte různé typy baterií nebo použité a nové baterie!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- Vyměňte baterie, pokud přístroj nebudete používat po dobu alespoň 3 měsíců.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí!
- Baterie nedobíjejte! **Hrozi nebezpečí výbuchu!**

- Baterie nezkratujte! **Hrozi nebezpečí výbuchu!**
- Nevhazujte do ohně! **Hrozi nebezpečí výbuchu!**
- Použití baterie a akumulátory nevycházejte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo do sběrného boxu na baterie ve specializovaném obchodě!

Přístroj a LCD displej

- ☐ Příhrádka na baterie
- ☐ Zápěstní manžeta
- ☐ Indikátor krevního tlaku
- ☐ Baterie
- ☐ Zobrazení diastolického tlaku
- ☐ Zobrazení nepravdělného srdečního tepu
- ☐ Symbol tepu
- ☐ Průměrná hodnota
- ☐ LCD displej
- ☐ Výběr uživatele / paměť / nastavení
- ☐ Čas / datum
- ☐ Zobrazení srdečního tlaku
- ☐ Srdeční frekvence
- ☐ Číslo paměťového místa
- ☐ Symbol uživatele 1/2
- ☐ Tlačítko START/STOP
- ☐ Symbol výměny baterie

Rozsah dodávky

Nejprve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní. Součástí dodávky je:

- 1 měřič krevního tlaku **medisana BW 345**
- 2 baterie (typ AAA, LR03) 1,5 V
- 1 úložný box
- 1 návod k použití

Pokud při rozbalování zjistíte, že zboží bylo během přepravy poškozeno, kontaktujte prosím ihned prodejce, u kterého jste zboží zakoupili.

Obaly jsou opakovane použité nebo je lze vrátit do koloběhu surovin. Obalový materiál, který již nepotřebujete, řádně zlikvidujte.

Použití v souladu s určením

Tento měřič krevního tlaku na zápěstí slouží k měření systolického a diastolického tlaku a tepové frekvence u dospělých osob neinvazivním oscilometrickou metodou pomocí nafukovací manžety, která se nasazuje na zápěstí. Přístroj se může používat ve zdravotnických zařízeních nebo v domácnosti.

Kontraindikace: Neexistují žádné známé kontraindikace.

Co je to krevní tlak?

Krevní tlak je tlak, který vzniká v cévách při každém tepu srdce. Při stažení srdeční svaloviny (systola) a pumpování krve do tepen dochází ke zvýšení tlaku. Jeho nejvyšší hodnota se označuje jako systolický tlak – tato hodnota se při měření krevního tlaku zjišťuje jako první. Při ochabnutí se srdeční svalovina plní krví, což je doprovázeno snížením tlaku v tepnách. Jakmile jsou cévy uvolněné, měří se druhá hodnota – diastolický tlak.

Klasifikace krevního tlaku

systolický mmHg	diastolický mmHg	klasifikace
≥ 160	≥ 100	vyšoký krevní tlak
140 - 159	90 - 99	mírná hypertenze
90 - 139	60 - 89	normální krevní tlak
< 90	< 60	příliš nízký krevní tlak

VAROVÁNÍ
I příliš nízký krevní tlak představuje zdravotní riziko! Závratě mohou vést k nebezpečným situacím (např. na schodech nebo v silniční dopravě)!

Ovlivňování a vyhodnocování měření

- Změňte si několikrát krevní tlak, uložte naměřené výsledky a následně je porovnejte. Nevývozuje závěry z jediného výsledku.
- Vaše hodnoty krevního tlaku by měl vždy posoudit lékař, který zná vaši anamnézu. Pokud přístroj poskytuje pravidelné a naměřené hodnoty zaznamenáváte pro svého lékaře, měli byste ho také čas od času informovat o průběhu měření.
- Při měření krevního tlaku mějte na paměti, že denní hodnoty závisí na mnoha faktorech. Naměřené hodnoty tak různým způsobem ovlivňuje například kouření, konzumace alkoholu, užívání léků a fyzická práce.
- Měření krevního tlaku provádějte před jídlem.
- Každému měření krevního tlaku by mělo předcházet alespoň 5–10 minut odpočinku.
- Pokud se vám hodnoty systolického nebo diastolického tlaku navzdory správné manipulaci s přístrojem jeví jako neobvyklé (jsou příliš vysoké či nízké) a pokud se tak děje opakovaně, informujte o tom lékaře. To platí i tehdy, když ve vzácných případech nelze provést měření z důvodu nepravdělného nebo velmi slabého srdečního tepu.


Uvedení do provozu: Vložení/výměna baterií

Před použitím přístroje vložte příložené baterie. Na zadní straně přístroje se nachází kryt příhrádky na baterie. Otevřete ho a vložte do příhrádky 2 baterie typu AAA LR03 1,5 V. Dbejte přitom na správnou polaritu (viz označení uvnitř příhrádky na baterie). Příhrádka na baterie opět zavřete. Když se na displeji zobrazí symbol výměny baterií **⬛** nebo když se na displeji po zapnutí přístroje nic nezobrazuje, okamžitě vyměňte baterie.

Nastavení uživatele

Když je spotřebič vypnutý, stiskněte tlačítko START/STOP **⬛** a přejděte do režimu nastavení. Symbol uživatele **☐** bliká a stisknutím tlačítka „M“ **☐** můžete přepínat mezi uživatelem 1 nebo 2. Stisknutím tlačítka START/STOP **⬛** potvrďte nastavení uživatele nebo počkejte několik sekund, dokud se měření nespustí automaticky.

Nastavení data a času / odstranění uložených hodnot



Měřič krevního tlaku na zápěstí automaticky ukládá až 199 naměřených hodnot pro každého uživatele (1 nebo 2). Paměťová funkce ukládá naměřené hodnoty včetně data a času. Před prvním měřením nastavte na přístroji aktuální datum a čas. Datum a čas nelze změnit v průběhu měření.

- Tiskněte tlačítko **⬛**, dokud nezačne blikat rok.
- Stisknutím tlačítka **⬛** nastavte rok a poté stisknutím tlačítka START/STOP **⬛** přejděte na nastavení měsíce.
- Opětovným stisknutím tlačítka **⬛** nastavte měsíc a stejným způsobem nastavte den, hodinu a minutu. Poté stisknutím tlačítka START/STOP **⬛** přejděte do nastavení paměti.
- Stisknutím tlačítka **⬛** vyberte uživatelskou paměť, kterou chcete vymazat. Stisknutím a podržením tlačítka **⬛** po dobu cca 3 sekund vymažete vybranou paměť – na displeji se zobrazí „NO“. Proces nastavování ukončíte stisknutím tlačítka START/STOP **⬛**.
- Během procesu nastavování můžete kdykoli stisknout a podržet tlačítko START/STOP **⬛** po dobu cca 3 sekund, abyste ukončili režim nastavování a vypnuli přístroj.

Nasazení manžety

- Nasadte čistou manžetu na holé zápěstí levé ruky (dlaní nahoru, viz obr. vlevo).
- Vzdálenost mezi manžetou a dlaní musí být ca 10–15 mm.
- Omotajte pásku se suchým zipem pevně kolem zápěstí, ale nedotahujte ji příliš pevně, protože by to mohlo negativně ovlivnit výsledek měření.

Jak správně měřit tlak?

- Měření provádějte v sedě.
- Před měřením 5 až 10 minut odpočívajte.
- Uvolněte paži a položte ji volně např. na stůl.
- Zvedněte zápěstí tak, aby se manžeta nacházela na úrovni srdce (viz obr. vlevo).

- Během měření buďte v klidu. Nehýbejte se a nemluvejte, protože by to mohlo ovlivnit výsledek měření.
- Nikdy neprovádějte měření po fyzické námaze nebo po koupeli.
- Během měření udržujte nohy v klidu a nedávejte je přes sebe.
- Měření provádějte každý den ve stejnou dobu.
- Používejte vždy pouze originální manžetu – nepoužívejte žádné náhradní díly, které nejsou schváleny výrobcem.
- Chodidla mějte položené na zemi.

Měření krevního tlaku

- Jakmile je manžeta správně nasazena na zápěstí, můžete začít s měřením.
- Měření zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP **⬛**. Přístroj automaticky nafoukne manžetu, aby změnil váš krevní tlak, a na displeji se zobrazí buď „0“, nebo poslední naměřená hodnota.
- Přístroj nafukuje manžetu tak dlouho, dokud není dosaženo tlaku vhodného pro měření. Následně přístroj pomalu vypustí vzduch z manžety a provádí měření. Jakmile přístroj zaznamená signál, začne na displeji blikat symbol tepu **☐**.
- Po skončení měření vypustí přístroj vzduch z manžety. Na displeji se zobrazí systolický **☐** a diastolický **☐** tlak a tepová frekvence. Pokud přístroj zjišťí nepravdělný tep, zobrazí se ještě symbol nepravdělného srdečního tepu **☐**.
- Naměřené hodnoty se automaticky uloží do zvolené paměti (1 nebo 2). Do každé paměti lze uložit až 199 naměřených hodnot. Pokud je v paměti již uloženo 199 hodnot, bude přepsána nejstarší hodnota.

Přerušení měření

Pokud budete nutně přerušit měření krevního tlaku, ať už z jakéhokoliv důvodu (např. nevolnost pacienta), můžete kdykoli stisknout tlačítko START/STOP **⬛**. Přístroj okamžitě automaticky vypustí vzduch z manžety.

Zobrazení uložených hodnot

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko **⬛**. Přístroj zobrazí průměrnou hodnotu posledních tří měření krevního tlaku. Dalším stisknutím tlačítka **⬛** zobrazíte postupně další měření.

Automatické vypnutí

Po cca 20 sekundách nečinnosti se přístroj automaticky vypne.

Indikace závad

Při neobvyklých měřeních se na displeji zobrazí následující údaje:

Indikace	Příčina/řešení
Er U	Fáze nafukování manžety trvá příliš dlouho. Nafukovací tlak nedosahuje během 12 sekund hodnoty 30 mmHg – zkontrolujte, zda je manžeta správně nasazená.
Er H	Nafukovací tlak dosahuje hodnoty 295 mmHg – po 20 ms následuje automatické vypuštění vzduchu.
Er 1	Nebyl zjištěn žádný tep.
Er 2	Pohyb, mluvení nebo magnetické rušení během měření
Er 3	Abnormální výsledky měření
Er 23	Hodnota systolického tlaku nižší než 45 mmHg
Er 24	Hodnota systolického tlaku vyšší než 230 mmHg
Er 25	Hodnota diastolického tlaku nižší než 25 mmHg
Er 26	Hodnota diastolického tlaku vyšší než 160 mmHg

Odstranění poruch

Problém	Příčina a řešení
Displej nic nezobrazuje, přestože je přístroj zapnutý a jsou vloženy baterie.	Mohou být vybité baterie. Vložte nové baterie a dbejte přitom na správnou polaritu. Zkontrolujte, zda není přístroj poškozen. Kontaktujte příp. zákaznický servis.
Nelze provést měření, resp. uniká vzduch / žádný nárůst tlaku.	Umístěte správné manžetu. Zopakujte měření po 30minutové přestávce. Při měření nemluvejte a nehybejte se.
Výsledky jednotlivých měření se od sebe výrazně liší.	Zopakujte správné měření po 30minutové přestávce. Věnujte pozornost všem pokynům v tomto návodu týkajícím se správného měření a všeobecných příčin nesprávných měření. Mírně odlišné výsledky jsou normální, protože krevní tlak neustále kolísá.
Naměřené hodnoty se výrazně liší od hodnot naměřených lékařem.	Naměřené hodnoty si uložte a konzultujte je s lékařem. Není neobvyklé, že se hodnoty naměřené mimo domov mohou značně lišit.

Pokud se potýkáte s neřešitelným problémem, kontaktujte zákaznický servis. Přístroj nerozebírejte.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje vyjměte baterie. Přístroj a manžetu čistěte měkkým hadříkem, mírně navlhčeným v jemném mýdlovém roztoku. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol, naftu, ředidla nebo benzín atp. Přístroj ani jeho součásti nepouštějte do vody. Dbejte na to, aby do přístroje nevnikla vlhkost. Přístroj znovu použijte teprve tehdy, je-li úplně suchý. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, chraňte ho před nečistotami a vlhkostí. Nevystavujte přístroj extrémně vysokým či nízkým teplotám. Přístroj čistěte jednou týdně. Uchovávejte přístroj na čistém a suchém místě v souladu s podmínkami prostředí pro skladování a přepravu.

Dezinfekce

Doporučujeme přístroj před a po každém použití dezinfikovat 70% roztokem isopropylalkoholu po dobu cca 1 minuty. Postupujte následovně: Vydezinfikujte kryt přístroje pomocí měkkého hadříku mírně navlhčeného v roztoku a ihned ho otřete dosucha. K dezinfekci nepoužívejte vysokoteplotní páru ani ultrafialové záření, protože by tím mohlo dojít k poškození nebo urychlení stárnutí přístroje!

Při čištění a dezinfekci dbejte na to, aby byly dodrženy uvedené podmínky prostředí pro provoz.

Pokyny a normy

Tento tlakoměr splňuje normu EU pro neinvazivní měřiče krevního tlaku. Je certifikován v souladu se směrnicemi ES a je opatřen značkou CE (značka shody). Tento monitor krevního tlaku splňuje evropské předpisy EN 60601-1 a EN 60601-1-2. Tento přístroj je certifikován v souladu se směrnicemi ES a je opatřen značkou CE (značka shody). Jsou splněny požadavky směrnice MDR (EU) 2017/745. Výrobek byl klinicky testován v souladu s požadavky normy ISO 81060-2.


Technické údaje

i	POZNÁMKA Maximální povrchová teplota spotřebiče (v blízkosti motoru) je 41,3 °C. Nepoužívejte proto spotřebič nepřetržitě po delší dobu, protože to může způsobit odchylky měření a přehřátí spotřebiče.
Systém zobrazení	: digitální displej
Paměťová místa	: 2× 199 pro naměřené údaje
Metoda měření	: oscilometrická
Napájení	: 3 V ⁼⁼ , 2× baterie AAA LR03 1,5 V
Rozsah měření pneumatického tlaku	: 0–295 mmHg (0–39,3 kPa)
Limit ochrany proti přetlaku	: 295 mmHg (39,3 kPa)
Rozsah měření krevního tlaku	: Systola: 45–230 mmHg (6–30,7 kPa) Diastola: 25–160 mmHg (3,3–21,3 kPa)
Rozsah měření tepu	: 40–199 úderů/min.
Maximální odchylka měření statického tlaku	: ±3 mmHg (±0,4 kPa)
Maximální odchylka měření hodnot tepu	: ±5 %
Provozní režim	: nepřetržitý provoz
Životnost	: 5 let
Provozní podmínky	: +5 °C až +40 °C, max. relativní vlhkost vzduchu 15 až 90 %, atmosférický tlak: 70–106 kPa
Skladovací a přepravní podmínky	: -20 °C až +55 °C, max. relativní vlhkost vzduchu 10 až 93 %, atmosférický tlak: 70–106 kPa. Během přepravy a skladování zabraňte silným nárazům, přímým úderům, korozivním plynům, slunečnímu záření a dešti. Dbejte na dostatečné větrání.
Rozměry (d × š × v)	: cca 83,9 × 65,9 × 25,5 mm
Velikost displeje	: 40 × 28,5 mm
Manžeta	: cca 13,5–19,5 cm pro dospělé
Hmotnost	: cca 115 g bez baterií

medisana®

SK Návod na použitie
Prístroj na meranie tlaku na zápästí BW 345

Prístroj a ovládacie prvky



Vysvetlenie značiek

Tento návod na použitie patrí k tomuto prístroju. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa uvedenia do prevádzky a manipulácie. Prečítajte si celé znenie tohto návodu na použitie. Nedodržanie tohto návodu môže viesť k vážnym poraneniam alebo poškodeniam prístroja.

VÝSTRAHA
Tieto výstražné upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa.

POZOR
Tieto upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja.

UPOZORNENIE
Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke.

Prístroj je chránený pred striekajúcou vodou. Striekajúca voda z každého smeru na telo nemá žiadne škodlivé vplyvy.

Tento výrobok podlieha európskej smernici 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a je príslušne označený.

Symbole recyklácie/kódy: Slúžia na informovanie o materiáli a jeho správnom použití, ako aj o opätovnom použití.

Tento prístroj je certifikovaný podľa smerníc EÚ a má značku CE (označenie zhody). Požiadavky MDR (EU) 2017/745 sú splnené.

Číslo výrobku

Sériové číslo prístroja

Číslo šarže

Zdravotnícka pomôcka

Označenie autorizovaného zástupcu EÚ

Jednoznačná identifikácia prístroja

Chráňte pred slnečným svetlom

Výrobca

Dátum výroby

Všeobecný symbol zákazky

Nerozoberajte ani nedemontujte!

Touto stranou nahor

Klasifikácia prístroja: Typ BF

Chráňte pred vlhkom

Rozsah vlhkosti vzduchu

Obmedzenie okolitého tlaku


Teplotný rozsah

Dovozca

Name: BW 345 [Model: WRS-35H]

REF 51073

EAN 4015588 51073 1



Manual



Service

CE 0123

SK DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA! BEZPOD-MIENEČNE USCHOVAJTE!

Skôr než začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.



- Prístroj používajte len v súlade s jeho určením podľa návodu na použitie. Pri používaní na iné účely zaniká nárok na záruku.
- Zariadenie je určené len na súkromné použitie.
- Ak trpíte ochoreniami ako napr. arteriálna obštrukčná choroba, konzultujte používanie prístroja so svojim lekárom.
- Prístroj sa nesmie používať na kontrolu srdcovej frekvencie v prípade kardiostimulátora.
- Výsledok merania krvného tlaku s týmto prístrojom nie je vhodný na samodiagnostiku alebo samoliečbu. Aby ste predišli ohrozeniu zdravia, vždy postupujte podľa pokynov svojho lekára a kontaktujte ho vo prípade, ak potrebujete vyhodnotenie výsledkov merania.
- Nikdy nemeňte užívanie lekárom predpísaných liekov na základe merania týmto prístrojom a pred meraním si nechajte poradiť svojim lekárom ohľadom optimálneho času merania.
- Prístroj nie je vhodný na nepretržité monitorovanie pacienta, na hodnotenie existujúceho ochorenia alebo pri prvej pomoci.
- Prístroj nie je vhodný na použitie u pacientov s chirurgickou liečbou, môže sa používať len na určených miestach alebo v domácnostiach.
- Tehotné používateľky by mali rešpektovať nutné bezpečnostné opatrenia a svoju individuálnu zatažiteľnosť. Prípadne sa poraďte so svojim lekárom.
- Pacient je zamýšľaným používateľom, všetky funkcie je možné bezpečne používať.
- Ak by sa počas merania vyskytli nepríjemnosti ako napr. bolesť v zápästí alebo iné ťažkosti, stlačte tlačidlo Start/stop, aby došlo k okamžitému vypusteniu manžety. Uvoľnite manžetu a snímte ju zo zápästia.
- Tento prístroj nie je určený na použitie osobami s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí. Takéto osoby môžu prístroj používať iba pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Tento tlakomer je určený pre dospelé osoby. Používanie u dojčiat a detí nie je prípustné. Ak chcete prístroj použiť u mladistvých, poraďte sa s lekárom. Zdravotnícke pomôcky nie sú hračky!
- Deti mladšie ako 12 rokov a ľudia, ktorí nie sú schopní vyjadriť svoju vôľu, nesmú prístroj používať.
- Prístroj uschovajte mimo dosahu detí.
- Prístroj sa nesmie používať v priestoroch s intenzívnym žiarením alebo v blízkosti prístrojov s intenzívnym žiarením, ako sú napr. rádiové vysielače, mobilné telefóny alebo mikrovlnné rúry alebo spolu s vysokofrekvenčnými, chirurgickými prístrojmi. Mohlo by to viesť k poruchám fungovania alebo nesprávnym nameraným hodnotám.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti aktívnych vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov a vysokofrekvenčným tienenom priestore multifrekvenčného excitáčného systému pre zobrazovanie magnetickou rezonanciou s vysokou intenzitou elektromagnetických rušení.
- Počas merania sa nehybte.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou! Ak by sa však do prístroja dostala kvapalina, okamžite vyberte batérie a prístroj ďalej nepoužívajte. V takomto prípade kontaktujte svojho špecializovaného predajcu alebo informujte priamo nás.
- Prístroj nikdy nepoužívajte vonku ani vo vlhkých priestoroch.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov (napr. narkotizačný plyn, kyslík alebo vodík) ani horľavých kvapalín (napr. alkohol).
- Vyhýbajte sa použitiu tohto prístroja vedľa alebo spoločne s inými prístrojmi, pretože to môže viesť k nesprávnej prevádzke. Ak je takéto použitie potrebné, mali by ste prístroj ako aj ostatné prístroje sledovať, aby sa zabezpečilo, že tieto fungujú normálne.
- Použitie príslušenstva, meracích prístrojov a káblov, ktoré výrobca neschválil alebo nedodal, môže viesť k vyšším elektromagnetickým emisiám alebo nižšej elektromagnetickej odolnosti tohto prístroja a neodbornej prevádzke.
- Preносné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení ako anténové káble a externé antény) by sa nemali používať s odstupom menším ako 30 cm od časti prístroja, vrátane káblov uvedených výrobcom. V opačnom prípade môže dôjsť k ovplyvneniu výkonu prístroja.
- V žiadnom prípade na prístroji vykonávajte žiadne zmeny, nerozoberajte ho ani ho nikdy sami neopravujte. Opravy nechajte vykonať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Pred použitím prístroja je používateľ povinný overiť, či prístroj spoľahlivo a riadne funguje.
- Opakované časté merania tlaku môžu viesť k neželaným vedľajším účinkom, napr. k poraneniu nervov alebo krvným zrazeninám.
- Nemerajte viac ako 3-krát za sebou a medzi meraniami dodržte rozpätie minimálne 5 minút. Nemerajte viac ako 6-krát denne.
- Manžetu nikdy nezakladajte na poranené miesta na koži, ak máte pripojený katéter alebo po mastektómii.
- Vždy sledujte hodnotu tlaku na displeji. Ak prekročí hodnotu 295 mmHg (39,3 kPa), okamžite stlačte tlačidlo Start/stop a manžetu nechajte odvdzušniť.
- Manžeta je citlivá a treba s ňou zaobchádzať so zodpovedajúcou obozretnosťou. Manžetu napumpujte len vtedy, keď je správne založená na zápästí.
- Prístroj chráňte pred silnými otrasmi a nedovoľte, aby spadol. Nikdy nepoužívajte silu, napr. pri nasadzovaní manžety.
- Používajte iba originálne doplnkové a náhradné diely výrobcu, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo ublíženiu na zdraví osôb.
- Ak chcete prístroj zlikvidovať, dodržte miestne smernice pre likvidáciu.
- Ak máte pochybnosti o správnej funkcii, prístroj ďalej nepoužívajte a okamžite sa obráťte na servisné pracovisko.
- Prehltnuté drobných častí, ako je obalový materiál, batéria, poklop priehradky na batérie, atď., môže viesť k zaduseniu. Preto deti nikdy nenechávajte s prístrojom osamote.
- Počas používania sa nesmie na prístroji vykonávať žiadna údržba ani čistenie. Dodržiavajte pokyny na údržbu a čistenie v tomto návode.
- U osôb s nepravidielnym alebo nestálym periférnym prekrvením z dôvodu cukrovky, ochorení pečene, kŕmenia tepien atď. môže dôjsť ku kolísaniu nameraných hodnôt krvného tlaku.
- Pred použitím prístroja si umyte ruky.
- Krvný tlak nemerajte, ak sa na tej istej časti tela súčasne vykonávajú iné merania, pretože by mohlo dôjsť k ich narušeniu resp. výpadku.
- Ak je teplota okolia nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 40 °C, je čakacia doba od minimálnej skladovacej teploty po použitie minimálne 1 hodina; čas od maximálnej skladovacej teploty je minimálne 2 hodiny.
- Hodnoty krvného tlaku namerané prístrojom sú väčšinou o niečo nižšie ako klinicky stanovené hodnoty z dôvodu pokojných podmienok.
- Keď prístroj dlhší čas nebudete používať, vyberte batérie.
- Príčasť merania môžu z dôvodu porúch prietoku krvi viesť k zraneniam pacienta.
- Biologická kompatibilita manžety bola testovaná, ale u jednotlivých osôb sa môže líšiť. Niektoré osoby môžu reagovať na kontaktný materiál alergickou reakciou.
- Používateľ by mal vykonávať údržbu manžety podľa odporúčaní.
- Ak sa zmení výkon (napr. nepresné meranie alebo abnormálne údaje), okamžite prestaňte prístroj používať a včas sa obráťte na zákaznícky servis.

VÝSTRAHA
Aj príliš nízky krvný tlak predstavuje zdravotné riziko! Závraty môžu viesť k nebezpečným situáciám (napr. na schodoch alebo v cestnej premávke)!

Opvplyvnenie a vyhodnotenie meraní
• Odmerajte si krvný tlak viackrát, uložte si výsledky a potom ich porovnajte. Nevývodzujte závery z jediného výsledku.

• Hodnoty vášho krvného tlaku by mal vždy posúdiť lekár, ktorý pozná aj vašu anamnézu. Keď prístroj používate pravidelne a zaznamenávate hodnoty pre svojho lekára, mali by ste ho priebežne informovať o vývoji.

• Pri meraniach krvného tlaku majte na pamäti, že denné hodnoty závisia od mnohých faktorov. Na namerané hodnoty rozličným spôsobom vplyva fajčenie, požitie alkoholu, lieky a fyzická aktivita.

• Krvný tlak si merajte pred jedlom.

• Pred meraním krvného tlaku by ste mali aspoň 5 – 10 minút odpočívvať.

• Ak sa vám systolická alebo diastolická hodnota napriek správnejmu používaniu prístroja javí nezvyčajná (príliš vysoká alebo príliš nízka) a zopakuje sa to viackrát, informujte svojho lekára. Platí to aj vtedy, ak v zriedkavých prípadoch znemožní meranie nepravdivý alebo veľmi slabý pulz.

Uvedenie do prevádzky Vloženie/výmena batérií
Skôr ako budete môcť prístroj používať, musíte vložiť priložené batérie. Na zadnej strane prístroja sa nachádza kryt priehradky na batérie. Otvorte ho a vložte 2 batérie 1,5 V, typ AAA LR03. Dbajte pritom na polaritu (ako je vyznačená v priehradke na batérie). Priehradku na batérie znovu zatvorte.

Batérie ihneď vymeňte, keď sa na displeji zobrazí symbol, výmeny batérií alebo keď sa po zapnutí prístroja na displeji nič nezobrazí.

Nastavenie používateľa
Pri vypnutom spotrebiči stlačte tlačidlo START/STOP, aby ste vstúpili do režimu nastavenia. Symbol používateľa blíka a stlačením tlačidla „M“ môžete prepínať medzi používateľom 1 alebo 2. Stlačením tlačidla START/STOP potvrdíte nastavenie používateľa alebo pokračajte niekoľko sekúnd, kým sa meranie spustí automaticky.

Nastavenie dátumu a času / Odstránenie uložených hodnôt

Tlakomer na zápästie uloží automaticky až 199 nameraných hodnôt pre každého používateľa (1 alebo 2). Funkcia pamäte uloží namerané hodnoty s dátumom a časom. Pred prvým meraním nastavte prístroj na aktuálny dátum a čas. Dátum a čas sa počas merania nemôžu meniť.

• Stlačte tlačidlo, kým nezačne blikať letopočet.

• Stlačte tlačidlo na nastavenie letopočtu a potom stlačte tlačidlo START/STOP, aby ste sa preslali na nastavenie mesiaca.

• Znovu stlačte tlačidlo na nastavenie mesiaca a postupujte analogicky pri nastavení dňa, hodiny a minúty. Potom stlačte START/STOP, aby ste sa dostali do nastavenia pamäte.

• Stlačte tlačidlo na výber pamäte používateľa, ktorú chcete zmazať. Na vymazanie zvolenej pamäte podržte tlačidlo stlačené cca 3 sekundy – na displeji sa zobrazí „NO“. Na ukončenie nastavenia stlačte tlačidlo START/STOP.

• Keď chcete opustiť režim nastavenia a vypnúť prístroj, môžete kedykoľvek počas nastavovania stlačiť START/STOP na cca 3 sekundy.

Tlakomer na zápästie uloží automaticky až 199 nameraných hodnôt pre každého používateľa (1 alebo 2). Funkcia pamäte uloží namerané hodnoty s dátumom a časom. Pred prvým meraním nastavte prístroj na aktuálny dátum a čas. Dátum a čas sa počas merania nemôžu meniť.

• Stlačte tlačidlo, kým nezačne blikať letopočet.

• Stlačte tlačidlo na nastavenie letopočtu a potom stlačte tlačidlo START/STOP, aby ste sa preslali na nastavenie mesiaca.

• Znovu stlačte tlačidlo na nastavenie mesiaca a postupujte analogicky pri nastavení dňa, hodiny a minúty. Potom stlačte START/STOP, aby ste sa dostali do nastavenia pamäte.

• Stlačte tlačidlo na výber pamäte používateľa, ktorú chcete zmazať. Na vymazanie zvolenej pamäte podržte tlačidlo stlačené cca 3 sekundy – na displeji sa zobrazí „NO“. Na ukončenie nastavenia stlačte tlačidlo START/STOP.

• Keď chcete opustiť režim nastavenia a vypnúť prístroj, môžete kedykoľvek počas nastavovania stlačiť START/STOP na cca 3 sekundy.

Bezpečnostné upozornenia pre batérie
• Batérie nikdy nerozoberajte!

• Vymeňte batérie, keď sa na displeji objaví symbol pre ich výmenu.

• Slabé batérie ihneď vyberte z priehradky, pretože môžu vylieť a poškodiť prístroj!

• Zvyšné nebezpečenstvo vytečenia, zabránenie kontaktu s pokožkou, očami a so sliznicami! Pri kontakte s elektrolytom batérie postihnuté miesta ihneď opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!

• V prípade prehltnutia batérie musíte ihneď vyhľadať lekára!

• Všetky batérie vždy vymieňajte súčasne!

• Vkladajte len batérie rovnakého typu, nepoužívajte rôzne typy alebo použité a nové batérie súčasne!

• Batérie vkladajte správne, dodržte na polaritu!

• Keď nebudete prístroj používať po dobu aspoň 3 mesiacov, vyberte z neho batérie.

• Batérie odkladajte mimo dosahu detí!

• Batérie znovu nenabíjajte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

• Neskratujte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

- Neodhadzujte do ohňa! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Použitie batérie a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale do špeciálneho odpadu alebo do zberne na batérie v špecializovanom obchode!

- Prístroj a LCD displej**
- Priehradka na batérie
 - Manžeta na zápästie
 - Indikátor krvného tlaku
 - Batérie
 - Zobrazenie diastolického tlaku
 - Zobrazenie nepravidielných úderov srdca
 - Číslo pamätového miesta
 - Priemerná hodnota
 - LCD displej
 - Výber používateľa/pamätí/nastavenia
 - Čas/dátum
 - Zobrazenie systolického tlaku
 - Srdcová frekvencia
 - Symbol pamäte
 - Symbol používateľa 1/2
 - Tlačidlo ŠTART/STOP
 - Symbol výmeny batérie
 - Symbol tepu

Obsah balenia
Najskôr skontrolujte, či je prístroj úplný. Balenie obsahuje:

- 1 tlakomer medisana BW 345
- 2 batérie (typ AAA, LR03) 1,5 V
- 1 úložná škatuľka
- 1 návod na použitie

Ak pri rozbalovaní zistíte poškodenie spôsobené prepravou, okamžite kontaktujte svojho predajcu.

Obaly sú opakovane použiteľné alebo sa môžu vrátiť do cyklu surovín. Obalový materiál, ktorý už nie je potrebný, zlikvidujte správne.

Primerané použitie
Tento tlakomer na zápästie slúži na meranie systolického a diastolického tlaku, ako aj tepovej frekvencie u dospelých osôb pomocou neinvazívnej oscilometrické techniky za použitia nafukovacej manžety, ktorá sa založí na zápästí. Prístroj sa môže používať v zdravotníckych zariadeniach alebo doma.

Kontraindikácie: Neexistujú žiadne známe kontraindikácie.

Čo je krvný tlak?
Krvný tlak je tlak, ktorý v cievach vzniká pri každom údere srdca. Keď sa srdce stiahne (= systola) a do artérií sa pumpuje krv, vedie to k zvýšeniu tlaku. Jeho najvyššia hodnota sa označuje ako systolický tlak a pri meraní tlaku predstavuje prvú hodnotu. Keď srdcový sval po sťahu ochabne, aby sa doň nabrala nová krv, klesá aj tlak v artériách. Keď sú cievy uvoľnené, meria sa druhá hodnota – diastolický tlak.

Klasifikácia krvného tlaku

Systolický mmHg	Diastolický mmHg	Klasifikácia
≥ 160	≥ 100	hypertenzia
140 – 159	90 – 99	ľahká hypertenzia
90 – 139	60 – 89	normálny krvný tlak
< 90	< 60	nízky krvný tlak

Opvplyvnenie a vyhodnotenie meraní
• Odmerajte si krvný tlak viackrát, uložte si výsledky a potom ich porovnajte. Nevývodzujte závery z jediného výsledku.

• Hodnoty vášho krvného tlaku by mal vždy posúdiť lekár, ktorý pozná aj vašu anamnézu. Keď prístroj používate pravidelne a zaznamenávate hodnoty pre svojho lekára, mali by ste ho priebežne informovať o vývoji.

• Pri meraniach krvného tlaku majte na pamäti, že denné hodnoty závisia od mnohých faktorov. Na namerané hodnoty rozličným spôsobom vplyva fajčenie, požitie alkoholu, lieky a fyzická aktivita.

• Krvný tlak si merajte pred jedlom.

• Pred meraním krvného tlaku by ste mali aspoň 5 – 10 minút odpočívvať.

• Ak sa vám systolická alebo diastolická hodnota napriek správnejmu používaniu prístroja javí nezvyčajná (príliš vysoká alebo príliš nízka) a zopakuje sa to viackrát, informujte svojho lekára. Platí to aj vtedy, ak v zriedkavých prípadoch znemožní meranie nepravdivý alebo veľmi slabý pulz.

VÝSTRAHA
Aj príliš nízky krvný tlak predstavuje zdravotné riziko! Závraty môžu viesť k nebezpečným situáciám (napr. na schodoch alebo v cestnej premávke)!

Opvplyvnenie a vyhodnotenie meraní
• Odmerajte si krvný tlak viackrát, uložte si výsledky a potom ich porovnajte. Nevývodzujte závery z jediného výsledku.

• Hodnoty vášho krvného tlaku by mal vždy posúdiť lekár, ktorý pozná aj vašu anamnézu. Keď prístroj používate pravidelne a zaznamenávate hodnoty pre svojho lekára, mali by ste ho priebežne informovať o vývoji.

• Pri meraniach krvného tlaku majte na pamäti, že denné hodnoty závisia od mnohých faktorov. Na namerané hodnoty rozličným spôsobom vplyva fajčenie, požitie alkoholu, lieky a fyzická aktivita.

• Krvný tlak si merajte pred jedlom.

• Pred meraním krvného tlaku by ste mali aspoň 5 – 10 minút odpočívvať.

• Ak sa vám systolická alebo diastolická hodnota napriek správnejmu používaniu prístroja javí nezvyčajná (príliš vysoká alebo príliš nízka) a zopakuje sa to viackrát, informujte svojho lekára. Platí to aj vtedy, ak v zriedkavých prípadoch znemožní meranie nepravdivý alebo veľmi slabý pulz.

Uvedenie do prevádzky Vloženie/výmena batérií
Skôr ako budete môcť prístroj používať, musíte vložiť priložené batérie. Na zadnej strane prístroja sa nachádza kryt priehradky na batérie. Otvorte ho a vložte 2 batérie 1,5 V, typ AAA LR03. Dbajte pritom na polaritu (ako je vyznačená v priehradke na batérie). Priehradku na batérie znovu zatvorte.

Batérie ihneď vymeňte, keď sa na displeji zobrazí symbol, výmeny batérií alebo keď sa po zapnutí prístroja na displeji nič nezobrazí.

Nastavenie používateľa
Pri vypnutom spotrebiči stlačte tlačidlo START/STOP, aby ste vstúpili do režimu nastavenia. Symbol používateľa blíka a stlačením tlačidla „M“ môžete prepínať medzi používateľom 1 alebo 2. Stlačením tlačidla START/STOP potvrdíte nastavenie používateľa alebo pokračajte niekoľko sekúnd, kým sa meranie spustí automaticky.

Nastavenie dátumu a času / Odstránenie uložených hodnôt

Tlakomer na zápästie uloží automaticky až 199 nameraných hodnôt pre každého používateľa (1 alebo 2). Funkcia pamäte uloží namerané hodnoty s dátumom a časom. Pred prvým meraním nastavte prístroj na aktuálny dátum a čas. Dátum a čas sa počas merania nemôžu meniť.

• Stlačte tlačidlo, kým nezačne blikať letopočet.

• Stlačte tlačidlo na nastavenie letopočtu a potom stlačte tlačidlo START/STOP, aby ste sa preslali na nastavenie mesiaca.

• Znovu stlačte tlačidlo na nastavenie mesiaca a postupujte analogicky pri nastavení dňa, hodiny a minúty. Potom stlačte START/STOP, aby ste sa dostali do nastavenia pamäte.

• Stlačte tlačidlo na výber pamäte používateľa, ktorú chcete zmazať. Na vymazanie zvolenej pamäte podržte tlačidlo stlačené cca 3 sekundy – na displeji sa zobrazí „NO“. Na ukončenie nastavenia stlačte tlačidlo START/STOP.

• Keď chcete opustiť režim nastavenia a vypnúť prístroj, môžete kedykoľvek počas nastavovania stlačiť START/STOP na cca 3 sekundy.

Bezpečnostné upozornenia pre batérie
• Batérie nikdy nerozoberajte!

• Vymeňte batérie, keď sa na displeji objaví symbol pre ich výmenu.

• Slabé batérie ihneď vyberte z priehradky, pretože môžu vylieť a poškodiť prístroj!

• Zvyšné nebezpečenstvo vytečenia, zabránenie kontaktu s pokožkou, očami a so sliznicami! Pri kontakte s elektrolytom batérie postihnuté miesta ihneď opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!

• V prípade prehltnutia batérie musíte ihneď vyhľadať lekára!

• Všetky batérie vždy vymieňajte súčasne!

• Vkladajte len batérie rovnakého typu, nepoužívajte rôzne typy alebo použité a nové batérie súčasne!

• Batérie vkladajte správne, dodržte na polaritu!

• Keď nebudete prístroj používať po dobu aspoň 3 mesiacov, vyberte z neho batérie.

• Batérie odkladajte mimo dosahu detí!

• Batérie znovu nenabíjajte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

Bezpečnostné upozornenia pre batérie
• Batérie nikdy nerozoberajte!

• Vymeňte batérie, keď sa na displeji objaví symbol pre ich výmenu.


• Slabé batérie ihneď vyberte z priehradky, pretože môžu vylieť a poškodiť prístroj!

• Zvyšné nebezpečenstvo vytečenia, zabránenie kontaktu s pokožkou, očami a so sliznicami! Pri kontakte s elektrolytom batérie postihnuté miesta ihneď opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!

• V prípade prehltnutia batérie musíte ihneď vyhľadať lekára!

• Všetky batérie vždy vymieňajte súčasne!

Naprava in upravljalni elementi



Razlaga znakov

Ta navodila za uporabo pripadajo tej napravi. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in rokovanju. V celoti preberite ta navodila za uporabo. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe naprave.

OPOZORILO

Upoštevajte opozorila, saj lahko samo tako preprečite morebitne poškodbe uporabnika.

POZOR

Ta navodila morate upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave.

OPOMBA

Ti napotki vam nudijo koristne dodatne informacije za namestitve ali delovanje.

Ta naprava je zaščiten pred brizganjem vode. Brizganje vode na ohišje iz katere koli smeri nima škodljivih učinkov.

Za ta izdelek velja evropska Direktiva 2012/19/EU o odpadni elektronski in električni opremi in je ustrezno označena.


Simboli/kode za recikliranje: Namenjene so za zagotavljanju informacij o materialu ter njegovi pravilni uporabi in recikliranju.

Ta naprava je certificirana v skladu s smernicami ES in ima oznako CE (oznaka skladnosti). Zahteve MDR (EU) 2017/745 so izpolnjene.

REF	Številka artikla		Splošni simbol za prepoved
SN	Serijska številka naprave		Ne razgrajujte in ne odstranjajte!
LOT	Številka serije		Te strani zgoraj
MD	Medicinski pripomoček		Klasifikacija naprave: Tip BF
EU REP	Podatki o pooblaščenem predstavniku EU		Zaščitite pred vlago
UDI	Enounma identifikacija naprave		Območje zračne vlažnosti
	Držati stran od sončne svetlobe		Mejni tlak okolice
	Proizvajalec		Temperaturno območje
	Datum izdelave		Uvoznik

Name: BW 345 [Model: WRS-35H]

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



CE 0123

SI POMEMBNA NAVODILA! OBVEZNO SHRANITE!

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostna navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, jim obvezno predajte tudi ta navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. V primeru nepravilne uporabe je garancija neveljavna.
- Naprava je namenjena samo zasebnim uporabi.
- Če obolevate za boleznimi kot npr. arterijska bolezen, se pred uporabo naprave najprej posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprave ne uporabljajte za nadzor srčnega ritma srčnega spodbujevalnika.
- Rezultat merjenja krvnega tlaka s to napravo ni primeren za samodiagnozo ali samozdravljenje. Da bi se izognili zdravstvenim tveganjem, vedno upoštevajte zdravnikova navodila, in se obrnite nanj v zvezi z oceno rezultata meritve.
- Nikoli ne spreminjajte vašega zdravniško predpisanega uživanja zdravil zaradi meritve s to napravo in se pred meritvijo glede optimalnega časa meritve posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprava ni primerna za stalno spremljanje pacienta, za oceno obstoječe bolezni ali za prvo pomoč.
- Naprava ni primerna za uporabo pri pacientih na kirurškem zdravljenju in se sme uporabljati samo na določenih lokacijah ali v zasebnih gospodinjstvih.
- Nosečnice bi morale upoštevati potrebne previdnostne ukrepe in svojo individualno sposobnost, po potrebi se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom.
- Pacient je predvideni uporabnik in vse funkcije je mogoče varno uporabljati.
- Če bi v času meritve prišlo do neprijetnosti, npr. bolečin v nadlakti ali drugih težav, pritisnite tipko Start/stop in zrak se bo iz zapiralnega traku takoj izpraznil. Zrhlajljajte zapiralni trak in ga snemite z zaprta.
- Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali pomanjkanjem znanja razen, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost ali pa so od te osebe prejele navodila za uporabo te naprave.
- Ta naprava za merjenje krvnega tlaka je namenjena odraslim osebam. Uporaba na dojenčkih in otrocih ni dovoljena. Če želite napravo uporabljati na mladostnikih, se posvetujte z zdravnikom. Medicinski izdelki niso nikakršna igrača!
- Naprave ni dovoljeno uporabljati otrokom, mlajšimi od 12 let, in osebam, ki niso sposobne izraziti svoje volje.
- Napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati v prostorih ali v okolju z močnim sevanjem ali napravami z močnim sevanjem, npr. radijski oddajniki, mobilni telefoni, mikrovalovke, niti skupaj z visoko frekvenčnimi kirurškimi napravami (magnetnoresonančni napravami [MR]). To lahko povzroči motnje delovanja ali nepravilne merilne vrednosti.
- Ne delajte v bližini aktivne visokofrekvenčne (VF) kirurške opreme in v VF prostorih z namagnetnim sistemom za slikanje z magnetno resonanco, kjer je intenzivnost elektromagnetnih motenj visoka.
- Med meritvijo se ne premikajte.
- Napravo zaščitite pred vlago. Če v napravo vdre voda, iz nje takoj odstranite baterije in je ne uporabljajte več. V tem primeru se obrnite na strokovnega prodajalca ali pa se obrnite neposredno na nas.

- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem ali v vlažnih prostorih.
- Naprave ne uporabljajte v bližini gorljivega plina (npr. anestezijskega plina, kisika ali vodika) ali gorljivih tekočin (npr. alkohola).
- Izogibajte se uporabi te naprave v bližini drugih naprav ali skupaj z njimi, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje. Če je takšna uporaba nujna, je treba napravo in ostale naprave opazovati, da se zagotovi normalno delovanje vseh naprav.
- Uporaba dodatne opreme, pretvornikov in kablov, ki jih proizvajalec ni odobril ali dobavil, lahko povzroči povečane elektromagnetne emisije ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te naprave in posledično tudi nepravilno delovanje.
- Prenosne visokofrekvenčne komunikacijske naprave (vključno s perifernimi napravami, npr. antenski kabli in zunanje antene) se v bližini poljubnega dela naprave ne smejo uporabljati na oddaljenosti manjši od 30 cm (12 col), vključno s kablom, ki ga je določil proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko pride do zmanjšanja zmogljivost naprave.
- Naprave ne spreminjajte, ne razstavljajte in je nikoli ne popravljajte sami. Popravila naj izvajajo samo pooblaščen servisna mesta.
- Pred uporabo naprave je uporabnik dolžan ugotoviti, ali naprava varno in pravilno deluje.
- Pogoste ponavljajoče meritve visokega pritiska lahko pripeljejo do neželensih stranskih učinkov, npr. do stiskov živcev ali do krvnih strdkov.
- Ne merite več kot 3-krat zapored in med posameznimi meritvami počakajte vsaj 5 minut. Skupaj ne merite več kot 6-krat na dan.
- Zapiralnega traku nikoli ne počajte na kožne rane, če imate nameščen nastavek katetra ali po mastektomiji.
- Vedno bodite pozorni na vrednost tlaka na zaslonu. Če le-ta preseže 295 mmHg (39,3 kPa), nemudoma pritisnite gumb Start/stop , s čimer se zapiralni trak takoj izprazni.
- Zapiralni trak je občutljiv in z njim je treba ravnati skrbno. Zapiralni trak napolnite z zrakom samo, če je pravilno nameščen na zapestje.
- Napravo zaščitite pred močnimi udarci ali tresljaji in je ne spuščajte. Nikoli ne uporabljajte grobe ali prevelike sile, npr. pri natikanju zapiralnega traku.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne in dodatne dele proizvajalca, saj lahko v nasprotnem primeru pride do poškodb naprave ali telesnih poškodb.
- Če želite napravo odstraniti, upoštevajte lokalne smernice za odstranjevanje.
- Če dvomite o pravilnem delovanju naprave, jo prenehajte uporabljati in se takoj obrnite na servisni center.
- Če pogoltnete majhne dele, npr. embalažni material, baterijo, pokrovček predala za baterije itd., lahko pride do zadušitve. Zato otrok nikoli ne puščajte samih z napravo.
- Med delovanjem naprave ni dovoljeno izvajati vzdrževanja ali čiščenja. Upoštevajte navodila za vzdrževanje in čiščenje v tem priročniku.
- Osebe z nerednim ali nestabilnim perifernim pretokom krvi zaradi sladkorne bolezni, bolezni jeter, trdelosti arterij itd. lahko dobijo različne izmerjene vrednosti krvnega tlaka.
- Pred uporabo naprave si umijte roke.
- Krvnega tlaka ne merite, če hkrati izvajate meritve na istem delu telesa, saj lahko pride do motenj v rezultatih meritve oz. se meritev ne izvede.
- Če je temperatura okolja nižja od 5 °C ali višja od 40 °C, je čakalni čas od najnižje temperature shranjevanja do uporabe vsaj 1 ura, od najvišje temperature shranjevanja pa vsaj 2 uri.
- Vrednosti krvnega tlaka, izmerjene s to napravo, so običajno nekoliko nižje od klinično določenih vrednosti zaradi tega, ker se meritev izvaja pod bolj sproščenimi pogoji.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, potem odstranite baterije.
- Prepogoste meritve lahko bolnika zaradi motenj krvnega pretoka poškodujejo.
- Biološka skladnost zapiralnega traku je bila preverjena, vendar pa se razlikuje od osebe do osebe. Nekatere osebe lahko ob stiku z materialom še vedno dobijo alergijsko reakcijo.
- Upravljalcev naj zapiralni trak servisira tako, kot je priporočeno.
- Če se zmogljivost spremeni (npr. netočna meritve ali nenavaden prikaz), takoj prenehajte z uporabo in se pravočasno obrnite na službo za stranke.

- Naprava uporablja samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. V primeru nepravilne uporabe je garancija neveljavna.
- Naprava je namenjena samo zasebnim uporabi.
- Če obolevate za boleznimi kot npr. arterijska bolezen, se pred uporabo naprave najprej posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprave ne uporabljajte za nadzor srčnega ritma srčnega spodbujevalnika.
- Rezultat merjenja krvnega tlaka s to napravo ni primeren za samodiagnozo ali samozdravljenje. Da bi se izognili zdravstvenim tveganjem, vedno upoštevajte zdravnikova navodila, in se obrnite nanj v zvezi z oceno rezultata meritve.
- Nikoli ne spreminjajte vašega zdravniško predpisanega uživanja zdravil zaradi meritve s to napravo in se pred meritvijo glede optimalnega časa meritve posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprava ni primerna za stalno spremljanje pacienta, za oceno obstoječe bolezni ali za prvo pomoč.
- Naprava ni primerna za uporabo pri pacientih na kirurškem zdravljenju in se sme uporabljati samo na določenih lokacijah ali v zasebnih gospodinjstvih.
- Nosečnice bi morale upoštevati potrebne previdnostne ukrepe in svojo individualno sposobnost, po potrebi se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom.
- Pacient je predvideni uporabnik in vse funkcije je mogoče varno uporabljati.
- Če bi v času meritve prišlo do neprijetnosti, npr. bolečin v nadlakti ali drugih težav, pritisnite tipko Start/stop in zrak se bo iz zapiralnega traku takoj izpraznil. Zrhlajljajte zapiralni trak in ga snemite z zaprta.
- Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali pomanjkanjem znanja razen, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost ali pa so od te osebe prejele navodila za uporabo te naprave.
- Ta naprava za merjenje krvnega tlaka je namenjena odraslim osebam. Uporaba na dojenčkih in otrocih ni dovoljena. Če želite napravo uporabljati na mladostnikih, se posvetujte z zdravnikom. Medicinski izdelki niso nikakršna igrača!
- Naprave ni dovoljeno uporabljati otrokom, mlajšimi od 12 let, in osebam, ki niso sposobne izraziti svoje volje.
- Napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati v prostorih ali v okolju z močnim sevanjem ali napravami z močnim sevanjem, npr. radijski oddajniki, mobilni telefoni, mikrovalovke, niti skupaj z visoko frekvenčnimi kirurškimi napravami (magnetnoresonančni napravami [MR]). To lahko povzroči motnje delovanja ali nepravilne merilne vrednosti.
- Ne delajte v bližini aktivne visokofrekvenčne (VF) kirurške opreme in v VF prostorih z namagnetnim sistemom za slikanje z magnetno resonanco, kjer je intenzivnost elektromagnetnih motenj visoka.
- Med meritvijo se ne premikajte.
- Napravo zaščitite pred vlago. Če v napravo vdre voda, iz nje takoj odstranite baterije in je ne uporabljajte več. V tem primeru se obrnite na strokovnega prodajalca ali pa se obrnite neposredno na nas.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem ali v vlažnih prostorih.
- Naprave ne uporabljajte v bližini gorljivega plina (npr. anestezijskega plina, kisika ali vodika) ali gorljivih tekočin (npr. alkohola).
- Izogibajte se uporabi te naprave v bližini drugih naprav ali skupaj z njimi, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje. Če je takšna uporaba nujna, je treba napravo in ostale naprave opazovati, da se zagotovi normalno delovanje vseh naprav.
- Uporaba dodatne opreme, pretvornikov in kablov, ki jih proizvajalec ni odobril ali dobavil, lahko povzroči povečane elektromagnetne emisije ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te naprave in posledično tudi nepravilno delovanje.
- Prenosne visokofrekvenčne komunikacijske naprave (vključno s perifernimi napravami, npr. antenski kabli in zunanje antene) se v bližini poljubnega dela naprave ne smejo uporabljati na oddaljenosti manjši od 30 cm (12 col), vključno s kablom, ki ga je določil proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko pride do zmanjšanja zmogljivost naprave.
- Naprave ne spreminjajte, ne razstavljajte in je nikoli ne popravljajte sami. Popravila naj izvajajo samo pooblaščen servisna mesta.
- Pred uporabo naprave je uporabnik dolžan ugotoviti, ali naprava varno in pravilno deluje.
- Pogoste ponavljajoče meritve visokega pritiska lahko pripeljejo do neželensih stranskih učinkov, npr. do stiskov živcev ali do krvnih strdkov.
- Ne merite več kot 3-krat zapored in med posameznimi meritvami počakajte vsaj 5 minut. Skupaj ne merite več kot 6-krat na dan.
- Zapiralnega traku nikoli ne počajte na kožne rane, če imate nameščen nastavek katetra ali po mastektomiji.
- Vedno bodite pozorni na vrednost tlaka na zaslonu. Če le-ta preseže 295 mmHg (39,3 kPa), nemudoma pritisnite gumb Start/stop , s čimer se zapiralni trak takoj izprazni.
- Zapiralni trak je občutljiv in z njim je treba ravnati skrbno. Zapiralni trak napolnite z zrakom samo, če je pravilno nameščen na zapestje.
- Napravo zaščitite pred močnimi udarci ali tresljaji in je ne spuščajte. Nikoli ne uporabljajte grobe ali prevelike sile, npr. pri natikanju zapiralnega traku.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne in dodatne dele proizvajalca, saj lahko v nasprotnem primeru pride do poškodb naprave ali telesnih poškodb.
- Če želite napravo odstraniti, upoštevajte lokalne smernice za odstranjevanje.
- Če dvomite o pravilnem delovanju naprave, jo prenehajte uporabljati in se takoj obrnite na servisni center.
- Če pogoltnete majhne dele, npr. embalažni material, baterijo, pokrovček predala za baterije itd., lahko pride do zadušitve. Zato otrok nikoli ne puščajte samih z napravo.
- Med delovanjem naprave ni dovoljeno izvajati vzdrževanja ali čiščenja. Upoštevajte navodila za vzdrževanje in čiščenje v tem priročniku.
- Osebe z nerednim ali nestabilnim perifernim pretokom krvi zaradi sladkorne bolezni, bolezni jeter, trdelosti arterij itd. lahko dobijo različne izmerjene vrednosti krvnega tlaka.
- Pred uporabo naprave si umijte roke.
- Krvnega tlaka ne merite, če hkrati izvajate meritve na istem delu telesa, saj lahko pride do motenj v rezultatih meritve oz. se meritev ne izvede.
- Če je temperatura okolja nižja od 5 °C ali višja od 40 °C, je čakalni čas od najnižje temperature shranjevanja do uporabe vsaj 1 ura, od najvišje temperature shranjevanja pa vsaj 2 uri.
- Vrednosti krvnega tlaka, izmerjene s to napravo, so običajno nekoliko nižje od klinično določenih vrednosti zaradi tega, ker se meritev izvaja pod bolj sproščenimi pogoji.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, potem odstranite baterije.
- Prepogoste meritve lahko bolnika zaradi motenj krvnega pretoka poškodujejo.
- Biološka skladnost zapiralnega traku je bila preverjena, vendar pa se razlikuje od osebe do osebe. Nekatere osebe lahko ob stiku z materialom še vedno dobijo alergijsko reakcijo.
- Upravljalcev naj zapiralni trak servisira tako, kot je priporočeno.
- Če se zmogljivost spremeni (npr. netočna meritve ali nenavaden prikaz), takoj prenehajte z uporabo in se pravočasno obrnite na službo za stranke.

VARNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO

- Baterij ne razstavljajte!
- Ko se na zaslonu pojavi simbol za baterije, je treba le-te zamenjati.
- Izpraznjene baterije nemudoma odstranite iz predalčka za baterije, ker lahko iztečejo in poškodujejo napravo!
- Povišana nevarnost iztekanja iz baterij. Preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami! Pri stiku s kislino baterij zadevna mesta takoj sperite z veliko količino čiste vode in nemudoma poišče zdravniško pomoč!
- Če baterijo pogoltnete, takoj poiščite zdravnika!
- Vedno zamenjajte vse baterije hkrati!
- Uporabljajte samo baterije enakega tipa. Različnih tipov ali rabljenih in novih baterij ne uporabljajte skupaj!
- Baterije pravilno vstavite in upoštevajte polarnost!
- Če naprave vsaj 3 mesece ne uporabljate, potem baterije odstranite.
- Baterije hranite izven dosega otrok!
- Baterij ne polnite ponovno! **Obstaja nevarnost eksplozije!**
- Ne povzročite kratkega stika! **Obstaja nevarnost eksplozije!**

- Ne mečite v ogenj! **Obstaja nevarnost eksplozije!**
- Izrabljenih baterij in akumulatorjev ne odstranite med gospodinjske odpadke, temveč kot posebne odpadke ali pa jih predajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah!

Naprava in LCD zaslon

- Predalček za baterije
- Zapestni trak
- Indikator krvnega tlaka
- Simbol za menjavo baterije
- Prikaz sistoličnega krvnega tlaka
- Srčni utrip
- Simbol za pulz
- Simbol za pomnilnik
- LCD zaslon
- Izбира uporabnika / pomnilnik / nastavitve
- Čas / datum
- Bateriji
- Tipka START/STOP
- Prikaz diastoličnega krvnega tlaka
- Prikaz nerednega utripa srca
- Številka pomnilniškega mesta
- Povprečna vrednost
- Simbol za uporabnika 1 / 2

Obseg dobave

- Prosimo, najprej preverite, ali je naprava popolna in brez poškodb. V obseg dobave sodijo:
- 1 **medisana** Naprava za merjenje krvnega tlaka **BW 345**
 - 2 bateriji (tipa AAA, LR03) 1,5 V
 - 1 škatla za shranjevanje
 - 1 navodila za uporabo
- Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom, se takoj obrnite na vašega prodajalca.



Pravilna uporaba

Ta merilnik krvnega tlaka se uporablja za merjenje sistoličnega in diastoličnega tlaka ter utripa odrasle osebe z neinvazivno oscilometrično tehnologijo prek naplavitvega zapiralnega traku, nameščenega na zapestju. Napravo je dovoljeno uporabljati v zdravstvenih ustanovah ali doma.


Kontraindikacije: Kontraindikacije niso znane.

Kaj je krvni tlak?

Krvni tlak je tlak, ki nastane v ožilju ob vsakem utripu srca. Ko se srce skrči (= sistola) in v arterije črpa kri, to povzroči naraščanje krvnega tlaka. Njegova najvišja vrednost velja kot sistolični tlak in se pri meritvi krvnega tlaka meri kot prva vrednost. Ko se srčna mišica sprosti, da načrpa novo kri, se zniža tudi krvni tlak v arterijah. Če so žile sproščene, potem se meri druga vrednost - diastolični krvni tlak.

Klasifikacija krvnega tlaka

sistoličen mmHg	diastoličen mmHg	Klasifikacija
≥ 160	≥ 100	Zvišan krvni tlak
140 - 159	90 - 99	lažje zvišan krvni tlak
90 - 139	60 - 89	normalen krvni tlak
< 90	< 60	prenizek krvni tlak



Vplivanje in ocena meritve

- Svoj krvni tlak merite večkrat, shranite rezultate in jih nato primerjajte med seboj. Na podlagi same enega rezultata ne sklepajte nikakršnih zaključkov.
- Vaše vrednosti ne sklepajte nikakršnih zaključkov. Če se srčna mišica sprosti, da načrpa novo kri, se zniža tudi krvni tlak v arterijah. Če so žile sproščene, potem se meri druga vrednost - diastolični krvni tlak.
- Ko merite krvni tlak upoštevajte, da so dnevne vrednosti odvisne od številnih dejavnikov. Tako na izmerjene vrednosti na različnih način vpliva kajenje, uživanje alkohola, zdravila in fizično delo.
- Krvni tlak si izmerite pred uživanjem obrokov.
- Pred merjenjem vašega krvnega tlaka, počivajte vsaj 5-10 minut.
- Če se vam sistolična ali diastolična vrednost meritve, kljub pravilnemu ravnanju z napravo, zdita neobičajni (previsoka ali prenizka) in se to večkrat ponovi, potem o tem obvestite svojega zdravnika. To velja tudi, če v redkih primerih neenakomeren srčni utrip ali šibek srčni utrip ne omogočata nobenih meritve.


Prva uporaba: Vstavljanje in menjava baterij

Pred uporabo naprave je treba najprej vstaviti priložene baterije. Na spodnji strani naprave se nahaja pokrov predala za baterije. Odprite ga in vstavite 2 priloženi bateriji 1,5 V tipa AAA LR03. Pri tem pazite na polarnost (slika v predalčku za baterije). Zaprite predalček za baterije. Baterije zamenjajte takoj, če se po vklopu naprave na zaslonu pojavi simbol za menjavo baterij ali če na zaslonu ni videti ničesar.

Nastavitev uporabnika

Ko je aparat izklopljen, pritisnite gumb START/STOP , da preklopite v način nastavljanja. Uporabniški simbol utripa in s pritiskom na gumb „M“ lahko preklopite med uporabnikom 1 ali 2. Pritisnite gumb START/STOP za potrditev uporabniške nastavitve ali počakajte nekaj sekund, da se meritev samodejno začne.

Nastavitev datuma in časa / brisanje shranjenih vrednosti



- Zapestni merilnik krvnega tlaka samodejno shrani do 199 meritve za vsakega uporabnika (1 ali 2). Pomnilniška funkcija shrani izmerjene vrednosti z datumom in uro. Pred prvo meritvijo nastavite napravo na trenutni datum in uro. Datuma in časa med meritvijo ni mogoče spremeniti
- Pritisnite in držite tipko dokler ne utripa letnica.
 - Tipko uporabite za nastavitev letnice in nato ponovno pritisnite na START/STOP , da pridete do nastavitve meseca.
 - Ponovno pritisnite tipko , da nastavite mesec, nato pa na enak način nastavite dan, uro in minuto. Nato pritisnite START/STOP , da preidete na nastavev pomnilnika.
 - Pritisnite tipko , da izberete uporabniški pomnilnik, ki ga želite izbrisati. Če želite izbrisati izbrani pomnilnik, pritisnite in približno 3 sekunde držite tipko - na zaslonu se prikaže »0«. Pritisnite START/STOP , da končate postopek nastavljanja.
 - Kadar koli med nastavljanjem lahko pritisnete in približno 3 sekunde držite tipko START/STOP , da zapustite način nastavljanja in izklopite aparat.

Namestitev zapiralnega traku

- Čist zapiralni trak namestite na golo zapestje leve roke, tako da je dlan obmjena navzgor (glejte slike levo).
- Razdalja med zapiralnim trakom in dlanjo mora biti pribl. 10-15 mm.
- Trak z ježkom trdno zavežite okoli svojega zapestja, a vseeno ne pretrdo, da ne bo prišlo do izkrivljenih rezultatov meritve.

Kako pravilno merimo?

- Meritev izvedite v sedečem položaju.
- Pred merjenjem se sprostite 5 do 10 minut.
- Sprostite roko in jo sproščeno položite npr. na mizo.
- Dvignite zapestje tako, da bo zapiralni trak v višini srca (glejte slike na levi).

- Med merjenjem ostanite mirni: Ne premikajte se in ne govorite, saj lahko drugače spremenite merilne vrednosti.
- Nikoli ne merite po fizičnem naporu ali kopeli.
- Noge naj bodo med meritvijo mirne in jih ne prekrizajte.
- Meritev izvedite vsak dan ob istem času.
- Vedno uporabljajte le originalen zapiralni trak in nobenih s strani proizvajalca neodobrenih nadomestnih delov.
- Stopala naj bodo ravno na tleh.

Merjenje krvnega tlaka

- Ko zapiralni trak pravilno namestite, lahko začnete z meritvijo.
- Pritisnite tipko START/STOP za začetek meritve. Naprava samodejno počasi naphne zapiralni trak, da izmeri vaš krvni tlak, na zaslonu pa se prikaže „0“ ali zadnja izmerjena vrednost.
 - Naprava tako dolgo polni zapiralni trak z zrakom, dokler ni zagotovljen tlak, ki je potreben za meritve. Nato naprava počasi izpusti zrak iz zapiralnega traku in izvede meritve. Ko naprava zazna signal, začne na zaslonu utripati simbol za srčni utrip .
 - Ko je meritev zaključena, se iz zapiralnega traku za nadlaket izpusti zrak. Sistoličen in diastoličen krvni tlak in vrednost srčnega utripa se pojavijo na zaslonu. Če naprava ugotovi nepravilen srčni utrip, se dodatno pojavi simbol za nepravilen srčni utrip .
 - Izmerjene vrednosti bodo samodejno shranjene v izbranem pomnilniku (1 ali 2). V vsakem pomnilniku je mogoče shraniti do 199 merilnih vrednosti. Če je že shranjenih 199 vrednosti, bo nova vrednost nadomestila najstarejšo.

Prekinitev meritve

Če bi iz kakršnega koli razloga bila potrebna prekinitev meritve krvnega tlaka (npr. slabega počutja pacienta), potem lahko kadarkoli pritisnete tipko START/STOP . Naprava bo takoj samodejno izpustila zrak iz zapiralnega traku.

Prikaz shranjenih vrednosti

V stanju pripravljenosti enkrat pritisnete gumb . Naprava prikaže povprečno vrednost zadnjih treh meritve krvnega tlaka. Ponovno pritisnite gumb , da se zaporedno prikažejo druge meritve.

Samodejni izklop


Po pribl. 20 sekundah brez dodatnega upravljanja se naprava samodejno izklopi.

Prikazi napak

Pri neželensih meritvah se na zaslonu pojavijo naslednji prikazi:

Prikaz	Vzrok / Rešitev
Er U	Polnjenje z zrakom predolgo traja. Tlak v 12 sekundah ne doseže 30 mmHg – preverite, ali je zapiralni trak pravilno nameščen.
Er H	Tlak doseže 295 mmHg – po 20 ms se izvede samodejen izpust zraka.
Er 1	Ne zazna utripa.
Er 2	Med postopkom merjenja se premikate, govorite ali so zaznane magnetne motnje.
Er 3	Neobičajen rezultat meritve.
Er 23	Sistolična vrednost pod 45 mmHg
Er 24	Sistolična vrednost nad 230 mmHg
Er 25	Diastolična vrednost pod 25 mmHg
Er 26	Diastolična vrednost pod 160 mmHg

A készülék és a kezelőelemek



Jelmagyarázat

A használati útmutató a készülék részét képezi.ontos tudnivalókat tartalmaz a készülék üzembe helyezésével és kezelésével kapcsolatban. Olvassa el a teljes használati útmutatót. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.



A felhasználó sérülésének megelőzése érdekében be kell tartani a figyelmeztető utasításokat.



A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdeké- ben be kell tartani ezeket az utasításokat.



IP22

A készülék fröccsenő víz ellen védett. Bármely irányból érkező fröccsenő víz nem károsítja a készülékházat.



A készülék a 2012/19/EU, az elektromos és elektronika- használt készülékekről szóló európai irányelv hatálya alá tartozik, jelölése ennek megfelelő.



Újrahasznosítási szimbólumok/kódok: Ezek tájékoztatást nyújtanak az anyagokról és annak megfelelő használatáról és újrahasznosításáról.

A készülék EU-irányelv szerinti tanúsítvánnyal és CE-jelzéssel („CE” megfelelőségi jelzés) rendelkezik. Megfelel az MDR (EU) 2017/745 előírásainak.

REF	Cikkszám		Általános tiltó szimbólum
SN	A készülék sorozatszáma		Ne szedje szét vagy szerelje le
LOT	Tételszám		Ez a fenti oldal
MD	Orvostechnikai eszköz		A készülék besorolása: BF típus
EU REP	Az EU meghatalmazott képviselőjének adatai		Véd a nedvességtől
UDI	Egyedi eszközazonosító		Levegő páratartalom-tartománya
	Tartsa távol a napfénytől		Környezeti nyomás határértékei
	Gyártó		Hőmérsékleti tartomány
	Gyártás napja		Importőr


Name: **BW 345 [Modell: WRS-35H]**

REF 51073

EAN 4015588 51073 1



Manual



Service

CE 0123

HU FONTOS MEGJEGYZÉSEK! FELTÉTLENÜL ŐRIZZ E MEG!



Olvassa el a használati utasításokat alapo- san, különösképpen a biztonsági út- mutatót, mielőtt a terméket használatba venné, és őrizze meg a használati út- mutatót a további felhasználáshoz. Ha a készüléket továbbadja harmadik félnek, akkor feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.



- A készüléket kizárólag a használati útmutatóban ismertetett rendeltetésének megfelelően szabad használni. Ettől eltérő használat esetén a vállalt garancia érvényét veszti.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra szánták.
- Ha valamilyen betegségben szenved (mint pl. artériás elzáródás), a készülék használata előtt egyeztessen orvosával.
- A készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó frekvenciájának ellenőrzésére használni.
- A készülékkel végzett vérnyomásmérés eredménye nem alkalmas öndiagnózisra, illetve öngyógyításra. Az egészségügyi veszélyek elkerülése végett mindig kövesse az orvosa utasításait, és vegye fel vele a kapcsolatot a mérési eredmény kiértékelése céljából.
- A készülékkel végzett mérés alapján ne módosítsa az orvosi előírás szerinti gyógyszeresedés rendjét, és a mérések előtt kérje ki az orvosa véleményét az optimális mérési időpontról.
- A készülék nem alkalmas a beteg folyamatos megfigyelésére, egy fennálló betegség kiértékelésére vagy elsősegélyre.
- A készülék nem alkalmas sebészeti kezelés alatt álló betegneknl való alkalmazásra, és csak meghatározott helyeken vagy magánháztartásokban használható.
- Várandósság esetén ügyeljen a szükséges óvintézkedések betartására és az egyéni terhelhetőségre; szükség esetén konzultáljon az orvosával.
- A készülék a betegék általi használatra készült, tehát az összes funkció biztonságosan használható.
- Amennyiben a mérés során kényelmetlenségekkel szembesülne (mint pl. a csuklón érzett fájdalom vagy más panasz), nyomja meg a Start/Stop gombot **1** a mandzsetta azonnali leeresztéséhez. Oldja ki a mandzsettát, és vegye le a csuklójáról.
- A készülék nem arra készült, hogy korlátozott cselekvőképességű, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek, hiányos tapasztalatokkal és/vagy ismeretekkel rendelkező személyek használják, kivéve, ha a használat során olyan személy felügyelése alatt állnak, aki felel a biztonságukért, és aki elmagyarázza nekik a készülék helyes használatát.
- Ez a vérnyomásmérő felnőttek számára készült. Csecsemőkön és gyermekeken történő alkalmazás nem engedélyezett. Amennyiben a készüléket serdülőkorú személyeken szeretné használni, előbb kérdezze meg orvosát. Az orvostechikai eszközök nem játékszerek!
- 12 év alatti gyermekek és olyan személyek, akik nem tudják kifejezni akarukatuk, nem használhatják a készüléket.
- Tárolja a készüléket gyermekektől elzárva.
- A készülék nem üzemeltethető sugárzásnak kitett helyiségekben, vagy sugárzást kibocsátó készülékek, pl. rádióadók, mobiltelefonok, mikrohullámú sütő vagy nagyfrekvenciás sebészeti készülékek (mágneses rezonancia [MRI] készülékek) közelében. Ez működési zavarokhoz vagy helytelen mérési eredményekhez vezethet.
- Ne működtesse az aktív nagyfrekvenciás sebészeti készülékek közelében, valamint a mágneses rezonancia képpalkotási rendszer nagyfrekvencia ellen leármýkolt helyiségében, ahol az elektromágneses zavaró hatások erősek.
- Mérés közben ne mozogjon.
- Óvja a készüléket a nedvességtől. Ha mégis folyadék kerül a készülékbe, azonnal távolítsa el az elemeket, és többé ne használja a készüléket. Ebben az esetben forduljon a szakkereskedőhöz, vagy közvetlenül bennünk tájékoztasson.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségben.
- Ne használja a készüléket éghető gáz (például altatógáz, oxigén vagy hidrogén) vagy éghető folyadék (pl. alkohol) közelében.
- Kerülendő a készülék használata más készülékek mellett vagy azokkal együtt, mivel azok szakszerűtlen működést okozhatnak. Amennyiben ilyen felhasználásra van szükség, akkor a készüléket és az egyéb eszközöket meg kell figyelni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szabályosan működnek-e.
- Az olyan tartozékok, mérőjeladók, kábelek használata, amelyeket nem a gyártó hagyott jóvá, illetve mellékelte a készülékhez, az elektromágneses kibocsátások növekedését okozhatja, vagy ronthatja a készülék elektromágneses sugárzással szembeni ellenálló képességét, mindennek következménye a szakszerűtlen működés lehet.
- A hordozható nagyfrekvenciás kommunikációs berendezésekkel (ideértve a periferáikat, például az antenna-kábeleket és a külső antenákat) úgy kell használni, hogy azok a készülék bármely részétől legalább 30 cm távolságra legyenek, ideértve a gyártó által mellékelte kábeleket is. Ellenkező esetben ezek a berendezések ronthatják a készülék teljesítményét.
- Semmiképpen ne módosítsa a készüléket, ne szedje szét és soha ne javítsa önállóan. A javításokat kizárólag erre jogosult szervizzel végeztesse.
- A készülék használatba vétele előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a készülék biztonságosan és rendeltetésszerűen működik.
- A nagy számban megismételt vérnyomásmérések nem kívánt mellékhatásokhoz, mint pl. idegek kompressziójához vagy vérórgékpőkdéséhez vezethetnek.
- Soha ne ismételje egymás után 3-nál többször a mérést, és két egymást követő mérés között várjon legalább 5 perccet. Ne végezzen naponta 6 mérésnél többet.
- A mandzsettát soha ne helyezze sérült bőrfelületre, illetve ne helyezze fel katéter használatra vagy masztéktómia esetén.
- Figyelje a kijelzőn megjelenő nyomásértéket. Ha az meghaladja a 295 Hgmm (39,3 kPa) értéket, azonnal nyomja meg a Start/Stop gombot **1**, a mandzsetta azonnali leeresztése végett.
- A mandzsetta érzékeny, és csak megfelelő gondossággal használható. A mandzsettát csak akkor fújja fel, ha megfelelően illeszkedik a csuklójára.
- Óvja a készüléket a nehéz ütésekől, és ne ejtse le. Soha ne erősítse a készülék alkatrészeit, például a mandzsetta felhelyezésekor.
- Kizárólag a gyártó eredeti tartozékait és pótalkatrészeit használja, különben a készülék károsodhat, vagy személyi sérüléseket okozhat.
- A készülék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat.
- Ha kétségei vannak a szabályszerű működéssel kapcsolatban, akkor ne használja tovább a készüléket, és haladéktalanul forduljon a szervízhez.
- A kisebb alkatrészek (pl. csomagolóanyag, elem, elemtartó fedele stb.) lenyelése fulladást okozhat. Soha ne hagyjon magára gyermeket a készülékkel.
- Működés közben tilos minden karbantartás vagy tisztítás. Tartsa be a jelen útmutatóban leírt karbantartási és tisztítási utasításokat.
- A mért vérnyomás értékei ingadozók lehetnek azoknál a személyeknél, akiknek a perifériás vérrellátása szabálytalan vagy instabil, diabétesz, májbetegségek, az artériák elmeszesedése stb. következtében.
- A készülék használata előtt mosson kezet.
- Ne mérjen vérnyomást, ha ugyanazon a testfelületen egyidejűleg más méréseket is végez, mivel a vérnyomásmérés megzavarhatja ezeket a méréseket, és hibás eredményekhez vezethet.
- Ha a környezeti hőmérséklet kisebb, mint 5 °C vagy nagyobb, mint 40 °C, akkor a minimális tárolási hőmérséklet esetén legalább 1 óra, a maximális tárolási hőmérséklet esetén legalább 2 óra a használat előtt szükséges várakozási idő.
- Ezzel a készülékkel általában valamivel kisebb vérnyomásmértékeket mérnek, mint klinikai mérések során, és a nyugalmasabb körülményeknek tudható be.
- Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- A túl gyakori mérések a véráramlás megzavarása révén a beteg sérüléséhez vezethetnek.
- A mandzsetta biokompatibilitását teszteltük, ám minden ember más és más. Egyes személyek esetében allergiás reakciók jelentkezhetnek.
- A mandzsettát az ajánlott módon kell ápolni.
- Ha a teljesítmény megváltozik (például pontatlan mérés vagy rendellenes kijelzés), kérjük, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ne szedje szét az elemeket!
- Cserélje ki az elemeket, ha az elemet ábrázoló jel megjelen a kijelzőn.
- A lemerülőben lévő elemeket azonnal távolítsa el az elemtartó rekeszből, mivel kifolyhatnak, és ez károsíthatja a készüléket!
- Megnövekedett kilyoflásveszély: kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést! Ez elemből kifolyt savval érintkezésbe került testrészt azonnal mossa le bő tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz!

- Ha lenyelt egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
- Az elemcserekor mindig cserélje ki az összes elemet!
- Csak azonos vagy egyenértékű elemtípust használjon, ne használjon együtt különböző típusú vagy használt és új elemeket!
- Helyesen tegye be az elemeket, ügyeljen a polarításra!
- Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket legalább 3 hónapig nem használja.
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől!
- Ne töltse fel újra az elemeket! **Robbanásveszély áll fenn!**
- Ne zárja rövidre az elemeket! **Robbanásveszély áll fenn!**
- Az elemeket ne dobja tűzbe! **Robbanásveszély áll fenn!**
- A használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem adja le azokat a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe vagy egy szakkereskedés elemgyűjtőjébe!

Készülék és LCD-kijelző

- 1 Elemtartó rekesz
- 2 Csukló-mandzsetta
- 3 Vérnyomás-indikátor
- 4 Elemek
- 5 Diasztolés nyomás kijelzése
- 6 Szabálytalan szívverés kijelzése
- 7 Tárhelyszám
- 8 Felhasználó szimbólum 1 / 2
- 9 LCD-kijelző
- 10 Felhasználó kiválasztása / Memória / Beállítások
- 11 Időpont / dátum
- 12 Sziszolés nyomás kijelzése
- 13 Pulzus
- 14 Tároló szimbólum
- 15 Pulzus szimbóluma
- 16 Átlagérték

A csomag tartalma

Elsőször ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e. A csomag a következőket tartalmazza:

- 1 **medisana BW 345** vérnyomásmérő készülék
- 2 elem (AAA típusú, LR03), 1,5 V
- 1 tárolódoboz
- 1 használati útmutató

Ha kicsomagolás közben szállítási sérülést észlel, haladéktalanul lépjen kapcsolatba az illetékes forgalmazóval.



A csomagolás újrafelhasználható vagy újrahasznosítható. Kérjük, hogy a már nem szükséges csomagolóanyagokat megfelelően ártalmatlanítsa.



FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy a csomago- lófólia ne kerüljön gyermekek kezébe. Fulladásveszély áll fenn!

Rendeltetésszerű használat

Ez a csuklós vérnyomásmérő készülék felnőttek sziszolés és diasztolés nyomásának, valamint pulzusának méréseére szolgál, nem invazív oszcillometriás eljárással, a csuklóra helyezett felülhíható mandzsetta segítségével. A készülék egészségügyi létesítményekben és otthon használható.

Ellenjavallatok: Ellenjavallatok nem ismertek.

Mi a vérnyomás?

A vérnyomás az a nyomás, amely minden egyes szívdobbanásnál létrejön az erekben. Amikor a szív összehúzódik (= sziszolés) és a vért az artériákba pumpálja, nyomásemelkedéshez vezet. Ennek legmagasabb értékét nevezzük sziszolés nyomásnak, és a vérnyomásmérésnél a készülék ezt ad meg első értékként. Amikor a szívizom elernyed, hogy új vért fogadjon, csökken a nyomás az artériákban. Amikor az erek ellazultak, akkor méri a készülék a második értéket – a diasztolés nyomást.

A vérnyomás osztályozása

sziszolés Hgmm	diasztolés Hgmm	Osztályozás
≥ 160	≥ 100	magas vérnyomás
140 – 159	90 – 99	enyhén magas vérnyomás
90 – 139	60 – 89	normális vérnyomás
< 90	< 60	alacsony vérnyomás



FIGYELMEZTETÉS
A túl alacsony vérnyomás ugyanolyan egészségi kockázatot jelent, mint a magas vérnyomás! A szédülési rohamok veszélyes helyzetekhez vezethetnek (pl. lépcsőn vagy közúti forgalomban)!

A mérések befolyásolása és kiértékelése

- Mérje meg többször a vérnyomását, a kapott eredményeket mentse el, és hasonlítsa össze egymással. Ne vonjon le következtetéseket egyetlen eredményből.
- A mérések eredményeit mindig olyan orvosnak kell értékelnie, aki ismeri az Ön történetét is. Amennyiben rendszeresen használja a készüléket, és feljegyzi az értékeket az orvosa számára, időről időre tájékozassa őt a vérnyomás alakulásáról.
- A vérnyomás mérésekor ne felelje, hogy a napi értékek sok tényezőtől függenek. Így a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a gyógyszerek és a fizikai munka különböző módon befolyásolják a mért értékeket.
- Vérnyomását étkezések előtt mérje meg.
- Mielőtt megmérné a vérnyomását, pihenjen legalább 5–10 perccet.
- Ha a mérés során, az eszköz helyes kezelése ellenére, a sziszolés vagy a diasztolés értékek szokatlanul tűnnek (túl magasak vagy túl alacsonyak), és ez többször is előfordul, tájékozassa arról az orvosát. Ez arra is érvényes, ha ritka esetekben a szabálytalan vagy nagyon gyenge pulzus nem teszi lehetővé a mérést.


Üzembe helyezés: Elemek behelyezése / cseréje

A készülék használatba előtt helyezze be a mellékelt elemeket. A készülék hátlapján található az elemtartó rekesz fedele. Nyissa ki, és helyezze be a mellékelt 2 db 1,5 V-os AAA LR03 típusú elemet. Eközben ügyeljen a polarításra (figyelje az elemtartó rekeszben lévő jelölést). Zárja vissza az elemtartó rekeszt. Azonnal cserélje ki az elemet akkor, ha az elemcsere szimbóluma **1** megjelenik a kijelzőn, vagy ha a készülék bekapcsolását követően semmi sem jelenik meg a kijelzőn.

A felhasználó beállításai

A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a START/STOP gombot **1** a beállítási üzemmódba való belépéshez. Ez **1** felhasználói szimbólum villog, és az „M” gomb **1** megnyomásával válthat az 1. vagy 2. felhasználó között. Nyomja meg a START/STOP gombot **1** a felhasználói beállítás megörösléséhez, vagy várjon néhány másodperctet, amíg a mérés automatikusan elindul.

Dátum, pontos idő / Mentett értékek törlése



A csuklós vérnyomásmérő készülék mindkét (az 1-es vagy a 2-es) felhasználó esetében legfeljebb 199 mért értéket tárol. A memóriafunkció a mért értékeket időlégyezővel menti el. Az első mérés előtt állítsa be a pontos időt és a dátumot. Mérés közben nem módosítható a dátum és az idő.

- Nyomja meg az **1** gombot, míg az évszám villogni kezd.
- Az **1** gombbal állítsa be az évszámot, majd ismét nyomja meg a **1** START/STOP gombot, hogy a hónap beállítása menübe jusson.
- A hónap beállításához ismét nyomja meg az **1** gombot, és hasonlóképpen járjon el a nap, az óra és a perc beállításához is. A **1** START/STOP gomb lenyomásával jut a memória beállításához.
- Az **1** gomb lenyomásával jut a törölni kívánt felhasználói memória kiválasztásához. Tartsa le- nyomva az **1** gombot kb. 3 másodpercen át, hogy a kiválasztott memóriát törölje - a képernyőn megjelenik a „NO” kijelzés. Nyomja meg a **1** START/STOP gombot a beállítás befejezéséhez.
- A beállítási folyamat során bármikor megszakíthatja azt, lenyomva tartva a **1** START/STOP gomb- ot kb. 3 másodpercen át - ezzel kilép a beállítás menüből és kikapcsolja a készüléket.

A mandzsetta felhelyezése

- A tiszta mandzsettát helyezze fel a meztelen bal csuklóra, tenyérrel felfelé (lásd az ábrát a bal oldalon).
 - A mandzsetta és a tenyér közötti távolság kb. 10-15 cm legyen.
 - Erősítse fel a tépőzáras mandzsettát a csuklójára, de ne túl szorosan, hogy ne hamisítsa meg a mérési eredményt.
- Hogyan kell helyesen mérni?**
- Ülő helyzetben mérjen.
 - Mérés előtt 5-10 percig lazuljon el.
 - Lazítsa el a karját, és legyen támassza pl. egy asztalra.
 - A csuklóját úgy emelje meg, hogy a mandzsetta szívmagasságban legyen (lásd az ábrát a bal oldalon).
 - Mérés közben viselkedjen nyugodtan: ne mozogjon, és ne beszéljen, különben megváltozhatnak a mérési eredmények.
 - Soha ne mérjen erős fizikai igénybevétel vagy fürdés után.
 - Mérés közben a lábat tartsa nyugodtan, és ne tegye keresztbe.
 - A mérést naponta ugyanabban az időben végezze.
 - Mindig az eredeti mandzsettát használja, és ne használjon soha olyan pótalkatrészeket, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá.
 - A lábat tartsa a padlón.

A vérnyomás mérése

A mandzsetta megfelelő felhelyezése után megkezdheti a mérést.

- A mérés indításához nyomja meg a START/STOP gombot **1**. A készülék automatikusan, lassan felfújja a mandzsettát a vérnyomás méréséhez, a kijelzőn pedig vagy „00” vagy a legutóbbi mért érték jelenik meg.
- A készülék addig fújja fel a mandzsettát, míg a méréshez elegendő nyomást el nem éri. Ezután a készülék lassan kiereszti a mandzsettából a levegőt, és elvégzi a mérést. Amint a készülék jelet rögzít, a kijelzőn villogni kezd a pulzus szimbólum **1**.
- Ha vége a mérésnek, a mandzsettából távozik a levegő. A sziszolés **1** és a diasztolés **1** vérnyomás, valamint a pulzus értéke megjelenik a kijelzőn. Ha a készülék szabálytalan pulzust érzékel, a kijelzőn a szabálytalan szívverés szimbóluma **1** is megjelenik.
- A mért értékeket a készülék automatikusan menti a kiválasztott tárhelyre (1-es vagy 2-es). Mindegyik tárhelyen legfeljebb 199 mért érték tárolható. Ha a tárhelyen már 199 érték van, akkor a legregebbi érték felülíródik.

Mérés megszakítása

Amennyiben bármilyen okból kifolyólag (például a páciens rosszulléte miatt) meg kell szakítani a vérnyomás mérést, akkor ez a START/STOP gomb **1** megnyomásával bármikor megtehető. Ilyen esetben a készülék automatikusan azonnal kiengedi a levegőt a mandzsettából.

A tárolt értékek megjelenítése / törlése

Készenlét üzemmódban egyszer nyomja meg a MEM **1** gombot. A készülék kirja az utolsó három mérésor kapott vérnyomásértékek átlagát. A MEM **1** gombbal további mért értékek jeleníthetők meg.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készüléket kb. 20 másodpercig nem használja, akkor az automatikusan kikapcsol.

Hibaüzenetek

Szokatlan méréseknél a kijelzőn az alábbi jelzések láthatók:

Kijelzés	Ok / Megoldás
Er U	A felfújási fázis túl sokáig tart. A felfújás során a nyomás nem éri el 12 másodper- cen belül a 30 Hgmm értéket – ellenőrizze, hogy jól helyezte-e fel a mandzsettát.
Er H	A felfújás során a nyomás eléri a 295 Hgmm értéket – a készülék 20 másodperc- leteltével automatikusan leereszi a levegőt.
Er 1	Nem található pulzus.
Er 2	Mozgás, beszéd vagy mágneses zavar a mérési folyamat közben.
Er 3	Rendellenes mérési eredmény.
Er 23	A sziszolés érték kisebb, mint 45 Hgmm
Er 24	A sziszolés érték nagyobb, mint 230 Hgmm
Er 25	A diasztolés érték kisebb, mint 25 Hgmm
Er 26	A diasztolés érték nagyobb, mint 160 Hgmm

Üzemzavarok elhárítása	Ok és megoldások
Probléma Nem jelenik meg semmi, annak ellenére, hogy a készülék be van kapcsolva, és az elemek be vannak helyezve	Lehet, hogy lemerültek az elemek. Helyezzen be új elemeket, és közben figyeljen a helyes polarításra. Ellenőrizze, hogy a készülék megérült-e. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.
A mérés nem végezhető el, vagy szívrágó a levegő / nem alakul ki a nyomás	Megfelelő módon helyezze fel a mandzsettát. Ismételje meg a mérést 30 perces nyugalmi fázist követően. Ne beszéljen, és ne mozogjon mérés közben.
A mérések jelentősen eltérő eredményeket mutatnak	Ismétlje meg helyesen a mérést 30 perces nyugalmi fázist követően. Tartsa be az útmutató helyes mérése vonatkozó útmutatásait, és gondolja végig a helytelen mérés általános okait. Az egymástól kissé eltérő eredmények normálisak, hiszen a vérnyomás állandóan ingadozik.
A mérési eredmények jelentősen eltérnek az orvos által mért értékektől	Mentse a mérési eredményeket, és beszéljen az orvosával. Egyáltalán nem szokatlan, ha a másol mért értékek nagyon eltérnek az otthonitól.

Ha nem tudja megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlalt. Ne szerelje szét saját kezűleg a készüléket.

Tisztítás és ápolás

A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket. A készüléket és a mandzsettát puha, enyhe szappanos vízzel kissé megnedvesített törölvél tisztítsa. Soha ne használjon súrolószert, alkoholt, náftát, higított vagy benzint stb. A készüléket és tartozékait semmiképpen ne merítse vízbe. Ügyeljen arra is, hogy ne kerüljön nedvesség a készülékbe. Csak akkor használja ismét a készüléket, ha az teljesen száraz. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, és óvja a szennyeződéstől és a nedvességtől. A készüléket ne tegye ki szélsőséges forróságnak vagy hidegnek. A készüléket hetente egyszer tisztítsa meg. A készüléket tiszta és száraz helyen tárolja, a tárolásra és szállításra előírt környezeti feltételeknek megfelelően.

Fortőtlenítés


Azt javasoljuk, hogy a készüléket minden használat előtt és után kb. 1 percen át 70%-os izopropanol-oldattal fertőtlenítse. Ehhez a következőképpen járjon el: A készülékházat fertőtlenítse az oldattal megnedvesített törölvél, majd azonnal törölje szárazra. Ne fertőtlenítsen forró gőzzel vagy ibolyántúli (UV) sugárzással, mivel az károsíthatja a készüléket, vagy felgyorsítja a készülék öregedését! Minden tisztítás és fertőtlenítés alkalmával ügyeljen arra, hogy teljesüljenek az üzemeltetéshez előírt környezeti feltételek.

Irányelvek és szabványok

A jelen vérnyomásmérő készülék megfelel a külső alkalmazású vérnyomásmérő készülékekre vonatkozó uniós szabvány előírásainak. Rendelkezik EK-irányelvek szerinti tanúsítvánnyal és a CE-jellel (megfelelőségi jel). A vérnyomásmérő készülék megfelel az EN 60601-1 és EN 60601-1-2 számú európai szabványoknak. A készülék EK-irányelv szerinti tanúsítvánnyal és CE-jelzéssel („CE” megfelelőségi jelzés) rendelkezik. Teljesíti továbbá a Tanács orvostechnikai eszközökről szóló MDR (EU) 2017/745. A terméket klinikai vizsgálatnak vetették alá az ISO 81060-2 szabvány szerint.

Műszaki adatok

Уред и контролни елементи



Обяснение на значите

Настоящата инструкция за употреба принадлежи към този уред. Тя съдържа важна информация за пускане в експлоатация и боравенето с продукта. Прочетете изцяло тази инструкция за употреба. Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тези предупредителни указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ

Тези указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възникването на евентуални повреди по уреда.

УКАЗАНИЯ

Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

Апаратът е защитен от водни пръски. Водни пръски от която и да е посока към корпуса няма да имат вредно действие.

Това издание е предмет на Европейска директива 2012/19/ЕС относно старите електрически и електронни уреди и е съответно обозначено.




CE 0123

REF	Артикулен номер	Общ символ за забрана
SN	Сериен номер на уреда	Да не се разглобява или демонтира!
LOT	Партиден номер	Тази страна нагоре
MD	Медицинско изделие	Класификация на уреда: тип BF
EU REP	Информация за упълномощения представител за ЕС	Да се пази от влага
UDI	Уникална идентификация на апарата	Отделен пациент, многократна употреба (само за компоненти)
	Да не се излага на слънчева светлина	Диапазон на влажността на въздуха
	Производител	Ограничение на налягането на обкръжаващата среда
	Дата на производство	Температурен диапазон

Name: BW 345 [Модел: WRS-35H]

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



CE 0123

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ! НЕПРЕМЕННО ЗАПАЗТЕ!

Прочетете инструкцията за употреба и в частност указанията за безопасност внимателно, преди да използвате уреда и съхранете инструкцията за употреба за бъдещо използване. Ако предавате уреда на трети лица, непременно предайте също и настоящата инструкция за употреба.



- Използвайте апарата само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Устройството е предназначено само за лична употреба.
- Ако страдате от заболявания, като напр. артериална оклузивна болест, преди употребата на апарата се консултирайте с Вашия лекар.
- Апаратът не трябва да се използва за контрол на сърдечната честота на пейсмейкър.
- Резултатът от измерването на кръвното налягане с този апарат не е подходящ за самодиагностика или самолечение. За да избегнете рискове за здравето, винаги следвайте указанията на Вашия лекар и се свържете с него за оценка на резултата от измерването.
- Никога не променяйте приема на предписани лекарства в резултат на измерване с този апарат и преди измерването се консултирайте с Вашия лекар относно оптималния момент за измерване.

- Апаратът не е предназначен за непрекъснато наблюдение на пациент, за оценка на съществуваща болест или за първа помощ.
- Апаратът не е подходящ за употреба при пациенти с хирургични лечения, той трябва да се използва само на определени места, респ. в частни домакинства.
- Бременните жени трябва да обрънат внимание на необходимите предпазни мерки и своята индивидуална способност за натоварване, като при нужда следва да се консултират със своя лекар.

- Пациентът е предвиден потребител, всички функции могат да се използват безопасно.
- Ако по време на измерването възникнат неравновесия, като например болка в ставата на ръката или други оплаквания, натиснете бутона Start/Stop, за да извършите незабавно изпускане на въздуха от маншета. Освободете маншета и го свалете от китката.
- Този апарат не е предвиден за употреба от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и/или с липса на знания, освен ако не са под надзора на отговорно за тяхната безопасност лице или не са получили от него инструкции как трябва да се използва апаратът.

- Този апарат за измерване на кръвно налягане е предназначен за възрастни. Употреба при кърмачета и деца не е допустима. Консултирайте се с лекар, ако искате да използвате апарата за младежи. Медицинските изделия не са играчки!
- Деца под 12 години и хора, които не са в състояние да изразят волята си, не трябва да използват апарата.

- Апаратът трябва да се съхранява извън обсега на деца.
- Апаратът не трябва да се използва в помещения с интензивно лъчение или в обкръжение на интензивно излъчващи уреди, като например радиопредаватели, мобилни телефони или микровълнови фурни, или заедно с високочестотни хирургичски уреди (уреди за магнитен резонанс [MR]). В резултат на това могат да възникнат функционални нарушения или неправилно измерени стойности.

- Не използвайте апарата в близост до активни високочестотни хирургичски уреди и до високочестотно екранирано помещение за МЕ система за магнитно-резонансна томография, където интензитетът на електромагнитните смущения е висок.
- Не се движете по време на измерването.
- Пазете апарата от влага. Ако въпреки това в апарата попадне течност, батериите трябва незабавно да се отстранят и апаратът не трябва да се използва повече. В този случай се свържете с Вашия специализиран търговец или ни информирайте директно.
- Никога не използвайте апарата на открито или във влажни помещения.
- Не използвайте апарата в близост до запалими газове (напр. упойващ газ, кислород или водород) или запалими течности (напр. алкохол).
- Използването на този апарат в близост или съвместно с други уреди трябва да се избягва, тъй като може да доведе до неправилно функциониране. Ако подобна употреба е наложителна, трябва да се следи за нормалното функциониране на апарата и останалите уреди.

- Използването на аксесоари, преобразуватели и кабели, които не са разрешени или доставени от производителя, може да причини повишени електромагнитни емисии или намалена електромагнитна устойчивост на този апарат и да доведе до неправилно функциониране.
- Преносими високочестотни комуникационни устройства (включително периферни устройства, като антени кабели и външни антени) не трябва да се използват на разстояние, по-малко от 30 cm спрямо която и да е част на апарата, включително спрямо посочените от производителя кабели. В противен случай ефективността на апарата може да се влоши.
- Не извършвайте никакви модификации по апарата, не го разглобявайте и никога не го ремонтирайте сами. Възлагайте извършването на ремонти само на оторизирани сервизни центрове.
- Преди употребата на апарата потребителят е длъжен да се увери, че апаратът функционира безопасно и правилно.
- Голям брой повторения се измервания на кръвното налягане могат да доведат до нежелани странични ефекти, като напр. притискане на нерви или кръвни съсиреци.
- Не правете повече от 3 последователни измервания и спазвайте минимум 5 минути пауза между две измервания. Не правете повече от общо 6 измервания на ден.
- Никога не поставяйте маншета върху наранени места на кожата, при поставяне връзка за катетър или след мастектомия.
- Винаги наблюдавайте стойността на налягането на дисплея. Ако тя надвиши 295 mmHg (39,3 kPa), незабавно натиснете бутона Start/Stop, за да извършите незабавно изпускане на въздуха от маншета.

- Маншетът е чувствителен и трябва да се третира със съответното внимание. Напомпвайте маншета само тогава, когато той е поставен правилно върху китката.
- Пазете апарата от силни удари и не го изпускайте. Никога не използвайте сила, напр. при поставяне на маншета.
- Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части на производителя, защото в противен случай могат да възникнат повреди по апарата или наранявания на хора.
- Ако искате да извършите апарата, спазвайте местните указания за извършване на отпадъци.
- Ако имате някакви съмнения относно правилното функциониране, спрете да използвате апарата и незабавно се свържете със сервизния център.
- Поглъщането на малки части, като опаковъчен материал, батерия, капаке на отделението за батерии и др., може да доведе до задушаване. Поради тази причина никога не оставяйте деца без надзор с апарата.
- По време на експлоатация не трябва да се извършва поддръжка или почистване. Спазвайте указанията за поддръжка и почистване в настоящото ръководство!
- При лица с нередовно или нестабилно периферно кръвообращение поради диабет, заболявания на черния дроб, атеросклероза и т.н., може да се стигне до колебания в измерените стойности на кръвното налягане.
- Измийте ръцете си, преди да използвате апарата.
- Не измервайте кръвното налягане, ако върху същата част на тялото се извършват едновременно други измервания, защото те могат да бъдат нарушени. съотв. неуспешни.
- Когато температурата на обкръжаващата среда е по-ниска от 5 °C или повече от 40 °C, времето за изчакване от минимална температура на съхранение до употребата е поне 1 час; времето от максималната температура на съхранение е най-малко 2 часа.

- Измерените с апарата стойности на кръвното налягане обикновено са малко по-ниски от клинично определените стойности поради по-спокойните условия.
- Отстранете батериите, когато не използвате апарата за по-дълго време.
- Поради нарушения на кръвния поток прекалено чести измервания могат да доведат до наранявания на пациента.
- Биосъвместимостта на маншета е тествана, но тя е различна при различните хора. Въпреки това някои хора могат да реагират алергично на контактния материал.
- Потребителят трябва да поддържа маншета както е препоръчително.
- Ако мощността се променя (напр. неточно измерване или необичайно показание), моля незабавно спрете употребата и се обърнете своевременно към службата за работа с клиенти.
- УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО БАТЕРИИТЕ**
- Не разглобявайте батериите!
- Сменете батериите, когато на дисплея се появи символът с батерия.

- Незабавно изваждайте изхабените батерии от отделението за батериите, защото те могат да изтекат и да повредят апарата!
- Повишена опасност от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! При контакт с киселина от батерия веднага изплакнете обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекарска помощ!
- Ако батерия бъде погълната, незабавно потърсете лекарска помощ!
- Винаги сменяйте всички батерии едновременно!
- Използвайте само батерии от един и същи тип, не използвайте заедно различни типове или използвани и нови батерии!
- Поставяйте батериите правилно, спазвайте полярността!
- Извадете батериите, когато няма да използвате апарата за поне 3 месеца.
- Дръжте батериите далеч от деца!
- Не презареждайте батериите! Съществува опасност от експлозия!
- Не свързвайте на късо! Съществува опасност от експлозия!
- Не хвърляйте в огън! Съществува опасност от експлозия!
- Не изхвърляйте употребяваните батерии и акумулатори заедно с битовите отпадъци, а в местата за специални отпадъци или в контейнер за събиране на батерии в специализираните магазини!

Апарат и LCD дисплей

- Отделение за батерии
- Бутон START/STOP
- Избор на потребител / Памет /Настройки
- Час/дата
- Батерии
- Показание на диастоличното налягане
- Индикатор за нередовен сърдечен ритъм
- Номер на мястото в паметта
- Средна стойност
- LCD индикатор
- Маншет за китката
- Индикатор за кръвно налягане
- Символ за смяна на батериите
- Показание на систоличното налягане
- Сърдечен ритъм
- Символ за пулс
- Символ за запаметяване
- Символ за потребител 1 / 2

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали апаратът е напълно окомплектован. Окомплектовката на доставката включва:

- 1 апарат за измерване на кръвно налягане **medisana BW 345**
- 2 батерии (тип AAA, LR03) 1,5V
- 1 кутия за съхранение
- 1 инструкция за употреба

Ако при разпаковането забележите повреда, причинена по време на транспорта, моля, незабавно се свържете с Вашия търговец.



Опаковките са за многократна употреба или могат да бъдат върнати в цикъла на суровините. Моля, изхвърляйте правилно опаковъчните материали, които вече не са необходими.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте! Фолито от опаковката да не попада в ръцете на деца. Съществува опасност от задушаване!

Употреба по предназначение

Този апарат за измерване на кръвното налягане на китката е предназначен за измерване на систолично и диастолично налягане, както и за честота на пулса при възрастен човек, като се използва неинвазивна осцилометрична технология чрез надуваем маншет, поставен около китката на ръката. Апаратът може да се използва в медицински заведения или къщи.

Противопоказания: Не за известни противопоказания.

Какво представлява кръвното налягане?

Кръвното налягане е налягането, което възниква в кръвоносните съдове при всеки сърдечен удар. Когато сърцето се свива (= систола) и изпомпва кръвта в артериите, това води до повишаване на налягането. Неговата най-висока стойност се нарича систолично налягане и се измерва като първа стойност при измерване на кръвното налягане. Когато сърдечният мускул се отпуска, за да поеме нова кръв, налягането в артериите също спада. Когато съдовете са отпуснати, се измерва втората стойност – диастоличното налягане.

Класификация на кръвното налягане

Систолочно mm Hg	Диастолочно mm Hg	Класификация
≥ 160	≥ 100	високо кръвно налягане
140 - 159	90 - 99	леко повишено кръвно налягане
90 - 139	60 - 89	нормално кръвно налягане
< 90	< 60	прекалено ниско кръвно налягане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прекалено ниското кръвно налягане също представлява риск за здравето! Пристъпите на световъртеж могат да доведат до опасни ситуации (напр. когато се намирате на стълби или когато сте участник в пътното движение)!

Въздействие и оценяване на измерванията

- Измерете Вашето кръвно налягане неколкотократно, запаметете резултатите и след това ги сравнете помежду им. Не си правете изводи от един единствен резултат.
- Стойностите на Вашето кръвно налягане трябва винаги да бъдат оценявани от лекар, който е запознат и с Вашата медицинска предистория. Ако използвате апарата редовно и записвате стойностите за справка на Вашия лекар, от време на време трябва да го информирате за отчетените резултати.
- При измерванията на кръвното налягане вземете под внимание това, че ежедневните стойности зависят от множество фактори. Така например пушенето, консумацията на алкохол, медикаменти и физическата работа влияят по различен начин на измерените стойности.
- Измервайте кръвното си налягане преди хранене.
- Преди да измерите кръвното си налягане, трябва да сте в покой поне 5 – 10 минути.
- Ако въпреки правилното използване на апарата систоличната или диастоличната стойност на измерването Ви се струват необичайни (прекалено високи или прекалено ниски) и това се повтаря многократно, информирайте Вашия лекар. Същото важи и в редки случаи, когато неравномерен или много слаб пулс не позволява измерване.


Пускане в експлоатация: Поставяне/смяна на батериите

Преди да е възможна употреба на Вашия апарат, трябва да поставите вътре включените в комплекта батерии. Капачето на отделението за батерии се намира на гръба на апарата. Отворете го и поставете вътре 2 броя батерии от 1,5 V, тип AAA LR03. При поставянето внимавайте за полярността (както е маркирана в отделението за батерии). Затворете отново отделението за батерии. Сменете батериите незабавно, когато символът за смяна на батериите се появи на дисплея или когато на дисплея не се показва нито, след като апаратът е бил включен.

Потребителска настройка

Когато уредът е изключен, натиснете бутона START/STOP, за да влезете в режим на настройка. Символът на потребителя мига и можете да превключите между потребител 1 или 2, като натиснете бутона „M“. Натиснете бутона START/STOP, за да потвърдите потребителската настройка, или изчакайте няколко секунди, докато измерването започне автоматично.

Задаване на дата и час / изтриване на запаметени стойности



Апаратът за измерване на кръвното налягане на китката запаметява автоматично до 199 измерени стойности за всеки потребител (1 или 2). Функцията за запаметяване съхранява измерените стойности с дата и час. Преди да извършите измерване за първи път, настройте актуалните данни

и час на апарата. Датата и часът не могат да се сменят по време на измерване.

- Натиснете бутона, докато числото за годината започне да мига.
- Натиснете бутона, за да настроите числото за годината, а след това натиснете повторно бутона START/STOP, за да продължите с настройката на месеца.
- Натиснете отново бутона, за да настроите месеца и процедирайте аналогично за настройката на деня, часа и минутите. След това натиснете бутона START/STOP, за да продължите с настройката на паметта.
- Натиснете бутона, за да изберете потребителската памет за изчистване. Натиснете и задържте бутона за около 3 секунди, за да изчистите избраната памет - на дисплея се появява „NO“. Натиснете START/STOP, за да приключите процеса на настройка.
- По всяко време по време на процеса на настройка можете да натиснете и задържите START/STOP за около 3 секунди, за да излезете от режима на настройка и да изключите апарата.

Поставяне на маншета

- Поставте чистия маншет върху оголената си лява китка, която трябва да сочи с дланта нагоре (вж. фигуриrete отляво).
- Разстоянието между маншета и дланта трябва да е прибл. 10-15 mm.
- Затегнете здраво велкро лентата около Вашата китка, но не прекалено здраво, за да не получите грешен резултат от измерването.

Как да извършите правилно измерване?

- Извършете измерването в седнало положение.
- Преди измерване си починете 5 до 10 минути.
- Отпуснете ръцата си и я поставете свободно, напр. върху маса.
- Повдигнете китката си така, че маншетът за налягането да се намира на височината на сърцето (вж. фигуриrete отляво).
- Стойте спокойно по време на измерването: Не се движете и не говорете, защото в противен случай резултатите от измерването могат да се променят.
- Никога не правете измерване след физическо усилие или баня.
- По време на измерването дръжте краката си спокойно и не ги кръстосвайте един върху друг.
- Извършвайте измерването по едно и също време всеки ден.
- Винаги използвайте само оригинален маншет и никога не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя.
- Дръжте ходилата си на пода.

Измерване на кръвното налягане

След като сте поставили правилно маншета, измерването може да започне.

- Натиснете бутона „Start/Stop“, за да стартирате измерването. Апаратът автоматично напompва бавно маншета, за да измери Вашето кръвно налягане и на дисплея се появява или „0“, или последната измерена стойност.
- Апаратът напompва маншета дотогава, докато не бъде достигнато достатъчно налягане за измерването. След това апаратът бавно изпуска въздуха от маншета и извършва измерването. След като апаратът регистрира сигнал, символът за пулс започва да мига на дисплея.
- Когато измерването завърши, въздухът в маншета се изпуска. Систоличното и диастоличното кръвно налягане, както и стойността на пулса, се показват на дисплея. Ако апаратът е регистрирал неравномерен пулс, допълнително се показва символът за неравномерен сърдечен ритъм.
- Измерените стойности се запаметяват автоматично в избраната памет (1 или 2). Във всяка памет могат да бъдат запаметени до 199 измерени стойности. Ако вече са запаметени 199 стойности, най-старата стойност се презаписва.

Прекъсване на измерването

Ако е необходимо прекъсване на измерването на кръвното налягане, без значение поради каква причина (напр. ако пациентът не се чувства добре), по всяко време може да бъде натиснат бутонът „Start/Stop“. Апаратът изпуска веднага автоматично въздуха от маншета.

Показване на запаметените стойности

Натиснете веднъж бутона в режим на готовност. Апаратът показва средната стойност на последните три измервания на кръвното налягане. Натиснете отново бутона, за да покажете последователно останалите измервания.

Автоматичното изключване

След около 20 секунди без използване от потребителя апаратът се изключва автоматично.

Показания за грешки

При необичайни измервания се появяват следните показания на дисплея:

Индикация	Причина/решение
Er U	Фазата за напompване трае прекалено дълго. Налягането при напompване не достига 30 mmHg в рамките на 12 секунди – моля, уверете се, че маншетът е поставен правилно.
Er H	Налягането при напompване достига 295 mmHg – изпуска се автоматично след 20 ms.
Er 1	Не е намерен пулс.
Er 2	Движение, говор или магнитни смущения по време на процеса на измерване.
Er 3	Резултатът от измерването е извън нормата.
Er 23	Систолична стойност над 45 mmHg
Er 24	Систолична стойност над 230 mmHg
Er 25	Диастолична стойност над 25 mmHg
Er 26	Диастолична стойност над 160 mmHg

Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина и решения
На дисплея не се показва нищо, въпреки че апаратът е включен и батериите са поставени	Възможно е батериите да са изтощени. Поставете нови батерии, спазвайки тяхната полярност. Проверете дали апаратът не е повреден. При нужда се свържете със службата за работа с клиенти.
Не може да бъде извършено измерване или въздухът изтича/не може да се създаде налягане	Поставете маншета правилно. Повторете измерването след 30-минутна пауза на покой. Не говорете и не се движете по време на измерването.
Всяко измерване постига силно различаващи се помежду си резултати	Повторете измерването по правилен начин след 30-минутна пауза на покой. Спазвайте всички посочени в тази инструкция указания за правилно измерване и за общите причини за неточни измервания. Незначително отклоняващите се резултати са нормални, тъй като кръвното налягане е подложено на непрекъснати колебания.

Измерените резултати се различават драстично от стойностите, измерени при лекаря

Ако не можете да решите даден проблем, свържете се със службата за работа с клиенти. Не разглобявайте апарата сами.

Почистване и поддръжане в работно състояние

Извадете батериите, преди да почистите апарата. Почистявайте апарата и маншета с мека кърпа, която сте навлажнили леко в мек сапунен разтвор. В никакъв случай не използвайте агресивни почистващи препарати, алкохол, нафта, разредители или бензин и др. Не потапяйте нито апарата, нито допълнителните му части във вода. Внимавайте в апарата да не навлиза влага. Използвайте апарата отново едва след като той е изсъхнал напълно. Не излагайте апарата на директна слънчева светлина, пазете го от замърсявания и влага. Не излагайте апарата на екстремни високи и ниски температури. Почистявайте апарата веднъж седмично. Съхранявайте апарата на чисто и сухо място съгласно условията за обкръжаващата среда за съхранение и транспорт.

Дезинфекция

Препоръчваме да дезинфектирате апарата преди и след всяка употреба със 70% разтвор на изопропанол в рамките на прибл. 1 минута. Процедирайте, както следва: Дезинфектирайте корпуса с леко напompна с разтвор, мека кърпа и веднага го подсушете. Не дезинфектирайте с гореща пара или ултравиолетово лъчение, което може да повреди апарата или да ускори стареенето му! При всяко почистване и дезинфекция се уверете, че са спазени посочените за работа условия на обкръжаващата среда.

Директиви и стандарти

Този апарат за измерване на кръвно налягане отговаря на стандарта на ЕС за неинвазивни апарати за измерване на кръвно налягане. Той е сертифициран в съответствие с директивите на ЕС и носи маркировката CE (знак за съответствие). Апаратът за измерване на кръвно налягане съответства на европейските норми EN 60601-1 и EN 60601-1-2. Този апарат е сертифициран в съответствие с директивите на ЕО и носи маркировка CE (знак за съответствие). Изпълнени са изискванията на MDR (EC) 2017/745.

Изделието е клинично тествано в съответствие с изискванията на ISO 81060-2.


Технически данни

	ЗАБЕЛЕЖКА Максималната температура на повърхността на уреда (в близост до двигателя) е 41,3°C. Затова не използвайте уреда продължително време, тъй като това може да доведе до отклонения в измерванията и прегряване на уреда.
---	---

medisana®

EE Kasutusjuhend
Randmemansetiga vererõhumõõtia BW 345

Seade ja juhtelemendid



Joonise selgitus

Kasutusjuhend kuulub selle seadme juurde. See sisaldab olulist teavet seadme kasutuselevõtu ja kasutamise kohta. Lugege kasutusjuhend täielikult läbi. Juhendi eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.

HOIATUS!

HOIATUS! Hoiatusi juhiste tuleb kinni pidada, et vältida kasutaja võimalikke vigastusi.

TÄHELEPANU!

Neist juhiste tuleb kinni pidada, et vältida seadme võimalikku kahjustamist.

JUHS

Need juhised annavad paigaldamise või kasutamise kohta kasuliku lisateavet.

Seade on kaitstud veepritsmete eest. Korpusel igast suunast tulevad veepritsmed ei mõju kahjulikult.

Selle toote kohta kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta ning see on asjakohaselt tähistatud.

Ringlussevõtusümbolid/-koodid: nende eesmärk on anda teavet materjali ning selle õige kasutamise ja taaskasutuse kohta.

See seade on sertifitseeritud EL-i direktiivide kohaselt ja kannab CE-märgist (vastavusmärgis). Meditsiiniseadmete määru (EL) 2017/745 nõuded on täidetud.

REF	Tootenumbr	Üldine keelüsümbol
SN	Seadme seerianumber	Mitte lahti võtta ega demonteerida
LOT	Partii number	Sellel lehel üleva
MD	Meditsiinitoode	Seadme klassifikatsioon: BF-tüüpi
EU REP	Andmed volitatud esindaja kohta EL-is	Kaitsta niiskuse eest
UDI	Seadme kordumatu identifitseerimistunnus	Õhuniiskuse vahemik
	Hoida eemal päikese kiirgusest	Keskonna rõhu piirväärtus
	Tootja	Temperatuurivahemik
	Tootiskoopäev	Importija

Name: BW 345 [Mudel: WRS-35H]
REF 51073
EAN 4015588 51073 1



EE TÄHTIS TEAVE! HOIDKE JUHEND TINGIMATA ALLES!

Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel. Mitteshipärase kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.
- Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks.
- Kui teil on haigusi, nt perifeerseid arterite haigusi, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga.
- Seadet ei tohi kasutada südame löögisageduse kontrollimiseks südamestimulaatori korral.
- Selle seadmega mõõdetav vererõhk ei sobi enese diagnoosimiseks ega enda ravimiseks. Terviseohude vältimiseks jälgige alati arsti juhiseid ja võtke temaga ühendust, et saada mõtetulemuse kohta hinnang.
- Ärge muutke kunagi arsti väljakirjutatud ravimite manustamisskeemi selle seadmega mõõdetud tulemuse alusel ja pidage arstiga enne mõõtmist optimaalse mõõtmisaja määramise asjus nõu.
- Seade ei sobi patsiendi püsivaks seireks, põetava haiguse hindamiseks ega esmaabi andmiseks.
- Seade ei sobi kasutamiseks kirurgilisel ravitud patsientidele. Seda tuleb kasutada ainult kindlaks määratud kohtades või erahaiglates.
- Rasedad peavad järgima nõutud ettevaatusabinõusid ja jälgima oma individuaalset koormust ning vajaduse korral konsulteerima arstiga.
- Patsient on ettenähtud kasutaja, kõiki funktsioone saab turvaliselt kasutada.
- Kui mõõtmise ajal esineb ebamugavustunne, näiteks valu randmes või muud kaebused, vajutage START/STOPP-nuppu ➊, et mansetti viivitamatult õhust tühjaks lasta. Vabastage mansetti ja eemaldage see randmelt.
- Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsilisel, sensoorsest või vaimsete võimete või vajalike teadmiste ja/või kogemusteta isikud, v.a juhul, kui nende ohtuse eest vastutav isik neid jälgib või on andnud juhised seadme ohutuks kasutamiseks.
- See vererõhumõõtur on mõeldud täiskasvanutele. Seda ei tohi kasutada imikutel ega lastel. Konsulteerige arstiga, kui soovite seadet kasutada noortel. Meditsiiniseadmeid ei ole mänguasjad. Alla 12-aastased lapsed ja isikud, kes ei oska oma taset väljendada, ei tohi seadet kasutada.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet ei tohi kasutada kõrge kiirgustasemega ruumides ega selliste kiirgust emiteerivate seadmete lähedal, nagu raadiojaamad, mobiiltelefonid või mikrolaineahjud, ega koos kõrgsageduslike kirurgiliste seadmetega (MR-seadmed). See võib põhjustada rikkeid ja ebaõigeid mõõtetulemusi.
- Ärge kasutage seadet aktiveeritud raadiosageduslike kirurgiseadmete ja magnetresonant-stomograafia ME-süsteemi raadiosageduse varjestusega ruumis, kus elektromagnetiliste häiringute intensiivsus on suur.
- Ärge liigutage mõõtmise ajal.
- Kaitske seadet niiskuse eest. Kui seadmesse peaks siiski sattuma vedelikku, tuleb patareid kohe eemaldada ja vältida seadme edasist kasutamist. Sel juhul pöörduge kas edasimüüja või otse meie poole.
- Ärge kasutage seadet kunagi välistingimustes ega niisketes ruumides.
- Ärge kasutage seadet tuleohtlike gaaside (nt narkoosigaas, hapnik või vesinik) ega vedelike (nt alkohol) läheduses.
- Selle seadme kasutamist teiste seadmete kõrval või koos teiste seadmetega tuleb vältida, kuna see võib põhjustada mittetoetarkohast kasutamist. Kui selline kasutamine on vajalik, tuleb seda seadet ja teisi seadmeid jälgida, et need toimiksid normaalselt.
- Kui kasutatakse lisavarustust, mõõteandureid ja kaableid, mida tootja ei ole lubanud või mis ei kuulu komplekti, võib see põhjustada suuremat elektromagnetilist heidet või selle seadme väiksemat elektromagnetilist häirekindlust ning ebaõiget tööd.
- Kaasaskantavaid raadiosageduslike sideseadmeid (sh välisseadmed, nagu antennikaablid ja välisantennid) ei tohi kasutada lähemal kui 30 cm seadme ükskõik mis osale, sh tootja tarmitud juhtmele. Muidu võib see mõjutada seadme toimivust.
- Ärge tehke seadme juures mis tahes muudatusi. Ärge võtke seda osadeks lahti ega parandage seadet mitte kunagi ise. Laske seadet parandada vaid volitatud teenindusettevõtetel.
- Enne seadme kasutamist on kasutaja kohustatud veendumata, et seade töötab ohutult ja korralikult.
- Vererõhu mitu korda järjest mõõtmine võib põhjustada soovimatuid kõrvalnähte, nagu närvu pitsumine või trombid.
- Ärge mõõtkte kunagi rohkem kui kolm korda järjest ja jätke kahe mõõtmise vahele vähemalt 5-minutilise pausi. Ärge mõõtkte üle kuue korra päevas.
- Ärge pange kunagi mansetti kahjustatud nahale, paigaldatud kateetriühenduse peale või pärast mastektomiat.
- Jälgige alati näidikul toodud rõhku. Kui see ületab 295 mmHg (39,3 kPa), vajutage kohe START/STOPP-nuppu ➊, et lasta viivitamatult mansetti õhk välja.
- Mansetti on õrn ja seda tuleb käsitseda ettevaatlikult. Pumbake mansetti täis ainult siis, kui see on randmele mõõtmise paigaldamiseks.
- Kaitske seadet tugevate löökide eest ja ärge laske sellel maha kukkuda. Ärge kasutage kunagi jõudu, näiteks mansetti paigaldamiseks.
- Vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks kasutage ainult tootja originaalvaruosi ja -tarvikuid.
- Seadme kasutusel kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitluseseskirju.
- Kui teil on kahtlusi seadme korrapärase funktsiooni kohta, ärge kasutage seadet edasi ja pöörduge viivitamatult hooldusesse.
- Väikeste osade, nagu pakkmaterjal, patareid, patareipesa kate jms, allaneelamine võib põhjustada lämbumist. Seepärast ärge jätke lapsi seadmega üksi.
- Kasutamise ajal ei tohi teha hooldus- ega puhastustööd. Järgige kasutusjuhendis toodud hooldus- ja puhastusjuhiseid.
- Diabeedist, maksahaigustest, arterite lupjumisest jne põhjustatud ebaregulaarse või ebastabiilse perifeerse verevarustusega isikudel võib see tekitada mõõdetava vererõhu kõikumisi.
- Enne seadme kasutamist peske oma käsi.
- Ärge mõõtkte vererõhku, kui ühel ajal tehakse samal jäsemel teisi mõõtmisi, sest need võivad olla häiritud või ebaõnnestuda.
- Kui keskkonnatemperatuur on alla 5 °C või üle 40 °C, on ooteaeg alates minimaalsest hoiutemperatuurist kuni seadme kasutamiseni vähemalt 1 tund; maksimaalne hoiutemperatuur saavutatakse vähemalt 2 tunniga.
- Selle seadmega mõõdetavad vererõhu väärtused jäävad tavaliselt veidi alla kliiniliselt määratud väärtuste, mis põhinevad rahulikul seisundil.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage sellest patareid.
- Kui patsient mõõdab vererõhku liiga sageli, võib see verevarustuse häirete tõttu põhjustada vigastusi.
- Manseti bioühilduvust katsetati, kuid see erineb olenevalt inimesest. Mõnel inimesel tekib kokkupuutuva materjali tõttu allergiline reaktsioon.
- Kasutaja peab mansetti hooldama nii, nagu soovitatakse.
- Kui võimsus muutub (nt ebatäpne mõõtmine või ebatavaline näit), lõpetage kasutamine viivitamatult ja pöörduge õigel ajal klienditeeninduse poole.

PATAREI OHUTUSJUHISED

- Patareisid ei tohi lahti võtta.
- Kui ekraanil kuvatakse patarei sümbol, tuleb patareid välja vahetada.
- Eemaldage tühjad patareid kohe patareipesast, sest need võivad lekkida ja seadet kahjustada.
- Suurem lekkeoht, vältida kontakti naha, silmade ja limaskestadega. Akuhappega kokkupuutumise korral peske kahjustatud kohta rohke puhta veega ja pöörduge kohe arsti poole.
- Patarei allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole.
- Vahetage alati kõik patareid ühel ajal välja.
- Sisestage ainult sama tüüpi patareid. Ühel ajal ei tohi kasutada erinevat tüüpi patareisid või sega-mini uusi ja kasutatud patareisid.
- Asetage patareid õigesti seadmesse, pöörake tähelepanu poolustele.
- Võtke patareid välja, kui te seadet vähemalt kolm kuud ei kasuta.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
- Patareisid ei tohi uuesti laadida. Mitte tekitada lühis! Mitte visata tulles! **Plahvatusoht!**
- Ärge visake kasutatud patareisid ega akusid olmejäätmete hulka, vaid kõrvaldage need ohtlike jäätmetena või viige patareide kogumispunkti poes.

Seade ja vedelkristallekraan

- Patareipesa
- START/STOPP-nupp
- Kasutajavali/mälu/seadistused
- Kellaeg/kuupäev
- Patareid
- Diastoolse rõhu näit
- Ebaregulaarse südame löökide näit
- Salvestuskoha number
- Keskmine väärtus
- LCD-näidik
- Randmemansett
- Vererõhu indikaator
- Patareide vahetamise sümbol
- Süstoolse rõhu näit
- Südame löögi sagedus
- Pulsi sümbol
- Mälu sümbol
- Kasutaja sümbol 1/2

Tarnekomplekt

Tarnekomplekti kuuluvad:

- 1 medisana randmelt vererõhumõõtur BW 345
- 2 patareid (AAA, LR03) 1,5 V
- 1 hoiukarp
- 1 kasutusjuhend

Kontrollige esmalt, kas seade on komplektne ega ole kahjustatud. Kahtluse korral ärge võtke seadet kasutusele ja pöörduge teeninduse poole. Kui märkate seadme pakendist väljavõtmisel transpordikahjustusi, võtke viivitamatult ühendust edasimüüjaga.



Pakendeid saab taaskasutada või materjaliringlusesse saata. Ebaõigesti pakkmaterjalid tuleb nõuetekohaselt kõrvaldada.



HOIATUS! Jälgige, et pakkekeile ei satuks laste kätte. Lämbumisoht!

Sihipärane kasutamine

Randmelt vererõhumõõturit kasutatakse ostsilomeetrilise tehnika abil täiskasvanu süstoolse ja diastoolse vererõhu ning pulsisageduse mõõtmiseks täispuhatava mansetiga, mis paigutatakse ümber randme. Seadet saab kasutada raviasutustes või kodus.

Vastunäidustused Vastunäidustused puuduvad.

Mis on vererõhk?

Vererõhk on rõhk, mis tekib veresoontes iga südame löögiga. Kui süda tõmbub kokku (= süstoolne) ja pumpab vere arteritesse, siis rõhk tõuseb. Selle suurimat väärtust nimetatakse süstoolseks rõhuks ja seda mõõdetakse esimese väärtusena vererõhu mõõtmisel. Kui südamelihas lõdvestub uue vere võtmiseks, väheneb ka rõhk arterites. Kui veresooned on lõdvestunud, mõõdetakse teine väärtus – diastoolne vererõhk.

Vererõhu klassifikatsioon

süstoolne mmHg	diastoolne mmHg	Klassifikatsioon
≥ 160	≥ 100	kõrge vererõhk
140–159	90–99	pisut kõrge vererõhk
90–139	60–89	normikohane vererõhk
< 90	< 60	madal vererõhk



HOIATUS! Ka liiga madal vererõhk on terviserisk. Peapööritus võib põhjustada ohtlikke olukordi (nt trepil või liikluses).

Mõõtmise mõjutamine ja hindamine

- Mõõtkte oma vererõhku mitu korda, salvestage tulemused ja võrrelege neid üksteisega. Ärge tehke ühe mõõtmise põhjal järeldusi.
- Teie vererõhku peaks alati hindama arst, kes on tuttav ka teie haiguslooga. Kui kasutate seadet regulaarselt ja registreerite väärtused arsti jaoks, peaksite arsti aeg-ajalt ka esinevatest trendidest teavitama.
- Vererõhu mõõtmisel pidage meeles, et päevased väärtused olenevad paljudest teguritest. Näiteks mõjutavad suitsetamine, alkoholtarbineme, ravimid ja füüsiline töö mõõdetud väärtusi erinevalt viisil.
- Mõõtkte vererõhku enne sööki.
- Enne vererõhu mõõtmist peaksite vähemalt 5–10 minutit rahunema.
- Kui mõõdetud süstoolne või diastoolne väärtus tundub hoolimata seadme korrektsest kasutamisest ebanormaalse (liiga kõrge või liiga madal) ja see kordub mitu korda, rääkige sellest arstle. See kehtib ka juhul, kui harvadel juhtudel ei võimalda ebaregulaarne või väga nõrk puls mõõtmist.


Kasutuselise võtmise: patareide paigaldamine/vahetamine

Enne seadme kasutamist peab sellesse sisestama kaasasolevad patareid. Seadme alumisel küljel on patareipesa kate. Sisestage sellesse kaks 1,5 V AAA LR03-patareid. Seejuures jälgige polaarsust (nagu on märgitud patareipesas). Sulgege patareipesa uuesti. Vahetage patareid kohe välja, kui ekraanil kuvatakse patarei vahetamise sümbol ➋ või kui pärast seadme sisselülitamist ei kuvata ekraanil midagi.

Kasutaja seadistus

Kui seade on välja lülitatud, vajutage START/STOPP-nuppu ➊, et siseneda seadistusežiimi. Kasutaja sümbol ➌ vilgub ja „M“-nupu ➍ vajutamisega saate vahetada kasutaja 1 või 2 vahel. Vajutage START/STOPP-nuppu ➊, et kinnitada kasutaja seadistus, või oodake mõni sekund, kuni mõõtmine käivitub automaatselt.

Kuupäeva ja kellaaja määramine / salvestatud väärtuste kustutamine



Randme vererõhumõõtur salvestab automaatselt iga kasutaja kohta kuni 199 mõõteväärtust (1 või 2). Salvastusfunktsiooniga salvestatakse mõõteväärtused koos kuupäeva ja kellaajaga. Seadistage enne esmakordset mõõtmist seadmes kehtiv kuupäev ja kellaeg. Kuupäeva ja kellaage ei saa mõõtmise ajal muuta.

- Vajutage klahvi ➋, kuni aastaarv vilgub.
- Vajutage klahvi ➌, et seadistada aastaarv, ja vajutage START/STOPP-nuppu ➊, et pääseda liigi kuupäeva seadistamisele.
- Vajutage uuesti klahvi ➌, et seadistada kuu, ja tegutsege samamoodi päeva, tunni ja minuti seadistamiseks. Vajutage seejärel START/STOPP-nuppu ➊, et pääseda liigi mälu seadistamisele.
- Vajutage klahvi ➌, et valida kustutatav kasutajamälu. Hoidke klahvi ➌ u 3 sekundit allavajutatuna, et kustutada valitud mälu – ekraanile kuvatakse NO. Vajutage START/STOPP-nuppu ➊, et lõpetada seadistamine.
- Seadistamisel saate mis tahes hetkel hoida START/STOPP-nuppu ➊ u 3 s allavajutatuna, et lahkuda seadistamisrežiimist ja seade välja lülitada.

Manseti paigaldamine

- Asetage puhas mansett vasaku käe paljale randmele, kusjuures peopesa on üles suunatud (vt jooniseid vasakul).
- Peopesa ja manseti vahele peab jääma u 10–15 cm.
- Kinnitage takjapael tihedalt ümber randme, siiski mitte liiga tihedalt, et see ei mõjutaks mõõtmistulemusi.

Kuidas õigesti mõõta?

- Istuge mõõtmise ajal.
- Enne mõõtmist lõõgastuge 5 kuni 10 minutit.
- Lõdvestage käsi ja asetage see lõdvalt näiteks lauale.
- Tõstke rannet nii, et mansetti asetseks südamega ühel kõrgusel (vt vasakul asuvat joonist).
- Olge mõõtmise ajal rahulik. Ärge liigutage ega rääkige, sest see võib mõõtetulemusi mõjutada.
- Ärge mõõtkte kunagi pärast füüsilist pingutust või vannis käimist.
- Hoidke oma jalgu mõõtmise ajal paigal ja ärge tõstke üht jalga üle teise.
- Mõõtkte iga päev ühel ja samal ajal.
- Kasutage alati ainult originaalmansetti ja varuosi, mille kasutamiseks on tootja loa andnud.
- Toetage oma jalad põrandal labajalgadele.

Vererõhu mõõtmine

- Pärast mansetti nõuetekohast paigaldamist saab mõõtmist alustada.
- Mõõtmise alustamiseks vajutage START/STOPP-nuppu ➊. Seade pumpab automaatselt manseti vererõhu mõõtmiseks aeglaselt täis ja näidikule kuvatakse „00“.
- Seade pumpab mansetti niikaua täis, kui saavutatakse mõõtmiseks vajalik rõhk. Seejärel lastakse õhk mansetist aeglaselt välja ja tehakse mõõtmine. Niipea kui seade signaali tuvastab, hakkab ekraanil vilkuma pulsi sümbol ➋.
- Mõõtmise lõppedes lastakse õhk mansetist välja. Ekraanil kuvatakse süstoolne ➌ ja diastoolne ➍ vererõhk ning pulsisagedus. Kui seade tuvastas ebakorrapärase pulsi, kuvatakse ka ebakorrapärase südame löögi sümbol ➎.
- Mõõdetud väärtused salvestatakse automaatselt valitud mälu (1 või 2). Mõlema kasutaja alla saab salvestada kuni 199 mõõteväärtust. Kui 199 väärtust on juba salvestatud, kirjutatakse vanim väärtus üle.

Mõõtmise katkestamine

Juhul kui vererõhu mõõtmine on vaja olenemata põhjusest (nt patsient tunneb end halvasti) katkestada, saab selleks alati vajutada START/STOPP-nuppu ➊. Seade tühjendab mansetti automaatselt õhust.

Salvestatud andmete kuvamine

Vajutage ooterežiimis üks kord mälu nuppu ➊. Seade näitab viimase kolme vererõhu mõõtmise tulemuste keskmist väärtust. Vajutage uuesti mälu nuppu ➊, et kuvada teised mõõtmised üksteise järel.

Automaatne väljalülitus

Kui u 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtki nuppu, lülitub seade automaatselt välja.

Veateated

Ebatavaliste mõõtmiste korral kuvatakse ekraanile järgmised teated.

Teade	Põhjus/lahendus
Er U	Täispumpamise etapp on liiga pikk. Täispuhumise surve ei saavuta 12 sekundi jooksul 30 mmHg – kontrollige, kas olete mansetti õigesti paigaldanud.
Er H	Täispuhumise surve saavutab 295 mmHg – 20 ms pärast lastakse õhk automaatselt välja.
Er 1	Pulssi ei leitud.
Er 2	Liikumine, rääkimine või magnetiline häire mõõtmise ajal.
Er 3	Ebanormaalne mõõtetulemus.
Er 23	Süstoolne väärtus on väiksem kui 45 mmHg.
Er 24	Süstoolne väärtus on suurem kui 230 mmHg.
Er 25	Diastoolne väärtus on väiksem kui 25 mmHg.
Er 26	Diastoolne väärtus on suurem kui 160 mmHg.

Tõrgete kõrvaldamine

Problem	Põhjus ja lahendused
Midagi ei kuvata, ehkki seade on sisse lülitatud ja patareid sisestatud.	Võimalik, et patareid on tühjad. Pange sisse uued patareid, jälgides polaarsust. Kontrollige, ega seade pole kahjustatud. Vajaduse korral võtke ühendust klienditeenindusega.
Mõõta ei saa või õhk pääseb välja / survet ei teki.	Paigaldage mansett õigesti. Mõõtkte uuesti pärast 30-minutilise rahuliku perioodi. Ärge rääkige ega liigutage end mõõtmise ajal.
Igal mõõtmisel saadakse liiga erinevad tulemused.	Mõõtkte korrektselt uuesti pärast 30-minutilise rahuliku perioodi. Järgige kõiki juhendis toodud juhiseid korrekse mõõtmise ja valede mõõtmistulemuste üldiste põhjuste kohta. Veidi erinevad tulemused on tavapärane nähtus, sest vererõhk kõigub pidevalt.
Mõõtmistulemused erinevad liiga palju arsti mõõdetud väärtustest	Salvestage mõõdetud väärtused ja arutage neid arstiga. On tavaline, et väljaspool kodu mõõdetud väärtused võivad olla erinevad.

Kui teil ei õnnestu mõnda probleemi lahendada, võtke ühendust klienditeenindusega. Ärge seadet ise avage.

Puhastamine ja hooldamine

Enne seadme puhastamist eemaldage sellest patareid. Puhastage seadet ja mansetti pehme lapiga, mida on kergelt seebilahuses niisutatud. Ärge kasutage mitte mingil juhul tugevatoimelisi puhastusvahendeid, tööstusbensiini, alkoholi, lahustit, bensiini vms. Ärge kastke ei seadet ega ühtki selle tarvikut vette. Tagage, et seadmesse ei satuks niiskust. Kasutage seadet uuesti alles siis, kui see on täiesti kuiv. Hoidke seadet otsese päikesevalguse, mustuse ja niiskuse eest. Kaitske seadet äärmusliku kuumu või külma eest. Puhastage seadet üks kord nädalas. Hoidke seadet puhtas ja kuivas kohas hoiundamiseks ja transportimiseks sobivates keskkonnatingimustes.

Desinfitseerimine

Soovitame seadet iga kord enne ja pärast kasutamist desinfitseerida u 1 minut 70% isopropanooli-lahusega. Selleks desinfitseerige korpuset lahuses veidi niisutatud pehme lapiga ja pühkige see kohe kuivaks. Ärge desinfitseerige kõrge temperatuuril auru ega ultraviolettkiirgusega, sest see võib seadet kahjustada või selle vananemist kiirendada. Pange kõikvõimalike puhastus- ja desinfitseerimistööde käigus tähele, et oleks tagatud kasutamiseks vajalikud keskkonnatingimused.

Standardid ja õigusaktid

See vererõhumõõtur vastab ELi standardile mitteinvasiivsete sfügmomanomeetrite kohta. Seade on sertifitseeritud EÜ-määruste kohaselt ja sellel on CE-märgis (vastavusmärgis). Vererõhumõõtur vastab Euroopa standarditele EN 60601-1 ja EN 60601-1-2. Seade on sertifitseeritud EÜ-direktiivide kohaselt ja see kannab CE-märgist (vastavusmärgis). Meditsiiniseadmete määru (EL) 2017/745 nõuded on täidetud. Toode on standardi ISO 81060-2 kohaselt kliiniliselt katsetatud.


Tehnilised andmed

JUHS	Seadme pealispinna temperatuur (on mootori lähedal) maksimaalselt 41,3 °C. Seetõttu ärge kasutage seadet pidevalt pikema aja jooksul, sest see võib põhjustada mõõtmishäbeid ja seadme ülekuumenemist.
Kuvasüsteem	: digitaalne ekraan
Salvestatud kasutajad	: 2 × 199 mõõteandmeid jaoks
Mõõtmismeetod	: ostsilomeetriline
Toiteallikas	: 3 V==, 2 × 1,5 V patareid AAA LR03
Pneumaatiline rõhu mõõtmise vahemik	: 0–295 mmHg (0–39 kPa)
Ülerõhuvastane piirmäär	: 295 mmHg (39,3 kPa)
Vererõhu mõõtevahemik	: süstoolne: 45–230 mmHg (6–30,7 kPa) Diastoolne: 25–160 mmHg (3,3–21,3 kPa)
Pulsi mõõtevahemik	: 40–199 lööki/min.
Mansetirõhu täpsus	: ±3 mmHg (±0,4 kPa)
Pulsiväärtuste täpsus	: ±5%
Töörežiim	: pidev töö
Kasutusaja	: 5 aastat
Kasutustingimused	: +5 °C kuni +40 °C, 15 kuni 90% max suhteline õhuniiskus, atmosfäärirõhk: 70–106 kPa
Hoiu- ja transporditingimused	: –20 °C kuni +55 °C, 10 kuni 93% max suhteline õhuniiskus, atmosfäärirõhk: 70–106 kPa. Vältige transpordi või ladustamise ajal tugevaid ja vahetuid lööke, kokkupuudet korrosiivse gaasi, päikese kiirguse või vihmaga. Tagage hea õhutus. : u 83,9 × 65,9 × 25,5 mm : 40 × 28,5 mm : u 13,5–19,5 cm täiskasvanute puhul : u 115 g ilma patareideta
Mõõtmep (P × L × K)	
Ekraani suurus	
Mansett	
Kaal	

Jäätmete kõrvaldamine

Seda seadet ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Iga tarbija on kohustatud viima kõik elektri- või elektroonikaseadmed – ükskõik, kas need sis

Ierīce un vadības elementi



Simbolu skaidrojums

Šī lietošanas instrukcija ir šīs ierīces sastāvdaļa. Tā satur svarīgu informāciju par lietošanas sāksanu un darbu ar ierīci. Izlasiet visu lietošanas pamācību. Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet šos brīdinājumus, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.

UZMANĪBU

Ievērojiet šos norādījumus, lai novērstu iespējamus ierīces bojājumus.

IEVĒRĪBAI

Šie norādījumi sniedz noderīgu papildu informāciju par uzstādīšanu un lietošanu.

Ierīce ir aizsargāta pret ūdens šļakatām. Ierīci kaitīgi neietekmē ūdens šļakatas pret korpusu no jebkuras puses.

Uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, un šis izstrādājums ir atbilstīgi marķēts.

Pārstrādes simboli/kodi: tie paredzēti informācijas sniegšanai par materiālu un tā pareizu izmantošanu un pārstrādi.

Šī ierīce ir sertificēta saskaņā ar ES direktīvām, un tai ir piešķirta CE zīme (atbilstības zīme). Medicīnisko ierīču regulas (ES) 2017/745 noteikumi ir izpildīti.

REF	Preces numurs	⊘	Vispārējs aizlieguma simbols
SN	Ierīces sērijas numurs	⊘	Neizjauciet un nedemontējiet
LOT	LOT numurs	↑↑	Šī puse uz augšu
MD	Medicīniska ierīce	🚶	Ierīces klasifikācija: tips BF
EU REP	Informācija par pilnvaroto ES pārstāvi	☂	Sargāt no mitruma
UDI	Unikālā ierīces identifikācija	⊘	Gaisa mitruma diapazons
	Sargāt no saules stariem	☀	Atmosfēras spiediena ierobežojums
	Ražotājs	🌡	Temperatūras amplitūda
	Ražošanas datums	📅	Importētājs

Name: **BW 345** [Modelis: **WRS-35H**]
REF **51073**
EAN **4015588 51073 1**



SVARĪGI NORĀDĪJUMI! OBLIGĀTI SAGLABĀT!

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabāiet lietošanas instrukciju turpmākām uzziņām. Nododot ierīci citiem, obligāti iedodiet līdzī ar šo lietošanas instrukciju.

- Lietojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam mērķim. Ja ierīce tiek lietota neatbilstoši paredzētajam mērķim, garantija tiek anulēta.
- Ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai.
- Slimību, piemēram, arteriālo asinsspītes traucējumu gadījumā, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.
- Nelietojiet ierīci kardiostimulatora sirds darbības frekvences kontrolei.
- Ar šo ierīci iegūtie asinsspiediena mērījumu rezultāti nav piemēroti pašdiagnozei vai pašārstēšanai. Lai nerastos veselības apdraudējumi, vienmēr ievērojiet ārsta norādījumus un sazinieties ar ārstu, lai saņemtu mērījumu rezultātu novērtējumu.
- Nekad nemainiet ārsta noteikto medikamentu lietošanu ar šo ierīci veikto mērījumu dēļ un pirms mērījumu veikšanas konsultējieties ar ārstu par optimālo mērīšanas laiku.
- Ierīce nav piemērota nepārtrauktai pacienta uzraudzībai, esošas slimības novērtēšanai vai pirmās palīdzības sniegšanai.
- Ierīce nav piemērota lietošanai pacientiem, kuriem tiek veikta ķirurģiska ārstēšana, un to drīkst lietot tikai noteiktās vietās vai privātajā saimniecībā.
- Grūtniecēm jāievēro nepieciešamie piesardzības pasākumi un jāņem vērā savas individuālās spējas; konsultējieties ar savu ārstu.
- Paredzētais lietotājs ir pacients, un visas funkcijas var droši izmantot.
- Mērījuma laikā saļūtot nepatīkamiem izjūtas, piemēram, sāpes plaukstas locītavā vai citas dzīvības, nospiediet taustiņu START/STOP **⏻**, lai nekavējoties izlaistu gaisu no aproces. Atbrīvojiet aproci un noņemiet to no plaukstas locītavas.
- Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šos cilvēkus viņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzrauga kompetenta persona vai arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Šīs asinsspiediena mērītājs ir paredzēts pieaugušajiem. Ierīces lietošana zīdaiņiem un bērniem ir aizliegta. Ja vēlaties šo ierīci lietot jauniešiem, konsultējieties ar ārstu. Medicīnas izstrādājumi nav rotālieta!
- Ierīci nedrīkst lietot bērni līdz 12 gadu vecumam un personas, kas nespēj izteikt savu gribu.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Šo ierīci nedrīkst lietot telpās ar intensīvu starojumu vai vidē, kurā atrodas ierīces ar intensīvu starojumu, piemēram, radiosignālu raidītāji, mobilie tālruni vai mikroviļņu krāsnis, kā arī to aizliegts lietot kopā ar augstfrekvences ķirurģiskajām ierīcēm (MR ierīcēm). Šādi var rasties ierīces darbības traucējumi vai tikt iegūtas nepareizas mērījumu vērtības.
- Nelietojiet ierīci aktīvu augstfrekvences ķirurģisko ierīču tuvumā un magnētiskās rezonanses attēlveidošanas sistēmas augstfrekvences ekranētājā telpā, kur elektromagnētisko traucējumu intensitāte ir augsta.
- Mērījuma laikā nekustieties.
- Sargājiet ierīci no mitruma. Ja ierīcē tomēr iekļūst šķidrums, nekavējoties izņemiet baterijas un turpmāk nelietojiet ierīci. Šajā gadījumā sazinieties ar savu tirgotāju vai arī tieši ar mums.
- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci ārpus telpām vai mitrās telpās.
- Nelietojiet ierīci uzliesmojošas gāzes (piemēram, anestēzijas gāzu, skābekļa vai ūdeņraža) vai uzliesmojošu šķidrumu (piemēram, alkohola) tuvumā.
- Nelietojiet ierīci aktīvu augstfrekvences ķirurģisko ierīču tuvumā un magnētiskās rezonanses attēlveidošanas sistēmas augstfrekvences ekranētājā telpā, kur elektromagnētisko traucējumu intensitāte ir augsta.
- Ja šāds lietojums ir nepieciešams, šī pārējās ierīces jānovēro, lai pārliecinātos par to pareizu darbību.
- Ražotāja neatļautu vai nepiegādātu piederumu, mērpārveidotāju un kabelu izmantošanas dēļ var palielināties šīs ierīces elektromagnētiskā emisija vai samazināties elektromagnētiskā noturība, un ierīce var darboties nepareizi.
- Pārnēsājamas augstfrekvenču saziņas ierīces (tostarp perifērijas ierīces, piemēram, antenu vadi un ārējās antenas) jālieto ne tuvāk kā 30 cm no ierīces daļas, tostarp ražotāja norādītajiem kabeļiem. Pretējā gadījumā tas var ietekmēt šīs ierīces veiktspēju.
- Neveiciet nekādas izmaiņas ierīcē, nedemontējiet to un nekad pats neremontējiet ierīci. Uziciet remontdarbus tikai sertificētiem servisiem.
- Pirms ierīces lietošanas lietotāja pienākums ir pārbaudīt, vai ierīce ir droša un vai tā darbojas pareizi.
- Daudzi atkārtoti asinsspiediena mērījumi var radīt nevēlamas blaknes, piemēram, nervu spāpēšanu vai trombus.
- Veiciet mērījumus ne vairāk kā 3 reizes pēc kārtas tā, lai starp diviem mērījumiem būtu vismaz 5 minūšu pārtraukums. Kopumā neveiciet mērījumus vairāk nekā 6 reizes dienā.
- Nekādā gadījumā nelieciet aproci virs traumētām ādas vietām, ar ievietotu katetru vai pēc mastektomijas.
- Vienmēr sekojiet līdzī displejā redzamajai spiediena vērtībai. Ja spiediens pārsniedz 295 mmHg (39,3 kPa), nekavējoties nospiediet taustiņu START/STOP **⏻**, lai nekavējoties izlaistu gaisu no aproces.
- Aproce ir jutīga, un ar to jārikojās uzmanīgi. Piesūknējiet aproci tikai tad, kad tā ir pareizi uzlikta uz plaukstas locītavas.
- Aizsargājiet ierīci pret stipriem triecieniem un neļaujiet tai nokrist. Nekad nelietojiet spēku, piemēram, uzliekot aproci.
- Lietojiet tikai ražotāja oriģinālos piederumus un rezerves daļas, pretējā gadījumā iespējami ierīces bojājumi un traumas.
- Ja vēlaties izmantot ierīci, ievērojiet vietējās izmantošanas vadlīnijas.
- Ja rodas šaubas par ierīces pareizu darbību, pārtrauciet tās lietošanu un nekavējoties sazinieties ar servisa centru.
- Sīku detaļu, piemēram, iepakojuma materiāla, bateriju, bateriju nodalījuma vāciņa u.t.t. norīšana var izraisīt nosmakšanu. Tāpēc nekad neatstājiet bērnus vienus pašus ar ierīci.
- Eksploataācijas laikā nedrīkst veikt apkopi vai tīrīšanu. Ievērojiet šajā instrukcijā sniegtos apskopes un tīrīšanas norādījumus.
- Cilvēkiem ar neregulāru vai nestabilu perifēro asinsspīti diabēta, aknu slimību, arteriosklerozes u. c. slimību dēļ var rasties izmērītā asinsspiediena vērtību svārstības.
- Pirms ierīces lietošanas nomazgājiet rokas.
- Nemēriet asinsspiedienu, ja attiecīgajai ķermeņa daļai vienlaikus tiek veikti vēl citi mērījumi, jo šādi to veikšana var tikt traucēta vai kļūt neiespējama.
- Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C, gaidīšanas laiks no minimālās uzturēšanās temperatūras līdz lietošanai ir vismaz 1 stunda; laiks no maksimālās uzturēšanās temperatūras ir vismaz 2 stundas.
- Ar šo ierīci izmērītās asinsspiediena vērtības parasti ir nedaudz zemākas par klīniskī noteiktajām vērtībām mierīgāku apstākļu dēļ.
- Ja plānojat ierīci ilgāku laiku nelietot, izņemiet no tās baterijas.
- Pārāk bieži mērījumi var izraisīt pacienta traumas asinsspītes traucējumu dēļ.
- Aproces bioloģiskā sadarbība ir pārbaudīta, taču katram cilvēkam tā ir atšķirīga. Tomēr dažiem cilvēkiem var rasties alerģiska reakcija uz kontaktmateriālu.
- Lietotājam jāveic apskope saskaņā ar ieteikumiem.
- Ja mainās veiktspēja (piemēram, neprecīzi mērījumi vai neparasts rādījums), nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un savlaicīgi sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ BATERIJĀM

- Neizārdiet baterijas!
- Nomainiet baterijas, kad displejā parādās baterijas simbols.
- Vājas darbības baterijas nekavējoties izņemiet no bateriju nodalījuma, jo tās var izteēt un sabojāt ierīci!
- Paaugstināts iztečošanas risks; izvairieties no saskares ar ādu, acīm un glotādām! Saskaroties ar baterijas skābi, nekavējoties noskalojiet skartās vietas ar lielu ūdens daudzumu un lūdziet ārsta palīdzību!
- Ja baterija tiek norīta, nekavējoties lūdziet ārsta palīdzību!
- Vienmēr nomainiet visas baterijas vienlaicīgi!
- Ievietojiet tikai viena tipa baterijas, nejaucot kopā dažādu tipu, kā arī lietotas un jaunas baterijas!
- Ievietojiet baterijas pareizi – pievērsiet uzmanību polu izvietojumam!
- Izņemiet baterijas, ja jūs ierīci nelietojat jau vismaz 3 mēnešus.
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā!
- Neveiciet atkārtotu bateriju uzlādi! Neveidojiet īsslēgumu! Nemietiet uguni! **Pastāv sprādziena risks!**
- Neizmietiet izlietotas baterijas un akumulatorus sadzīves atkritumos, bet gan īpašo atkritumu tvertnē vai arī nododiet tās bateriju savākšanas punktā specializētajos veikalos!

Ierīce un LCD displejs

- ⦿ Bateriju nodalījums
- ⦿ Taustiņš START/STOP
- ⦿ Lietotāja izvēle / Atmiņa / Iestatījumi
- ⦿ Pulksteņa laiks/datums
- ⦿ Baterijas
- ⦿ Diastoliskā spiediena rādījums
- ⦿ Nevienmērīga pulsa rādījums
- ⦿ Atmiņas vietas numurs
- ⦿ Vērdēja vērtība
- ⦿ LCD displejs
- ⦿ Plaukstas locītavas aproce
- ⦿ Asinsspiediena indikators
- ⦿ Bateriju nomainas simbols
- ⦿ Sistoliskā spiediena rādījums
- ⦿ Sirds darbības frekvence
- ⦿ Pulsa simbols
- ⦿ Atmiņas simbols
- ⦿ Lietotāja simbols 1 / 2

Piegādes komplekts

Piegādes komplektā ietilpst:

- 1 **medisana** plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs **BW 345**
- 2 baterijas (tips AAA, LR03) 1,5 V
- 1 uzglabāšanas kārba
- 1 lietošanas instrukcija

Vispirms pārbaudiet, vai ierīcei netrūkst nevienas daļas un tai nav nekādu bojājumu. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties pie savā tirgotāja vai servisa centra. Ja, izpakojojot ierīci, konstatējat transportēšanas laikā radušos bojājumus, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar tirgotāju.



Iepakojuma materiāli ir pārstrādājami un nododami atpakaļ izejmateriālu apritē. Nevajadzīgos iepakojuma materiālus izlietojiet atbilstoši noteikumiem.



BRĪDINĀJUMS
Raugieties, lai bērni nevarētu piekļūt izstrādājuma iepakojšanai izmantotajām plēvēm. Nosmakšanas risks!

Paredzētajam mērķim atbilstoša lietošana

Šīs plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs tiek izmantots, lai mērītu sistolisko un diastolisko spiedienu, kā arī pulsa frekvenci pieaugušam cilvēkam, izmantojot neinvazīvu oscilometrisko tehnoloģiju, lietojot piepūšamo aproci, kas tiek aplikta ap plaukstas locītavu. Ierīci var izmantot medicīnas iestādēs vai mājās.

Kontrindikācijas: kontraindikācijas nav zināmas.

Kas ir asinsspiediens?

Asinsspiediens ir spiediens, kas veidojas asinsvados katra sirds sistēna laikā. Kad sirds saraujas (= sistole) un asinis tiek iesūkņētas artērijās, spiediens palielinās. Šī augstākā vērtība tiek apzīmēta kā sistoliskais spiediens, un asinsspiediena mērījuma laikā tā tiek izmērīta kā pirmā vērtība. Kad sirds muskuļi atslābst, lai uzņemtu jaunu asins daudzumu, samazinās arī spiediens artērijās. Kad asinsvadi ir atslābuši, tiek izmērīta otrā vērtība – diastoliskais spiediens.

Asinsspiediena klasifikācija

Sistoliskais (mmHg)	Diastoliskais (mmHg)	Klasifikācija
≥ 160	≥ 100	Paaugstināts asinsspiediens
140–159	90–99	Viegla hipertensija
90–139	60–89	Normāls asinsspiediens
< 90	< 60	Pārāk zems asinsspiediens



BRĪDINĀJUMS!
Arī pārāk zems asinsspiediens apdraud veselību! Reiboņi var radīt bīstamas situācijas (piemēram, atrodoties uz kāpnēm vai piedaloties ceļu satiksmē)!

Mērījumu vērtību ietekmēšana un analīze

- Mēriet asinsspiedienu vairākas reizes, saglabājiet rezultātus un pēc tam salīdziniet tos. Neizdariet secinājumus, vadoties tikai no viena rezultāta.
- Asinsspiediena vērtības vienmēr jāizvērtē ārstam, kurš pārzina arī jūsu slimību vēsturi. Regulāri lietojot ierīci un pierakstot vērtības sava ārsta informēšanai, ik pa laikam informējiet savu ārstu par šiem rezultātiem.
- Nemiet vērā, ka asinsspiediena mērījumu ikdienas vērtības ietekmē virkne dažādu faktoru. Piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana, medikamenti un fizisks darbs atšķirīgā veidā ietekmē mērījumu vērtības.
- Mēriet asinsspiedienu pirms ēdienreizēm.
- Pirms asinsspiediena mērīšanas vismaz 5–10 minūtes atpūties.
- Ja, neskatoties uz pareizu ierīces lietošanu, mērījuma sistoliskā un diastoliskā vērtība liekas neierasta (pārāk augsta vai pārāk zema) un tas atkārtojas vairākas reizes, informējiet par to savu ārstu. Dariet to arī tad, ja retos gadījumos neregulāra vai vāja pulsa dēļ nav iespējams veikt mērījumus.


Eksploataācijas sākšana: bateriju ievietošana/mainā

Pirms ierīces lietošanas ievietojiet piegādes komplektā iekļautās baterijas. Ierīces aizmugurē atrodas bateriju nodalījuma vāciņš. Atveriet to un ievietojiet 2 gab. 1,5 V baterijas (tips AAA LR03). To darot, pārbaudiet bateriju polu izvietojumu (tā, kā norādīts bateriju nodalījumā). Atkal aizveriet bateriju nodalījumu. Nekavējoties nomainiet baterijas, ja displejā tiek parādīts bateriju maiņas simbols **⦿** vai pēc ieslēgšanas displejā nekas netiek attēlots.

Lietotāja iestatīšana

Ierīcei esot izslēgtai, nospiediet taustiņu START/STOP **⏻**, lai piekļūtu iestatīšanas režīmam. Mirgo lietotāja simbols **⦿**, un jūs varat pārslēgt 1. vai 2. lietotāju, nospiežot taustiņu „M” **⦿**. Nospiediet taustiņu START/STOP **⏻**, lai apstiprinātu lietotāja iestatījumu, vai pagaidiet dažas sekundes, līdz mērījums tiek sākts automātiski.

Datuma un laika iestatīšana / saglabāto vērtību dzēšana



Plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs automātiski saglabā līdz 199 rādījumiem katram lietotājam (1 vai 2). Atmiņas funkcija saglabā izmērītās vērtības kopā ar datumu un pulksteņa laiku. Pirms pirmā mērījuma veikšanas iestatiet ierīcē pašreizējo datumu un pulksteņa laiku. Mērījuma norises laikā datumu un pulksteņa laiku nevar mainīt.

- Nospiediet taustiņu **⦿**, līdz sāk mirgot gada skaitlis.
- Nospiediet taustiņu **⦿**, lai iestatītu gada skaitli, un pēc tam nospiediet START/STOP **⏻**, lai pārslēgtos uz mēneša iestatīšanas režīmu.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu **⦿**, lai iestatītu mēnesi, un tāpat rīkojieties, lai iestatītu dienu, stundu

un minūtes. Pēc tam nospiediet START/STOP **⏻**, lai pārietu uz atmiņas iestatījumu.

- Nospiediet taustiņu **⦿**, lai izvēlētos dzēšamo lietotāja atmiņu. Nospiediet un apm. 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu **⦿**, lai dzēstu izvēlēto atmiņu - displejā parādās “NO”. Nospiediet START/STOP **⏻**, lai pabeigtu iestatīšanas darbību.
- Lai izietu no iestatīšanas režīma un izslēgtu ierīci, iestatīšanas darbības laikā jebkurā brīdī varat nospiegt un apm. 3 sekundes paturēt nospiestu START/STOP **⏻** taustiņu.

Aproces uzlikšana

- Uzlieciet tīru aproci uz kailas kreisās plaukstas locītavas tā, lai delna būtu vērstā uz augšu (skatiet attēlus kreisajā pusē).
- Attālumam starp aproci un delnu jābūt apm. 10–15 cm.
- Aptiniet līplenti cieši ap plaukstas locītavu, tomēr ne pārāk cieši, lai neiegūtu kļūdainu mērījuma rezultātu.

Kā pareizi veikt mērījumus?

- Veiciet mērījumu sēžot.
- Pirms mērījuma 5 līdz 10 minūtes atpūties.
- Atslābiniet savu roku un novietojiet to brīvi, piemēram, uz galda.
- Paceliet plaukstas locītavu tā, lai spiediena aproce būtu sirds augstumā (skatiet attēlus kreisajā pusē).
- Mērīšanas laikā izturieties mierīgi: nekustieties un nerunājiet, pretējā gadījumā mērījumu rezultāts var tikt izmainīts.
- Nekad neveiciet mērījumus pēc fiziskas slodzes vai vannas.
- Mērīšanas laikā kājas turiet nekustīgas un nekruļojiet tās.
- Mērījumus veiciet katru dienu vienu un tajā pašā laikā.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālo aproci un nelietojiet rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.
- Turiet kājas līdzeni uz grīdas.

Asinsspiediena mērīšana

Pēc pareizas aproces aplikšanas ar roku varat sākt mērījumu.

- Nospiediet taustiņu START/STOP **⏻**, lai sāktu mērījumu. Ierīce automātiski lēnām piepūš aproci, lai izmērītu asinsspiedienu; displejā redzams «00».
- Ierīce piepūš aproci līdz brīdim, kad ir sasniegts mērījuma pietiekošs spiediens. Pēc tam ierīce lēni izvada gaisu no aproces un veic mērījumu. Tiklīdz ierīce uztver signālu, displejā sāk mirgot pulsa simbols **⦿**.
- Kad mērījums ir pabeigts, gaisa no aproces tiek izlaista. Displejā tiek attēlots sistoliskais un diastoliskais **⦿** asinsspiediens, kā arī pulsa vērtība. Ja ierīce ir noteikusi neregulāru pulsu, papildus tiek attēlots neregulāra sirds ritma simbols **⦿**.
- Izmērītās vērtības automātiski tiek saglabātas atlasītajā atmiņā (1 vai 2). Katrā atmiņā var saglabāt līdz 199 mērījumu vērtībām. Ja jau ir saglabātas 199 vērtības, tiek pārrakstīta vecākā vērtība.

Mērījuma pārtraukšana

Ja kāda iemesla dēļ rodas nepieciešamība pārtraukt asinsspiediena mērīšanu (piemēram, ja pacients jūtas slikti), jebkurā brīdī varat nospiegt taustiņu START/STOP **⏻**. Ierīce nekavējoties automātiski izlaiž gaisu no aproces.

Saglabāto vērtību attēlošana

Gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet taustiņu **⦿**. Ierīcē tiek parādīta pēdējo trīs asinsspiediena mērījumu vidējā vērtība. Vēlreiz nospiediet taustiņu **⦿**, lai secīgi tiktu parādīti pārējie mērījumi.

Automātiska izslēgšanās

Ja apm. 20 sekundes netiek veikta nekāda darbība, ierīce tiek automātiski izslēgta.

Kļūdu rādījumi

Nēierastu mērījumu gadījumā redzami šādi rādījumi:

Rādījums	Cēlonis/risinājums
Er U	Piesūknēšana ilgst pārāk ilgi. Piepūšanas spiediens 12 sekunžu laikā nesasniedz 30 mmHg – lūdzu, pārbaudiet, vai aproce ir pareizi aplikta.
Er H	Piepūšanas spiediens sasnieg 295 mmHg – automātiskā atgaisošana notiek pēc 20 ms.
Er 1	Nav pulsa.
Er 2	Kustība, runāšana vai magnētiskie traucējumi mērīšanas procesa laikā.
Er 3	Nenormāls mērījuma rezultāts.
Er 23	Sistoliskā vērtība zem 45 mmHg
Er 24	Sistoliskā vērtība virs 230 mmHg
Er 25	Diastoliskā vērtība zem 25 mmHg
Er 26	Diastoliskā vērtība virs 160 mmHg

Traucējumu novēršana

Problēma	Cēlonis un risinājumi
Nav rādījuma, lai gan ierīce ir ieslēgta un baterijas ir ievietotas.	Iespējams, baterijas ir izlādējušās. Ievietojiet jaunas baterijas, ņemot vērā to polaritāti. Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Ja nepieciešams, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Nav iespējams veikt mērījumu vai izplūst gaisa/neveidojas spiediens.	Uzlieciet aproci pareizi. Atkārtojiet mērījumu pēc 30 minūšu atpūtas. Mērījuma laikā nerunājiet un nekustieties.
Katrā mērījumā tiek iegūti būtiski atšķirīgi rezultāti.	Pareizi atkārtojiet mērījumu pēc 30 minūšu atpūtas. Ievērojiet visus šajā instrukcijā sniegtos norādījumus par pareizu mērījuma veikšanu un par vispārējiem kļūdainu mērījumu cēloņiem. Nedaudz atšķirīgi rezultāti ir normāli, jo asinsspiediens ir pakļauts nepārtrauktām svārstībām.
Izmērtie rezultāti būtiski atšķiras no ārsta veikto mērījumu vērtībām.	Saglabājiet izmērītās vērtības un pārrunājiet tās ar savu ārstu. Tas nav nekas neparasts, ka mājās veikto mērījumu vērtības var būtiski atšķirties.


Ja kādu problēmu nevarat atrisināt, saziniet ar klientu apkalpošanas dienestu. Neizjauciet ierīci pašrocīgi.

Tīrīšana un kopšana

Pirms ierīces tīrīšanas izņemiet no tās baterijas. Notīriet ierīci un aproci ar mikstu drānu, kas ir nedaudz samitrināta maigā ziepjūdenī. Nekādā gadījumā nelietojiet asus tīrīšanas līdzekļus, spirtu, ligroliņu, šķīdinātājus vai benzīnu u.t.t. Niegremdējiet ierīci vai tās papildu piederumus ūdenī. Nodrošiniet, lai ierīcē neiekļūtu mitrums. Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir pilnīgi nožuvusi. Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru iedarbībai, kā arī aizsargājiet to pret neturīgiem un mitrumu. Nepakļaujiet ierīci ļoti spēcīga karstuma vai aukstuma iedarbībai. Tīriet ierīci reizi nedēļā. Glabājiet ierīci tīrā un sausā vietā saskaņā ar glabāšanas un transportēšanas vides apstākļiem.

Dezinficēšana

Prietaisas ir valdymo elementai



Simbolių paaiškinimas

Ši naudojimo instrukcija yra šio prietaiso dalis. Joje pateikta svarbios informacijos apie prietaiso paeidimą ir naudojimą. Perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susiežisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant išvengti galimų naudotojo sužalojimų, būtina laikytis šių įspėjamųjų nurodymų.

DĖMESIO

Siekiant išvengti galimų prietaiso pažeidimų, būtina laikytis šių nurodymų.

NURODYMAS

Šiuose nurodymuose jums pateikiama naudingos papildomos informacijos apie montavimą arba naudojimą.

Prietaisas apsaugotas nuo vandens pusrų. Purškiamas vanduo bet kuria kryptimi korpusui nesukels jokio žalingo poveikio.

Šiam produktui taikoma Europos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų; jis atitinkamai pažymėtas.

Perdirbimo simboliai / kodai: Juose pateikiama informacija apie medžiagą, tinkamą jos naudojimą bei perdirbimą.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

Šis prietaisas sertifikuotas pagal ES direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitiktis ženklas). Atitinka MDR (ES) 2017/745 informaciją.

LT

SVARBŪS NURODYMAI! BŪTINAI SAUGOKITE!



Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač saugos nurodymus, ir ją išsaugokite, kad galėtumėte paskaityti vėliau. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią naudojimo instrukciją.



- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja.
- Prietaisas skirtas tik privačiam naudojimui.
- Jei sergate pavyzdžiui, periferinių arterijų okliuzija, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su savo gydytoju.
- Prietaiso negalima naudoti, norint patikrinti širdies stimuliatoriaus širdies susitraukimų dažnį.
- Šiuo prietaisu atliko kraujospūdzio matavimo rezultatas netinka saviagnostikai ar savigydos tikslais. Kad išvengtumėte pavojaus sveikatai, visada laikykitės gydytojo nurodymų ir kreipkitės į jį dėl matavimo rezultato įvertinimo.
- Niekada nekeiskite gydytojo paskirtų vaistų vartojimo dėl matavimo šiuo prietaisu ir prieš atlikdami matavimą pasitarkite su gydytoju dėl tinkamiausio matavimo laiko.
- Prietaisas netinka nuolatiniam paciento stebėjimui, esamai ligai įvertinti ar skubiai pagalbai teikti.
- Prietaisas netinka naudoti pacientams, kuriems atliekamas chirurginis gydymas, todėl jį galima naudoti tik nurodytose vietose arba privačiuose namų ūkiuose.
- Nėščiosios turėtų imtis reikiamų atsargumų priemonių ir atsisąvelgti į savo individualią apkrovą; pasitarkite su gydytoju.
- Numatytasis naudojimas yra pacientas, visas funkcijas galima saugiai naudoti, ir jei matavimo metu jaučiate nemalonius pojūčius, pvz., riešo skausmą ar kitokius nusiskundimus, paspauskite „Start / Stop“ mygtuką **ⓘ**, kad iš movos tuoj pat būtų išleistas oras. Atleiskite movą ir numikite nuo riešo.
- Šio prietaiso negalima naudoti žmonėms, turintiems fizinį, jutiminių arba protinių sutrikimų, asmenims, neturintiems patirties ir / arba nepakankamai žinių, nebuvent juos prižiūri už saugą atsaingas asmuo arba jis apmokytas, kaip reikia naudoti prietaisą.
- Šis kraujospūdzio matuoklis skirtas suaugusiems. Ne galima naudoti kūdikiams ir vaikams. Pasikonsultuokite su gydytoju, jei prietaisą norite naudoti paaugliui. Medicininės paskirties produktai ne žaislais!
- Vaikai iki 12 metų ir asmenys, kurie negali išreikšti savo valios, prietaisu naudotis negalima.
- Saugokite prietaisą taip, kad jo nepasiektų vaikai.
- Negalima prietaiso naudoti intensyvaus spinduliavimo patalpose arba aplinkoje, kurioje intensyviai spinduliuoja prietaisai, pvz., radio siųstuvai, mobilieji telefonai ar mikrobangų krosnelės arba kartu su aukšto dažnio, chirurginiais prietaisais. Taip gali atsirasti funkciniai sutrikimai arba neteisingsos matavimų reikšmės.

- Nedirbkite šalia aktyvios AD chirurginės įrangos ir AD ekranuotos ME sistemos magnetinio rezonanso tomografijos patalpos, kur EM trukdžių intensyvumas yra didelis.
- Kai matuojate nejudėkite.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės. Jei vis dėl to j prietaisą pateko drėgmės, iš karto išimkite baterijas ir prietaiso nenaudokite. Tokiu atveju kreipkitės į savo prekybininką arba tiesiai į mus.
- Prietaiso niekada nenaudokite lauke arba drėgnose patalpose.
- Prietaiso nenaudokite prie degių dujų (pvz., anestetinių dujų, deguonies arba vandenilio) arba prie degių skysčių (pvz., alkoholio).
- Reikia vengti naudoti šį įrenginį prie kitų įrenginių arba kartu su jais, nes tai gali sukelti netinkamą veikimą. Jei tokias dalis vis dėl to naudoti būtina, stebėkite šį prietaisą ir kitus prietaisus, kad įsitikintumėte, kad jie tinkamai veikia.
- Naudojant priedus, matavimo verčių daviklius ir laidus, kurių gamintojas neleidžia arba nepateikia, gali padidėti elektromagnetinė spinduliuotė arba sumažėti šio įrenginio elektromagnetinis atsparumas ir atsirasti netinkamas veikimas.
- Nerekomenduojame naudoti nešiojamųjų AD (aukšto dažnio) ryšio prietaisų (ir periferinių prietaisų, pvz., antenos laido ir išorinės antenos) arčiau nei 30 cm atstumu iki prietaiso dalies, įskaitant ir gamintojo nurodytą laidą. Priešingu atveju tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimą.
- Jokiu būdu įrenginio nemodifikuokite, neardykite ir patys neremontuokite. Remonto darbus paveskite atlikti tik įgaliotoms klientų aptarnavimų tarnyboms.
- Prieš naudodamas prietaisą, naudotojas privalo įsitikinti, kad prietaisas saugiai ir tvarkingai veikia.
- Dažni kraujospūdzio matavimai gali sukelti nepageidaujamų šalutinių poveikių, pvz., nervo užspaudimas arba trombų susidarymas.
- Nematuokite daugiau nei 3 kartus iš eilės ir tarp dviejų matavimų padarykite bent 5 minučių pertrauką. Kraujospūdzio nematuokite daugiau nei 6 kartus per dieną.
- Niekada nedėkite movos ant peizaistų odos dalių, esant kateterio jungčiai arba po mastektomijos.
- Visuomet stebėkite slėgio vertę rodmenyje. Jeigu jis viršytų 295 mmHg (39,3 kPa), paspauskite „Start / Stop“ mygtuką **ⓘ**, kad iš movos būtų išleistas oras.
- Mova yra jautri ir turi būti atitinkamai atsargiai naudojama. Į movą pumpuokite orą tik tuomet, kai ji taisyklingai uždėta ant riešo.
- Įrenginį saugokite nuo stiprių smūgių ir neleiskite jam nukristi. Niekada nenaudokite jėgos, pvz., uždėdami movą.
- Naudokite tik originalius gamintojo priedus ir atsargines dalis, priešingu atveju prietaisas gali sugesti arba būti sužaloti žmonės.
- Vadovaukitės vietinėmis utilizavimo direktyvomis, jeigu įrenginį norite utilizuoti.
- Jei kyla abejonių dėl tinkamo jo veikimo, nenaudokite prietaiso ir nedelsdami kreipkitės į techninės priežiūros skyrį.
- Prarijus nedideles dalis, pvz., pakuočes medžiagą, bateriją ar baterijos dangtelį ir kt., galima uždušti. Todėl vaikų niekada nepalikite vienų su prietaisu.
- Veikimo metu draudžiama atlikti techninę priežiūrą arba valyti. Vadovaukitės techninės priežiūros ir valymo nurodymus šioje instrukcijoje.
- Žmonėms, kurių periferinė kraujotaka nereguliari arba nestabili dėl diabeto, kepenų ligų, arterijų sustandėjimo ir kt., gali patirti išmatuotų kraujospūdzio verčių svyravimus.
- Prieš naudodami prietaisą nusiplaukite rankas.
- Kraujospūdzio nematuokite, kai tuo pačiu metu, ant tos pačios kūno dalies atliekami kiti matavimai, nes jie gali sukelti prietaiso triktis arba jį sugadinti.
- Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5° C arba aukštesnė nei 40° C, laukimo laikas nuo minimalios laikymo temperatūros iki naudojimo yra ne trumpesnis kaip 1 valanda; laikas nuo maksimalios laikymo temperatūros yra mažiausiai 2 valandos.
- Šiuo prietaisu išmatuotos kraujospūdzio reikšmės paprastai yra šiek tiek mažesnės nei kliniškai nustatytos vertės dėl ramesnių sąlygų.
- Išimkite baterijas, jei nenaudojate prietaiso ilgesnį laiką.
- Per dažni matavimai gali sužaloti pacienatą sutrikdydami kraujotaką.
- Movos biologinis suderinamumas buvo patikrintas, tačiau kiekvienam žmogui skiriasi. Kai kurie žmonės vis tiek gali patirti alerginę reakciją dėl kontaktinės medžiagos.
- Naudotojas turėtų prižiūrėti movą, kaip rekomenduojama.
- Jei pasikeičia veikimas (pvz., netikslūs matavimai arba neįprasti rodmensys), nedelsdami nutraukite naudojimą ir laikui kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrį.

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Prietaisas ir skystųjų kristalų ekranas

- Baterijų skyrius
- START/STOP mygtukas
- Naudotojo pasirinkimas / atmintis / nustatymai
- Laikas / data
- Baterijos
- Diastolinio kraujospūdzio rodmuo
- Nereguliarus širdies ritmo rodmuo
- Atminties vietos numeris
- Vidutinė reikšmė

Pakuotės turinys

Pakuotės turinį sudaro:

- 1 medisana riešinis kraujospūdzio matuoklis BW 345
- 2 baterijos (AAA tipo, LR03) 1,5 V
- 1 saugojimo dėklas
- 1 naudojimo instrukcija

Pirmiausia patikrinkite, ar netruksta prietaiso dalių ir ar prietaisas nepažeistas. Jei abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą. Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.



Pakuotės yra perdirbamos ir gali būti priduoamos į žaliavų surinkimo punktą. Nenaudojamą pakuočes medžiagą utilizuokite laikydamiesi atitinkamų taisyklių.



ĮSPĖJIMAS
Saugokite, kad pakuočės plėvelė nepatektų į vaikų rankas. Pavojus uždušti!

Naudojimas pagal paskirtį

Šis riešinis kraujospūdzio matuoklis skirtas suaugusio žmogaus sistoliniam ir diastoliniam kraujospūdziui bei pulso dažniui matuoti naudojant neinvazinę oscilometrinę technologiją per pripučiamą ant riešo uždėtą movą. Prietaisą galima naudoti medicininėse įstaigose ir namuose.

Kontraindikacijos: nėra žinomo kontraindikacijų.

Kas yra kraujospūdis?

Kraujospūdis tai slėgis kraujagyslėse, atsirandantis kiekvieno širdies dūžio metu. Kai širdis susitraukia (= sistolė) ir pumpuoja kraują į arterijas, slėgis padidėja. Jo didžiausia reikšmė apibūdinama kaip sistolinis spaudimas ir matuojant kraujospūdį matuojamas kaip pirmoji reikšmė. Kai širdies raumuo atsipalaiduoja, kad pasimytų naujo kraujo, slėgis arterijose sumažėja. Kai kraujagyslės atsipalaidavusios, matuojama antroji reikšmė – diastolinis spaudimas.

Kraujospūdzio klasifikacija

sistolinis mmHg	diastolinis mmHg	Klasifikacija
≥ 160	≥ 100	arterinė hipertenzija
140–159	90–99	1 laipsnio arterinė hipertenzija (maža)
90–139	60 - 89	normalus kraujospūdis
< 90	< 60	per žemas kraujospūdis



ĮSPĖJIMAS!
Per žemas kraujospūdis irgi kelia riziką sveikatai! Galvos svaigimas gali sukelti pavojingas situacijas (pvz., ant laiptų arba eisme)!

Matavimų įtaka ir vertinimas

- Kraujospūdzį matuokite keletą kartų, rezultatus išsaugokite ir tuomet juos lyginkite. Nedarykite išvadų gavę vieno matavimo rezultatą.
- Jūsų kraujospūdzio reikšmės turėtų vertinti tik gydytojas, susipažinęs su jūsų medicinine prieštros. Jei reguliariai naudojate prietaisą ir vertes įrašote gydytojiui, retkarčiais apie eigą turėtumėte informuoti savo gydytoją.
- Nepamirškite, kad matuojant kraujospūdį, dienos reikšmės priklauso nuo daugelio faktorių. Įvairiais būdais matavimo vertes įtakoja rūkymas, alkoholio vartojimas, vaistai ir fizinis darbas.
- Matuokite kraujospūdį prieš valgymą.
- Prieš matuodami kraujospūdį, turėtumėte mažiausiai 5–10 minučių pailsėti.
- Jeigu sistolinė ar diastolinė reikšmė jums atrodo neįprasta (per aukšta ar per žema), nors prietaisą naudojate teisingai ir tai pasikartoja keletą kartų, tuomet apie tai praneškite savo gydytojiui. Tai galioja ir tuomet, kai kartais, dėl nereguliaraus arba labai silpno pulso negalima atlikti matavimo.


Eksploatacija: Baterijų įdėjimas / keitimas

Prieš pradėdami naudoti savo prietaisą, įdėkite komplekte esančias baterijas. Prietaiso galinėje pusėje yra baterijų skyrius dangtelis. Atidarykite jį ir įdėkite 2 1,5 V, AAA tipo LR03 baterijas. Tai darydami atkreipkite dėmesį į poliškumą (kaip pažymėta baterijų skyriuje). Vėl uždarykite baterijų skyriaus dangtelį. Nedelsdami pakeiskite baterijas, kai ekrane parodomas baterijų keitimo simbolis **ⓘ** arba, kai ekranas įjungus prietaisą neveikia.

Naudotojo nustatymas

Kai prietaisas įjungtas, paspauskite START/STOP **ⓘ** mygtuką, kad patektumėte į nustatymo režimą. Naudotojo simbolis **ⓘ** mirksi ir spausdami „M“ mygtuką **ⓘ** galite perjungti 1 arba 2 naudotoją. Paspauskite START/STOP mygtuką **ⓘ**, kad patvirtintumėte naudotojo nustatymą arba palaikite kelias sekundes, iki automatiškai pradėdamas matavimas.


Datos ir laiko nustatymas / išsaugotų verčių ištrynimas



medisana®

RU Руководство по использованию
Запястный тонометр BW 345

Устройство и элементы управления



Основные обозначения

Данное руководство по использованию относится к этому устройству. В нем содержится важная информация о начале работы с устройством и его использовании. Полностью прочтите настоящее руководство по использованию. Несоблюдение настоящего руководства может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эти предупреждения необходимо соблюдать во избежание возможных травм пользователя.

ВНИМАНИЕ

Необходимо соблюдать эти указания, чтобы избежать возможного повреждения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти примечания предоставляют вам дополнительную полезную информацию по установке или эксплуатации.

Устройство защищено от брызг воды. Попадание брызг воды на корпус с любого направления не нанесет устройству вреда.

Данное изделие подпадает под действие Европейской директивы 2012/19/EC об отходах электрического и электронного оборудования и имеет соответствующую маркировку.

Символы/коды переработки: Они служат для информирования о материале и его надлежащем использовании, а также о переработке.

Данное устройство сертифицировано в соответствии с директивами ЕС и снабжено знаком CE (знак соответствия изделия). Требования Регламента о медицинских изделиях MDR (EC) 2017/745 соблюдены.

REF	Номер артикула	Общий запрещающий символ
SN	Серийный номер устройства	Не разбирать и не демонтировать
LOT	Номер партии	Этой стороной вверх
MD	Медицинское изделие	Классификация устройства: тип BF

EU REP	Данные уполномоченного представителя ЕС	Защитить от влаги
--------	---	-------------------

UDI	Уникальная идентификация устройства	Диапазон влажности
-----	-------------------------------------	--------------------

	Хранить вдали от солнечного света	Ограничение давления окружающей среды
--	-----------------------------------	---------------------------------------

	Производитель	Температурный диапазон
--	---------------	------------------------

	Дата изготовления	Импортёр
--	-------------------	----------

Name: BW 345 [Модель: WRS-35H]

REF 51073
EAN 4015588 51073 1



CE 0123

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ!

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство по использованию, в частности, указания по безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. Если вы передаете изделие третьим лицам, обязательно передавайте вместе с ним данное руководство по использованию.

- Используйте прибор только по назначению, следуя инструкциям в руководстве пользователя. При использовании не по назначению вы теряете право на гарантию.
- Изделие предназначено только для личного использования.
- Если вы страдаете такими заболеваниями, как окклюзионные заболевания артерий, перед применением прибора проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
- Прибор нельзя использовать для контроля частоты сердечных сокращений водителя ритма.
- Результаты измерения артериального давления с помощью этого прибора не предназначены для самостоятельной диагностики или самолечения. Во избежание риска для здоровья всегда следуйте указаниям врача и обращайтесь к нему для оценки результата измерения.
- Ни в коем случае не изменяйте прием назначенных врачом лекарств на основании измерения с помощью этого устройства и перед измерением проконсультируйтесь со своим врачом относительно оптимального времени измерения.
- Прибор не подходит для постоянного наблюдения за пациентом, оценки имеющегося заболевания или оказания первой помощи.
- Прибор не подходит для использования на пациентах, подверженных хирургическому лечению, и его следует использовать только в определенных местах или в домашних условиях.
- Беременным нужно соблюдать необходимые меры предосторожности и учитывать свою индивидуальную способность переносить нагрузку; при необходимости проконсультируйтесь со своим врачом.
- Предполагаемым пользователем прибора является пациент, и все его функции безопасны в использовании.
- Если во время измерения возникли неприятные ощущения, например, боли в области запястья или другие жалобы, нажмите на кнопку START/STOP, чтобы немедленно выпустить воздух из манжеты. Ослабьте манжету и снимите ее с запястья.
- Этот прибор не предназначен для того, чтобы им пользовались люди с ограниченными психическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, когда это происходит под контролем лиц, отвечающих за их безопасность и дающих указания, как нужно пользоваться прибором.
- Данный прибор для измерения кровяного давления предназначен для взрослых. Использование на младенцах и детях не допускается. Если вы хотите применить его для подростков, проконсультируйтесь у врача. Медицинские изделия – это не игрушки!
- Прибором нельзя пользоваться детям младше 12 лет и людям, которые не способны выражать свою волю.
- Храните прибор вне зоны досягаемости детей.
- Запрещается пользоваться прибором в помещениях с интенсивным излучением или вблизи устройств с интенсивным излучением, таких как радиопередатчики, сотовые телефоны или микроволновые печи, а также вместе с высокочастотными хирургическими устройствами (МР-устройствами). Это может привести к нарушениям работы или неверным результатам измерений.
- Не используйте устройство вблизи активного высокочастотного хирургического оборудования и в экранированной от высокочастотного излучения комнате системы магнитно-резонансной томографии, где высокая интенсивность электромагнитных помех.
- Не двигайтесь во время измерения.
- Прибор следует беречь от влаги. Если все же в прибор попала жидкость, необходимо немедленно извлечь батареи и не допускать его дальнейшего использования. В этом случае свяжитесь со своим торговым представителем или сообщите непосредственно нам.
- Не используйте устройство на открытом воздухе или в сырых помещениях.
- Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся газов (например, анестезирующего газа, кислорода или водорода) или легковоспламеняющихся жидкостей (например, спирта).
- Следует избегать использования данного устройства рядом с другим оборудованием или совместно с ним, так как это может привести к неправильной работе. Если такое использование необходимо, нужно следить за работой данного прибора и других устройств, чтобы убедиться в их нормальном функционировании.
- Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, не разрешенных или не поставленных производителем, может привести к увеличению электромагнитного излучения или снижению электромагнитной устойчивости данного устройства, а также к неправильной работе.
- Портативное оборудование радиочастотной связи (включая периферийные устройства, такие как антенные кабели и внешние антенны) не следует использовать на расстоянии ближе 30 см от любой части устройства, включая кабели, указанные производителем. В противном случае это может негативно сказаться на работе устройства.
- Не вносите никаких изменений в устройство, не разбирайте его и никогда не ремонтируйте самостоятельно. Ремонты должны осуществлять только уполномоченные сервисные организации.
- Перед использованием прибора пользователь обязан убедиться, что прибор работает правильно и безопасно.
- Большое количество повторных измерений кровяного давления может вызвать нежелательные побочные эффекты, например, сдавливание нерва или образование сустков крови.
- Не проводите измерения более 3 раз подряд и делайте перерыв между измерениями не менее 5 минут. Не измеряйте более 6 раз в день в общей сложности.
- Никогда не надевайте манжету на поврежденные участки кожи, при установленном катетере или после мастэктомии.
- Всегда следите за значением давления на дисплее. Если оно превышает 295 мм рт.ст. (39,3 кПа), немедленно нажмите кнопку START/STOP, чтобы быстро спустить воздух из манжеты.
- Манжета является чувствительной деталью, и с ней нужно обращаться с соответствующими предосторожностями. Накладывайте манжету, только если она правильно наложена на запястье.
- Берегите прибор от сильных ударов и не роняйте его; никогда не применяйте силу, например, при надавливании на поврежденные участки нерва или образование сустков крови.
- Используйте только оригинальные принадлежности и запасные части производителя, так как в противном случае могут возникнуть неполадки прибора или может быть причинен вред человеку.
- Если вы хотите утилизировать прибор, соблюдайте местные правила утилизации.
- Если у вас возникли сомнения в правильности работы прибора, прекратите его использование и без промедления обратитесь в сервисный центр.
- Протыгивание мелких деталей, таких как упаковочный материал, батареи, крышка от батареи и т.д. может привести к удушению. Никогда не оставляйте детей наедине с прибором.
- Не проводите техническое обслуживание или очистку прибора во время его работы. Соблюдайте инструкции по обслуживанию и очистке, приведенные в данном руководстве.
- У людей с нерегулярным или нестабильным периферическим кровообращением из-за диабета, заболеваний печени, артериосклероза и т.д. могут наблюдаться колебания измеряемых значений артериального давления.
- Перед использованием прибора вымойте руки.
- Не измеряйте кровяное давление, если одновременно проводятся другие измерения на той же части тела, так как это создаст помехи или не позволит выполнить измерение.
- Если температура окружающей среды ниже 5°C или выше 40°C, время ожидания от минимальной температуры хранения до использования составляет не менее 1 часа; время от максимальной температуры хранения составляет не менее 2 часов.
- Значения артериального давления, измеренные с помощью этого прибора, обычно немного ниже клинических значений из-за более сложных условий.
- Если вы длительное время не будете использовать прибор, выньте батареи.
- Слишком частые измерения могут привести к травме пациента из-за нарушения кровотока.
- Бiosовместимость манжеты была протестирована, но она варьируется от человека к человеку. У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на контактирующий материал.
- Пользователь должен обслуживать манжету в соответствии с рекомендациями.
- При изменении характеристик (например, неточном измерении или ненормальном отображении) немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ

- Не разбирайте батареи!
- Если на дисплее появится символ батареи, замените батареи.
- Разряженные батареи сразу же извлеките из батарейного отсека, так как они могут потечь и повредить прибор!
- Повышенная опасность вытекания электролита, избегайте попадания на кожу, в глаза и на слизистую! В случае контакта с кислотой из батареи, промойте пораженные места большим количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу!
- При проглатывании батарейки, немедленно обратитесь к врачу!
- Всегда заменяйте все батарейки одновременно!
- Используйте только батарейки одного типа, не комбинируйте батарейки различных типов или использованные батарейки с новыми!
- Правильно устанавливайте батарейки, следите за полярностью!
- Если вы не будете использовать прибор более 3 месяцев, выньте батарейки.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте!
- Не перезаряжайте батарейки! Не допускайте короткого замыкания! Не бросайте в огонь! Существует опасность взрыва!
- Не выбрасывайте использованные батареи и аккумуляторы в бытовой мусор, а только в баки для специального мусора или сдавайте в специализированные пункты сбора батарей.

Прибор и ЖК-дисплей

- Отсек для батарей
- Кнопка START/STOP
- Выбор пользователя / память / настройки
- Время / дата
- батарейки
- Индикация диастолического давления
- Индикация нерегулярного сердцебиения
- Номер ячейки памяти
- Среднее значение


Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- 1 запястный тонометр medisana BW 345
- 2 батарейки (типа AAA, LR03) 1,5 В
- 1 коробка для хранения
- 1 руководство по применению

Прежде всего проверьте комплектность устройства и убедитесь в отсутствии повреждений. В случае сомнений не используйте устройство и обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр.

Если при распаковке вы заметите повреждения изделия, возникшие при перевозке, немедленно свяжитесь со своим торговым представителем.



Использование по назначению

Этот запястный тонометр предназначен для измерения систолического и диастолического давления и частоты пульса у взрослых с помощью неинвазивной осциллометрической технологии с использованием надувной манжеты, надеваемой на запястье. Прибор можно использовать в медицинских учреждениях или дома.


Противопоказания: Нет каких-либо известных противопоказаний.

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление – это давление, которое возникает в сосудах при каждом ударе сердца. Когда сердце сокращается (= систола) и кровь выбрасывается в артерии, то давление крови на стенки артерий повышается. Самое высокое его значение называется систолическим давлением и является первым параметром при измерении артериального давления. Когда сердце расслабляется и наполняется кровью, давление в артериях уменьшается. Когда сосуды расслаблены, измеряется второе значение – диастолическое давление.

Классификация уровней артериального давления

систолическое мм рт.ст.	диастолическое мм рт.ст.	Классификация
≥ 160	≥ 100	высокое артериальное давление
140 – 159	90 – 99	легкая степень повышенного артериального давления
90 – 139	60 – 89	нормальное артериальное давление
< 90	< 60	слишком низкое артериальное давление



Влияние на параметры и оценка измерений

- Измерьте свое АД несколько раз, сохраните результаты и затем сравните их между собой. Не делайте выводов по одному единственному результату.
- Значения вашего артериального давления всегда должны оценивать врач, который знает ваш медицинский анамнез. Если вы регулярно используете прибор и записываете показатели для своего лечащего врача, то вы должны время от времени информировать его о динамике показателей АД.
- При измерении АД помните, что ежедневные показатели зависят от множества факторов. Курение, употребление алкоголя, прием лекарств и физическая работа по-разному влияют на измеряемые показатели.
- Измеряйте свое АД до принятия пищи.
- Перед измерением АД вы должны отдохнуть хотя бы 5-10 минут.
- Если, несмотря на правильное использование прибором, показания систолического или диастолического АД покажутся вам ненормальными (слишком высокими или слишком низкими), и это повторится несколько раз, сообщите своему врачу. Это касается также и тех случаев, если ненормальный или очень слабый пульс иногда не позволяет сделать измерения.


Ввод в эксплуатацию: Установка / замена батарей

Прежде чем начать пользоваться прибором, вы должны вставить прилагаемые батарейки. На задней стороне прибора находится крышка отсека для батарей. Откройте ее и вставьте 2 батарейки 1,5 В типа AAA LR03. При этом следите за полярностью (как указано на схеме внутри отсека для батарей). Снова закройте батарейный отсек. Если на дисплее появится символ замены батарей или если после включения прибора на дисплее ничего не отображается, немедленно замените батареи.

Настройка пользователя

При выключенном устройстве нажмите кнопку «START/STOP» и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки. Замигает иконка пользователя, и вы сможете переключиться между пользователем 1 или 2, нажав кнопку «M». Нажмите кнопку START/STOP, чтобы подтвердить пользовательскую настройку, или подождите несколько секунд, пока измерение не начнется автоматически.

Установка даты и времени / удаление сохраненных значений



Запястный монитор артериального давления автоматически сохраняет до 199 показаний для каждого пользователя (1 или 2). Функция памяти сохраняет измеренные значения с датой и временем. Перед первым измерением установите на устройстве текущую дату и время. Дату и время нельзя изменить во время измерения.

- Нажимайте кнопку, пока не начнет мигать год.
- Нажмите кнопку, чтобы установить год, а затем нажмите START/STOP, чтобы перейти к установке месяца.
- Снова нажмите кнопку, чтобы установить месяц, и аналогичным образом перейдите к установке дня, часов и минут. Затем нажмите START/STOP, чтобы перейти к настройке памяти.
- Нажмите кнопку, чтобы выбрать память пользователя, которую нужно удалить. Чтобы удалить выбранную память, нажмите и удерживайте кнопку в течение примерно 3 секунд: на дисплее появится «NO». Нажмите START/STOP, чтобы завершить процесс настройки.
- Чтобы в любое время в процессе настройки выйти из режима настройки и выключить устройство, вы можете нажать и удерживать кнопку START/STOP в течение приблизительно 3 секунд.

Наведение манжеты

- Наденьте чистую манжету на голое левое запястье, держа руку ладонью вверх (см. иллюстрации слева).
- Расстояние между манжетой и ладонью должно составлять примерно 10-15 мм.
- Плотно оберните ремешок на липучке вокруг запястья, но не слишком туго, чтобы избежать искажения результата измерения.

Как правильно проводить измерения?

- Проводите измерение сидя.
- Перед измерением отдохните в течение 5-10 минут.
- Расслабьте руку и свободно положите ее, например, на стол.
- Поднимите запястье так, чтобы манжета находилась на уровне сердца (см. иллюстрации слева).
- Во время измерения оставайтесь в покое: Не двигайтесь и не разговаривайте, так как это может изменить результаты измерений.
- Не измеряйте давление после физических нагрузок или принятия ванны.
- Во время измерения держите ноги неподвижно и не кладите ногу на ногу.
- Проводите измерение в одно и то же время каждый день.
- Всегда используйте только оригинальную манжету и не используйте запасные части, не одобренные производителем.
- Держите ноги ровно на полу.

Измерение кровяного давления

Правильно наложите манжету, вы можете начать измерение.

- Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать измерение. Прибор автоматически медленно накачивает манжету для измерения артериального давления, и на дисплее появится «00».
- Прибор накачивает манжету до тех пор, пока не будет достигнуто давление, достаточное для измерения. Затем прибор медленно выпускает воздух из манжеты и производит измерение. Как только прибор распознает сигнал, на дисплее начнет мигать символ пульса.
- Когда измерение закончится, из манжеты будет выпущен воздух. Систолическое и диастолическое кровяное давление, а также частота пульса отобразятся на дисплее. Если прибор обнаружит неравномерный пульс, дополнительно появится символ неравномерного сердцебиения.
- Измеренные показатели автоматически сохраняются в выбранной ранее памяти (1 или 2). В памяти могут сохраняться значения для 199 результатов измерения. Если уже было сохранено 199 значений, самое старое значение будет перезаписано.

Прерывание измерения

Если по какой-либо причине необходимо прервать измерение кровяного давления (например, пациент плохо себя чувствует), можно в любой момент нажать кнопку START/STOP. Прибор сразу автоматически выпустит воздух из манжеты.

Показать сохраненные значения

В режиме ожидания нажмите кнопку один раз. Устройство отобразит среднее значение трех последних измерений артериального давления. Чтобы вывести на экран другие измерения одно за другим, нажмите кнопку еще раз.

Автоматическое отключение

Если в течение приблизительно 20 секунд ничего не нажимать, прибор автоматически отключится.

Индикация неисправности

При отклонениях в процессе измерений на дисплее появится следующая индикация:

Отображение	Причина / способ устранения
Er U	Слишком долго длится процесс накачивания. Давление накачивания не достигает 30 мм рт.ст. в течение 12 секунд – проверьте, правильно ли надета манжета.
Er H	Давление накачивания достигает 295 мм рт.ст. – через 20 мс происходит автоматическое сраживание воздуха.
Er 1	Пульс не обнаружен.
Er 2	Движение, разговор или магнитные помехи во время процесса измерения.
Er 3	Ненормальный результат измерения.
Er 23	Систолическое значение ниже 45 мм рт.ст.
Er 24	Систолическое значение выше 230 мм рт.ст.
Er 25	Диастолическое значение ниже 25 мм рт.ст.
Er 26	Диастолическое значение выше 160 мм рт.ст.

Устранение неполадок

Проблема	Причины и способы устранения
Нет индикации, хотя прибор включен и батареи вставлены	Возможно, разряжены батареи. Вставьте новые батареи, соблюдая полярность. Проверьте, не поврежден ли прибор. При необходимости обратитесь в сервисный центр.
Невозможно провести измерение, или выходит воздух / не повышается давление	Правильно наложите манжету. Повторите измерение спустя 30 минут покоя. Не разговаривайте и не двигайтесь во время измерения.
Измерения дают результаты, которые сильно отличаются друг от друга.	Повторите измерение правильно после 30-минутного периода покоя. Соблюдайте все указания по правильному измерению и учитывайте общую информацию о причинах неправильных измерений. Небольшие отклонения результатов измерения являются нормой, поскольку артериальное давление подвержено постоянным колебаниям.
Результаты измерений значительно отличаются от значений, измеренных врачом	Сохраните измеренные значения и обсудите их со своим врачом. Нет ничего необычного в том, что могут наблюдаться значительные отличия значений, измеряемых не в домашних условиях.

Если вам не удается решить проблему, обратитесь в службу поддержки. Не разбирайте прибор самостоятельно.

Очистка и уход

Перед очисткой прибора извлеките батареи. Очищайте прибор и манжету мягкой тканью, слегка смоченной в слабом мыльном растворе. Ни в коем случае не используйте агрессивные моющие средства, спирт, нефть, растворитель, бензин и т.д. Не погружайте прибор или какие-либо его принадлежности в воду. Следите за тем, чтобы в прибор не попадала влага. Устройство можно пользоваться снова только после того, как оно полностью высохнет. Не размещайте устройство непосредственно под прямыми солнечными лучами, не допускайте попадания в него грязи и влаги. Не подвергайте прибор воздействию слишком высоких и слишком низких температур. Очищайте прибор раз в неделю. Храните устройство в чистом и сухом месте в соответствии с указанными условиями хранения и транспортировки.

Дезинфекция

Мы рекомендуем дезинфицировать прибор 70 %-ным раствором изопропанола в течение

примерно 1 минуты до и после каждого использования. Для этого действуйте следующим образом: Протрите/дезинфицируйте корпус мягкой тканью, слегка смоченной в растворе, и сразу же вытрите его насухо. Не проводите дезинфекцию высокотемпературным паром или ультрафиолетовым излучением, так как это может повредить устройство или ускорить его старение! При очистке и дезинфекции соблюдайте указанные условия окружающей среды для эксплуатации.

Директивы и стандарты

Данный прибор для измерения артериального давления соответствует директивам стандартов ЕС для неинвазивных приборов измерения артериального давления. Он сертифицирован в соответствии с директивами ЕС и имеет знак CE (знак соответствия). Тонометр соответствует европейским предписаниям EN 60601-1 и EN 60601-1-2. Данное устройство сертифицировано в соответствии с директивами ЕС и снабжено знаком CE (Знак соответствия изделия). Требования Регламента о медицинских изделиях MDR (EC) 2017/745 соблюдены.

Изделие прошло клинические испытания в соответствии со стандартом ISO 81060-2.

Технические данные

ПРИМЕЧАНИЕ	
Температура поверхности устройства (возле двигателя) составляет максимум 41,3°C. Поэтому не используйте устройство непрерывно в течение длительного времени, так как это может привести к отклонениям в измерениях и перегреву устройства.	

Система индикации	: Цифровая индикация
Ячейки памяти	: 2 x 199 для результатов измерений
Метод измерения	: осциллометрический
Элементы питания	: 3 В ^{бат} , 2 батарейки по 1,5 В (типа AAA, LR03)
Диапазон измерения пневматического давления	: 0-295 мм рт.ст. (0-39,9 кПа)
Предел защиты от избыточного давления	: 295 мм рт.ст. (39,3 кПа)
Диапазон измерения АД	: Систола: 45-230 мм рт.ст. (6-30,7 кПа); Диастола: 25-160 мм рт.ст. (3,3-21,3 кПа)
Диапазон измерения пульса	: 40-199 ударов/мин.
Точность давления в манжете	: ± 3 мм рт.ст. (± 0,4 кПа)
Точность значений пульса	: ± 5 %
Режим работы	: Непрерывный режим
Срок службы	: 5 лет
Условия эксплуатации	: от +5°C до +40°C, макс. относительная влажность от 15 до 90 %, атмосферное давление: 70-106 кПа

Условия хранения и транспортировки : от -20°C до +55°C, относительная влажность от 10 до 93 %, атмосферное давление: 70-106 кПа.

Во время транспортировки или хранения избегайте сильных толчков, прямых ударов, коррозионных газов, воздействия солнечного света или дождя. Обеспечьте хорошую вентиляцию.

Размеры (Д x Ш x В)	: прилб. 83,9 x 65,9 x 25,5 мм
Размер дисплея	: 40 x 28,5 мм
Манжета	: прилб. 13,5-19,5 см для взрослых
Масса	: прилб. 115 г без батарей

Утилизация

Данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные устройства, вне зависимости от содержания вредных веществ, в сборные пункты своего города, либо в торговые пункты, чтобы их смогли утилизировать без ущерба для окружающей среды. Перед утилизацией прибора, извлеките батареи. Выбрасывайте использованные батареи не в бытовой мусор, а в баки для специального мусора или сдавайте в специализированные пункты сбора батарей. По вопросам утилизации обратитесь в вашу коммунальную службу или к дилеру.

Условия гарантии и ремонта

Гарантийный срок на изделия medisana составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.

Информацию об обслуживании можно найти здесь: <https://www.medisana.com/servicepartners>

В процессе постоянного совершенствования продукции мы сохраняем за собой право изменять оформление и технические параметры.

Последнюю версию данного руководства по эксплуатации можно найти на <https://docs.medisana.com/51073>

medisana GmbH,
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Германия

Shenzhen AOJ Medical Technology Co., Ltd.
Add: Room 301&4F, Block A, Building A, Jingfa Intelligent Manufacturing Park, Xiawelyuan, Gushu Community, Xixiang Street, Bao'an District, 518126 Shenzhen, CHINA

Share Info GmbH
Address: Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Германия
Tel: 0049 179 5666 508; E-mail: EU-Rep@share-info.com