

Medizinprodukt

Inhalationslösung

Inhalationslösung mit Natriumchlorid 0,9%

Beschreibung:

Mivolis Inhalationslösung wird zur Befeuchtung der oberen und unteren Atemwege, durch Vernebelung mit einem elektrisch betriebenen Düsenvernebler oder Ultraschallvernebler eingesetzt, beispielsweise als begleitende Maßnahme bei der Behandlung von Erkältungskrankheiten (z. B. Husten oder Schnupfen), Entzündungen oder chronischen Erkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Asthma, COPD, etc.) und bei geringer Luftfeuchtigkeit nach langem Aufenthalt in klimatisierten oder geheizten Räumen. **Mivolis Inhalationslösung** sorgt für eine ausreichende Befeuchtung der Schleimhaut Ihrer Atemwege, wodurch ein unangenehmes Austrocknen verhindert wird. So wird die natürliche Reinigung Ihrer Atemwege unterstützt, was sich nicht nur bei Entzündungen, sondern auch bei vermehrter Staub- und Schadstoffbelastung (z. B. durch Tabakrauch) positiv bemerkbar macht.

ANWENDUNG FÜR DIE INHALATION:

Für **Mivolis Inhalationslösung** gibt es keine Altersbeschränkung und kann somit auch bei Kleinkindern angewendet werden.

Natriumchlorid 0,9% Inhalationslösung kann zur Verdünnung von Arzneimitteln zur Inhalation verwendet werden.

Bitte beachten Sie bei Anwendung von **Mivolis Inhalationslösung** in Verbindung mit einem Arzneimittel genau die Verdünnungsangaben in der Gebrauchsinformation des Arzneimittels.

Vorbereitung der Inhalation:

Je nach Bedarf, bis maximal 4-mal täglich, jeweils den Inhalt eines Ein-Dosis-Behältnisses in den Vernebler füllen. Beachten Sie dabei bitte die Angaben des Herstellers des verwendeten elektrisch betriebenen Düsenverneblers oder Ultraschallverneblers.

Die Dauer der Inhalation richtet sich nach der Art und Ausstattung des verwendeten Inhalationsgerätes und kann daher etwas variieren.

Bei Anwendung von **Mivolis Inhalationslösung** in Verbindung mit einem Arzneimittel, die Gebrauchsinformation des zu inhalierenden Arzneimittels vor Verwendung sorgfältig lesen und beachten. Das Arzneimittel muss für diese Darreichungsform vorgesehen sein. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes, der das Arzneimittel verschrieben hat, oder die des Apothekers.

Vorbereitung des Verneblers:

Öffnen Sie den Vernebler durch leichtes Drehen des Vernebleroberteils gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie dieses vom Behälter ab. Öffnen Sie das Ein-Dosis-Behältnis und füllen Sie **Mivolis Inhalationslösung** in den Behälter des Verneblers. Halten Sie den Vernebler aufrecht und verschrauben Sie die Teile miteinander.

Inhalation mit dem Mundstück:

Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und umschließen Sie es mit den Lippen. Setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig über das Mundstück ein und atmen Sie nach wenigen Sekunden durch die Nase aus.

Inhalation mit der Maske:

Halten Sie die Maske auf Ihr Gesicht, sodass Mund und Nase dicht umschlossen sind. Führen Sie den Atemvorgang wie oben beschrieben durch.

ANWENDUNG FÜR DIE NASENHYGIENE:

Mivolis Inhalationslösung kann auch zur täglichen Nasenreinigung bei Säuglingen, Kleinkindern, Schulkindern und Erwachsenen, insbesondere bei folgenden Indikationen, verwendet werden:

- Erkältung
- Bronchitis
- Asthma
- allergischer Schnupfen z. B. Heuschnupfen
- häufiger Aufenthalt in überheizten oder klimatisierten Räumen
- bei Aufenthalt in belasteter Umgebung (Staub, Smog)

Mivolis Inhalationslösung schützt die Nasenschleimhaut sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen vor dem Austrocknen und verhindert eine übermäßige Schleimproduktion, indem der natürliche Feuchtigkeitsgehalt der Nasenschleimhaut wiederhergestellt wird. So wird die natürliche Reinigung der Atemwege unterstützt, was sich nicht nur bei Entzündungen, sondern auch bei vermehrter Staub- und Schadstoffbelastung (z. B. durch Tabakrauch) positiv bemerkbar macht. Bei Säuglingen dient **Mivolis Inhalationslösung** zur Befreiung der Nase von Schleim und erleichtert somit das Füttern und kann die Einschlafzeit verkürzen.

Säuglinge und Kleinkinder:

Je nach Bedarf oder direkt vor dem Füttern einige Tropfen in jedes Nasenloch geben

Erwachsene und Schulkinder:

Je nach Bedarf zur Nasenhygiene anwenden.



1. Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass das Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das Kopfende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen).



3. Tropfen Sie die benötigte Menge Lösung in das Nasenloch.



4. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Nasenloch.



2. Legen Sie den Kopf des Kindes etwas zurück und führen Sie die Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vorsichtig in das Nasenloch ein.



5. Heben Sie den Kopf des Kindes und wischen Sie überschüssige Lösung weg. Lassen Sie die Lösung kurze Zeit einwirken, bevor Sie die Nase des Kindes reinigen.

Natriumchlorid 0,9% Inhalationslösung enthält keine Konservierungsmittel und kann daher während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Zusammensetzung:

Natriumchlorid 0,9%, Wasser für Injektionszwecke

Inhalt:

Ein-Dosis-Behältnisse 30 x 2,5 ml

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

- Nicht zur Injektion verwenden.
- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.

- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da die **Mivolis Inhalationslösung** keine Konservierungsmittel enthält, dürfen Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie die Lösung nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis sowie auf der Faltschachtel eingeprägt.
- Die **Mivolis Inhalationslösung** befindet sich in kleinen Kunststoffbehältern, die von kleinen Kindern verschluckt werden könnten. Bitte bewahren Sie deshalb die **Mivolis Inhalationslösung** unzugänglich für Kinder auf.
- **Mivolis Inhalationslösung** kann auch zur Verdünnung von Arzneimitteln zur Inhalation verwendet werden. Vor dieser Anwendung muss die Gebrauchsinformation des Arzneimittels sorgfältig gelesen und befolgt werden. Das Arzneimittel muss für diese Darreichungsform vorgesehen sein. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes, der das Arzneimittel verschrieben hat, oder die des Apothekers.
- Sollte bei Ihnen eine schwerwiegende unerwünschte Reaktion während der Anwendung oder in Zusammenhang mit der Anwendung dieses Medizinproduktes auftreten, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

Lagerung:

Bei 2°C bis 25°C lagern. Vor Frost schützen. Ein-Dosis-Behältnisse vor Licht geschützt in der Originalfaltschachtel aufbewahren.

Stand der Information: 05/2025

Ⓡohtwór do inhalacji Mivolis

Roztwór chlorku sodu 0,9% do inhalacji

Opis:

Roztwór do inhalacji Mivolis jest stosowany do nawilżania górnych i dolnych dróg oddechowych poprzez nebulizację przy użyciu elektrycznego nebulizatora dysowego lub nebulizatora ultradźwiękowego; np. jako preparat uzupełniający w leczeniu przeziębienia (np. kaszlu lub kataru), stanów zapalnych lub chorób przewlekłych (np. kataru siennego, astmy, POChP itp.), w przypadku niskiej wilgotności powietrza po długim przebywaniu w klimatyzowanych lub ogrzewanych pomieszczeniach.

Roztwór do inhalacji Mivolis zapewnia odpowiednie nawilżenie błony śluzowej dróg oddechowych, zapobiegając nieprzyjemnemu wysuszeniu. W ten sposób wspomaganie jest naturalne oczyszczanie dróg oddechowych, które ma pozytywny wpływ nie tylko w przypadku stanów zapalnych, ale także zwiększonej ekspozycji na pył i zanieczyszczenia (np. dym tytoniowy).

ZASTOSOWANIE DO INHALACJI:

Nie ma ograniczeń wiekowych stosowania **Roztwór do inhalacji Mivolis**, dlatego można go stosować również u małych dzieci. Roztwór chlorku sodu 0,9% do inhalacji może być stosowany do rozcieńczania leków do inhalacji. W przypadku stosowania **Roztwór do inhalacji Mivolis** w połączeniu z lekiem należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących rozcieńczania zawartych w ulotce leku.

Przygotowanie do inhalacji:

Zawartość opakowania jednodawkowego wlać do nebulizatora zależnie od potrzeby, maksymalnie 4 razy dziennie. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta stosowanego elektrycznego nebulizatora dysowego lub nebulizatora ultradźwiękowego. Czas trwania inhalacji zależy od rodzaju i wyposażenia stosowanego urządzenia do inhalacji i dlatego może się nieznacznie różnić. W przypadku stosowania **Roztwór do inhalacji Mivolis** w połączeniu z lekiem należy dokładnie przeczytać ulotkę leku do inhalacji i postępować zgodnie z zawartymi w niej informacjami. Lek musi być przewidziany do tej drogi podania. Postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, który przepisał lek, lub farmaceuty.

Przygotowanie do nebulizacji: Otworzyć nebulizator, obracając lekko górną część nebulizatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i wyjąć go z pojemnika. Otworzyć opakowanie jednodawkowe i **Roztwór do inhalacji Mivolis** do pojemnika nebulizatora. Przytrzymać nebulizator w pozycji pionowej i skrócić ze sobą jego części.

Inhalacja przez ustnik: Umieścić ustnik między zębami i otoczyć go wargami. Usiąść w pozycji wyprostowanej i rozluźnić się. Wykonać spokojny i równomierny wdech przez ustnik, a po kilku sekundach wydech przez nos.

Inhalacja przez maskę: Przyłożyć maskę do twarzy tak, aby obejmowała szczelnie usta i nos. Wykonać procedurę oddychania zgodnie z opisem powyżej.

ZASTOSOWANIE DO HIGIENY NOSA

Roztwór do inhalacji Mivolis może być również stosowany do codziennego oczyszczania nosa u niemowląt, małych dzieci, dzieci w wieku szkolnym i dorosłych, w szczególności w przypadku następujących wskazań:

- przeziębienie
- zapalenie oskrzeli
- astma
- katar alergiczny, np. katar sienny
- częste przebywanie w przegrzanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach
- przebywanie w obciążonym środowisku (pył, smog)

Roztwór do inhalacji Mivolis chroni błonę śluzową nosa przed wysychaniem zarówno u dzieci, jak i dorosłych i zapobiega nadmiernej produkcji śluzu poprzez przywrócenie naturalnej wilgotności błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaganie jest naturalne oczyszczanie dróg oddechowych, które ma pozytywny wpływ nie tylko w przypadku stanów zapalnych, ale także zwiększonej ekspozycji na pył i zanieczyszczenia (np. dym tytoniowy).

U niemowląt **Roztwór do inhalacji Mivolis** stosuje się w celu oczyszczenia nosa ze śluzu, co ułatwia karmienie i może skrócić czas zaspiania.

Niemowlęta i małe dzieci: zależnie od potrzeby lub bezpośrednio przed karmieniem wprowadzić kilka kropli do każdego nozdrza

Dorośli i dzieci w wieku szkolnym: stosować do higieny nosa zależnie od potrzeby



1. Oderwać opakowanie jednodawkowe. Upewnić się, że opakowanie jednodawkowe jest nieuszkodzone. W celu otwarcia należy obrócić końcówkę pojemnika jednodawkowego (nie pociągać).



3. Wkroplic odpowiednią ilość roztworu do nozdrza.



2. Lekko odchylić głowę dziecka i ostrożnie wprowadzić otwór opakowania jednodawkowego do nozdrza.



4. Powtórzyć procedurę w drugim nozdrzu.



5. Unieść głowę dziecka i wytrzeć nadmiar roztworu. Pozostawić roztwór na krótko w celu zadziałania przed przystąpieniem do oczyszczania nosa dziecka.

Roztwór chlorku sodu 0,9 % do inhalacji nie zawiera środków konserwujących i dlatego może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Skład: Chlorek sodu 0,9 %, woda do wstrzykiwań
Zawartość: Opakowania jednodawkowe 30 x 2,5 ml

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- nie stosować do wstrzykiwań!
- Nie stosować, jeśli opakowanie jednodawkowe jest uszkodzone.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Wyłącznie do jednorazowego użytku; ponieważ **Roztwór do inhalacji Mivolis** nie zawiera środków konserwujących, nie należy wykorzystywać pozostałości roztworu.
- Nie stosować roztworu po upływie terminu ważności. Jest on nadrukowany na każdym opakowaniu jednodawkowym oraz pudełku.
- **Roztwór do inhalacji Mivolis** znajduje się w małych opakowaniach z tworzywa sztucznego, które mogą zostać pokłnięte przez małe dzieci. Dlatego też **Roztwór do inhalacji Mivolis** należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Roztwór do inhalacji Mivolis** może być także stosowany do rozcieńczania leków do inhalacji. Przed użyciem leku należy uważnie przeczytać ulotkę leku i postępować zgodnie z zawartymi w niej informacjami. Lek musi być przewidziany do tej drogi podania. Postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, który przepisał lek, lub farmaceuty.
- W przypadku wystąpienia poważnej niepożądej reakcji podczas stosowania lub w związku ze stosowaniem tego wyrobu medycznego należy zgłosić ten fakt producentowi oraz właściwemu organowi.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 2–25 °C. Chronić przed mrozem. Opakowania jednodawkowe należy chronić przed światłem i przechowywać w oryginalnym pudełku.

Data sporządzenia informacji: 05.2025

Dystrybucja: dm-drogerie markt sp. z o.o., ul. Jaworska 13, PL-53-612 Wrocław, www.dm.pl, +48 800 909 606, info@dm.pl.

Dystrybucja: Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114, DE-33739 Bielefeld

® Soluție Inhalatorie Mivolis

Soluție inhalatorie cu clorură de sodiu 0,9 %

Descriere:

Soluție inhalatorie Mivolis se utilizează pentru umidificarea căilor respiratorii superioare și inferioare prin nebulizare cu un nebulizator cu duză acționat electric sau cu un nebulizator cu ultrasunete; de ex., ca măsură adjuvantă în tratamentul răcelilor (de ex., tuse sau rinoree), inflamațiilor sau bolilor cronice (de ex., rinită alergică sezonieră, astm, BPOC etc.), în caz de umiditate scăzută după perioade lungi petrecute în încăperi cu aer condiționat sau încălzite. **Soluție inhalatorie Mivolis** asigură hidratarea adecvată a mucoaselor căilor respiratorii, prevenind uscarea neplăcută a acestora. Astfel este susținută curățarea naturală a căilor respiratorii, care are un efect pozitiv nu numai în caz de inflamație, ci și în prezența unei încălcări crescute la praf și poluanți (de exemplu, fum de țigară).

UTILIZARE PENTRU INHALAȚIE:

Nu există limită de vârstă pentru **Soluție inhalatorie Mivolis** și, prin urmare, poate fi utilizat și pentru copii mici. Soluția inhalatorie cu clorură de sodiu 0,9 % poate fi utilizată pentru diluarea medicamentelor destinate inhalării. Atunci când administrați **Soluție inhalatorie Mivolis** în combinație cu un medicament, vă rugăm să urmați instrucțiunile de diluare din prospectul medicamentului.

Pregătirea inhalatiei:

Turnați conținutul unui recipient monodoză în nebulizator, după cum este necesar, de maximum 4 ori pe zi. Vă rugăm să urmați instrucțiunile producătorului nebulizatorului cu duză acționat electric sau al nebulizatorului cu ultrasunete utilizat. Durata inhalării depinde de tipul și echipamentul dispozitivului de inhalare utilizat și, prin urmare, poate varia ușor. În cazul administrării **Soluție inhalatorie Mivolis** în combinație cu un medicament, citiți cu atenție și respectați prospectul medicamentului care urmează să fie inhalat înainte de utilizare. Medicamentul trebuie să fie destinat acestei forme farmaceutice. Vă rugăm să urmați instrucțiunile medicului care a prescris medicamentul sau pe cele ale farmacistului.

Pregătirea nebulizatorului: Deschideți nebulizatorul rotind ușor partea superioară a acestuia în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați-l de pe recipient. Deschideți recipientul monodoză și turnați **Soluție inhalatorie Mivolis** în recipientul nebulizatorului. Țineți nebulizatorul în poziție verticală și înșurubați piesele între ele,

Inhalare cu piesa bucală: Luați piesa bucală între dinți și strângeți-o cu buzele. Stați drept și relaxat. Inspirați calm și uniform prin piesa bucală și expirați pe nas după câteva secunde.

Inhalare cu masca: Țineți masca pe față astfel încât să acopere bine gura și nasul. Efectuați procesul de respirație așa cum este descris mai sus.

ADMINISTRARE PENTRU IGIENA NAZALĂ

Soluție inhalatorie Mivolis poate fi administrat și pentru igiena nazală zilnică la sugari, copii mici, școlari și adulți, în special în cazul următoarelor indicații:

- răceli
- bronșită
- astm
- rinită alergică, de ex., rinită alergică sezonieră numită și febra fânului
- perioade lungi petrecute în încăperi supraîncălzite sau cu aer condiționat
- în cazul timpului petrecut într-un mediu poluat (praf, smog)

Soluție inhalatorie Mivolis protejează mucoasa nazală de uscare atât la copii, cât și la adulți și previne producerea excesivă de mucus prin restabilirea nivelului natural de umiditate al mucoasei nazale. Astfel este susținută curățarea naturală a căilor respiratorii, care are un efect pozitiv nu numai în cazul inflamației, ci și în prezența unei încălcări crescute la praf și poluanți (de ex., fum de țigară). La sugari, **Soluție inhalatorie Mivolis** ajută la curățarea nasului de mucus, facilitând astfel hrănirea și poate scurta timpul necesar pentru a adormi.

Sugari și copii mici: aplicați câteva picături în fiecare nară, după cum este necesar sau chiar înainte de hrănire

Adulți și școlari: utilizați după cum este necesar pentru igiena nazală



1. Separați un recipient monodoză. Asigurați-vă că recipientul monodoză nu este deteriorat. Pentru deschidere, răsușiți capătul recipientului monodoză (nu trageți).
2. Înclinați ușor capul copilului pe spate și introduceți cu grijă deschiderea recipientului monodoză în nară.



3. Picurați cantitatea necesară de soluție în nară

4. Repetați procesul în cealaltă nară.

5. Ridicați capul copilului și ștergeți orice soluție în exces. Lăsați soluția să acționeze pentru o perioadă scurtă de timp înainte de a curăța nasul copilului.

Soluția inhalatorie cu clorură de sodiu 0,9 % nu conține conservanți și, prin urmare, poate fi utilizată în timpul sarcinii și alăptării.

Compoziție: Clorură de sodiu 0,9 %, apă pentru preparate injectabile

Conținut: Recipiente monodoză 30 X 2,5 ml

Precauții și avertismente

- a nu se utiliza pentru injectare!
- Nu utilizați dacă recipientul monodoză este deteriorat.
- Nu utilizați în caz de hipersensibilitate existentă la oricare dintre ingrediente.
- De unică folosință; deoarece **Soluție inhalatorie Mivolis** nu conține conservanți, soluția rămasă nu trebuie reutilizată.
- Nu utilizați soluția după data de expirare. Aceasta este imprimată pe fiecare recipient monodoză și pe cutia pliabilă.
- **Soluție inhalatorie Mivolis** este în recipiente mici din plastic care ar putea fi înghițite de copii mici. Prin urmare, vă rugăm să nu lăsați **Soluție inhalatorie Mivolis** la îndemâna copiilor.
- **Soluție inhalatorie Mivolis** poate fi utilizat și pentru diluarea medicamentelor destinate inhalării. Prospectul medicamentului trebuie citit și urmat cu atenție înainte de administrare. Medicamentul trebuie să fie destinat acestei forme farmaceutice. Vă rugăm să urmați instrucțiunile mcele ale farmacistului.
- Dacă prezentați o reacție adversă gravă în timpul administrării sau în legătură cu utilizarea acestui dispozitiv medical, vă rugăm să raportați acest lucru producătorului și autorității competente.

Depozitare

A se păstra la o temperatură cuprinsă între 2 °C și 25 °C. A se feri de îngheț. Păstrați recipientele monodoză protejate de lumină în cutia pliabilă originală. edicului care a prescris medicamentul sau pe ce.

Starea informațiilor: 05/2025

Distribuitor: S.C. dm drogerie markt S.R.L., Strada Cremona Nr.2, 300518 Timișoara, România

Distribuitor: Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114, DE-33739 Bielefeld

 - DE Gebrauchsanweisung beachten - PL Przestrzegać informacji zawartych w ulotce - RO Respectați instrucțiunile de utilizare	 - MD Medizinprodukt - PL Wyrób medyczny - RO Dispozitiv medical	 - DE Sterilisiert mit aseptischen Verfahren - PL Sterylizowany metodą aseptyczną - RO Sterilizat cu proceduri aseptice
 - DE Verwendbar bis - PL Termin przydatności do użycia - RO Poate fi utilizat până la	 - DE Herstellungsdatum - PL Data produkcji - RO Data fabricației	 - DE Temperaturgrenzwerte und Lagerungstemperatur - PL Wartości graniczne temperatury i temperatura przechowywania - RO Limitele de temperatură și temperatura de depozitare
 - DE Chargenbezeichnung - PL Nazwa partii - RO Numărul lotului	 - DE Hersteller - PL Producent - RO Producător	 - DE Zum einmaligen Gebrauch - PL Do jednorazowego użytku. - RO De unică folosință.
 - DE Nicht verwenden, wenn die Verpackung (Ein-Dosis-Behältnisse) beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten. - PL Nie stosować, jeśli opakowanie (opakowanie jednodawkowe) jest uszkodzone i postępować zgodnie z ulotką - RO Nu utilizați dacă ambalajul (recipientele monodoză) este deteriorat și urmați instrucțiunile de utilizare.	 - DE Vor Sonnenlicht schützen. Ein-Dosis-Behältnisse vor Licht geschützt in der Originalfaltschachtel aufbewahren. - PL Chronić przed światłem słonecznym. Opakowania jednodawkowe należy chronić przed światłem i przechowywać w oryginalnym pudełku. - RO A se proteja de lumina soarelui. Păstrați recipientele monodoză protejate de lumină în cutia pliabilă originală.	 - DE Einfaches Sterilbarriere-System mit äußerer Schutzverpackung - PL System pojedynczej bariery sterylnej z zewnętrznym opakowaniem ochronnym - RO Sistem simplu de barieră sterilă cu ambalaj exterior de protecție
 - DE CE-Kennzeichnung = Symbol der Freiverkehrsfähigkeit in der EU mit Angabe der eingebundenen Benannten Stelle - PL Oznakowanie CE = symbol swobodnego przepływu w UE ze wskazaniem właściwej jednostki notyfikowanej - RO Marcajul CE = simbol al liberei circulații pe piața UE cu indicarea organismului notificat implicat		 - DE Eindeutige Produkt-Identifizierung - PL Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu - RO Identificarea unică a produsului

Vertrieb durch:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

CE 0483


Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
DE-92551 Stulln

Distribuitor:
Dr. Kleine Pharma GmbH
Heidsieker Heide 114
DE-33739 Bielefeld



633_REV01 G02