



Perioden-Wärmepflaster

Wärmetherapie zur vorübergehenden Linderung von Periodenkrämpfen

2 Stk. à 19,8 x 10 cm

- Anwendung:**
- Öffnen Sie die Packung vor Gebrauch.
 - Entfernen Sie das Schutzpapier, um die Klebeseite freizulegen. Legen Sie das Wärmepflaster anschließend auf die schmerzende Stelle, so dass der Kleber auf der Haut aufliegt. Bringen Sie es nun fest an und achten Sie darauf, dass sich die Wärmeelemente nicht überlappen.
 - Bis die therapeutische Temperatur erreicht wird, kann es bis zu 30 Minuten dauern.
 - Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine Tragedauer von 12 Stunden. Nicht länger als 12 Stunden innerhalb eines 24-Stunden Zeitraums tragen.
 - Legen Sie das Pflaster flach auf Ihrer Haut auf. Falten oder bündeln Sie es nicht, da so das Risiko von Verbrennungen erhöht wird.
 - Nur zum einmaligen Gebrauch. Nach Gebrauch entsorgen.

Warnhinweise:

- Das Produkt kann Verbrennungen verursachen.
- Außer Reichweite von Kindern, Babys und Tieren aufbewahren.
- Das Produkt kann bei Personen mit empfindlicher Haut oder unsachgemäßem Gebrauch juckende Haut, Hautrötungen oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- Nicht während des Schlafens tragen.
- Überprüfen Sie die Haut während der Anwendung regelmäßig.
- Fragen Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Durchblutungsstörungen, Herzkrankheiten oder rheumatoider Arthritis leiden oder wenn Sie schwanger sind.
- Entfernen Sie das Produkt sofort, wenn Sie eine Reizung oder ein Brennen feststellen.
- Jede Zelle des Pflasters enthält Eisen, das beim Verschlucken schädlich sein kann. Spülen Sie daher im Falle von Verschlucken den Mund mit Wasser aus und kontaktieren Sie sofort eine Giftnotrufzentrale.
- Wenn der Inhalt des Wärmepflaster mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt, spülen Sie es sofort mit Wasser aus.
- Erhitzen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle oder versuchen Sie es nach dem Gebrauch nicht erneut zu erhitzen, da die Wärmepflaster Feuer fangen können.
- Nach der Verwendung im Restmüll entsorgen.

Gegenindikationen:

Wärmepflaster sollten nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen sind, wie z. B. Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut. Bei der Behandlung von Kindern ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.

Bei der Verwendung des Produkts:

- Prüfen Sie die Haut regelmäßig auf Anzeichen von Verbrennungen oder Blasen – sollten diese auftreten, beenden Sie die Anwendung.
- Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter oder tragen Sie es auf der Kleidung.
- Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus.
- Entfernen Sie das Produkt bevor Sie sich einer Magnetresonanztomographie (MRT) unterziehen, um ein erhöhtes Verbrennungsrisiko zu vermeiden.

Verwenden Sie das Produkt nicht,

- wenn der Inhalt des Wärmepflasters ausläuft und/oder die Verpackung beschädigt oder zerrissen ist.
- länger als 12 Stunden innerhalb eines 24-Stunden Zeitraums.
- in Kombination mit Schmerzmitteln, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- auf kranker, beschädigter oder rissiger Haut.
- bei Blutergüssen oder Schwellungen, die in den letzten 48 Stunden aufgetreten sind.
- an Körperstellen, an welchen Sie keine Wärme spüren.

- gemeinsam mit anderen Wärmearten.
- bei Personen, die nicht in der Lage sind, das Produkt zu entfernen, einschließlich Kindern, Kleinkindern und älteren Menschen.
- bei Personen, die nicht in der Lage sind, alle Gebrauchsanweisungen zu befolgen.

- Beenden Sie die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf,**
- wenn sich der Schmerz verschlimmert oder länger als 7 Tage anhält.
 - wenn Sie an der Stelle, an der Sie das Produkt verwenden, Beschwerden, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder andere Veränderungen der Haut feststellen.

Transport und Lagerung:

- Das Produkt kann bei Raumtemperatur in trockener und belüfteter Umgebung gelagert und transportiert werden.

Inhaltsstoffe:

Eisenpulver, Aktivkohle, Kieselsgur, Salz, Wasser.

Im Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

► Hergestellt in China

Stand der Informationen 01.12.2023

🇨🇿 Hřejivé náplasti při menstruaci

Hřejivé náplasti Jessa poskytují až 12 hodin blahodárného tepla s hlubokým účinkem a pomáhají ulevit od mírné menstruační bolesti. 2 kusy po 19,8 x 10 cm

Pokyny k aplikaci:

- Před použitím otevřete balení.
- Odstraňte ochranný papír a odkryjte lepicí stranu. Poté položte hřejivou náplast na bolestivou oblast tak, aby lepidlo doléhalo na kůži. Nyní náplast přitlačte a dejte přitom pozor, aby se hřejivé prvky nepřekrývaly.
- Může trvat až 30 minut, než náplast dosáhne teploty s léčebným účinkem.
- Pro maximální účinnost doporučujeme používat po dobu 12 hodin.
- Nepoužívejte více než 12 hodin během 24 hodin.
- Přiložte náplast na kůži.
- Neohýbejte ji ani neskládejte, zvýší se tím riziko popálení.
- K jednorázovému použití. Po použití zlikvidujte.

Upozornění:

- Tento produkt může způsobit popáleníny.
- Skladujte mimo dosah dětí, kojcenců a zvířat.
- Tento produkt může způsobit svědění, zarudnutí nebo mírné popáleníny kůže u lidí s citlivou pokožkou nebo při nesprávném použití.
- Nepoužívejte při spánku.
- Během aplikace pravidelně kontrolujte pokožku.
- Pokud máte cukrovku, oběhové problémy, srdeční onemocnění, revmatoidní artritidu nebo jste těhotná, poraďte se před použitím se svým lékařem.
- V případě podráždění nebo pálení přípravek okamžitě z kůže odstraňte.
- Náplast obsahuje železo, které může být při požití škodlivé. Při požití vypláchněte ústa vodou a kontaktujte toxikologické středisko.
- Pokud se obsah hřejivé náplasti dostane do kontaktu s pokožkou nebo očima, okamžitě postiženou oblast opláchněte vodou.
- Neohřívajte prípravok v mikrovlnné troubě ani se jej po použití nepokoušejte znovu ohřát, mohlo by dojít ke vznícení hřejivé náplasti.
- Po použití zlikvidujte ve směsném odpadu.

Varování:

Při použití tohoto produktu

- Pravidelně kontrolujte pokožku, zda nevykazuje známky popálenin nebo puchýřů. Pokud ano, přerušte aplikaci.
- Pokud je produkt příliš horký, přestaňte jej používat nebo jej noste na oblečení.
- Nevyvíjejte na produkt tlak.
- Před podstoupením magnetické resonance (MR) produkt odstraňte, aby se zabránilo zvýšenému riziku popálení.

Produkt nepoužívejte

- v případě poškození náplasti nebo obalu.

- více než 12 hodin během 24 hodin.
- v kombinaci s léky proti bolesti, krémy, mastmi nebo léčivými tinkturami.
- na nemocnou, poškozenou nebo popraskanou kůži.
- na modřiny nebo otoky, které se objevily během posledních 48 hodin.
- na oblastech těla, kde necítíte teplo.
- v kombinaci s jinými formami tepla.
- u osob, které nemohou produkt odstranit samy, včetně dětí, kojcenců a starších osob.
- u osob, které nejsou schopny dodržovat všechny pokyny pro použití.

- Produkt přestaňte používat a poraďte se s lékařem v případě,**
- že bolest zesílí nebo přetrvá déle než 7 dní.
 - že se objeví příznaky, pálení, otok, vyrážka nebo jiné kožní změny.

Přeprava a skladování

- Produkt lze skladovat a přepravovat při pokojové teplotě v suchém a větraném prostředí.

Závažné události, ke kterým dojde v souvislosti s výrobkem, musí být nahlášeny výrobcí a příslušnému úřadu.

Vyrobeno v Číně.

Distributor pro ČR: dm drogerie markt s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, tel.: 800 100 808

Poslední aktualizace informací: 01.12.2023

🇭🇺 Menstruációs melegítőtapasz

A Jessa melegítőtapasz akár 12 órán át tartó jóleső, mélyen ható meleget biztosít az enyhe menstruációs fájdalom enyhítésére. 2 darab 19,8 x 10 cm-es tapasz.

Használati útmutató:

- Használat előtt nyissa ki a csomagot.
- Távolítsa el a védőpapírt, hogy szabaddá tegye a ragasztós oldalt. Ezután helyezze a melegítőtapaszt a fájdalom területre úgy, hogy a ragasztós fele a bőre felé essen. Ezután tapassza oda erősen, és ügyeljen arra, hogy a melegítőelemek ne legyenek átfedésben.
- Akár 30 percig is eltarthat, amíg a tapasz eléri a terápiás hőmérsékletet.
- A maximális hatékonyság érdekében 12 órás viselési időt ajánlunk.
- Egy 24 órás időszakon belül ne viselje 12 óránál hosszabb ideig.
- Helyezze a tapaszt kisimítva a bőrére.
- Ne hajtsa és ne csavarja össze, mert ez növeli az égési sérülések kockázatát.
- Kizárólag egyszeri használatra. Használat után ártalmatlanítsa.

Megjegyzések:

- Ez a termék égési sérülést okozhat.
- Gyermekektől, csecsemőktől és állatoktól elzárva tartandó.
- Ez a termék viszketést, bőrpírt vagy enyhe bőrgéget okozhat érzékeny bőrűeknél vagy nem megfelelő használat esetén.
- Ne használja alvás közben.
- Rendszeresen ellenőrizze a bőrét az alkalmazás során.
- Használat előtt kérdezze meg orvosát, ha cukorbetegségben, keringési zavarban, szívbetegségben vagy reumás ízületi gyulladásban szenved, vagy ha terhes.
- Irritáció vagy égés esetén azonnal távolítsa el a terméket a bőrről.
- A tapasz vasat tartalmaz, ami lenyelve ártalmas lehet. Lenyelés esetén öblítse ki a száját vízzel, és lépjen kapcsolatba a méregellenőrző központtal.
- Ha a tapasz beltartalma érintkezésbe kerül a bőrrrel vagy a szemmel, azonnal öblítse ki vízzel.
- Ne melegítse a terméket mikrohullámú sütőben, és használat után ne próbálja újra felmelegíteni, mert a melegítőtapasz megggyulladhat.
- Használat után helyezze a háztartási hulladékbba.

Figyelmeztetések:

A termék használatá során

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a bőrön nincsenek-e égési sérülések vagy hólyagok. Ebben az esetben hagyja abba az alkalmazást.
- Ha a terméket túl forrónak érzi, hagyja abba a használatát, vagy viselje ruházaton.

- Ne gyakoroljon további nyomást a termékre.
- Az égési sérülések fokozott kockázatának elkerülése érdekében távolítsa el a terméket, mielőtt mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálatnak (MRI) vetné alá magát.

Ne használja:

- ha sérült a tapasz vagy a csomagolás;
- 24 órán belül 12 óránál hosszabb ideig;
- fájdalomcsillapítókkal, krémekkel, kenőcsökkel vagy gyógyhatású krémekkel együtt;
- beteg, sérült vagy repedt bőrön;
- az elmúlt 48 óraban kialakult véráláfutás vagy duzzanat esetén;
- a test olyan területén, ahol nem érzi a meleget;
- más hőforrásokkal kombinálva;
- olyan személyeknél, akik önállóan nem tudják eltávolítani a terméket, beleértve a gyermekeket, kisgyermekeket és időseket;
- olyan személyeknél, akik nem tudják követni a használatra vonatkozó összes utasítást.

Hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz:

- ha a fájdalom súlyosabbá válik, vagy több mint 7 napig fennáll;
- ha panaszkodat, égő érzést, duzzanatot, kiütéseket vagy egyéb bőrelváltozásokat tapasztal.

Szállítás és tárolás:

- A termék szobahőmérsékleten, száraz és jól szellőző környezetben tárolható és szállítható.

A termékhez kapcsolódó súlyos incidenseket jelenten i kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak.

Származási hely: Kína.

Forgalmazza: dm Kft., 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4.

Az információk legutóbb frissítve: 01.12.2023

🇵🇱 Plaster rozgrzewający Prioden

Plastry rozgrzewające Jessa działają łagodząco i zapewniają przyjemne ciepło nawet przez 12 godzin, przynosząc ulgę w dolegliwościach bólowych związanych z menstruacją.

2 sztuki o wymiarach 19,8 x 10 cm.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Przed użyciem otwórz opakowanie
- Oderwij warstwę ochronną, aby odsonić samoprzylepną stronę plastra. Następnie umieść plaster rozgrzewający na obołatym miejscu w taki sposób, aby strona samoprzylepna przylegała do skóry. Przyklej plaster mocno i upewnij się, że elementy grzewcze nie nachodzą na siebie.
- Czas potrzebny na rozgrzanie się plastra do temperatury docelowej może wynieść do 30 minut.
- Aby uzyskać maksymalną skuteczność, zalecamy noszenie przez 12 godzin.
- Nie nosić dłużej niż 12 godzin w ciągu 24 godzin.
- Umieścić plaster płasko na skórze.
- Nie należy go składać ani związać, ponieważ zwiększa to ryzyko poparzenia.
- Do jednorazowego użytku. Wyrzucić po użyciu.

Wskazówki:

- Ten produkt może spowodować oparzenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, niemowląt i zwierząt.
- Produkt może wywołać swędzenie, zaczerwienienie lub łagodne podrażnienia skóry u osób posiadających skórę wrażliwą lub w przypadku niewłaściwego stosowania.
- Produkt nie powinien być stosowany podczas snu.
- Po natożeniu należy często sprawdzać skórę.
- W przypadku cukrzycy, niewydolności krążenia, chorób serca, reumatoidalnego zapalenia stawów lub ciąży należy skonsultować się z lekarzem.
- W razie wystąpienia podrażnienia lub pieczenia należy natychmiast usunąć produkt ze skóry.
- Plaster zawiera żelazo, które może być szkodliwe w przypadku połknięcia. W razie połknięcia przepłukać usta wodą i skontaktować się z ośrodkiem leczenia zatruc.
- W przypadku kontaktu zawartości plastra termicznego ze skórą lub oczami, należy natychmiast przemyć je wodą.
- Nie podgrzewać produktu w kuchence mikrofalowej ani nie próbować podgrzewać go ponownie po użyciu, ponieważ może dojść do zapłonu plastra rozgrzewającego.
- Po użyciu wyrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

- Ostrzeżenia:**
Podczas korzystania z tego produktu
- Należy regularnie oglądać skórę pod kątem oznak oparzeń lub pęcherzy. W razie ich wystąpienia, przerwać stosowanie.
 - Jeśli produkt jest zbyt gorący, należy przerwać jego stosowanie lub nakładać go przez ubranie.
 - Nie wywierać nadmiernego nacisku na produkt.
 - Przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym (MRI) należy usunąć produkt, aby uniknąć zwiększonego ryzyka oparzeń.

- Nie używaj plastra:**
- jeżeli plaster lub opakowanie są uszkodzone,
 - przez czas dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby,
 - na częściach ciała, które nie są wrażliwe na ciepło,
 - w połączeniu z innymi środkami i urządzeniami rozgrzewającymi,
 - w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie usunąć produktu, w tym dzieci, niemowląt i osób starszych,
 - w przypadku osób, które nie będą w stanie przestrzegać wszystkich zasad użytkowania.

- W przypadku wystąpienia poniższych objawów przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem:**
- jeśli ból nasila się lub utrzymuje się dłużej niż 7 dni,
 - jeśli pojawi się dyskomfort, pieczenie, obrzęk, wysypka lub inne zmiany skórne.

- Transport i przechowywanie**
- Produkt może być przechowywany i transportowany w temperaturze pokojowej w suchym i wentylowanym środowisku.

Poważne incydenty związane z produktem należy zgłaszać do producenta oraz właściwego organu administracji publicznej.
Wyprodukowano w Chinach.

Dystrybucja w Polsce: dm-drogerie markt sp. z o.o., ul. Jaworska 13, PL-53-612 Wrocław, www.dm.pl, +48 800 909 606.
Stan informacji: 01.12.2023

🇧🇬 Топлинини пластири за менструална болкап
Топлинните пластири Jessa осигуряват до 12 часа успокояваща дълбока топлина, като помагат за облекчаване на леката менструална болка. 2 бр. 19,8 x 10 cm.

- Указания:**
- Този продукт може да причини изгаряния.
 - Да се съхранява на място, недостъпно за деца, бебета и животни.
 - Този продукт може да причини сърбеж, зачервяване или леки изгаряния на кожата при хора с чувствителна кожа или ако се използва неправилно.
 - Да не се използва по време на сън.
 - Редовно проверявайте кожата по време на употреба.
 - Консултирайте се с лекар преди употреба, ако имате диабет, лошо кръвообращение, сърдечно заболяване или ревматоиден артрит или ако сте бременна.
 - В случай на дразнене или изгаряне незабавно отстранете продукта от кожата.
 - Пластирът съдържа желязо, което може да бъде вредно при поглъщане. При поглъщане изплакнете устата с вода и се свържете с центъра за контрол на отравянията.
 - Ако съдържанието на топлинния пластир влезе в контакт с кожата или очите, изплакнете незабавно с вода.
 - Не затопляйте продукта в микровълнова печка и не се опитвайте да го затоплите отново след употреба, тъй като топлинните пластири могат да се запалят.
 - Да се изхвърля в остатъчните отпадъци след употреба.

- Предупреждения:**
Противопоказания
- Топлинните пластири не трябва да се използват от хора, които са нечувствителни към екстремни температури, като например хора с проблеми с кръвообращението, диабет, увреждане на нервите, парализа или чувствителна кожа. При лечение на деца е необходим надзор от възрастен.
 - При употребата на този продукт
 - Проверявайте кожата редовно за признаци на изгаряния

- или мехури. При такъв случай преустановете употребата.
- Ако продуктът се усеща твърде горещ, преустановете употребата или носенето върху дрехите.
- Не прилагайте допълнителен натиск върху продукта.
- Отстранете продукта, преди да се подложите на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), за да избегнете повишен риск от изгаряния.

- Да не се използва**
- при повреден пластир или повредена опаковка.
 - повече от 12 часа в рамките на 24-часов период.
 - заедно с болкоуспокояващи, кремове, мехлеми или медицински лосиони.
 - върху болна, увредена или напукана кожа.
 - при наличие на синини или подуване, възникнали през последните 48 часа.
 - в области на тялото, където не усещате топлина.
 - в комбинация с други форми на топлина.
 - върху лица, които не могат да отстранят продукта сами, включително деца, бебета и възрастни хора.
 - върху лица, които не са в състояние да следват всички инструкции за употреба.
 - Прекратете употребата и се консултирайте с лекар
 - ако болката се влоши или продължи повече от 7 дни.
 - ако се появят дискомфорт, парене, подуване, обриви или други кожни промени.

- Транспортиране и складиране**
- Продуктът може да се складира и транспортира при стайна температура в суха и проветрива среда.

- Съставки:**
- Желязо на прах, активен въглен, диатомична пръст, сол, вода.

Сериозните инциденти, възникнали във връзка с продукта, трябва да се докладват на производителя и на компетентния орган.

Произведено в Китай.

Дистрибутор: “дм България” ЕООД, ул. „Никола Тесла“ № 5, ет. 6, 1574 София, e-mail: info@dm-drogeriemarkt.bg

Дата на актуализиране на информацията: 01.12.2023 г.

🇸🇰 Menštruačná hrejivá náplasť
Hrejivé náplasti Jessa majú hlbkový hrejivý účinok až 12 hodín a pomáhajú zmierniť mierne bolesti pri menštruácii. 2 kusy 19,8 x 10 cm.

- Pokyny k používaniu:**
- Pred použitím otvorte obal.
 - Odstráňte ochranný papier, aby sa odkryla lepiaca strana. Potom priložte hrejivú náplasť na bolestivú oblasť lepiacou stranou k pokožke. Prítlačte ju a dbajte na to, aby sa hrejivé prvky neprekryvali.
 - Môže trvať až 30 minút, kým náplasť dosiahne terapeutickú teplotu.
 - Pre maximálnu účinnosť odporúčame nosiť 12 hodín.
 - Nenoste náplasť viac ako 12 hodín v priebehu 24 hodín.
 - Priložte náplasť na kožu.
 - Neohýbajte ju ani neprevádzujte, pretože sa zvýši riziko popálenín.
 - Iba na jednorazové použitie. Po použití zlikvidujte.

- Upozornenia:**
- Tento výrobok môže spôsobiť popáleniny.
 - Udržujte mimo dosahu detí, bábätiiek a zvierat.
 - Tento výrobok môže spôsobiť svrbenie, začervenanie alebo ľahké popáleniny kože u ľudí s citlivou pokožkou alebo pri nesprávnom použití.
 - Nepoužívajte počas spánku.
 - Pravidelne kontrolujte pokožku počas aplikácie.
 - Pred použitím sa obráťte na svojho lekára, ak máte cukrovku, problémy s obehovým systémom, srdcové choroby alebo reumatoidnú artritídu, alebo ak ste tehotná.
 - V prípade podráždenia alebo pálenia výrobok okamžite odstráňte z pokožky.
 - Náplasť obsahuje železo, ktoré môže byť pri prehltnutí škodlivé. Pri prehltnutí vypláchnite ústa vodou a kontaktujte toxikologické centrum.
 - Ak sa obsah hrejivej náplasti dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, ihneď ich vypláchnite vodou.
 - Výrobok neohrievajte v mikrovlnnej rúre ani sa ho po použití

- nepokúšajte znovu zohriať, pretože by sa mohol vznietiť.
- Po použití zlikvidujte v netriedenom odpade.

- Upozornenia:**
Pri používaní tohto výrobku
- Pravidelne kontrolujte pokožku, či nie sú na nej popáleniny alebo pluzgiere. V takom prípade prerušte aplikáciu.
 - Ak je výrobok príliš horúci, prestaňte ho používať alebo ho noste na oblečení.
 - Nevyvíjajte na výrobok dodatočný tlak.
 - Pred vyšetrením magnetickou rezonanciou (MRI) výrobok odstráňte, aby ste predišli zvýšenému riziku popálenín.

- Nepoužívajte**
- v prípade poškodenej náplasti alebo poškodeného obalu.
 - dlhšie ako 12 hodín v priebehu 24 hodín.
 - spolu s liekmi proti bolesti, krémami, masťami alebo liečivými emulziami.
 - na chorú, poškodenú alebo popraskanú pokožku.
 - pri podliatinách alebo opuchoch, ktoré sa objavili v priebehu posledných 48 hodín.
 - na miestach na tele, kde necítite teplo.
 - v kombinácii s inými formami tepla.
 - u osôb, ktoré si nemôžu odstrániť výrobok sami, vrátane detí, dojčiat a starších osôb.
 - u osôb, ktoré nie sú schopné dodržiavať všetky pokyny na použitie.

- Prestaňte náplasť používať a poraďte sa s lekárom**
- ak sa bolesť zosilňuje alebo pretrváva dlhšie ako 7 dní.
 - ak sa objavia ťažkosti, pálenie, opuch, vyrážky alebo iné kožné zmeny.

- Preprava a skladovanie**
- Výrobok sa môže skladovať a prepravovať pri izbovej teplote v suchom a vetranom prostredí.

Závažné incidenty, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s týmto výrobkom, sa musia nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu.

Vyrobené v Číne.

Distribútor: dm drogerie markt s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava.

Aktualizácia informácií: 01.12.2023

🇭🇷 🇸🇮 Grijači menstrualni flasteri
Grijači flasteri Jessa pružaju do 12 sati umirujuće dubinske topline, pomažući u ublažavanju blage menstrualne boli. 2 komada po 19,8 x 10 cm.

- Upute za upotrebu:**
- Otvorite pakiranje prije upotrebe.
 - Uklonite zaštitni papir kako biste izložili ljepljivu stranu. Zatim položite toplinski flaster na bolno područje tako da ljepilo pristanu na kožu. Nakon toga ga čvrsto pričvrstite i pripazite na to da se grijači elementi ne preklapaju.
 - Može biti potrebno do 30 minuta da flaster dosegne terapijsku temperaturu.
 - Za maksimalnu učinkovitost preporučujemo vrijeme nošenja od 12 sati.
 - Nemojte nositi dulje od 12 sati u razdoblju od 24 sata.
 - Postavite flaster ravno na kožu.
 - Nemojte ga presavijati niti skupljati jer to povećava rizik od opekline.
 - Samo za jednokratnu upotrebu. Zbrinite nakon upotrebe.

- Napomene:**
- Ovaj proizvod može uzrokovati opekline.
 - Čuvajte ga izvan dohvata djece, beba i životinja.
 - Ovaj proizvod može uzrokovati svrbež, crvenilo ili blage opekline kože kod osoba s osjetljivom kožom ili ako se ne upotrebljava pravilno.
 - Nemojte upotrebljavati tijekom spavanja.
 - Redovito provjeravajte kožu tijekom upotrebe.
 - Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije upotrebe ako imate dijabetes, slabu cirkulaciju, srčanu bolest, reumatoidni artritis ili ako ste trudni.
 - U slučaju iritacije ili pečenja odmah uklonite proizvod s kože.
 - Flaster sadrži željezo koje može biti štetno ako se proguta. U slučaju gutanja isperite usta vodom i obratite se centru za kontrolu trovanja.
 - Ako sadrži toplinskog flastera dopisje u dodir s kožom ili

- očima, odmah isperite vodom.
- Ne zagrijavajte proizvod u mikrovalnoj pećnici niti ga pokušavajte zagrijati nakon upotrebe jer se toplinski flasteri mogu zapaliti.
- Zbrinite u miješanom otpadu nakon upotrebe.

- Upozorenja:**
Pri upotrebi ovog proizvoda
- Redovito provjeravajte ima li na koži naznaka opekline ili mjehurića. U tom slučaju obustavite upotrebu.
 - Ako je proizvod prevruć, prestanite ga upotrebljavati ili ga nosite na odjeći.
 - Ne primjenjujte dodatni pritisak na proizvod.
 - Uklonite proizvod prije snimanja magnetskom rezonancijom (MRI) kako biste izbjegli povećani rizik opekline.

- Nemojte upotrebljavati**
- u slučaju oštećenog flastera ili oštećene ambalaže.
 - dulje od 12 sati u razdoblju od 24 sata.
 - zajedno s lijekovima protiv bolova, kremama, mastima ili ljekovitim losionima.
 - na bolesnoj, oštećenoj ili napukloj koži.
 - u slučaju modrica ili otekline koje su se pojavile u posljednjih 48 sati.
 - na područjima tijela gdje ne osjećate toplinu.
 - u kombinaciji s drugim oblicima topline.
 - kod osoba koje ne mogu samostalno ukloniti proizvod, uključujući djecu, dojenčad i starije osobe.
 - kod osoba koje se ne mogu pridržavati svih uputa za upotrebu.

- Obustavite upotrebu i posavjetujte se s liječnikom**
- ako se bol pogorša ili traje dulje od 7 dana.
 - ako se pojave nelagoda, peckanje, otekline, osip ili druge promjene na koži.

- Prijevoz i skladištenje**
- Proizvod se može skladištiti i prevoziti na sobnoj temperaturi u suhom i prozračenom okruženju.

Ozbiljne slučajeve koji nastupe u vezi s proizvodom potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu.

Proizvedeno u Kini.

Distributer za HR: dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, 10090 Zagreb, www.dm.hr, tel. 0800-365 86 33.

Stanje informacija: 01.12.2023

 Koolcare Technology Co., Ltd
ADD: No.6-10, A5, Shandong International Tech Park, South Waihuan Road, Linyi, 276017 Shandong, P.R. China
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18, Zhenbei Road, Xinyi city, 221400 Jiangsu, P.R. China

EC REP
Prolinx GmbH
Brehmstr. 56
DE-40239 Düsseldorf

 CMC Consumer Medical Care GmbH
Eichendorffstraße 12-14
DE-89567 Sontheim/Brenz
www.cmc-group.de

      
0197

 Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden./Nepoužívejte, pokud je obal poškozený./Ne használja, ha a csomagolás sérült./Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone./Да не се използват, ако опаковката е повредена./Nepoužívajte, ak je obal poškodený./Nemojte upotrebljavati ako je ambalaža oštećena./Ne koristite ako je pakovanje oštećeno.