

- **Пре-токоферил:** Мощен антиоксидант за подсилена клетъчна защита.
- **Хиалуринова киселина:** Мощен хидратиращ агент.

### СВОЙСТВА

Неговата лека текстура и опаковка с помпа улесняват употребата и повторното нанасяне на продукта, особено в областта на темето. 8 ч. хидратация\*\*. Dry touch текстура. Без аромат. Висока толерантност. Формулиран с оглед намаляване риска от алергични реакции. Некомедогенен.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗИРОВКА\*\*\*

Нанесайте всяка сутрин, равномерно в областта на лицето и други зони, изложени на слънце през деня. Нанесете повторно при продължително излагане на слънце, обилно изпотяване или контакт с вода. Избягвайте директен контакт със слънчева светлина, като носите защитно облекло и аксесоари (шапка, слънчеви очила, тениска и т.н.). Илюстрациите могат да бъдат използвани като ръководство за дозиране (брой натиск на дозиращата помпа) - необходими са различните части на тялото (лице, шия, деколте, теменна област, предмишница, ръка).

\*\*\*Внимание: намаляването на дозата нанесен продукт, може да намали защитното му действие.

### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Не използвайте, ако сте алергични към някоя от съставките. В случай на поява на алергична реакция, консултирайте се с лекар. Избягвайте директен контакт с очите, за да се предпазят от раздразнение. При евентуален контакт с очите, веднага изплакнете с чиста вода. Ако раздразнението на очите продължи, консултирайте се с лекар. Да се съхранява на недостъпно за деца място. Затворете продукта добре след употреба. Не нанасяйте върху лигавици. Не нанасяйте върху увредена кожа. В случай на съпътстващо лечение, консултирайте се с вашия лекар. Не се препоръчва да се нанася друг продукт в зоната, която вече сте защитили с продукта, защото това може да намали ефикасността на превенцията. Ако изпитате нежелани реакции, свързани с употребата на продукта, консултирайте се с лекар. Ако имате основания да смятате, че е настъпил сериозен инцидент, свързан с употребата на продукта, моля съобщете на националния компетентен орган и на производителя.

### DK SUNSIMED KA MEDICINSK UDSTYR

#### INDIKATIONER

Medicinsk udstyr med meget høj solbeskyttelse, som medvirker til at forebygge cancerlæsioner (undtagen melanoma) og pre-cancerlæsioner som aktiniske keratoser og UV-inducerede DNA-læsioner. Specielt udviklet til sensitiv hud, som er følsom over for sollys.

#### NØGLEINGREDIENSER

- **TriAsorB™:** Vores første organiske solfilter, som beskytter mod UVB- og UVA-stråling og højenergi synligt blåt lys.
- **Pre-tocopheryl:** En kraftig antioxidant for øget cellulær beskyttelse.
- **Hyaluronsyre:** Effektivt fugtgivende.

#### EGENSKABER

Den lette tekstur og pumpeflasken gør påføring og genpåføring let, særligt på isen. 8 timers fugt\*\*. Dry touch. Uden parfume. Høj tolerance.

Formuleret til at minimere risikoen for allergisk reaktion. Non-komedogen.

\*\*Klinisk studie: Hydration kinetic, 1 påføring, 23 personer.

### ANVENDELSE OG ANBEFALET DOSERING\*\*\*

Påføres hver morgen på ansigtet og de dele af kroppen, som er udsat for sollys i løbet af dagen. Gjenpåfør ved langvarig solexponering, kraftig sved eller kontakt med vand. Undgå direkte kontakt med sollys ved at bruge beskyttende tøj (hat, briller, t-shirt etc.). Illustrationerne herunder kan bruges som en guide til at estimere antal doser (=pump), som behøves på forskellige dele af kroppen (ansigt, nakke, halsudskæring, isse/hoved, underarm, hånd).

\*\*\*Advarsel: Niveaet af solbeskyttelse reduceres, hvis du ikke bruger den anbefalede mængde produkt. Må ikke bruges på skadet hud.

### KONTRAIKATIONER

Anvend ikke hvis du er allergisk overfor nogen af ingredienserne. Kontakt en læge hvis en allergisk reaktion opstår. Undgå al direkte kontakt med øjnene for at undgå irritation. I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl straks med rent vand. Ved øjenirritation søg læge. Opbevares utilgængelig for børn. Lukkes tæt efter brug. Må ikke bruges på slimhinder. Må ikke bruges på beskadiget hud. Ved andre samtidige behandlinger, søg råd hos lege. Det anbefales ikke at påføre et andet produkt på området, der skal beskyttes - dette kan reducere effektiviteten af den beskyttende behandling. Hvis du oplever nogen form for uønsket effekt ved brugen af dette produkt, kontakt en læge. Hvis du mener, at en alvorlig uønsket hændelse er opstået som følge af brugen af dette produkt, bedes du rapportere det til de nationale myndigheder og producenten.

### NO SUNSIMED KA MEDISINSK UTSTYR

#### INDIKASJONER

Medisinsk utstyr med meget høy solbeskyttelse, som medvirker til å forebygge kreftlæsjoner (Unntatt melanoma) og pre-cancerlæsjoner som aktiniske keratoser og UV-induserte DNA-læsjoner. Spesielt utviklet til sensitiv hud, som er følsom ovenfor sollys.

#### NØKKELEINGREDIENSER

- **TriAsorB™:** Vårt første organiske solfilter, som beskytter mot UVB- og UVA-stråling og høyenergi synlig blått lys.
- **Pre-tocopheryl:** En kraftig antioxidant for økt cellulær beskyttelse.
- **Hyaluronsyre:** Effektivt fugtighetsgivende.

#### EGENSKAPER

Den lette tekturen og pumpeflasken gjør påføring og gjenpåføring enkelt, spesielt på isen. 8 timers fugt\*\*. Dry touch. Uten parfyme. Høy toleranse. Formuleret for å minimere risikoen for allergisk reaksjon. Ikke-komedogen.

\*\*Klinisk studie: Hydration kinetic, 1 påføring, 23 personer.

### ANVENDELSE OG ANBEFALT DOSERING\*\*\*

Påføres hver morgen på ansiktet og de delene av kroppen, som er utsatt for sollys i løpet av dagen. Gjenpåfør ved langvarig solexponering, kraftig svette eller kontakt med vann. Undgå direkte kontakt med sollys ved å bruke beskyttende tøy (hatt, briller, T-skjorte etc.). Illustrasjonene under kan brukes som en guide til å estimere antall doser (=pump), som behøves på de forskjellige delene av kroppen (ansikt, nakke, halsutringning, isse/hode, underarm, hånd).

\*\*\*Advarsel: Nivået av solbeskyttelse reduseres, hvis du ikke bruker den anbefalte mengden produkt. Må ikke brukes på skadet hud.

### SE SUNSIMED KA MEDICINTEKNISK PRODUKT

Medicinteknisk produkt med ekstremt høgt solskydd som forebygger hudcancer (Eksklusive melanom) og cancer prekursorerna som aktinisk keratos och UV-inducerade DNA förändringar. Utvecklat speciellt för känslig hud som är känslig mot solens strålar.

#### VIKTIGASTE INGREDIENSER

- **TriAsorB™:** Vår första organiska solfilter som skyddar mot UVB- och UVA-strålning samt högenergiskt synligt blått ljus.
- **Pre-tocoferyl:** En kraftfull antioxidant som förstärker cellskyddet.
- **Hyaluron syra:** Effektivt fuktgivande medel.

#### EGENSKAPER

Lätt konsistens och pumpflaska underlättar applicering och återapplicering särskilt till hjässan. 8 timmars fuktgivning\*\*. Kladdar inte. Utan parfym. Hög tolerans. Formulerat att minska risken för allergiska reaktioner. Täpper inte till porerna.

\*\*Klinisk studie: kinetisk fuktgivning, enstaka applicering, 23 försökspersoner.

### FI SUNSIMED KA LÄÄKINNÄLLINEN LAITE

Käyttö lääkinällinen laite, jossa erittäin korkea aurinkosuojaja, joka ehkäisee ihosyöpää (pois lukien melanooma) ja syövän esiasteita kuten aktiivista keratoosia ja UV-säteilyn aiheuttamaa DNA-mutkosta. Kehitetty erityisesti herkälle iholle, suojaamaan aurinkosäteilyä.

#### TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

- **TriAsorB™:** ensimmäinen luonnollinen aurinkofiltri, joka suojaaa UVB-, UVA-säteilyltä ja korkea energinen näkyvä siniväli.
- **E-vitamiinin esiaste:** tehokas antioksidantti, joka uudistaa solutason suoja.
- **Hyaluronihappo:** tehokkaasti kosteuttava ainesosa.

#### OMINAISUUDET

Kevyt koostumus ja pumppupulla helpottavat tuotteen käyttöä ja uudelleen levitystä, erityisesti päälle. 8h kosteus\*\*. Ei tahmaa. Hajusteeton. Hyvin siedetty. Kehitetty pienentämään allergisten reaktioiden riskiä. Ei tuki ihohuokasia.

\*\*Kliininen tutkimus: kineettinen kosteus, yksi käyttökerta, 23 tutkimushenkilöä.

### KÄYTTÖOHJE JA SUOSITELTU ANNOSTELU\*\*\*

Käytä koostumus ja pumppupulla helpottavat tuotteen käyttöä ja uudelleen levitystä, erityisesti päälle. 8h kosteus\*\*. Ei tahmaa. Hajusteeton. Hyvin siedetty. Kehitetty pienentämään allergisten reaktioiden riskiä. Ei tuki ihohuokasia.

#### VAROTOIMENPITEET

Älä käytä, jos olet allerginen jollekin valmisteen ainesosista. Ota yhteys lääkäriin, jos käytöstä aiheutuu allerginen reaktio. Vältä suoraa kosketusta silmiin ärsytyksen vältämiseksi. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Pitkittyneen silmäärsytyksen yhteydessä hakeudu lääkäriin hoitoon. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa käyttää limakalvoilla. Ei saa käyttää rikkoutuneella iholla. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos sinulla on muita rinnakkaisia hoitoja. Toista tuotetta ei suositella levitettäväksi suojattavalle ihoalueelle, sillä se voi vähentää suojaavan hoidon tehoa. Ota yhteys lääkäriin, jos tuotteen käytön yhteydessä ilmenee haittavaikutuksia. Haittavaikutuksesta on ilmoitettava apteekkiin tai valmistajalle.

Medicinteknisk produkt med ekstremt høgt solskydd som forebygger hudcancer (Eksklusive melanom) og cancer prekursorerna som aktinisk keratos och UV-inducerade DNA förändringar. Utvecklat speciellt för känslig hud som är känslig mot solens strålar.

#### VIKTIGASTE INGREDIENSER

- **TriAsorB™:** Vår första organiska solfilter som skyddar mot UVB- och UVA-strålning samt högenergiskt synligt blått ljus.
- **Pre-tocoferyl:** En kraftfull antioxidant som förstärker cellskyddet.
- **Hyaluron syra:** Effektivt fuktgivande medel.

#### EGENSKAPER

Lätt konsistens och pumpflaska underlättar applicering och återapplicering särskilt till hjässan. 8 timmars fuktgivning\*\*. Kladdar inte. Utan parfym. Hög tolerans. Formulerat att minska risken för allergiska reaktioner. Täpper inte till porerna.

\*\*Klinisk studie: kinetisk fuktgivning, enstaka applicering, 23 försökspersoner.

### BRUKSANVISNING OCH REKOMMENDERAD DOSERING\*\*\*

Appluera varje morgon jämnt över ansiktet och på områden som exponeras för solen under dagen. Appluera på nytt vid långvarig solexponering, kraftig svettning eller kontakt med vatten. Undvik direkt exponering för sollys genom att bära kläder som skyddar (hatt, solglasögon, T-shirt m.m.). Illustrationerna nedan kan användas som en guide för att uppskatta antalet pumpar som behövs för olika delar av kroppen (ansikte, hals, dekolletage, hårbotten, underarm, hand).

\*\*\*Observera att lägre doser kan resultera i ett mindre effektivt solskydd.


### KONTRAIKATIONER

Används inte om du är allergisk mot någon av ingredienserna. Kontakta läkare om en allergisk reaktion skulle uppstå. Undvik all direktkontakt med ögonen för att förhindra irritation. Vid direktkontakt med ögonen, spola genast med rent vatten. Vid irritation i ögonen, kontakta läkare. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd inte på slemhinnor. Använd inte på skadad hud. Vid andra parallella behandlingar, rådfråga läkare. Du bör inte applicera någon annan produkt på området som ska skyddas - om du gör det kan effekten av den förebyggande behandlingen minska. Om du upplever någon oönskad effekt av denna produkt kontakta läkare. Biverkningar bör anmälas till apotek eller till tillverkaren.


\*\*\*Varoitus: ohjeiden mukaista pienempi käyttömäärä voi johtaa huononpaan aurinkosuojauaan.



1 pression - 1 pump - 1 presión - 1 pulverização - 1x op het pompje duwen - 1 Pumpstoß - 1 pressione - 1 πίεση - 1 naciśnięcie pompki - 1 натиск на дозиращата помпа - 1 pump - 1 pump - 1 pumprausa - 1 pumpning



2 pressions - 2 pumps - 2 presiones - 2 pulverizações - 2x op het pompje duwen - 2 Pumpstöße - 2 pressioni - 2 πιέσεις - 2 naciśnięcia pompki - 2 натиска на дозиращата помпа - 2 pump - 2 pump - 2 pumprausta - 2 pumpningar



3 pressions - 3 pumps - 3 presiones - 3 pulverizações - 3x op het pompje duwen - 3 Pumpstöße - 3 pressioni - 3 πιέσεις - 3 naciśnięcia pompki - 3 натиска на дозиращата помпа - 3 pump - 3 pump - 3 pumprausta - 3 pumpningar

Sans dépasser 26 pressions par jour ou total - Do not exceed 26 pumps total per day - Sin superar 26 presiones por día en total - Não ultrapassar 26 pulverizações por dia no total - In totaal nooit meer dan 26 doses per dag aanbrengen (= 26 x op het pompje duwen) - 26 Pumpstöße insgesamt pro Tag sollten nicht überschritten werden - Senza superare 26 pressioni al giorno in totale - Μην υπερβείτε τις 26 πιέσεις συνολικά ανά ημέρα - Nie przekraczać 26 naciśnięć pompki dziennie - Общо не повече от 26 натискания на ден - Brug ikke mere end 26 pump i alt pr. dag - Bruk ikke mer enn 26 pump totalt pr. dag - Älä käytä yli 26 pumpun painallusta päivässä - Använd inte mer än totalt 26 pumpningar om dagen.

COMPOSITION / COMPOSICIÓN / COMPOSIÇÃO / SAMENSTELLING / ZUSAMMENSETZUNG / COMPOSIZIONE / ΣΥΝΘΕΣΗ / SKLAD / СЪСТАВ / SAMMENSÆTNING / SAMMENSETNING / KOOSTUMUS / KONSISTENS: AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). C12-15 ALKYL BENZOATE. DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE. WATER (AQUA). ETHYLHEXYL TRIAZONE. GLYCERIN. ORYZA SATIVA (RICE) STARCH (ORYZA SATIVA STARCH). PHENYLENE BIS-DIPHENYLTIAZINE. BIS(ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE). POTASSIUM CETYL PHOSPHATE. MYRISTYL ALCOHOL. STEARYL ALCOHOL VP/EICOSENE COPOLYMER. 1,2-HEXANEDIOL. BENZOIC ACID. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. CAPRYLYL GLYCOL. CICHORIUM INTYBUS (CHICORY ROOT EXTRACT [CICHORIUM INTYBUS ROOT EXTRACT]). GLYCERYL BEHENATE. GLYCERYL DIBEHENATE. MYRISTYL GLUCOSIDE. PPG-1-PEG-9 LAURYL GLYCOL ETHER. RED 33 (CI 17200). SODIUM HYALURONATE. TOCOPHERYL GLUCOSIDE. TRIBENININ. XANTHAN GUM.

	CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION / READ THE LEAFLET / CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DE USO / CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / GEBRUIKSAANWIJZING CONSULTEREN / GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN / CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO / ΕΙΣΒΟΥΛΗΤΗΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / PRZECZYTAJ INSTRUKCJE UŻYWANIA / ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА / LÄS BRUGSVEJLEDNINGEN / LES BRUKSANVISNINGEN / LUE KÄYTTÖOHJE / LÄS BRUKSANVISNING
	NUMÉRO DE LOT / BATCH NUMBER / CÓDIGO DE LOTE / NÚMERO DE LOTE / CHARGENNUMMER / LOTNUMBER / NUMERO DI LOTO / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / NUMER SERII / НОМЕР НА ПАРТИДА / BATCHNUMBER / BATCHNUMBER / VALMISTUSERÄ / BATCHNUMBER
	UTILISER JUSQU'AU / USE UNTIL / FECHA DE CADUCIDAD / PRAZO DE VALIDADE / MINSTENS HOUDBAAR TOT / MINDESTENS HALTBAR BIS / DATA DI SCADENZA / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ / TERMIN BEZPIECZNEGO UŻYWANIA / ГОДЕН ЗА УПОТРЕБА ДО / BRUGES INDTL / BRUKES INNEN / VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄ / UTGÅNGSDATUM
	FABRICANT / MANUFACTURER / FABRICANTE / FABRICANTE / FABRIKANT / HERSTELLER / FABBRICANTE / KATAΣKEΥΑΣΤΗΣ / PRODUCENT / ПРОИЗВОДИТЕЛ / PRODUCTENT / PRODUSENT / VALMISTAJA / TILVERKARE
	DISPOSITIF MÉDICAL / MEDICAL DEVICE / PRODUCTO SANITARIO / DISPOSITIVO MÉDICO / MEDISCH HULPMIDDEL / MEDIZINPRODUKT / DISPOSITIVO MÉDICO / ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / WYRÓB MEDYCZNY / МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ / MEDICINSK UDSTYR / MEDISINSK UTSTYR / LÄÄKINNÄLLINEN LAITE / MEDICINTEKNISK PRODUKT
	MANDATAIRE SUISSE / AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN SWITZERLAND / REPRESENTANTE AUTORIZADO EN SUIZA / MANDATÁRIO SUÍÇO / GEWACHTIGD VERTEGENWAORDIGER IN ZWITSERLAND / SCHWEIZER BEVOLLMÄCHTIGTER / MANDATARIO SVIZZERO / RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO IN SVIZZERA / ΕΞΟΥΧΙΩΘΗΚΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΗΣΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ / UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL W SZWAJCARII / ОТОРЪВИАН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ШВЕЙЦАРИЯ / AUTORIZERET REPRESENTANT I SCHWEIZ / AUTORIZERT REPRESENTANT I SVETS / VALUTETTU EDUSTAJA SVETSISSÄ / AUKTORISERAD REPRESENTANT I SCHWEIZ
	IDENTIFIANT DE DISPOSITIF UNIQUE / UNIQUE DEVICE IDENTIFICATION / IDENTIFICADOR ÚNICO DEL PRODUCTO / IDENTIFICADOR ÚNICO DO DISPOSITIVO / UNIEKE HULPMIDDELEN-IDENTIFICATIE / EINDEUTIGE PRODUKTIDENTIFIKATION / IDENTIFICAZIONE UNICO DEL DISPOSITIVO / ΑΠΟΚΛΕΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ / NIEPOWTAŹALNY KOD IDENTYFIKACYJNY WYROBU / УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР НА ИЗДЕЛИЕТО / UNIK UTSTYRSIDENTIFIKATION / UNIK UTSTYRSIDENTIFIKATION / YKSILININEN LAITETUNNISTE / UNIK PRODUKTIDENTIFIERING

Date de révision de ce document / Instructions for use document review / Fecha de revisión de este documento / Data de revisão deste documento / Datum van herziening van dit document / Letzte Überarbeitung der Gebrauchsinformation / Data di revisione di questo documento / Ημερομηνία αναθεώρησης του παρόντος εγγράφου / Data zatwierdzenia instrukcji używania / Инструкции за употреба / Dette dokument er revideret den / Dette dokument er revideret den / Pakkusselosteen tarkistuspäivämäärä / Bıpackningsseedelns kontrolleringens datum: 09/2024

Année d'apposition du marquage CE / Medical device CE marked in / Año de colocación del marcado CE / Ano de aposição da marcação CE / Jaar van de CE markering / Jahr der CE-Kennzeichnung / Anno di apposizione del marchio CE / Ημερομηνία πιστοποίησης CE / Wyróby medyczny certyfikowany CE / Медицинско изделие година на CE маркировка / Är för CE-märkning / Är för CE-märkning / CE-merkinnän myöntämisyvuosi / CE-märkets utgivningsår: 2024

**Pierre Fabre**  
Derma-Cosmétique

**Laboratoires Dermatologiques Avène**  
Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France  
www.eau-thermale-avene.com

**Pierre Fabre Médicament**  
Les Cauquillous  
81500 Lavaur - France

## FR SUNSIMED KA DISPOSITIF MÉDICAL

### INDICATIONS

Dispositif médical très haute protection qui contribue à prévenir les lésions cancéreuses (hors mélanomes) et pré-cancéreuses de type kératose actinique ainsi que les lésions d'ADN photo-induites. Particulièrement adapté aux peaux sensibles présentant un risque élevé face à l'exposition solaire.

### INGRÉDIENTS CLÉS

- TriAsorB™** : notre 1<sup>er</sup> filtre solaire organique qui protège des rayonnements UVB, UVA et de la lumière bleue haute énergie visible.
- Pre-tocophéryl** : puissant antioxydant pour une protection cellulaire renforcée.
- Acide hyaluronique** : puissant agent hydratant.

### PROPRIÉTÉS

La texture fluide et le flacon pompe facilitent l'application précise et la ré-application notamment sur le crâne. Hydratation 8h\*\*.

Toucher sec. Sans parfum. Haute tolérance.

Élaboré en vue de minimiser les risques de réactions allergiques - Non comédogène.

\*\*Étude clinique : cinétique d'hydratation en application unique, 23 sujets.

### CONSEILS D'UTILISATION ET DOSES RECOMMANDÉES\*\*\*

Appliquer chaque matin uniformément sur le visage et les zones du corps exposées au soleil au cours de la journée. Renouveler l'application en cas d'exposition prolongée, de forte transpiration ou de contact avec l'eau. Éviter le contact direct avec le soleil en utilisant une protection vestimentaire (chapeau, lunettes, T-shirt...).

Les illustrations ci-après vous serviront de référence pour évaluer les doses (= pressions) approximatives de produit nécessaire pour les différentes zones du corps (visage, cou, décolleté, crâne, avant-bras, main).

\*\*\*Attention, le niveau de protection peut être diminué si vous utilisez une quantité moindre.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants. En cas de réactions allergiques, consulter un médecin. Éviter tout contact direct avec les yeux afin de prévenir toute irritation. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire. Si une irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Tenir éloigné de la portée des enfants. Bien refermer le produit après utilisation. Ne pas appliquer sur les muqueuses. Ne pas appliquer sur peau lésée. En cas de traitement concomitant, consulter l'avis de votre médecin. Il est déconseillé d'appliquer un autre produit sur la zone protégée pour ne pas réduire l'efficacité du traitement préventif. En cas d'effets indésirables liés à l'utilisation du produit, consulter un médecin. Si vous avez des raisons de croire qu'un incident grave est survenu en lien avec l'utilisation du dispositif, veuillez le reporter à l'autorité nationale et au fabricant.

## EN SUNSIMED KA MEDICAL DEVICE

### INDICATIONS

Medical device with very high sun protection which contributes to prevent cancer lesions (excluding melanoma) and pre-cancer lesions such as actinic keratosis and UV induced DNA lesions. Developed specifically for sensitive skin vulnerable to sun exposure.

### KEY INGREDIENTS

- TriAsorB™** : Our 1<sup>st</sup> organic sun filter that protects from UVB, UVA radiation and high energy visible blue light.
- Pre-tocophéryl** : A powerful antioxidant for a re-enforced cellular protection.
- Hyaluronic acid**: Powerful hydrating agent.

### PROPERTIES

Its light texture and pump bottle eases product application and re application especially on top of the head. 8h Hydration\*\*.

Dry touch. Fragrance-free. High tolerance. Formulated to minimize risks of allergic reactions. Non comedogenic.

\*\*Clinical study: Hydration kinetic, single application, 23 subjects.

### DIRECTIONS FOR USE AND RECOMMENDED DOSES\*\*\*

Apply evenly each morning to the face and to sun-exposed areas throughout the day. Reapply in case of prolonged exposure, heavy perspiration or contact with water. Avoid direct contact with the sun's rays by wearing protective clothing (hat, sunglasses, T-shirt, etc.).

The illustrations hereafter can be used as a guide for estimating the number of doses (= pumps) needed for the different parts of the body (face, neck, neckline, head, forearms, hand).

\*\*\*Warning: the level of protection can be reduced if you do not use the recommended amount of product.

### PRECAUTIONS FOR USE

Do not use if you are allergic to any of the ingredients. If an allergic reaction occurs, consult a doctor. Avoid all direct contact with eyes in order to prevent irritation. In case of contact with eyes, rinse immediately with clean water. If an eye irritation persists, consult a doctor. Keep away from the reach of children. Close product tightly after use. Do not apply to mucous membranes. Do not apply to damaged skin. In case of concomitant treatment, seek your doctor's advice. It is not recommended to apply another product to the area requiring protection; this can reduce the efficacy of the preventive treatment. If you experience any undesirable effects related to the use of this product, see a doctor. If you have reason to believe that a serious incident occurred linked to the use of this product, please report it to your national authority and to the manufacturer.

## ES SUNSIMED KA PRODUCTO SANITARIO

### INDICACIONES

Producto sanitario de muy alta protección que ayuda a prevenir las lesiones cancerosas (excluido el melanoma) y precancerosas de tipo queratosis actínica así como las lesiones fotoinducidas en el ADN. Especialmente indicado para pieles sensibles que presentan un elevado riesgo por la exposición solar.

### INGREDIENTES CLAVE

- TriAsorB™**: Nuestro 1er filtro solar orgánico que protege de la radiación UVB, UVA y la luz azul visible de alta energía.
- Pretocoferil**: Potente antioxidante para una protección celular reforzada.
- Ácido hialurónico**: Poderoso agente hidratante.

### PROPIEDADES

La textura fluída y el dosificador del envase facilitan una aplicación y reaplicación precisas, especialmente en la cabeza. Hidratación 8h\*\*.

Toque seco. Sin perfume. Alta tolerancia.

Elaborado para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas - No comedogénico.

\*\*Estudio clínico: Cinética de hidratación en aplicación única, 23 sujetos.

### CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Y DOSIS RECOMENDADAS\*\*\*

Aplicar cada mañana uniformemente sobre el rostro y las zonas del cuerpo expuestas al sol durante el día. Renovar la aplicación en caso de exposición prolongada, transpiración excesiva o de contacto con el agua. Evitar el contacto directo con el sol utilizando protección complementaria (gorra, gafas de sol, camiseta...).

Las ilustraciones siguientes le servirán de referencia para evaluar las dosis (= presiones) aproximadas de producto necesario para las diferentes zonas del cuerpo (cara, cuello, escote, cabeza, antebrazos, manos).

\*\*\*Atención, el nivel de protección puede verse disminuido si utiliza una cantidad menor.

### PRECAUCIONES DE USO

No utilizar si es alérgico a alguno de los componentes. En caso de reacciones alérgicas, consultar a un médico. Evitar el contacto con los ojos para prevenir cualquier irritación. En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua clara. Si una irritación ocular persiste, consultar a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Cerrar bien el producto tras su utilización. No aplicar en mucosas. No aplicar en piel lesionada. En caso de tratamiento concomitante, consultar a su médico. Está desaconsejado aplicar otro producto sobre la zona protegida para no reducir la eficacia del tratamiento preventivo. En caso de incidentes adversos relacionados con el uso del producto, consulte con un médico. Si usted tiene razones para creer que ha ocurrido un incidente grave debido a la utilización de este producto, por favor diríjase a las Autoridades Sanitarias y al fabricante.

## PT SUNSIMED KA DISPOSITIVO MÉDICO

### INDICAÇÕES

Dispositivo médico de proteção muito elevada que contribui para a prevenção de lesões cancerígenas (exceto melanoma) e pré-cancerígenas, do tipo queratose actínica, bem como as lesões do ADN foto-induzidas. Particularmente adaptado à pele sensível vulnerável à exposição solar.

### INGREDIENTES CHAVE

- TriAsorB™**: O nosso 1º filtro solar orgânico que protege contra a radiação UVB, UVA e luz azul visível de alta energia.
- Pre-tocoferil**: Poderoso antioxidante para uma proteção celular reforçada.
- Ácido hialurónico**: Poderoso agente hidratante.

### PROPRIEDADES

Elke ochtend egaal op het gezicht en op de aan de zon blootgestelde lichaamszones aanbrengen. Regelmatig opnieuw aanbrengen bij langdurige blootstelling aan de zon, overvloedig zweten of contact met water. Direct zonlicht vermijden door beschermende kleding te dragen (hoedje, zonnebril, T-shirt...).

Aan de hand van verder vermelde illustraties kan u nagaan welke dosis (= aantal keer dat u op het pompje moet duwen) u ongeveer nodig heeft voor de verschillende lichaamszones (gezicht, hals, decolleté, hoofd/huid, onderarm, hand).

\*\*Estudo clínico: Cinética de hidratação em aplicação única, 23 indivíduos.

### CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E DOSES RECOMENDADAS\*\*\*

Aplicar todas as manhãs uniformemente no rosto e nas zonas do corpo expostas ao sol ao longo do dia. Renovar a aplicação em caso de exposição solar prolongada, de forte transpiração ou depois do contacto com a água. Evitar o

contacto direto com o sol, utilizando vestuário de proteção (chapéu, óculos de sol, T-shirt...).

As ilustrações servem de referência na avaliação das doses (= pulverizações) aproximadas de produto necessário para as diferentes zonas do corpo (rosto, pescoço, decote, cabeça, ante-brços, mãos).

\*\*\*Atenção, ao reduzir a quantidade recomendada, o nível de proteção diminui.

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não utilizar se for alérgico a qualquer um dos ingredientes. Em caso de reação alérgica, consultar um médico. Evitar o contacto direto com os olhos de forma a prevenir qualquer irritação. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água limpa. Se uma irritação ocular persistir, consultar um médico. Manter fora do alcance das crianças. Fechar bem o produto após a utilização. Não aplicar nas membranas mucosas. Não aplicar em pele lesada. Em caso de tratamento concomitante, seguir o conselho do seu médico. Desaconselha-se a aplicação de um outro produto na zona protegida de forma a não reduzir a eficácia do tratamento preventivo. Em caso de efeitos indesejáveis relacionados com a utilização do produto, consultar um médico.

Se tiver razões para acreditar que ocorreu um incidente grave relacionado com a utilização deste produto, notifique-o à sua autoridade nacional e ao fabricante.

## NL SUNSIMED KA MEDISCH HULPMIDDEL

### INDICATIES

Medisch hulpmiddel met zeer hoge bescherming dat concereuze (met uitzondering van melanoom) en precancereuze letsels, zoals actinische keratose en DNA-schade als gevolg van blootstelling aan de zon helpt voorkomen. Vooral geschikt voor de gevoelige huid met een hoog risico op blootstelling aan de zon.

### BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

- TriAsorB™**: Onze 1e organische zonnefilter die beschermt tegen UVB, UVA-straling en zichtbaar hoogenergetisch blauw licht.
- Pretocoferyl**: Krachtige antioxidant voor een extra doeltreffende cellulaire bescherming.
- Hyaluronzuur**: Krachtig hydraterend middel.

### EIGENSCHAPPEN

De vloeibare textuur en het pompjesje vergemakkelijken om het product nauwkeurig aan te brengen en opnieuw aan te brengen, vooral op de bovenkant van het hoofd. 8u Hydratatie\*\*.

\*\*Klinische studie: Kinetische hydratatie bij eenmalige toepassing, 23 personen.

### GEBRUIKSAANWIJZING EN AANBEVOLEN DOSIS\*\*\*

Elke ochtend egaal op het gezicht en op de aan de zon blootgestelde lichaamszones aanbrengen. Regelmatig opnieuw aanbrengen bij langdurige blootstelling aan de zon, overvloedig zweten of contact met water. Direct zonlicht vermijden door beschermende kleding te dragen (hoedje, zonnebril, T-shirt...).

Aan de hand van verder vermelde illustraties kan u nagaan welke dosis (= aantal keer dat u op het pompje moet duwen) u ongeveer nodig heeft voor de verschillende lichaamszones (gezicht, hals, decolleté, hoofd/huid, onderarm, hand).

\*\*Opgelet: minder product aanbrengen vermindert het beschermingsniveau.

### VOORZORGSMAATREGELEN

Niet gebruiken bij een gekende allergie voor een van de vermelde bestanddelen. Een arts raadplegen in geval

van allergische reacties. Rechtstreeks contact met de ogen vermijden om irritatie te voorkomen. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met helder water. Een arts raadplegen bij aanhoudende irritatie van de ogen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Het product na gebruik goed sluiten. Niet op de slijmvliezen aanbrengen. Niet op een gekwetste huid aanbrengen. Een arts raadplegen als u andere behandelingen moet volgen. Het is niet raadzaam een ander product over de beschermde zone heen aan te brengen om de doeltreffendheid van de preventieve behandeling niet in het gedrang te brengen. Als u ongewenste effecten ondervindt bij het gebruik van dit product raadpleeg dan een arts. Als u reden hebt om aan te nemen dat er zich een ernstig incident heeft voorgedaan in verband met het gebruik van het hulpmiddel, meld dit dan aan de nationale autoriteit en de fabrikant.

## DE SUNSIMED KA MEDIZINPRODUKT

### INDIKATIONEN

Medizinprodukt mit sehr hohem Sonnenschutz zur Prävention gegen Hautkrebs (außer Melanom) und aktinische Keratose (Krebsvorstufe) sowie lichtinduzierte DNA-Schäden. Besonders geeignet für empfindliche Haut, die anfällig gegenüber Sonneneinstrahlung ist.

### AKTIVSTOFFE

- TriAsorB™**: Unser 1. organischer Sonnenschutzfilter, der vor UVB- und UVA-Strahlung sowie vor HEV Blue light schützt.
- Pro-Tocopherol**: Starkes Antioxidans für einen verstärkten Zellschutz.
- Hyaluronsäure**: Starker Feuchtigkeitsspender.

### EIGENSCHAFTEN

Fluid-Textur und Pumpflakon erleichtern die Applikation, insbesondere auf der Kopfhaut. 8h Feuchtigkeit\*\*.

### ANWENDUNG UND EMPFOHLENE AUFTRAGSMENGE\*\*\*

Morgens gleichmäßig auf das Gesicht und die tagsüber sonnensexponierten Körperzonen auftragen. Bei längerer Sonnensexposition, starkem Schwitzen oder Kontakt mit Wasser erneut auftragen. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht durch schützende Kleidung (Hut, Sonnenbrille, T-Shirt, etc.).

Die Illustrationen sollen Ihnen als Grundlage dienen, welche Auftragsmenge (= Pumpstöße) des Produktes ungefähr für die verschiedenen Körperzonen erforderlich ist (Gesicht, Hals, Dekolleté, unbehaarte Kopfhaut, Unterarm, Handrücken).

\*\*\*Vorsicht, die Schutzwirkung kann sich verringern, wenn Sie eine geringere Menge verwenden.

### SICHERHEITSHINWEISE

Nicht anwenden, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Kontaktieren Sie im Falle einer allergischen Reaktion einen Arzt. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt, um Reizungen vorzubeugen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen. Sollte eine Augenreizung bestehen bleiben, konsultieren Sie einen Arzt. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Verschließen Sie das Produkt wieder sorgfältig nach der Anwendung. Nicht auf Schleimhäute auftragen. Nicht auf geschädigte Haut auftragen. Holen Sie den Rat Ihres Arztes ein im Falle einer Begleittherapie. Es wird empfohlen,

kein weiteres Produkt auf die zu schützenden Bereiche aufzutragen, damit die Wirksamkeit der vorbeugenden Behandlung nicht reduziert wird. Bei unerwünschten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung des Produkts einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass eine schwerwiegende Nebenwirkung im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts aufgetreten ist, melden Sie dies bitte Ihrer nationalen Behörde und dem Hersteller.

## IT SUNSIMED KA DISPOSITIVO MEDICO

### INDICAZIONI

Dispositivo medico protezione molto alta che contribuisce a prevenire le lesioni cancerose (eccetto i melanomi) e precancerose quali le cheratosi attiniche e le lesioni del DNA indotte dagli UV. Particolarmente adatto alla pelle sensibile che presenta un rischio elevato con l'esposizione solare.

### INGREDIENTI PRINCIPALI

- TriAsorB™**: Il nostro 1° filtro solare organico che protegge dai raggi UVB, UVA e dalla luce blu visibile ad alta energia.
- Pre-tocoferil**: Potente antiossidante per una protezione cellulare rinforzata.
- Acido ialuronico**: Potente agente idratante.

### PROPRIETÀ

La consistenza fluida e il flacone dosatore facilitano l'applicazione e la ri-applicazione, in particolare sulla testa. Idratazione 8h\*\*.

Formula non comedogena.

\*\*Studio clinico: Cinetica di idratazione in applicazione unica, 23 soggetti Raccolla differenziale: vedi sito.

### CONSIGLI D'USO E DOSI RACCOMANDATE\*\*\*

Applicare ogni mattina uniformemente sul viso e sulle zone del corpo esposte al sole nel corso della giornata. Rinnovare l'applicazione in caso di esposizione prolungata, di forte traspirazione o di contatto con l'acqua. Evitare il contatto diretto con i raggi del sole indossando indumenti protettivi (cappello, occhiali, T-shirt...).

Le illustrazioni sotto riportate servono da riferimento per valutare le dosi (= pressioni) approssimative di prodotto necessarie per le differenti zone del corpo (viso, collo, décolleté, cranio, avambraccio, mani).

\*\*\*Attenzione, il livello di protezione può essere diminuito se si utilizza una quantità inferiore.

### PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare se si è allergici ad uno dei componenti. In caso di reazioni allergiche, consultare un medico. Evitare il contatto diretto con gli occhi per prevenire irritazioni. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua pulita. Se persiste un'irritazione oculare, consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Richiudere bene il prodotto dopo l'utilizzo. Non applicare sulle mucose. Non applicare su pelle lesa. In caso di trattamento concomitante, consultare il proprio medico. Si sconsiglia di applicare un altro prodotto sulla zona protetta per non ridurre l'efficacia del trattamento preventivo. In caso di effetti indesiderati legati all'utilizzo del prodotto consultare un medico. Se avete ragione di credere che si sia verificato un incidente grave relativo all'uso di questo dispositivo, segnalatelo all'autorità competente ed al fabbricante.

## GR SUNSIMED KA ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ιατροτεχνολογικό προϊόν πολύ υψηλής προστασίας που βοηθά στην πρόληψη καρκινικών βλαβών (εξαιρουμένου μελανώματος) και προκαρκινικής βλάβης όπως ακτινική υπερκεράτωση καθώς και αλλοιώσεων DNA λόγω UV ακτινοβολίας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ήλιο.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

• **TriAsorB™**: το 1ο μας οργανικό αντηλιακό φίλτρο που προστατεύει από την ακτινοβολία UVB, UVA και το ορατό μπλε φως υψηλής ενέργειας.

• **Προ-τοκοφερόλιο**: ισχυρό αντιοξειδωτικό για ενισχυμένη προστασία των κυττάρων.

• **Υαλουρονικό οξύ**: ισχυρός ενυδατικός παράγοντας.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ελαφριά υφή και η αντλία διευκολύνουν την ακριβή εφαρμογή και την εκ νέου εφαρμογή, ειδικά στο κεφάλι. Ενυδάτωση 8h\*\*.

Dry touch. Χωρίς άρωμα. Ψηλή ανοχή.

Σχεδιασμένο με σκοπό μείωση του κινδύνου αλλεργικών αντιδράσεων - Μη φαγεωωγόνο.

\*\*Κλινική μελέτη: κινητική ενυδάτωση με μια μόνο εφαρμογή, 23 άτομα.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ\*\*\*

Εφαρμόστε ομοιόμορφα κάθε πρωί στο πρόσωπο και τις περιοχές του σώματος που εκτίθενται στον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ανανέωστε την εφαρμογή σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης, έντονης εφίδρωσης ή επαφής με το νερό. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο χρησιμοποιώντας εξωτερική φωτοπροστασία (καπέλο, γυαλιά, μπλουζάκι...).

Οι παρακάτω εικόνες χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των σχετικών δόσεων (πίεσες) του προϊόντος που απαιτούνται για τις διάφορες περιοχές του σώματος (πρόσωπο, λαιμός, ντεκολτέ, κεφάλι, αντιβράχιο, χέρι).

\*\*\*Προσοχή, το επίπεδο προστασίας μπορεί να μειωθεί εάν χρησιμοποιήσετε μικρότερη δόση.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Να μη χρησιμοποιείται εάν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά. Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργικής αντίδρασης, ζητήστε τη συμβουλή γιατρού. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια για την πρόληψη των ερεθισμών. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. Φυλάξτε το προϊόν σε θέση που δεν προεξοφίζουν τα παιδιά. Κλείνετε καλά το προϊόν μετά τη χρήση. Να μην εφαρμόζονται στους βλεννογόνους. Να μην εφαρμόζεται σε τραυματισμένο δέρμα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης θεραπείας, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας. Δε συστάται η εφαρμογή άλλου προϊόντος στην προστατευμένη περιοχή για να μη μειώσετε την αποτελεσματικότητα της προληπτικής θεραπείας. Σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος συμβουλευτείτε γιατρό. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι παρουσιάστηκε ένα σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, παρακαλείστε όπως το αναφέρετε στην εθνική σας αρχή και στον κατασκευαστή.

## BG SUNSIMED KA МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

скóry (nie dotyczy czerniaka), zmianom przednowotworowym, w tym rogowaceniu słonecznym i uszkodzeniu DNA wywołanym promieniowaniem UV. Opracowany specjalnie dla skóry wrażliwej, narażonej na działanie słońca.

### KLUCZOWE SKŁADNIKI

• **TriAsorB™**: nasz 1. organiczny filtr przeciwsłoneczny, który chroni przed promieniowaniem UVB, UVA i widzialnym światłem niebieskim o wysokiej energii.

• **Pre-tokoferyl**: silny antyoksydant dla wzmoconiej ochrony komórkowej.

• **Kwas hialuronowy**: silnie nawilżający składnik.

### WŁAŚCIWOŚCI

Leгка konsystencja i butelka z pompką ułatwia stosowanie produktu i wielokrotną aplikację, zwłaszcza na górnej powierzchni głowy. 8h nawilżenia\*\*.

Szybko się wchłania. Bez zapachu. Wysoka tolerancja.

Formuła opracowana tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych. Formuła niekomedogenna.

\*\*Badanie kliniczne: pojedyncza aplikacja, ocena kinetyki nawilżenia, 23 badanych.

### SPOSÓB UŻYCIA I ZALECANE DAWKOWANIE\*\*\*

Zalecane jest codzienne rano równomiernie na twarzy oraz powierzchniach narażonych na ekspozycję na słońce. Aplikację powtarzaj w przypadku przedłużonej ekspozycji na słońce, silnego pocenia się lub kontaktu z wodą. Unikaj bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi używając odzieży ochronnej (kapelusza, okularów przeciwsłonecznych, T-shirtu, itp.).

Załączone obok ilustracje mogą służyć jako wskazówka do określenia liczby zalecanych dawek (=naciśnięć pompki) na różne partie ciała (twarz, szyja, dekolt, głowa, przedramię, dłoń).

\*\*\*Ostrzeżenie: Stosowanie dawki mniejszej niż zalecana może zmniejszyć poziom ochrony.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie stosuj w przypadku alergii na jakikolwiek ze składników. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, skonsultuj się z lekarzem. Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami, aby zapobiec podrażnieniu. W przypadku kontaktu z oczami, przemyj oczy czystą wodą. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zamknij dokładnie produkt po użyciu. Nie stosuj na błony śluzowe. Nie stosuj na uszkodzoną skórę. W przypadku stosowania jednoczesnie innych terapii skonsultuj się z lekarzem. Nie zaleca się jednoczesnego nakładania innego produktu na powierzchnie wymagające ochrony, ponieważ to może zmniejszyć skuteczność działania. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych z używaniem produktu skonsultuj się z lekarzem. W przypadku podejrzenia wystąpienia ciężkiego incydentu związanego z używaniem produktu należy to zgłosić do właściwego organu administracji państwowej i producenta.