Jednorazowy test do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Alco TEST

0,00 ‰

1 TEST

ATESTOWANY

Dokładność ponad 99,4%

1. Wciśnij nasadki po obu stronach, do przebicia folii zabezpieczającej.

2. Weź głęboki wdech i dmuchaj 2x przez 10 s.

3. Po 2 - 4 minutach porównaj kolor substancji ze skalą.

SKALA

Wyprodukowano w UE dla
Milapharm Sp. z o.o.
03-464 Warszawa,
pl. Gen. Józefa Hallera 5/14A

www.milapharm.pl

Milapharm

5 903205 791818

Produkt ważny do: 01/2028

LOT: 72/03/26

Alcotest jest jednorazowym alkotestem, służącym do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Najniższy wykrywany przez Alcotest poziom zawartości alkoholu odpowiada 0,2‰* (promila) alkoholu we krwi co odpowiada około 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zawartość alkoholu we krwi na poziomie 0,2‰* promila może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów, co powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz zagrożenia w ruchu drogowym dla jego uczestników. Należy pamiętać, że poziom alkoholu wzrasta w okresie do około godziny, licząc od momentu spożycia alkoholu, zależy również od płci, kondycji, tempa spożywania, rodzaju alkoholu, przyjmowania posiłków stałych oraz wielu innych czynników. Alcotest składa się z rurki szklanej, substancji aktywnej w postaci granulatu adsorpcyjnego, filtrów, folii aluminiowych oraz 2 nasadek zabezpieczających.

1. Test można rozpocząć po upływie co najmniej 15 minut od ostatniego spożycia alkoholu. Przed badaniem należy powstrzymać się również od palenia papierosów.
2. Wcisnąć plastikowe nasadki zabezpieczające po obu stronach alcotestu w celu przebicia folii zabezpieczającej, do wystąpienia wyczuwalnego oporu.
3. Wziąć głęboki wdech i wdmuchiwać powietrze w ustnik, zgodnie z kierunkiem strzałek na alcoteście. Powietrze należy wdmuchiwać dwukrotnie przez około 10 sek., a w trakcie jednego cyklu. wdmuchiwanie powietrza nie może zostać przerwane. Należy upewnić się, że powietrze wylatuje z drugiej strony alcotestu. W przeciwnym razie należy powtórzyć postępowanie z punktu 2.
4. Po upływie 2 minut, nie później jednak niż po 5 minutach należy odczytać wynik testu.
5. Jeśli kryształki, znajdujące się w środkowej części rurki, białe przed rozpoczęciem testu, ulegną zabarwieniu oznacza to, że osoba poddająca się testowi znajduje się pod wpływem alkoholu i nie może w żadnym wypadku prowadzić pojazdów mechanicznych.
   Przybliżoną zawartość alkoholu we krwi w promilach można odczytać porównując wynik z barwnymi wzorcami, znajdującymi się zarówno na alkoteście, jak również na opakowaniu. Należy wziąć pod uwagę, że kryształki przebarwiają się z różną intensywnością. Białe miejsca mogą być widoczne pomimo wykazanej obecności alkoholu.
6. Po użyciu wyrzucić do śmietnika z odpadami komunalnymi.

Uwaga:
Alcotest należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Alcotest może być użyty tylko jeden raz. Alcotest należy chronić przed słońcem, wysoką oraz niską temperaturą. Alcotest należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Pojedyncze części składowe Alcotest mogą zagrażać życiu lub zdrowiu. Przy niewłaściwym użytkowaniu rurka szklana może ulec złamaniu bądź zbiciu i powodować rany cięte, inne elementy mogą zostać połknięte.
Alcotest zapewnia wiarygodny wynik, pod warunkiem użytkowania we właściwy sposób. Alcotest służy do użytku prywatnego i nie jest produktem zalegalizowanym do pomiaru zawartości alkoholu. Odczyt zawartości alkoholu nie może służyć do celów dowodowych, a w szczególności na okoliczność pozostawania/niepozostawania w stanie nietrzeźwości/po użyciu alkoholu. W takim przypadku w celu dokonania dokładnego pomiaru zawartości alkoholu we krwi należy skorzystać z zalegalizowanego alkomatu. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wynik ani wiarygodność przeprowadzonego testu.

Wyprodukowano w UE dla
Milapharm Sp. z o.o.
03-464 Warszawa,
pl. Gen. Józefa Hallera 5/14A