Bodyotics Comfydisc – wielorazowe dyski menstruacyjne z pierścieniem, S + L

Zestaw 2 dysków w kolorach: pomarańczowy i czerwony · rozmiary S i L · z woreczkami do przechowywania



EAN / GTIN	0810103870680
Numer artykułu	EB-BO-004
Marka	Bodyotics
Zawartość opakowania	2 wielorazowe dyski menstruacyjne (rozmiar S i L) z pierścieniem do wyjmowania, woreczki do przechowywania
Materiał	Silikon klasy medycznej
Czas noszenia	Do 12 godzin
Wymiary opakowania	9,8 × 9,2 × 4,2 cm
Waga opakowania	100 g
Kraj pochodzenia	Chiny
Karton zbiorczy	150 szt. · 45 × 38 × 33 cm · 16 kg
Paleta	25 kartonów (3 750 szt.) · 120 × 83 × 183 cm · 435,75 kg

Opis produktu

Bodyotics Comfydisc to miękki, wielorazowy dysk menstruacyjny z silikonu klasy medycznej, który zapewnia do 12 godzin komfortowej ochrony bez efektu ssania – w domu, w pracy i w podróży. Zestaw zawiera dwa rozmiary (S i L), dzięki czemu łatwo dobrać najlepsze dopasowanie, a pierścień do wyjmowania sprawia, że usuwanie dysku jest proste i bezstresowe. Przy odpowiedniej pielęgnacji dysk można stosować wielokrotnie, co czyni go ekologiczną alternatywą dla tamponów i podpasek.

Zalety

- Dwa rozmiary (S i L) w jednym opakowaniu – łatwo dobrać idealne dopasowanie
- Do 12 godzin komfortowego noszenia, bez efektu ssania
- Pierścień ułatwiający wyjmowanie
- 100% silikon klasy medycznej
- Wielorazowy – mniej odpadów niż w przypadku produktów jednorazowych

Sposób użycia

1. Przed pierwszym użyciem wysterylizuj dysk, gotując go przez 5 minut.
2. Umyj ręce.
3. Złóż dysk w kształt ósemki i wprowadź go do pochwy w kierunku kości ogonowej, umieszczając przedni brzeg za kością łonową.
4. Noś do 12 godzin – dysk zbiera wydzielinę bez efektu ssania.
5. Aby wyjąć dysk, zahacz palcem o pierścień i delikatnie pociągnij w dół nad toaletą.
6. Po każdym użyciu opłucz dysk ciepłą wodą, a na koniec każdego cyklu wysterylizuj go.

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania.

Przechowywanie i pielęgnacja

Przechowywać w czystym i suchym miejscu, w dołączonym woreczku. Nie gotować dłużej niż 5 minut.

Ostrzeżenia

- Dyski menstruacyjne Bodyotics nie są środkami antykoncepcyjnymi i nie chronią przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową (STI).
- Wyłącznie do użytku osobistego. Sterylizować przed pierwszym użyciem i na koniec każdego cyklu.
- W przypadku podrażnienia, dyskomfortu lub nietypowego zapachu przerwać stosowanie.
- Osoby stosujące wkładkę wewnątrzmaciczną (IUD) powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Ryzyko zadławienia – małe części. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podmiot wprowadzający produkt do obrotu

eBrands Global Oy · Pieni Roobertinkatu 9, 00120 Helsinki, Finlandia · sales@ebrands.com · GLN 4262428220002