Marimer Baby Izotoniczny

Wyrób medyczny

100 ml, spray do nosa

Marimer baby izotoniczny to spray do nosa zawierający 100% naturalną wodę morską, pozyskiwaną z terenu Morskiego Parku Przyrody Iroise, bogatą w sole mineralne i pochodzące z morza oligoelementy. Marimer baby izotoniczny można stosować codziennie dzięki fizjologicznemu stężeniu (stężenie izotoniczne - 0,9%). System mikrodyfuzji umożliwia delikatne i równomierne rozpylenie wody morskiej na błonę śluzową nosa. Specjalny aplikator dostosowany do nosa dziecka (z wyjątkiem wcześniaków) zapewnia łatwe i bezpieczne stosowanie. Zawór jednokierunkowy został zaprojektowany tak, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia czynnikami zewnętrznymi i zapewnić ochronę roztworu.

SKŁAD:

Roztwór izotoniczny wody morskiej (co odpowiada 9 g/l NaCl), woda oczyszczona.

WSKAZANIA:

Marimer baby izotoniczny spray jest zalecany do stosowania u dzieci i niemowląt, w tym noworodków (z wyjątkiem wcześniaków):

- Do codziennej higieny nosa
- Nawilża błonę śluzową nosa
- Ułatwia usuwanie wydzieliny śluzowej z nosa
- Zalecany w przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

DAWKOWANIE:

Rozpylić 1-2 dawki do każdego otworu nosowego, 1 do 3 razy dziennie, w zależności od potrzeb. Marimer baby izotoniczny można stosować codziennie przez dłuższy okres czasu.

OSTRZEŻENIA I PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować u wcześniaków. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na wodę morską. Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie ciężkie incydenty, które wystąpiły po zastosowaniu wyrobu medycznego należy zgłosić do wytwórcy wyrobu medycznego Laboratoires Gilbert poprzez stronę internetową www.labogilbert.fr i (lub) do właściwego krajowego organu nadzoru (Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, www.urpl.gov.pl).

Produkt wytworzony we Francji.

PRODUCENT: Laboratoires Gilbert

928 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint-Clair – FRANCJA

DYSTRYBUTOR: Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o.

Ul. Dziekońskiego 3

00-728 Warszawa – POLSKA

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.