



ANWENDUNGSHINWEISE ZU DELIGHT MINIVIBRATOR

DELIGHT MINIVIBRATOR

Wir möchten, dass du ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit hast. Lies deshalb die folgenden Informationen durch.

UNSER TIPP FÜR DICH

Intensiviere dein Liebesspiel mit einem Durex Gleitgel auf Wasserbasis.

ANWENDUNG

1. Zur Aktivierung deines Delight Minivibrators schraube den Boden auf und entferne die Schutzfolie, die den Batteriekontakt abdeckt. Schraube den Boden wieder zu und dein Minivibrator ist einsatzbereit.
2. Zum Ein- und Ausschalten des Minivibrators drücke den Knopf an der Unterseite.
3. Übe bei Verwendung des Minivibrators leichten Druck aus. Verwende dieses Produkt vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Nicht zur innerlichen Anwendung in der Vagina oder dem Anus geeignet.
4. Du kannst den Delight Minivibrator mit wasserbasierten Durex Gleit oder Erlebnisgelen verwenden.
5. Kontrolliere vor dem Batteriewechsel, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Zum Öffnen des Batteriefachs schraube den Boden ab. Entferne die leere Batterie und lege eine neue AAA-Batterie ein.
6. Nachdem die neue Batterie eingelegt ist, schraube den Boden wieder zu.

SAUBER BLEIBEN, SPASS HABEN

1. Reinige dein Sexspielzeug vor und nach jeder Verwendung gründlich. Wasche das Produkt vorsichtig mit warmem Wasser und milder Seife.
2. Spüle es mit sauberem, warmem Wasser ab und tupfe es mit einem fusselfreien Tuch ab.
3. Es gibt spezielle Reinigungsmittel für Sexspielzeuge, die für dieses Produkt verwendet werden können. Beachte die Anweisungen des Mittels vor dessen Verwendung.
4. Verwende niemals Reiniger, die Alkohol, mineralbasierte Lösungsmittel oder Aceton enthalten.

BATTERIE

Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden, indem leitende Materialien wie Draht oder Metall an beide Pole angelegt werden. Durch Kurzschließen der Batterie kann der Minivibrator beschädigt werden, was zu Verbrennungen infolge von Überhitzung führen kann.

Batterietyp:

Inklusive 1 x AAA-Batterien

Laufzeit:

bis zu 5 Stunden

Wasserdicht:

Delight Minivibrator ist wasserdicht (IPX7). Bis zu 30 Minuten einsetzbar, unter Wasser nicht tiefer als 1 m.

AUFBEWAHRUNG

An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Spielzeugen aus anderen Materialien getrennt aufbewahren.

ENTSORGUNG

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Weitere Informationen erhältst du von deinem Händler oder von deiner örtlichen Entsorgungsstelle. Du kannst die Verpackung recyceln, jedoch nicht den Inhalt.

NICHT VERGESSEN

Bitte bewahre die Packungsbeilage auf, da sie wichtige Informationen zur Verwendung und Entsorgung des Produkts enthält.

Wenn Beschwerden auftreten, solltest du die Verwendung sofort abbrechen. Bitte kontrolliere deinen Minivibrator vor jeder Verwendung auf Schäden. Wenn dein Sexspielzeug auf irgendeine Weise beschädigt wird, benutze es bitte keinesfalls weiter. Wende dich vor der Verwendung des Delight Minivibrators an einen Arzt, wenn du ein Implantat, z. B. einen Herzschrittmacher, trägst, oder wenn an den Körperteilen, an denen du den Minivibrator verwenden möchtest, eine Operation vorgenommen wurde.

Nur für Erwachsene geeignet. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein Verhütungsmittel. Kann mit oder ohne Durex Naturkautschuklatex-Kondom verwendet werden. Bitte teile deinen Minivibrator nicht mit mehreren Sexpartnern, ohne vorher den Reinigungshinweisen zu folgen.

Mehr Informationen auf: www.durex.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Verwendung dieses Sexspielzeugs erfolgt auf eigene Gefahr. Der Hersteller/Händler übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für den unsachgemäßen Gebrauch dieses Minivibrators.



Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2 – 4, 69115 Heidelberg
Reckitt Benckiser Austria GmbH, Guglgasse 15, A-1110 Wien
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen

Kundenservice:

DE: +49 800 000 1744 oder ConsumerHealth_DE@reckitt.com
AT: +43 800 017 915 oder ConsumerHealth_AT@reckitt.com
CH: +41 800 562 992 oder ConsumerHealth_CH@reckitt.com



@durex.de