



Producent:
Laboratoire UNITHER
ESPACE INDUSTRIEL NORD
151, Rue André Durouchez
CS 28028
80084 AMIENS Cedex 2
FRANCE

Dystrybutor:
Capeypharma Sp. z o.o. Sp. K
01-684 Warszawa
ul. Klądyń 28 C
POLSKA

Wyprodukowano we Francji



Wskazania:
Baby cap ampulki soli fizjologicznej może być stosowany u niemowląt i dzieci starszych oraz u osób dorosłych w następujący sposób:

- do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo przemywanie suchego lub zatkanego nosa,
- do higieny oczu: poprzez zakraplanie, przemywanie lub płukanie,
- do higieny uszu,
- do przemywania ran,
- do inhalacji podczas aerzoterapii.

Postać:

Opakowanie zawiera:
jednorazowe ampulki po 5 ml,
ilość ampułek - 10

Skład:

Chlorek sodu 0,9 g
Woda oczyszczona q.s. 100 ml
Nie zawiera substancji konserwujących.



5 902020 1672388



Sposób użycia:

Należy zapoznać się z ulotką.

Ostrzeżenia:

Do użytku jednorazowego i indywidualnego. Zawartość zużyć od razu po otwarciu. Po użyciu ampulki należy wyrzucić. Nie używać tej samej ampulki do różnych zastosowań. Nie używać do iniekcji. Nie używać po upływie daty ważności. Nie używać w przypadku uszkodzenia ampulki. Unikać kontaktu ampulki z powierzchnią oka lub rany. Chronić przed dziećmi.

Po napoczęciu ampulki nie można wykorzystać jej zawartości powtórnie – środek nie zawiera substancji konserwujących, w związku z czym powtórne użycie mogłoby grozić podaniem środka zanieczyszczonego.

Baby cap ampulki soli fizjologicznej to sterylne wyroby medyczne klasy IIa.

Data uzyskania oznakowania CE: 16.09.2016.


Data weryfikacji instrukcji stosowania: 09.2017.

ampulki
soli fizjologicznej



ampulki
soli fizjologicznej

izotoniczny, sterylny
roztwór chlorku sodu 0,9%
w jednorazowych
ampulkach 10x5ml
do higieny oczu, nosa,
uszu, przemywania ran
oraz do inhalacji



www.capeypharma.com

CapeyPharma

LOT UI0005

2025.01



257



ampułki soli fizjologicznej

izotoniczny, sterylny roztwór chlorku sodu 0,9%
w jednorazowych ampułkach 10×5ml
do higieny oczu, nosa, uszu, przemywania ran
oraz do inhalacji

STERILE	A
---------	---

STERYLNY
Nie stosować do iniekcji



060265
257



060265
257

Wskazania:

Babycap ampułki soli fizjologicznej może być stosowany u niemowląt i dzieci starszych oraz u osób dorosłych w następujący sposób:

- do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo przemywanie suchego lub zatkanego nosa,
- do higieny oczu: poprzez zakraplanie, przemywanie lub płukanie,
- do higieny uszu,
- do przemywania ran,
- do inhalacji podczas aerozoloterapii.

Postać:

Opakowanie zawiera: jednorazowe ampułki po 5 ml, ilość ampułek - 10

Skład:

Chlorek sodu 0,9 g
Woda oczyszczona q.s. 100 ml
Nie zawiera substancji konserwujących.

Sposób użycia:

Przed użyciem dokładnie umyć ręce.
Oderwać jedną ampułkę i otworzyć ją przekracając jej górną część.

DO HIGIENY NOSA I OCZU

Środek może być stosowany codziennie do higieny nosa i oczu, w ilości od 1 do 6 przemyć dziennie, w zależności od potrzeb.

- do higieny nosa: do zakraplania lub przemywania suchego lub zatkanego nosa.
Należy przechylić głowę na bok.
Delikatnie umieścić końcówkę w dziurce nosa i nacisnąć lekko ampułkę.
Czynność powtórzyć w drugiej dziurce.
Podnieść z powrotem głowę, aby umożliwić wypłynięcie śluzu, następnie wytrzeć nadmiar płynu. Przez 10 min. po zastosowaniu środka nie wydychać mocno nosa.
W przypadku niemowląt podawać środek, wywierając jak najmniejszy nacisk na ampułkę, aby uniknąć zanieczyszczenia ucha środkowego.
- do higieny oczu: do zakraplania lub przemywania.
Podać kilka kropli środka do każdego oka.
Wytrzeć nadmiar płynu przy pomocy jałowego gazika.
Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią oka.
W przypadku stosowania innego produktu do oczu, najpierw zastosować Babycap ampułki soli fizjologicznej, a następnie odczekać 15 min. przed podaniem kolejnego środka.
Środek może być stosowany u osób noszących szkła kontaktowe.

DO HIGIENY USZU

Do płukania. W celu zapewnienia doskonałej higieny uszu, po użyciu środka powierzchniowo czynnego do uszu, zastosować produkt do usunięcia pozostałości woskowiny oraz przepłukania zewnętrznego przewodu słuchowego.
Zawartość jednej ampułki można wykorzystać do 2 uszu.
Wytrzeć nadmiar płynu przy pomocy gazika.

DO PRZEMYWANIA RAN

Przepłukać ranę, używając zawartość całej ampułki.
Wytrzeć nadmiar płynu jedynie na zdrowej skórze.
Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią rany.

DO INHALACJI PODCZAS AEROZOLOTERAPII

Jeśli podczas aerozoloterapii środek ma być częścią roztworu przygotowywanego do inhalacji, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na produkcie do inhalacji.
Jeśli środek stosuje się samodzielnie, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na urządzeniu do aerozoloterapii.
Przy pierwszym stosowaniu lub w przypadku nadwrażliwości układu oddechowego należy zasięgnąć porady lekarza.

Ostrzeżenia:

Do użytku jednorazowego i indywidualnego.
Zawartość zużyć od razu po otwarciu. Po użyciu ampułkę należy wyrzucić.
Nie używać tej samej ampułki do różnych zastosowań.
Nie używać do iniekcji.
Nie używać po upływie daty ważności.
Nie używać w przypadku uszkodzenia ampułki.
Chronić przed dziećmi.

Po napoczęciu ampułki nie można wykorzystać jej zawartości повторно – środek nie zawiera substancji konserwujących, w związku z czym powtórne użycie mogłoby grozić podaniem środka zanieczyszczonego.
Babycap ampułki soli fizjologicznej to sterylne wyrób medyczny klasy IIa.
Data uzyskania oznakowania CE: 16.09.2016.
Data weryfikacji instrukcji stosowania: 09.2017.

Producent:

Laboratoire UNITHER
ESPACE INDUSTRIEL NORD
151, Rue André Durouchez
CS 28028
80084 AMIENS Cedex 2
FRANCJA
Wyprodukowano we Francji

www.capeypharma.com

Dystrybutor:

Capeypharma Sp. z o.o. Sp. K
01-684 Warszawa
ul. Klaudyny 28 C
Polska



Scale 1:1



Scale 2:1

